

Inhaltsverzeichnis

Vorstellung der InTrense™ –Technologie – wie funktioniert's?	40
Bestimmungsmäßige Verwendung	41
Wer soll das Gerät NICHT verwenden	42
KONTRAINDIKATIONEN	42
WARNUNGEN	43
VORSICHTSHINWEISE	45
Mögliche negative Auswirkungen	46
Beschreibung des Geräts	47
Beschreibung der Benutzeroberfläche	48
Gebrauchsanweisung	49
Was Sie erwarten können	49
Vorversuch	49
Behandlungsbereiche	52
Reinigung und Aufbewahrung	55
Fehlerbehebung	55
Kundendienst	56
Gerätespezifikationen	57
Kennzeichnung	58

InTrense™ Technologie Wie funktioniert's?

Das ist ein nichtinvasives Gerät für die Anwendung zu Hause, das Radiofrequenz (RF), eine Form elektromagnetischer Energie, verwendet und dadurch Falten reduziert, die Haut straffen und die Hautelastizität wiederherstellen soll. Das Gerät ist für alle Hauttöne geeignet, einfach anzuwenden und liefert sichtbare, lang anhaltende Ergebnisse.

Die Radiofrequenz-Technologie wird seit vielen Jahren von Ärzten in Kliniken und Kurzentren eingesetzt und hat sich als äußerst wirksam erwiesen. Das Gerät verfügt über zwei Elektroden, die die RF-Energie in die Haut abgeben, um Kollagenfasern zusammenzuziehen und die natürliche Produktion von Kollagen zu stimulieren, die ja mit zunehmendem Alter abnimmt. Bei richtiger Anwendung und Befolgung des empfohlenen Behandlungsprotokolls

reduziert das Gerät das Auftreten von Falten, strafft die Haut und stellt die Elastizität wieder her. Sichtbare Ergebnisse sind bereits nach nur einer Behandlung möglich.



Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Behandlung mit dem Gerät beginnen. Diesen Leitfaden finden Sie auch unter www.sensica.com

Bestimmungsmäßige Verwendung

Das Gerät ist bestimmt:

- Für Frauen und Männer, die Gesichtsfalten reduzieren, Gesichtshaut straffen und die Hautelastizität beleben wollen.
- Zur Verwendung auf Gesicht, Wangen, Lachfältchen, Krähenfüßchen, Stirn, Kinn, Kieferpartie und erlaubten Bereichen von Hals, Dekolleté und Händen.
- Zur Verwendung bei feinen bis moderaten Falten
- Zur Verwendung mit Basis-Gel. Dieses Gel wurde speziell für die Verwendung mit Sensica-RF-Geräten entwickelt und gewährleistet die angemessene Abgabe von RF-Energie. Dies liefert bestmögliche Ergebnisse, indem der Kontakt zwischen dem Gerät und der Haut verbessert wird, um die Hautleitfähigkeit zu verstärken.

Hinweis: Hinweis: Um das Gerät richtig zu verwenden, muss das Basis-Gel unbedingt aufgetragen werden. Wenn das Basis-Gel nicht aufgetragen wird, werden Ihre Sicherheit und die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigt.

Wer soll das Gerät NICHT verwenden

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der ersten Behandlung beginnen. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, ob das Gerät für Sie sicher ist, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie:

- noch nicht 18 Jahre alt sind. Die Anwendung des Geräts für oder durch Kinder wurde nicht untersucht und kann zu schweren Verletzungen führen.
- ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher oder eine Insulinpumpe benutzen oder unter einer diagnostizierten schweren Herzerkrankung wie etwa Herzrhythmusstörungen leiden.
- schwanger sind oder stillen.
- unter schweren, unkontrollierten endokrinologischen oder metabolischen Zuständen (wie etwa Diabetes und unkontrollierter Schilddrüsenerkrankung) leiden.
- ein kompromittiertes Immunsystem haben oder unter Autoimmunerkrankungen wie AIDS oder Lupus leiden oder Medikamente einnehmen, die das Immunsystem beeinflussen.
- unter Blutgerinnungsstörungen oder übermäßigen Blutungen, Blutergüssen oder unterbrochener Wundheilung leiden oder routinemäßig blutverdünnende Medikamente einnehmen.
- in der Vergangenheit unter tiefer Venenthrombose (Bildung eines Blutgerinnsels in den Venen) gelitten haben.
- in der Vergangenheit an Kollagenstörungen oder unter einer Keloidnarbenbildung (Wachstum von extra Narbengewebe dort, wo die Haut nach einer Verletzung geheilt ist) gelitten haben.
- an einer schweren Allgemeinerkrankung wie Hepatitis, Lebererkrankung oder Epilepsie leiden.
- unter empfindlicher Haut leiden, wie zum Beispiel bei häufigen Rötungen, Entzündungen, Ausbrüchen, Infektionen, Akne oder besonders trockener Haut.
- unter verminderter oder extrem empfindlicher Wahrnehmung von Temperaturschwankungen leiden.

- in den letzten 6 Monaten Accutane eingenommen haben.
- unter einer hitze-induzierten Krankheit oder unter einer aktiven Hautkrankheit (wie etwa Herpes, Ekzem, Hautausschlag usw.) im Behandlungsbereich leiden.
- Hautkrebs haben; und verwenden Sie das Gerät nicht an Hautstellen, die das Risiko einer Malignitätsbildung tragen oder falls Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben.

WARNUNGEN

Verwenden Sie das Gerät NICHT:

- Über dauerhaften Implantaten im vorgesehenen Behandlungsbereich (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Silikon oder injizierte chemische Materialien, Metallplatten oder andere Materialien aus Metall).
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Operation (wie etwa einer Schönheits- oder Augenlidoperation) unterzogen oder andere ästhetische Injektionen von Füllstoffen (wie Hyaluronsäure, Kollagen, Fett oder Botulinumtoxin) im Behandlungsbereich erhalten haben.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten ein professionelles chemisches Peeling (mit Alpha-Hydroxysäuren (AHA) wie Glycolsäure oder Beta-Hydroxysäuren (BHA) hatten oder wenn Sie eine professionelle Abreibung der Gesichtshaut (wie etwa Dermabrasion, Gesichtserneuerung oder tiefes chemisches Peeling (Phenol, Trichloressigsäure/TCA) und/oder ablativ Laserbehandlungen) hatten.
- Über Nasenlöchern, Lippen des Mundes, Ohren, Brust oder Genitalbereichen oder in dieser Bedienungsanleitung nicht empfohlenen Bereichen. Über der Schilddrüse, da es zu unerwünschten Ereignissen kommen kann.
- Über den Augenlidern, den Augen oder den Seiten der Augen (zu beiden Seiten Ihrer Nase), da dies zu Augenschäden führen kann.
- Über Metallgegenständen (wie Ohrringen, Schmuckstücken, Piercings) oder über Tätowierungen oder dauerhaftem Make-up im Behandlungsbereich.
- Bei Sonnenbrand, über dunkelbraunen oder schwarzen Stellen wie

Sommersprossen, Geburtsmalen, im Bereich um die Brustwarzen oder Muttermalen und Hautbläschen im Behandlungsbereich.

- Wenn Sie allergisch auf Komponenten des Basis-Gels reagieren.
- Wenn Sie gegenüber Chrom oder Nickel empfindlich sind, da sich diese Komponenten in beiden Elektroden des Geräts befinden.

Außerdem soll dieses Gerät in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind.
- Ohne Entfernung übermäßiger Gesichtsbehaarung von den Behandlungsbereichen, da dies in diesen Bereichen zu Verbrennungen führen kann.

Hinweis: Wenn Sie sich irgendwelchen anderen ästhetischen Behandlungen im vorgesehenen Behandlungsbereich unterzogen haben oder irgendwelche Zweifel hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen bestehen, kontaktieren Sie vor Verwendung des Geräts Ihren Arzt.

VORSICHTSHINWEISE:

- NICHT IN REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
 - Verwenden Sie eine Stunde vor Verwendung des Geräts auf der Haut niemals brennbare Flüssigkeiten wie etwa Alkohol oder Aceton, einschließlich Artikel wie Parfüms oder Desinfektionsmittel, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
 - Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie sonst gefährlichen elektrischen Komponenten ausgesetzt sein könnten.
 - Stellen Sie das Gerät nie in die Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten, da dies zu Elektroschocks führen kann.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an Strom angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen führen kann.
 - Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Gebrauchsanweisung und dem für das Gerät bestimmten Verwendungszweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Teile des Geräts fehlen, beschädigt oder locker sind. Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie Rauch sehen oder riechen oder wenn das Gerät feucht oder nass wird.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne vorher das Basis-Gel aufzutragen.
 - Verwenden Sie das Basis-Gel nicht nach dem Verfallsdatum.
 - Bevor Sie das Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es sauber, trocken und unbeschädigt ist. Anleitungen zur Reinigung finden Sie im Abschnitt "Reinigung".

Hinweis: das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch einen Einzelbenutzer konzipiert.

Mögliche negative Auswirkungen

Wenn Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden, treten negative Auswirkungen nur **selten** auf. Allerdings kann jede ästhetische Behandlung, einschließlich der Verwendung von Heimgeräten, ein gewisses Maß an negativen

Auswirkungen verursachen (wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt).

Sollten negative Auswirkungen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, wenn dies erforderlich ist.

Geringe negative Auswirkungen sollten sich spontan innerhalb weniger Stunden auflösen.

αAusmaß negativer Auswirkungen	Häufigkeit negativer Auswirkungen	Negative Auswirkungen
Gering	Häufig	Lokaler Schmerz Hautreizung Hautrötung Hautempfindlichkeit Allergische Kontaktdermatitis oder Empfindlichkeit gegenüber dem Basis-Gel
Moderat	Selten	Leichte Hautverbrennungen Pigmentveränderungen Unverhältnismäßig starke Rötung und Schwellung durch Nesselausschlag, Kapillarblutung (Purpura) oder Ekchymose und Hämatome
Schwerwiegend	Sehr selten	Schwere Verbrennungen Infektion Hauthämatome Blasenbildung

Beschreibung des Handgeräts



Beschreibung der Benutzeroberfläche

1. EIN/AUS und Energielevel-Sensortaste – Tippen Sie die Taste behutsam an (nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist) und das Gerät wird auf Energie-Level 1 eingeschaltet. Dies wird durch 1 leuchtendes Licht in der Energielevel-Anzeige angedeutet. Sobald das höchste Level erreicht ist, wird das Gerät durch erneutes behutsames Antippen der Taste ausgeschaltet. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, wenn es 1 Minute lang unbeaufsichtigt bleibt.

2. Statusindikator

	Blinkendes gelbes Licht	Das Gerät ist im Standby-Modus . Falls kein Licht leuchtet, prüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Statusindikator	Grünes Dauerlicht	Das Gerät befindet sich im Behandlungsmodus . RF ist aktiviert, der Hautkontakt wird detektiert und die Behandlung ist im Gange.
	Abwechselnd blinkendes grünes und gelbes Licht	Das Gerät ist im Fehlermodus . Das Gerät erkannte eine Störung und verhindert die Aktivierung der RF.
RF Energielevel Sensortaste	1-3 Energielevel -Leuchtanzeigen	Grünes Licht an, Anzeige des RF-Energielevels. Tippen Sie wiederholt die RF-Energielevel-Sensortaste behutsam an, bis Sie das gewünschte Level erreichen: 1, 2, 3 oder AUS

Gebrauchsanweisung

Das Gerät ist für die Anwendung auf Wangen, nasolabialen "Lachfältchen", "Krähenfüßchen" (an Ihren Augen), Stirn, Kinn, erlaubten Bereichen des Halses und des Dekolletés sowie auf Händen bestimmt.

Was Sie erwarten können

Während der Reduktion Ihrer Gesichtsfalten und der Hautstraffungsbehandlung ist Folgendes ganz normal:

- Wärmegefühl während Behandlungseinheiten – erzeugt durch die RF-Energie während der Behandlung.
- Während und kurz nach jeder Behandlung ist die Haut leicht rot oder rosa gefärbt.

Vorversuch

Der Vorversuch soll die Reaktion Ihrer Haut auf die Behandlung bestimmen und Ihnen helfen, die für Sie angenehmsten Einstellungen für jeden Behandlungsbereich zu finden. Führen Sie einen Test für jeden geplanten Behandlungsbereich 48 Stunden vor der ersten vollständigen Behandlung durch.

- Bereiten Sie Ihre Haut vor wie im Folgenden unter "Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor" beschrieben. Anweisungen zur Bedienung des Geräts finden Sie nachstehend im "Schritt 2: Bedienung des Geräts".
- Tragen Sie vor Benutzung des Geräts eine dünne, gleichmäßige Schicht des Basis-Gels auf die Behandlungsfläche auf. Beginnen Sie Ihren Test mit Energielevel 1 und führen Sie das Gerät in kleinen, kreisförmigen Bewegungen.
- Erhöhen Sie die Levels entsprechend Ihrem Komfortgefühl. Brechen Sie den Test ab, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn Sie negative Auswirkungen bemerken.
- Erhöhen Sie die Levels entsprechend Ihrem Komfortgefühl.
- Brechen Sie den Test ab, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn Sie negative Auswirkungen bemerken.
- Führen Sie den Vorversuch für eine Gesamtdauer von ca. 3 Minuten durch.
- Warten Sie 48 Stunden und untersuchen Sie den

getesteten Bereich.

Wenn die Haut im getesteten Bereich normal aussieht und keine negativen Auswirkungen vorliegen, können Sie eine vollständige

Hinweis: Das RF-Energielevel gibt die Rate an, gemäß der die Temperatur im Erwärmungsmodus ansteigt. Ein hohes RF-Energielevel ermöglicht Ihnen eine schnellere und gleichmäßigere Erwärmung. Sie können bei jedem RF-Energielevel maximale Ergebnisse erzielen, aber bei einem niedrigeren Level dauert es länger, bis die wirksame Temperatur erreicht ist. Aus diesem Grund können Sie jedes für Sie angenehme RF-Energielevel auswählen.

Erste Schritte

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor

1. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihre Haut trocken, sauber und frei von topischen Produkten wie Feuchtigkeitscremes, Flüssigkeiten oder Fussel ist.
2. Entfernen Sie jeglichen Schmuck vom Behandlungsbereich und von Ihren Händen.
3. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Anwendungen, die Alkohol enthalten) oder Aceton, um die Haut eine Stunde vor Benutzung des Geräts zu reinigen, da dies zu einer Verbrennung der Haut führen kann.
4. Das Gerät ist auch für Männer geeignet. Allerdings sollten männliche Benutzer sicherstellen, dass ihre Haut vor der Behandlung sauber rasiert ist.

Schritt 2: Bedienung des Geräts

Hinweis: Vor der vollständigen Behandlung sollte separat ein Vorversuch für jeden Behandlungsbereich durchgeführt werden.

1. Siehe Abschnitt "Vorversuch" oben. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Behandlungsbeginn trocken und unbeschädigt ist. Schließen Sie dann das Netzkabel ordnungsgemäß an die Gerätebuchse und die Steckdose an.
2. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht des beigefügten Basis-Gels auf den ausgewählten Behandlungsbereich auf.

3. Stellen Sie das RF-Energielevel auf die Stufe ein, die Sie während des Vorversuchs ausgewählt hatten. Drücken Sie wiederholt die. RF-Energielevel-Auswahltaste bis Sie das gewünschte Level erreicht haben: 1, 2 oder 3.
4. Das Gerät ist mit 2 Sicherheitssensoren ausgestattet, die die Temperatur während der gesamten Behandlung im wirksamen und sicheren Bereich halten.
5. Platzieren Sie die Behandlungsfinger auf den ausgewählten Behandlungsbereich und sorgen Sie während der gesamten Behandlung für einen vollständigen Kontakt der Elektroden mit Ihrer Haut. Das Gerät zeigt den richtigen Hautkontakt durch die grüne Statusanzeige an. Wenn das Gerät nicht richtig platziert ist, wird die RF-Energie nicht abgegeben.
6. Wenn Sie nach ca. 10 Sekunden keine Wärmeempfindung verspüren, versuchen Sie, das Gerät über einer kleineren Behandlungsfläche zu bewegen und/oder die RF-Energie zu erhöhen.
7. Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Behandlungsbereich, während Sie einen permanenten, festen Kontakt mit der Haut aufrechterhalten.
8. Für Behandlungsbereiche, Behandlungsdauer und Behandlungsplan siehe Abschnitt "Empfohlenes Behandlungsprotokoll".
9. Wischen Sie nach Beendigung der Behandlung das restliche Gel von der behandelten Fläche ab.
10. Anleitungen für die Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt "Reinigung".

Empfohlene Behandlung

- Für lang anhaltende Ergebnisse verwenden Sie das Gerät einmal pro Woche für jeden Behandlungsbereich für einen Zeitraum von 8 Wochen.
- Das Ansprechen auf die Behandlung ist individuell unterschiedlich und hängt von umweltbedingten und biologischen Faktoren, Vererbung und Alter ab.
- Für optimale Langzeitergebnisse können Sie Behandlungen bei Bedarf alle 4–8 Wochen wiederholen.

Behandlungsbereiche

Behandeln Sie gesamte Bereiche nicht mit Energielevels, die Sie nicht vorher getestet haben



Stirn (Behandlungsbereich 1)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich. Bewegen Sie das Gerät auf und ab über den Stirnbereich.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 10 Minuten.



Zwischen den Augen – "Elf" (Behandlungsbereich 2)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät in kleinen, kreisförmigen Bewegungen oder auf und ab.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten.



"Krähenfüßchen" – um die Augen (Behandlungsbereich 3)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen von einer Stelle zur nächsten.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und Augenhöhlen, da die Behandlung in diesen Bereichen negative Auswirkungen haben kann.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (für jede Seite)



Wangen und nasolabiale "Lachfältchen" (Behandlungsbereich 4)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Wangenbereich und auf und ab über die "Lachfältchen".
- Vermeiden Sie Bereiche wie das Innere der Nase und der Mundhöhle, da die Behandlung in diesen Bereichen negative Auswirkungen haben kann.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (pro Seite).



Behandlung des Kinns (Behandlungsbereich 5)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät kontinuierlich von einer Seite des Kinns zur anderen.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten.



Kieferpartie (Behandlungsbereich 6)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät entlang der Kieferpartie kontinuierlich auf und ab.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (für jede Seite).



Des Halsbereichs (Behandlungsbereich 7)

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger wie in der Abbildung gezeigt auf den Behandlungsbereich.
 - Führen Sie das Gerät über dem Nackenbereich auf und ab.
 - Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten (für jede Seite)
- Vorsicht:** Vermeiden Sie die Behandlung im unteren Drittel des Halses, da dieser Bereich empfindlicher ist, und vermeiden Sie die Behandlung des Schilddrüsenbereichs (gekennzeichnet mit Δ)



Behandlung des Dekolletébereichs und der Hände

- Platzieren Sie die Behandlungsfinger auf den gewünschten Behandlungsbereich.
- Führen Sie das Gerät kontinuierlich in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über dem Dekolletébereich oder den Händen.
- Da Dekolleté und Hände große Flächen sind, wird empfohlen, diese Flächen in Teilflächen von ca. 4 cm² zu unterteilen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Empfohlene Behandlungsdauer für diesen Bereich ist 5 Minuten.

Gesichtspflege nach der Behandlung

- Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich die Anti-Aging-Creme von Sensica zu verwenden, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen (zum Kauf erhältlich bei www.sensica.com).
- Tragen Sie Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30 LSF) auf und schützen Sie die behandelte Stelle nach der Behandlung zwei Wochen lang vor Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung die Verwendung von heißem Wasser im Gesicht und stellen Sie die Verwendung von abrasiven oder rauen Produkten für zwei Tage ein.
- Make-up kann sofort nach der Behandlung aufgetragen werden.

Reinigung und Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Es wird empfohlen, das Gerät, insbesondere die Behandlungsfinger, die Temperatursensoren und die Silikonhülle, mit einem weichen, feuchten Tuch oder Papiertuch von Resten des Basis-Gels zu reinigen.



Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

- Halten Sie das Gerät trocken. Platzieren, lagern oder benutzen Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Behältern auf, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise, um Lösungen zu finden:

- Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können:
 - a. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an die Steckdose und an die Gerätebuchse angeschlossen ist.
 - b. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss mit Strom versorgt wird.
- Sollte das Gerät keine RF-Signalenergie liefern, d. h. Sie können kein Wärmegefühl verspüren, stellen Sie sicher:

Dass ein vollständiger Hautkontakt besteht und dass das Basis-Gel ordnungsgemäß auf die Haut aufgetragen wurde. Das RF-Signal wird nur dann aktiviert, wenn die Behandlungsfinger vollen Kontakt mit der Haut haben. Siehe Statusindikator im Abschnitt Beschreibung der Benutzeroberfläche.

- Wenn Schmutz oder Ablagerungen an den Behandlungsfingern haften, sollten Sie diese wie im Abschnitt Reinigung beschrieben reinigen. Wenn Sie den Bereich nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Im Fall eines allgemeinen Fehlers setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose an der Wand ziehen, 10 Sekunden warten und es dann wieder anschließen. Wenn Sie trotzdem noch Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Kundendienst

Wenn Ihr Gerät defekt ist oder nicht mehr funktioniert oder Sie weitere Hilfe/Informationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie können uns auch kontaktieren, um zusätzliches Basis-Gel zu bestellen, oder es online bei sensica.com kaufen.

 +44-800-923-4830

 supportUK@sensica.com

Gerätespezifikationen

Das RF-Handgerät wird mit einer multipolaren RF von 6 ± 0.5 [Watt] betrieben

Frequenz: $1 \pm 0,05$ MHz

Wählbare Ausgangsleistung:
3 Levels

Temperatursensoren:

Die RF-Erwärmung wird automatisch deaktiviert, wenn die Hauttemperatur 40°C (104°F) erreicht. Die Erwärmung wird reaktiviert, wenn die Temperatur abnimmt.

Behandlungsbereich:

$\sim 2,2$ [cm²] / $0,34$ [in²]
Externe Stromversorgung:
Eingang 100–240 VAC, 50–60 Hz, Ausgang 9 VDC, 1,5A

Gerätedimensionen:

98 [g], 165[mm] X 35[mm] X
48[mm] LxHxW
3.375 [Oz], 6.5[In] X 1.38[In] X
1.89[In]

Anleitung für die Lagerung:

Lager- und Transportbedingungen	
Temperatur	$-25^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$ ($-13^{\circ}\text{F} - 158^{\circ}\text{F}$)
Luftfeuchtigkeit	10% - 90% RH bei 55°C (131°F)
Druck	Nicht kondensierend

Betriebsbedingungen	
Temperatur	$5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ($41^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$)
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH
Maximale Betriebshöhe	3,000 m.

Kennzeichnung

Modell: ST050xxyzzz

Leistung: 9 [V], 1,5 [A], 100–240 [VAC], 50–60 [Hz]



Dreifache Isolierung



Konsultieren Sie die
Gebrauchsanweisung



Abfallentsorgung von
Elektro- und
Elektronikaltgeräten
(WEEE)



Bitte lesen Sie alle
Warnungen und
Sicherheitsmaßnahmen
vor der Verwendung



Spülen Sie das Gerät
nicht unter fließendem
Wasser ab, da dies zu
Fehlfunktionen des
Geräts führen kann.
Trocken halten



Verwenden Sie das
Gerät nur mit
Original-Netzteil.
Verwenden Sie zu Ihrer
Sicherheit niemals
DC-Adapter, die nicht
vom Hersteller
zugelassen sind.