



Luma Infrared Shoulder Wrap with heat



Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

IFR-SHL300H-WW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



AUFLADEN DER POWERBANK

- Bitte laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Trennen Sie die Powerbank vom Produkt. Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss (USB-C-Eingang) und das andere Ende an eine USB-Stromquelle an.
- Die Lade-LED blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn sie vollständig geladen ist. Eine vollständige Ladung dauert etwa 4,5 Stunden. Entfernen Sie nach dem Laden das Ladekabel von der Powerbank, bevor Sie die Powerbank mit der Schulterbandage verbinden.

HINWEIS: Die Schulterbandage kann nicht verwendet werden, während die Powerbank geladen wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Suchen Sie den USB-A-Anschluss in der Tasche der Schulterbandage und verbinden Sie ihn mit dem USB-A-Ausgangsanschluss der Powerbank. Legen Sie die angeschlossene Powerbank und das Kabel in die Tasche und schließen Sie den Klettverschluss.
- Legen Sie die Bandage um Ihre Schultern. Wir empfehlen, sie über leichter Kleidung zu verwenden. Die Bandage ist beschwert und bleibt von selbst an Ort und Stelle, sodass Sie sie entweder beim Entspannen oder während Ihres normalen Tages verwenden können.
- Zum Einschalten drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste (☺) einige Sekunden lang, bis sie weiß leuchtet. Dies ist Stufe eins.
- Drücken Sie erneut für Stufe zwei (Ein-/Aus-Taste leuchtet orange)
- Drücken Sie erneut für Stufe drei (Ein-/Aus-Taste leuchtet rot)

Stufe	Tastenbeleuchtung	Temperatur	Batterielaufzeit
1	Weiß	36°C *	Bis zu 4hrs 30mins
2	Orange	42°C *	Bis zu 3hrs 10mins
3	Rot	46°C *	Bis zu 1hr 40mins

* Temperaturtoleranz = $\pm 2^\circ\text{C}$

- Das rote Licht und die Infrarotlampen werden gleichzeitig aktiviert, und Sie werden die Wärme in den ersten Minuten spüren.
- Empfohlene Nutzungsdauer: 15 Minuten, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Um manuell auszuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste (☺), bis die Taste nicht mehr leuchtet und die roten LEDs ausgehen.

Technische Daten

- **Lampentypen:** 660nm Rotlichtlampen 84 Stk. und 850nm Nahinfrarotlampen 168 Stk.
- **Powerbank:** 5000mAh / 5V 2A Ausgang (USB-A)

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie es nur mit einem leicht feuchten (nicht nassen) Tuch.
- Nicht eintauchen. Verwenden Sie niemals chemische oder scheuernde Reiniger.
- An einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.

**VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH
DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE
SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF.**

- Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie KEIN Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist.
- Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von Homedics empfohlen wurden.
- NICHT zusammendrücken. Nicht zu stark falten.
- Die Powerbank benötigt zum Aufladen eine 5VDC 2A USB-Stromversorgung.
- Überprüfen Sie das Gerät häufig auf Abnutzungs- oder Beschädigungserscheinungen. Wenn solche Anzeichen vorliegen, das Gerät missbräuchlich verwendet wurde oder nicht funktioniert, geben Sie es vor dem erneuten Einschalten an den Lieferanten zurück.
- BETRIEBEN SIE das Gerät NIEMALS, wenn das Ladekabel beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von Homedics durchgeführt werden.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dieser Artikel ist nicht für den professionellen Gebrauch vorgesehen. Er ist für den Eigenbedarf bestimmt und soll eine angenehme Erfahrung bieten. Das Produkt ist KEIN Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden.
- Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.

- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Ine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, während die Powerbank aufgeladen wird.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
- Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Powerbank verwendet werden.
- Wenn es nicht verwendet wird, lagern Sie es mit ausgeschalteter und vom Strom getrennten Powerbank.
- Wenn Sie das Produkt lagern, lassen Sie es vor dem Zusammenfallen abkühlen.
- Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf abstellen.
- Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt und nicht zur Behandlung medizinischer Beschwerden bestimmt.
- Das Gerät darf nicht von Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt oder das Kind wurde in die sichere Bedienung

der Bedienelemente eingewiesen.

- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.
-  Nicht waschen
-  Keine Nadeln einstecken
-  Nicht chemisch reinigen
-  Nicht bleichen
-  Nicht bügeln
-  Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät aufgrund ihrer Unfähigkeit, auf Überhitzung zu reagieren, nicht verwenden.
-  Lesen Sie die Anweisungen

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center: E-Mail: support@Homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das Homedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Homedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

 Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen.  Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen. Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen. Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben. <https://tinyurl.com/GermanyWEEE>

Batterie-Richtlinie

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

Batteriewechsel

Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

Homedics

Distributed in the UK by

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland

Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-IFRSHL300HWW-0526-01

