

How to use the Flare Water Flosser

1. Attach the Nozzle: Insert the nozzle into the top of the flosser until you hear a click. Replace the nozzle every 3 months or if it becomes loose.


2. Fill the Water Tank: Open the lid of the water tank and pour in water or your preferred solution.

3. Close the Water Tank: Securely close the water tank lid.

4. Position the Nozzle: Place the nozzle tip above the gum line between your teeth. Gently close your lips around the nozzle to prevent splashing.
5. Turn On the Flosser: Press the power button. The LED light will indicate that the flosser is ready. Select the desired mode (Soft, Standard or Pulse).

6. Floss Your Teeth: Move the nozzle along the gum line and between teeth. Ensure you clean all interdental spaces, including behind the back teeth.

7. Refill if Necessary: If needed, refill the water tank and continue flossing.
- Visit be-lucent.com for replaceable nozzle tips.



LUCENT

FLARE

FLARE

Water Flosser

Instructions Of Use	English	5-6
Handbuch	Deutsch	7-8
Mode D'emploi	Français	9-10
Manual De Usuario	Español	11-12
Manuale D'uso	Italiano	13-14
Gebruiksaanwijzing	Nederlands	15-16
Bruksanvisning	Svenska	17-18
Brugsanvisning	Norsk	19-20
Brugsanvisning	Dansk	21-22
Käyttöohjeet	Suomalainen	23-24
Instrukcja Użycia	Polski	25-26

INTRODUCTION


Thank you for buying the Flare Water Flosser.

Flare is designed to provide the most convenient and efficient care for your oral hygiene. The push-button switch allows you to control the power and mode with ease. Just floss, smile, and keep shining.

Of course, the water flosser is waterproof, so you don't have to worry about getting it wet. Maybe even floss in the shower.

It's important to always use a fresh nozzle tip. Dentists recommend replacing it at least every 3 months. For best performance, we recommend changing as soon as the tip shows signs of wear.

Visit be-lucent.com for replaceable nozzle tips.



PRODUCT GUIDE/SPECS

- ① Water Outlet
- ② CB-150H/150B nozzle
- ③ Power button
- ④ Mode indicator light
- ⑤ Battery indicator
- ⑥ Water storage tank
- ⑦ Storage tank cover & closed ring
- ⑧ Nozzle release button
- ⑨ Type-C charging port
- ⑩ Airtight ring of fuselage
- ⑪ Soft rubber handle

HOW TO CHARGE THE WATER FLOSSER

1. Connecting the Charger:

- Connect the Type-C end of the cable to the water flosser.
- Plug the USB end into a 5V power adapter (mobile phone adapter or computer).

2. Charging Tips:

- Charge for over 5 hours before first use or if not used for over 3 months.
- A flashing battery indicator means low battery.
- Ensure the charging cable is dry before use.
- Do not immerse the charging cable in liquid.

3. After Charging:

- The battery indicator will light up when fully charged.
- In soft mode, the device can be used for about 90 minutes.

HOW TO USE THE WATER FLOSSER

1. Preparing the Device:

- Insert the nozzle into the top of the product until you hear a click.
- Open the water tank lid and fill it with water.
- Close the water tank lid.

2. Using the Device:

- Place the nozzle above the gum line between teeth.
- Slightly close your lips to avoid splashing.
- Press the power/mode button to start the device (Soft, Standard or Pulse mode).
- Move the nozzle along the gum line and between teeth.

TROUBLESHOOTING

If the device does not work:

- Charge the device for 3 hours.
- Contact customer service if it still doesn't work.

If water pressure is low:

- Replace the nozzle.
- Ensure the water tank is filled.
- Use the device in a vertical position.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When not to use the Product:

- If the power cord or plug is damaged.
- If the product does not work properly or is broken.
- If the product has been dropped into liquid.

User Restrictions:

- Not recommended for individuals (including infants and young children) with physical or sensory limitations, unless supervised.
- Keep out of reach of children and do not allow them to play with it.

Precautions to Avoid Injury:

- Do not aim the water jet under the tongue, in the ears, nose, or eyes.
- Consult a dentist if your gums bleed heavily after use or continue to bleed after 4 weeks.
- Consult a dentist if you have had recent oral or gum surgery or other dental treatments.

Medical Conditions:

Consult a doctor before use if you have medical conditions or use a pacemaker or other implanted device.

General Safety:

- Use only accessories recommended by Lucent.
- Do not disassemble the product.
- Do not pour hot water or unapproved solutions into the water tank.
- Do not insert foreign objects into openings.
- Do not clean with a dishwasher or microwave.

This product is for personal use only.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Cleaning the Nozzle:

- Press and hold the nozzle release button to remove the nozzle.
- Rinse the nozzle after each use.

2. Cleaning the Device:

- Remove the main unit from the water tank shell.
- Use a soft cleaning tool for the water tank and the device surface.
- If not using the product for a long period, clean and store it in a dry place.

3. Battery Disposal:

- Follow local regulations for battery disposal.
- Do not attempt to replace the battery yourself.

WARRANTY INFORMATION

All Be Lucent products are designed and manufactured to meet high expectations and to provide the best customer experience. However, sometimes, products may have malfunctions due to manufacturing defects. That is why we offer a full one year warranty from the date of original purchase, which covers defects in materials and workmanship.

The replacement warranty is valid only if the original receipt issued to the customer, specifying the date of purchase, is presented with the product to be replaced.

If you believe this product is defective, carefully repack the unit and return the product to your authorized seller within the warranty period, with the original receipt. Your authorized seller will replace the product, provided a defect in materials or workmanship is identified.

This limited replacement warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to the Lucent instructions, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure or unauthorized repair.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie den Flare-Wasserflosser gekauft haben.

Flare wurde entwickelt, um die bequemste und effizienteste Pflege für Ihre Mundhygiene zu bieten. Der Druckknopfschalter ermöglicht es Ihnen, die Leistung und den Modus mit Leichtigkeit zu steuern. Einfach floss, lächeln und weiter strahlen.

Natürlich ist der Wasserflosser wasserdicht, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, ihn nass zu machen. Vielleicht sogar unter der Dusche flossen.

Es ist wichtig, immer eine frische Düsenspitze zu verwenden. Zahnärzte empfehlen, diese mindestens alle 3 Monate auszutauschen. Für beste Leistung empfehlen wir, sie zu wechseln, sobald die Spitze Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Besuchen Sie be-lucent.com, um austauschbare Düsenspitzen zu erhalten.

PRODUKTANLEITUNG/SPEZIFIKATIONEN

- ① Wasserauslass
- ② CB-150H/150B Düse
- ③ Ein-/Ausschalter
- ④ Modusanzeige
- ⑤ Batterieanzeige
- ⑥ Wassertank
- ⑦ Wassertankdeckel & Verschlussring
- ⑧ Düsenfreigabeknopf
- ⑨ Type-C Ladeanschluss
- ⑩ Luftdichter Ring am Gehäuse
- ⑪ Weicher Gummigriff

SO LADEN SIE DEN WASSERFLOSSER AUF

1. Anschließen des Ladegeräts:

- Verbinden Sie das Type-C-Ende des Kabels mit dem Wasserflosser.
- Stecken Sie das USB-Ende in ein 5V-Netzteil (Handyadapter oder Computer).

2. Aufladetipps:

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder wenn es länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, über 5 Stunden auf.
- Ein blinkender Batterieanzeiger bedeutet niedrigen Batteriestand.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel trocken ist, bevor Sie es verwenden.
- Tauchen Sie das Ladekabel nicht in Flüssigkeit.

3. Nach dem Aufladen:

- Die Batterieanzeige leuchtet auf, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Im Soft-Modus kann das Gerät etwa 90 Minuten lang verwendet werden.

SO VERWENDEN SIE DEN WASSERFLOSSER

1. Vorbereitung des Geräts:

- Setzen Sie die Düse in die Oberseite des Produkts ein, bis Sie ein Klicken hören.
- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und füllen Sie ihn mit Wasser.
- Schließen Sie den Deckel des Wassertanks.

2. Verwendung des Geräts:

- Platzieren Sie die Düse über der Zahnfleischlinie zwischen den Zähnen.
- Schließen Sie leicht die Lippen, um Spritzer zu vermeiden.
- Drücken Sie den Ein-/Modus-Knopf, um das Gerät zu starten (Sanft, Standard oder Pulsmodus).
- Bewegen Sie die Düse entlang der Zahnfleischlinie und zwischen den Zähnen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht funktioniert:

- Laden Sie das Gerät 3 Stunden auf.
- Kontaktieren Sie den Kundenservice, wenn es immer noch nicht funktioniert.

Wenn der Wasserdruck niedrig ist:

- Ersetzen Sie die Düse.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank gefüllt ist.
- Verwenden Sie das Gerät in aufrechter Position.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wann das Produkt nicht verwendet werden sollte:

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert oder kaputt ist.
- Wenn das Produkt in Flüssigkeit getaucht wurde.

Nutzungsbeschränkungen:

- Nicht empfohlen für Personen (einschließlich Säuglingen und Kleinkinder) mit körperlichen oder sensorischen Einschränkungen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und sie nicht damit spielen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen:

- Richten Sie den Wasserstrahl nicht unter die Zunge, in die Ohren, die Nase oder die Augen.
- Konsultieren Sie einen Zahnarzt, wenn Ihr Zahnfleisch nach der Anwendung stark blutet oder nach 4 Wochen weiterhin blutet.
- Konsultieren Sie einen Zahnarzt, wenn Sie kürzlich eine Mund- oder Zahnfleischoperation oder andere zahnärztliche Behandlungen hatten.

Medizinische Bedingungen:

Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie medizinische Bedingungen haben oder einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät verwenden.

Allgemeine Sicherheit:

- Verwenden Sie nur Zubehör, das von Lucent empfohlen wird.
- Demontieren Sie das Produkt nicht.
- Gießen Sie kein heißes Wasser oder nicht zugelassene Lösungen in den Wassertank.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen ein.
- Nicht in der Spülmaschine oder Mikrowelle reinigen.

Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigung der Düse:

- Drücken und halten Sie den Knopf zur Freigabe der Düse, um die Düse zu entfernen.
- Spülen Sie die Düse nach jedem Gebrauch.

2. Reinigung des Geräts:

- Entfernen Sie die Hülse aus der Hülle des Wassertanks.
- Verwenden Sie ein weiches Reinigungswerkzeug für den Wassertank und die Oberfläche des Geräts.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, reinigen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

3. Entsorgung der Batterie:

- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln.

GARANTIEINFORMATIONEN

Alle Be Lucent-Produkte sind so konzipiert und hergestellt, dass sie hohe Erwartungen erfüllen und die beste Kundenerfahrung bieten. Manchmal können Produkte jedoch aufgrund von Herstellungsfehlern Mängel aufweisen. Daher bieten wir eine einjährige Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt.

Die Austauschgarantie ist nur gültig, wenn der Originalbeleg, der dem Kunden ausgestellt wurde und das Kaufdatum angibt, zusammen mit dem zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Produkt defekt ist, verpacken Sie die Einheit sorgfältig und senden Sie das Produkt zusammen mit dem Originalbeleg innerhalb der Garantiezeit an Ihren autorisierten Händler zurück. Ihr autorisierter Händler wird das Produkt ersetzen, sofern ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird.

Diese eingeschränkte Austauschgarantie gilt nicht im Falle von Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung des Produkts, Verwendung entgegen den Anweisungen von Lucent, normaler Abnutzung, falscher Verbindung, höherer Gewalt oder nicht autorisierter Reparatur.