

Lola

Deutsch

1. Die Vorteile der Lichttherapie

Ihre Haut hat die wunderbare Fähigkeit, Lichtenergie aufzunehmen. Lichtenergie lässt Hautzellen mehr Adenosintriphosphat (ATP) produzieren, was die Zellerneuerung anregt und Ihre Haut jünger und strahlender macht.

Lichttherapie ist eine sichere und anerkannte Behandlung für eine Vielzahl von Hauterkrankungen ohne Nebenwirkungen und ohne den Einsatz von scharfen Chemikalien.

Lola LED 7+1 GESICHTSMASKE

Die Lola-Maske ist mit 11 verschiedenen Modi ausgestattet und nutzt modernste Infrarottechnologie, die die Vitalität steigert und Anti-Aging-Behandlungen verstärkt.

MODI UND VORTEILE

KOLLAGEN-BOOSTER	ANTIIMPERFEKTION	EBENMÄSSIGE HAUTTÖNE	ROT-REDUZIEREND
Verringert die Zeichen der Alterung	Hilft, Unvollkommenheiten zu reduzieren	Hilft bei der Ebenmäßigkeit des Teints für eine natürlich schöne Haut	Reduziert Rötungen
GLOW	BERUHIGEND	ZELLREGENERATION	INTENSIVES ANTI-AGING
Fördert einen helleren Schimmer für strahlendere Haut und hilft bei Rosacea	Beruhigt die Haut	Fördert die Zellregeneration	Rot/Infrarot Kombiniert Rotlicht + Infrarot für einen Lifting-Effekt und verbesserte Ausstrahlung
EMPFINDLICHE HAUT	TÄGLICHE DOSIERUNG		SCHNELL-SITZUNG
BLAU/INFRAROT Kombiniert Blau und Infrarot zur Beruhigung empfindlicher Haut	ROT/BLAU/GRÜN/ORANGE/CYAN/VIOLETT/GELB Kombiniert 7 Lichtspektren für vollen Nutzen		ROT/ORANGE/GRÜN/INFRAROT Kombiniert Spektren, die die Zellregeneration fördern (rot, orange, grün, infrarot)

2. Unternehmensinformationen

Imported into the UK by Bullboat:

48-49 Princes Place, London W11 4QA, GB

Imported into the EU:

Bullboat General Fiscal Representative:

Grant Thornton Accountants & Adviseurs BV

2400 CG Alphen aan den Rijn, Netherlands

Support Email:


support@meetlola.co

3. Produktinformationen

3.1 Gerätespezifikationen

LED-Farbe	Blau, Grün, Rot, Infrarot
Ausgangsoptische Leistungsdichte	30 mw / cm ²
LEDs	66 Quad LEDs
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Lager- und Transporttemperatur	-5°C ~ 55°C / 23°F ~ 131°F
Betriebsfeuchtigkeit	30% bis 95% ohne Kondensation
Lager- und Transportfeuchtigkeit	20% bis 95% ohne Kondensation
Ladeversorgung	5V=2A
Ladeanschluss	USB-C
Ladekabel	USB-C auf USB-A
Ladekabellänge	101.5cm / 3.33 Fuß
Batterie	2600mAh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Ladezeit	240 Minuten / 4 Stunden
Empfohlene Verwendung	Einmal täglich
Behandlungszeit	10 minuten
Abmessungen des Geräts	706*227mm
Gewicht des Geräts	370g

3.2 Gerätezubehör



3.3 Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen wie Unbehagen, Hautverfärbung oder Hautreizungen durch die Verwendung dieses Geräts haben, hören Sie sofort auf, es zu verwenden und konsultieren Sie einen Arzt.

Hautreizungen, Prellungen, Kontaktverbrennungen, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen sind seltene, aber mögliche Nebenwirkungen. Wenn Sie eines dieser Symptome verspüren, hören Sie sofort auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie einen Arzt.

3.4 Gegenanzeigen

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Krebs haben.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Lassen Sie Minderjährige das Gerät NICHT bedienen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Phlebitis, Thrombophlebitis und Krampfadern.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine bekannte allergische Reaktion auf Silikon haben. Das Gerät enthält Kunststoffe und Silikon, die während der Anwendung mit Ihrer Haut in Kontakt kommen. Wenn Sie unsicher sind, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Krebs haben.
- VERWENDEN SIE das Gerät NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die eine Photosensibilität verursachen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Lassen Sie Minderjährige das Gerät NICHT bedienen.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen empfehlen wir nicht, Ihr Gerät mit anderen zu teilen.

Hinweis: Wir empfehlen dringend, das Gerät mit Vorsicht zu verwenden, wenn Sie Medikamente einnehmen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Hinweis: Wenn Sie derzeit ständig von einem Arzt betreut werden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

3.5 Warnungen

- HÖREN Sie auf, das Gerät zu benutzen und konsultieren Sie einen Mediziner, wenn Sie nach der Verwendung des Geräts Nebenwirkungen feststellen.
- HÖREN Sie mit der Verwendung des Geräts auf, wenn Sie Symptome von niedrigem Blutdruck (Schwindel oder Benommenheit) feststellen.
- HÖREN Sie auf, das Gerät zu benutzen, wenn es überhitzt. Schalten Sie es sofort aus.
- HÖREN Sie mit dem Gerät auf, wenn es sich heiß anfühlt oder Ihre Haut unangenehm ist.
- LASSEN Sie Kinder und Minderjährige das Gerät nicht bedienen.

- BENUTZEN Sie das Gerät NICHT zur Behandlung von Rosazea, Muttermalen, Warzen, offenen Wunden oder Krebsläsionen.
- BENUTZEN Sie das Gerät NICHT auf Hautstellen ohne Pigmentierung oder Stellen mit Vitiligo.
- LEUCHTEN Sie NICHT direkt mit den LEDs in Ihre Augen. Dies kann zu vorübergehendem Sehverlust führen.
- PLATZIEREN Sie das Gerät NICHT auf offenen Wunden.
- BENUTZEN Sie das Gerät NICHT im Freien.
- SETZEN, LEGEN oder STEIGEN Sie nicht auf das Gerät.
- LASSEN Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine Gegenstände in irgendwelche Öffnungen des Geräts.
- VERWENDEN Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist. Wenden Sie sich für Garantie und Reparaturen an den Kundendienst.
- STELLEN oder LAGERN Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen.
- LADEN Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf.
- STELLEN Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht.
- VERÄNDERN oder ÖFFNEN Sie das Gerät nicht auf eigene Faust. Das Ändern oder Öffnen des Geräts wird Ihre Garantie ungültig machen. Das Gerät enthält keine wartbaren Teile. Die Batterien sind nicht austauschbar.
- FÜHREN Sie keine Wartung durch oder nehmen Sie das Gerät auseinander. Wenden Sie sich im Falle eines defekten Geräts an den Kundendienst.
- LADEN Sie das Gerät nicht auf, wenn das Ladekabel beschädigt ist.
- VERWENDEN Sie das Gerät nicht mit Zubehör von Drittanbietern.
- VERWENDEN Sie keine Lösungsmittel oder abrasive Reinigungsmittel für das Gerät.
- DAS Gerät NICHT anders verwenden, als in dieser Anleitung angegeben.
- DAS Gerät NICHT verwenden, wenn Sie kürzlich operiert wurden.
- DAS Gerät NICHT über einer bakteriellen Infektion verwenden, da dies zu einer Verschlimmerung führen kann.
- DAS Gerät NICHT auf schmerzhaften Körperstellen verwenden. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren.
- DAS Gerät NICHT bei behinderten Menschen verwenden.
- DAS Gerät NICHT mit einem Ladegerät von Drittanbietern verwenden.
- DAS Gerät NICHT in Kombination mit Produkten verwenden, die nicht von Lola empfohlen werden.

Hinweis: Das Gerät sollte nur mit einer 5V DC Niederspannung versorgt werden. Wenn ein Teil des Ladekabels beschädigt ist, die Nutzung einstellen und den Kundenservice kontaktieren.

3.6 Vorsichtsmaßnahmen

- Kratzen oder beschädigen Sie die lichtemittierende Oberfläche nicht.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch führt zum Erlöschen der Garantie.
- Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch gründlich durch.
- Lagern Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch eine Person vorgesehen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für kosmetische Zwecke bestimmt. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an einen Mediziner.
- Der Akku ist nicht entfernbar.
- Wenn das Gerät entsorgt werden soll, tun Sie dies bitte ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie äußere Anzeichen von Schäden erkennen.
- Das Gerät sollte nur mit einer Niederspannung von 5V DC betrieben werden. Wenn ein Teil des Ladekabels beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung ein.
- Konsultieren Sie vor Gebrauch des Geräts einen Arzt, wenn Sie Fieber, akute Entzündungen, schwere Durchblutungsstörungen, Lichtempfindlichkeit haben, betäubt sind oder desensibilisierte Bereiche an Ihrem Körper haben.
- Wir empfehlen dringend, bei der Einnahme von Medikamenten Vorsicht walten zu lassen, wenn Sie unser Gerät verwenden. Wenn Sie unsicher sind, konsultieren Sie einen Arzt.

3.7 Reisen und internationaler Gebrauch

Das leichte Design des Geräts macht es zum perfekten Reisebegleiter. Hier sind einige Reisetipps für Sie:

- Wenn Sie in eine andere Region reisen, in der Sie das Gerät gekauft haben, stellen Sie sicher, dass das Gerät nur mit einer Niederspannung von 5V DC versorgt wird.
- Bestätigen Sie vor dem Flug mit der Flugbesatzung, dass das Gerät im Flugzeug mitgeführt und/oder verwendet werden darf.

3.8 Haftungsausschluss

VERWENDEN Sie dieses Gerät NICHT zur Behandlung von Zuständen, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung in der Diagnose, Vorbeugung oder Heilung einer Krankheit oder anderen medizinischen Zustand vorgesehen.

4. Risiken

4.1 Mögliche Risiken

Unmittelbar nach der Behandlung kann Ihre Haut rot erscheinen. Dies ist normal und die Rötung wird innerhalb von 1-2 Stunden verblasen.

Nach der Lichtbehandlung können Sie vorübergehend leichte Kopfschmerzen verspüren. Wenn die Kopfschmerzen anhalten, wenden Sie sich an einen Mediziner.

5. Lichtempfindlichkeitstest

Wir empfehlen den Benutzern dringend, vor der ersten Verwendung des Geräts einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen.


1. Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Unterarms.
2. Schalten Sie es ein.
3. Warten Sie 3 Minuten, bis die Sitzung beendet ist.
4. Wenn sich Ihre Haut während der Behandlung heiß oder unangenehm anfühlt, stoppen Sie sofort! Sie könnten lichtempfindlich sein.
5. Das Gerät schaltet sich nach Beendigung der Sitzung automatisch aus. Entfernen Sie das Gerät und warten Sie mindestens 24 Stunden.
6. Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig über 24 Stunden; wenn Ihre Haut rot erscheint und/oder juckt, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein. Bei Lichtempfindlichkeit kontaktieren Sie bitte den Kundensupport.

6. So verwenden Sie das Gerät


6.1 Allgemeine Verwendung



Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, reinigen Sie Ihre Haut gründlich und entfernen Sie jegliches Make-up. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies die Lichtleistung beeinträchtigen und die Wirksamkeit der Behandlung verringern.




Führen Sie die verstellbaren Riemen durch die Löcher an den Seiten der Maske und stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss auf der Rückseite der Riemen befestigt werden kann.



Sie sind jetzt bereit für eine Behandlung. Setzen Sie die Maske auf und passen Sie die Riemen an, um sie an Ihrem Gesicht zu befestigen, und stellen Sie die Riemen auf die gewünschte Festigkeit ein.

Hinweis: Für ein optimales Ergebnis ist es wichtig, die Maske auf sauberer, trockener Haut zu verwenden und vor der Anwendung kein Produkt aufzutragen.



Wählbare Modi werden über den Controller ausgewählt. Drücken Sie die Modustaste, um durch die verschiedenen Lichtmodi zu wechseln.



Nach Ihrer Lichttherapie-Behandlung sollten Sie Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen, um die Vorteile zu erhalten.

6.2 Behandlungsprotokoll

Die Lola-Gesichtsmaske ist für eine maximale Anwendung von 10 Minuten täglich konzipiert. Jeder Modus hat eine Dauer von 10 Minuten.

Was Sie während einer Behandlung erwarten können:

Die Benutzer können ein warmes Gefühl auf der Haut spüren, mit erhöhter Hydratation und Polsterung ab der ersten Behandlung.

Nach 1 Woche Behandlungen:

Die meisten Benutzer können eine Verbesserung der Hauttextur erwarten, wobei ihre Haut gesünder und glatter erscheint.

Nach 2 Wochen Behandlungen:

Die meisten Benutzer können bessere Hautzustände im Vergleich zu vor Behandlungsbeginn erwarten.

Nach 4 Wochen Behandlungen:

Viele Benutzer werden eine deutlichere Hautverbesserung im Vergleich zu den vorherigen Wochen bemerken, mit reduzierten feinen Linien und Falten, Akne-Erholung und besser aussehender, gesünderer Haut.

6.3 Aufladen

Beim Laden des Geräts stecken Sie bitte das USB-C-Ende des Datenkabels in das Steuergerät und das USB-A-Ende in das USB-Netzteil.

Wenn das Gerät geladen wird, blinkt die LED-Anzeige auf dem Steuergerät rot, und wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Stecker und die Steckdose vollständig trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen.

Hinweis: Ziehen Sie das Gerät vor der Verwendung immer aus der Steckdose, es funktioniert nicht während des Ladevorgangs.

6.4 Pflege und Lagerung

- Die Lebensdauer des Lithium-Akkus kann maximiert werden, indem man ihn vollständig auflädt und dann vollständig entlädt während der regelmäßigen Nutzung.
- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einer trockenen Umgebung auf.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf. Vermeiden Sie es, das Gerät zu biegen, zu dehnen oder zu quetschen, wenn es gelagert wird oder wenn Sie damit reisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in einer staubigen Umgebung, im direkten Sonnenlicht oder unter feuchten und feuchten Bedingungen zu lagern.
- Das Gerät enthält keine wartbaren Teile.
- Reinigen Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand vor jeder Verwendung gemäß den Reinigungsanweisungen.

6.5 Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einer wasserbasierten Lösung oder einem feuchten Reinigungstuch. Hartnäckige Flecken können durch vorsichtiges Abwischen mit 70% Alkohol entfernt werden.
- VERWENDEN Sie keine Reinigungsgeräte am Gerät, da diese es beschädigen könnten.
- REINIGEN Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist.
- REINIGEN Sie das Gerät nicht während des Ladens.

6.6 Fehlerbehebung

Wenn die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Lösungen das Problem nicht beheben und Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

⚠ VERSUCHEN Sie nicht, das Gerät selbst zu diagnostizieren.

⚠ VERSUCHEN Sie nicht, das Gerät in irgendeiner Weise zu modifizieren. Dieses Gerät hat KEINE wartbaren Teile.

Problem	Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, weil das Ladekabel nicht richtig in die Steckdose eingesteckt wurde. Stecken Sie das Ladekabel richtig in die Steckdose.
	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, weil das Ladekabel nicht richtig eingesteckt wurde. Stecken Sie das Ladekabel richtig in das Gerät und laden Sie es dann auf.
	Die Steckdose hat keinen Strom. Versuchen Sie eine andere Steckdose.
	Die EIN/AUS-Taste wurde nicht richtig gedrückt. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt.
Das Gerät schaltet sich unerwartet aus.	Der Akkustand ist zu niedrig. Laden Sie den Akku auf.

6.7 Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät NICHT zusammen mit dem Haushaltsmüll. Das Gerät sollte ordnungsgemäß entsorgt werden, da es einen Lithium-Ionen-Akku enthält. Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Gerät bitte gemäß den örtlichen Vorschriften.

7. Garantie

Lola garantiert, dass dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum frei von Material- und Qualitätsmängeln ist. Für dieses Produkt gilt folgende Garantie nicht:

- Die Garantie dieses Produkts deckt keine Schäden durch Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung ab.
- Die Garantie dieses Produkts deckt keine durch Unfall verursachten Schäden ab.
- Die Garantie dieses Produkts deckt keine Schäden ab, die durch das Anbringen von nicht autorisiertem oder Drittanbieter-Zubehör verursacht wurden.
- Die Garantie dieses Produkts deckt keine Schäden ab, die durch Veränderungen am Produkt verursacht wurden.
- Die Garantie dieses Produkts deckt keine Schäden ab, die nach dem Kauf durch den Benutzer verursacht wurden.
- Diese Garantie deckt keine defekten Leuchtdioden ab, es sei denn, ihre Zahl übersteigt 4.
- Lola haftet nicht für zufällige, Folge- oder Umstandsschäden.
- Um Garantieleistungen für dieses Produkt zu erhalten, senden Sie das Produkt bitte (Porto von Ihnen bezahlt) an Lola mit einem Verkaufsbeleg als Kaufnachweis zurück. Sobald der Artikel eingegangen ist, wird Lola ihn reparieren oder gemäß unserer Garantierichtlinie ersetzen und Ihnen das Produkt zurücksenden (Porto inklusive). Die Garantie gilt nur über von Lola zugelassene Servicezentren.
- Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

8. Symbol

Symbol	Erklärung
	CE-zertifiziert und in Europa zum Verkauf zugelassen.
	Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE), zeigt an, dass das Gerät nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf (2012/19/EU).
	Die elektromagnetische Strahlung des Geräts liegt unter den von der Federal Communications Commission festgelegten Grenzwerten, und der Hersteller hat die Anforderungen des Lieferantenerklärungsverfahrens zur Konformität eingehalten.

	Gebrauchsanweisung beachten.
	Konformität mit den australischen Richtlinien für Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards. RCM steht für Regulatory Compliance Mark.
	Dieses Symbol bedeutet "Hergestellt von" und enthält den Namen und die Adresse des gesetzlichen Herstellers.
	Herstellungsdatum.
	Halten Sie das Gerät trocken.
	Seriennummer.
	Katalognummer.
	Chargencode.
	USB-Anschluss.
	Das Gerät verwendet einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku.
	Hergestellt in China.
	Halten Sie das Gerät fern von direktem Sonnenlicht.
	Sichere Betriebstemperaturen.
	Sichere Betriebsfeuchtigkeit.
	Die Kartonverpackung, in der das Gerät geliefert wurde, kann recycelt werden.
	BF-Angewandter Teil, B gibt an, dass er für den Körper verwendet wird und F zeigt an, dass er nicht mit der Netzspannung verbunden ist.
	Eindeutige Gerätebezeichnung.



MADE IN CHINA