

©2026 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved. STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products. www.stylideas.com/ip. Distributed by STYLIDEAS Ltd, UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559 teamtom@stylideas.com. EU: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium



MC01B Made in China.



STYLPRO™ MINI MICROCURRENT Facial Toning Device

Appareil de Tonification Faciale par Microcourants
Microcurrent gezichtstonend apparaat.
Dispositivo per tonificazione viso a microcorrente
Urządzenie do Tonizacji Twarzy Mikroprądem
Dispositivo de Tonificación Facial con Microcorriente
Mikrostrøm Ansiktsoppstrammingsenhet
Dispositivo de Tonificação Facial por Microcorrente
Mikrovirta Kasvojen Kiinteytyslaite
Mikrostrøm Ansigtsoptæmmingsenhet
Mikrostrøm Ansiktslyftningsapparat

(EN) USE & CARE GUIDE

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.

The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. This is not a medical product or a medical device.

SPECIFICATIONS


Name: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Model: MC01B
Device Size: 57mm x 52mm x 24mm
Materials: ABS Plastic
Nominal Voltage: 3.7V
Rated capacity of the battery: 300mAh
Energy Capacity of the battery: 1.11Wh
Charge Voltage: 4.2V
Input power supply: USB socket, 5V, 1A
Charging Time: 2 hours

INCLUDES:

- 1 x STYLPRO Mini Microcurrent Device
- 1 USB-C Cable

PARTS IDENTIFICATION:

1. Microcurrent Device 2. On/Off Button
3. Intensity Level Indicators 4. USB-C Port
5. USB-C Charging Cable.



3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

SAFETY GUIDELINES:

- 1. We do not advise using this device if you are epileptic, if you are pregnant or have had skin cancer in the last 12 months, have undergone facial plastic surgery, have a metal implant, or if you are currently on your menstrual cycle.
- 2. For adult use only. Not intended for use by children. This is not a toy.
- 3. Wipe gently with a damp cloth.
- 4. Avoid storing the STYLPRO™ MICROCURRENT in hot, humid, or damp areas.
- 5. If the STYLPRO™ MICROCURRENT malfunctions or is damaged in any way, stop using it immediately. Contact STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (See section LIMITED TWO-YEAR WARRANTY for contact details).
- 6. Do not use on sensitive, irritated or broken skin. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin conditions.

CHARGING:

INSERT THE USB-C CABLE (PROVIDED) INTO THE PORT AT THE BOTTOM OF THE DEVICE. ATTACH TO A USB FRIENDLY POWER SOURCE. THE RED LIGHTS ON THE SIDE OF THE DEVICE WILL GLOW WHEN CHARGING.

HOW TO USE:

REMOVAL OF ANY MAKE-UP IS ADVISABLE BEFORE USE

- 1. ENSURE YOUR FACE AND NECK IS MAKEUP FREE AND CLEANSED.
- 2. APPLY YOUR FAVOURITE SERUM ON YOUR FACE AND NECK. THE MICROCURRENTS ARE LESS EFFECTIVE ON DRY SKIN. DO NOT USE THE DEVICE WITHOUT SERUM.
- 3. LONG PRESS THE ON/OFF BUTTON TO TURN ON THE DEVICE. YOUR DEVICE WILL BEEP, YOU WILL SEE 1 WHITE LED LIGHT TURN ON AT THE SIDE OF THE DEVICE AND A RED GLOW FROM THE CENTRE OF THE DEVICE.
- 4. TO ADJUST THE MICROCURRENT INTENSITY, SHORT PRESS THE ON/OFF BUTTON. THERE ARE 3 MICROCURRENT SETTINGS. ALWAYS START ON INTENSITY SETTING 1.
- 5. THE WHITE LED LIGHTS ON THE SIDE OF THE DEVICE WILL INDICATE WHICH MICROCURRENT SETTING YOU ARE CURRENTLY ON.
- 6. PRESS BOTH METAL SPHERES ON TO YOUR SKIN AND SLOWLY GLIDE THE DEVICE UPWARDS. GLIDE ACROSS YOUR CHEEKBONES, FOREHEAD, JAWLINE AND NECK. THE FIRMER YOU PRESS THE DEVICE, THE MORE POWERFUL THE MICROCURRENTS WILL FEEL.
- 7. GENTLY GLIDE OVER DESIRED AREAS FOR A WHOLE 10 MINUTE TREATMENT.
- 8. LONG PRESS THE ON/OFF BUTTON TO TURN OFF THE DEVICE. WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.

CLEANING:

WIPE WITH A DAMP CLOTH AND ALLOW TO DRY AFTER EVERY USE.

SAFETY INFORMATION :

Important!

Our products are low-risk, general wellness / fitness products that do not require medical clearance. They are designed as "General Wellness" home use products only.
After using the device, you may apply a moisturizer or other skincare products as part of your routine.

SAFETY CONSIDERATIONS:

Use of this device in any way other than those described in this manual voids the warranty and could result in serious injury.
The STYLPRO™ MINI MICROCURRENT is an electrical device. To avoid electric shock, adhere to the following safety considerations:

- Do not get your device wet or submerge your device in water.
- Do not wash electrical parts with water or liquids.

- Do not directly touch the device or switches with wet hands.
- Do not pull, carry, or lift the device by its charging cord. If the charging cord is damaged, do not use the device.
- Do not use the device if it has been dropped, left outside, or has encountered water or liquids.
- Do not use on or near heated surfaces.
- Do not modify, or attempt to modify or repair, this equipment. There are no user serviceable parts.
- Do not use or store your device in hot temperatures that are or can exceed 54°C (130°F).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS. KEEP AWAY FROM WATER. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. USE INDOORS ONLY. FOR DOMESTIC HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE BACK OF THE DEVICE. IF REQUIRED, CONSULT A PROFESSIONAL. KEEP AWAY FROM SOURCES OF DIRECT HEAT AND SUNLIGHT. KEEP AWAY FROM CHILDREN.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS TURN OFF BEFORE CLEANING OR STORING.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
2. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY; CHILDREN, PREGNANT WOMEN, PATIENTS WITH EPILEPSY, TUMORS AND CANCER PATIENTS, PATIENTS WITH CARDIAC PACEMAKERS OR SIMILAR.
3. REMOVE GLASSES, FALSE EYELASHES AND CONTACT LENSES BEFORE USE.
4. IF YOU FEEL ABNORMALITIES IN YOUR SKIN DURING USE OR AFTER USE, PLEASE CONSULT YOUR MEDICAL SPECIALIST.
5. TO PROTECT AGAINST ELECTRICAL HAZARDS, DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
6. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY APPLIANCE IS USED BY OR NEAR CHILDREN OR PERSONS MADE WEAK OR DISABLED BY ILLNESS OR INJURY.
7. DO NOT USE ON SENSITIVE OR BROKEN SKIN. DO NOT USE ON SWOLLEN OR SUNBURNT SKIN OR IF YOU HAVE ANY OTHER SKIN CONDITIONS.
8. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE IF THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED IN ANY MANNER. RETURN APPLIANCE TO NEAREST SERVICE FACILITY FOR EXAMINATION, ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT, OR REPAIR. NO REPAIRS SHOULD BE ATTEMPTED BY THE CONSUMER.
9. USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.
10. DO NOT USE OUTDOORS OR OPERATE WHERE AEROSOL (SPRAY) PRODUCTS ARE BEING USED, OR WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
11. DO NOT PLACE ANY PART OF THE PRODUCT NEAR HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, COOKERS, ETC DO NOT LAY ON A SOFT SURFACE SUCH AS A BED AS DEVICE MAY OVERHEAT.
12. KEEP THE DEVICE AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS.
13. ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE.
14. DO NOT USE APPLIANCE IN THE BATHROOM OR NEAR WATER.
15. DO NOT PLACE OR STORE APPLIANCE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK.
16. DO NOT PLACE IN OR DROP INTO WATER OR OTHER LIQUIDS.
17. IF THE APPLIANCE FALLS INTO WATER, DO NOT REACH INTO THE WATER.
18. CHOKING HAZARD DUE TO SMALL PARTS. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
19. DO NOT SHARE THIS PRODUCT WITH ANYONE ELSE.
20. PLEASE DO NOT USE DURING CHARGING.
21. INSPECT THE DEVICE FOR ANY DAMAGE BEFORE EACH USE.

22. CONSULT WITH A DERMATOLOGIST OR HEALTHCARE PROVIDER IF YOU HAVE SENSITIVE SKIN, A HISTORY OF SKIN CONDITIONS, OR ARE UNCERTAIN ABOUT THE SUITABILITY OF THIS PRODUCT FOR YOUR SKIN TYPE.

BATTERIES: THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C/140 °F OR INCINERATE. DO NOT SHORT CIRCUIT. IF THE LITHIUM-ION BATTERY BULGES SEVERELY, DISCONTINUE USE. KEEP SMALL CELLS WHICH ARE CONSIDERED SWALLOWABLE OUT OF REACH OF CHILDREN. SWALLOWING MAY LEAD TO BURNS, PERFORATION OF SOFT TISSUE, AND DEATH. SEVERE BURNS CAN OCCUR WITHIN 2 HOURS OF INGESTION. IN CASE OF INGESTION OF A CELL, SEEK MEDICAL ATTENTION PROMPTLY. NEVER RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES. THIS PRODUCT HAS A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY WHICH CANNOT BE REPLACED BY THE USER. THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF THE RECHARGEABLE BATTERY MAY ONLY BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER OR HIS CUSTOMER SERVICE OR BY A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS. WHEN DISPOSING OF THE PRODUCT, IT SHOULD BE NOTED THAT THIS PRODUCT CONTAINS A RECHARGEABLE BATTERY.

STORAGE

ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE. ENSURE THE DEVICE IS UNPLUGGED FROM ANY POWER SUPPLY. PLACE IN COOL, DRY AREA OUT OF REACH OF CHILDREN, WHERE IT WILL NOT BE DAMAGED.

MAINTENANCE

YOUR STYLPRO™ MINI MICROCURRENT IS VIRTUALLY MAINTENANCE FREE. TO CLEAN TURN THE APPLIANCE OFF AND WIPE EXTERIOR WITH A DAMP CLOTH. IF ANY ABNORMAL CONDITION OCCURS, TURN OFF & CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICES ON +44 (0) 20 3225 5559.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES 'A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENTS, MISUSE, ALTERATIONS, ABUSE, LACK OF REASONABLE CARE OR USE OTHER THAN DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, OR PERFORMANCE OF SERVICE OR REPAIRS BY AN UNAUTHORISED SERVICE CENTRE. THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON MERCHANDISE SOLD BY AUTHORISED RETAILERS. NOTE, THE ITEM MUST BE THOROUGHLY CLEANED PRIOR TO RETURN.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT: WHEN THE PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USAGE, PLEASE DO NOT DISPOSE WITH REGULAR HOUSEHOLD WASTE. RECYCLING IS THE SAFEST AND MOST RESPONSIBLE WAY TO DISPOSE OF ELECTRICAL ITEMS THAT COME TO THE END OF THEIR LIFECYCLE. PLEASE DISPOSE OF IT ACCORDING TO YOUR LOCAL REGULATIONS. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE IN EUROPEAN COUNTRIES STIPULATES CORRECT RECYCLING PRACTICES. DO NOT DISPOSE IN REGULAR HOUSEHOLD WASTE.

MÅ IKKE ÅBNES, KNUSES, OPVARMES OVER 60 °C/140 °F ELLER BRÆNDES. MÅ IKKE KORTSLUTTES. HVIS LITIUMIONBATTERIET BØJES KRAFTIGT, SKAL BRUGEN STOPPES. OPBEVAR SMÅ CELLER, SOM ANSES FOR AT KUNNE SLUGES, UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. INDTAGELSE KAN FØRE TIL FORBRÆNDINGER, PERFORATION AF BLØDT VÆV OG DØD. ALVORLIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE AF EN CELLE, SØGES ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP. GENOPLAD ALDRIG IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER. DETTE PRODUKT HAR ET INDBYGGET GENOPLADELIGT BATTERI, SOM BRUGEREN IKKE KAN UDSKIFTE. FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF DET GENOPLADELIGE BATTERI MÅ KUN UDFØRES AF PRODUCENTEN ELLER DERES KUNDESERVICE ELLER AF EN TILSVARENDE KVALIFICERET PERSON FOR AT UNDGÅ FARER. NÅR DU BORTSKAFFER PRODUKTET, SKAL DET BEMÆRKE, AT DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET GENOPLADELIGT BATTERI.

OPBEVARING:

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER 'SLUKKET', INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBLET FRA ENHVER STRØMFORSYNING. PLACER DEN ET KØLIGT, TØRT STED, UTILGÆNGELIGT FOR BØRN, HVOR DEN IKKE BLIVER BESKADIGET.

VEDLIGEHOLDELSE: DIN STYLPRO™ MICROCURRENT KRÆVER NÆSTEN INGEN VEDLIGEHOLDELSE. FOR AT RENGØRE SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG TØRRE DET UDVENDIGE AF MED EN FUGTIG KLUD. HVIS DER OPSTÅR UNORMALE FORHOLD, SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI: VORES VARER LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKE I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOVGIVNING. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR, AT DER GÆLDER EN TOÅRIG GARANTI FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERPRODUKTER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL EN UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING VED EN VÆSENTLIG FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENER REPARERES ELLER UDSKIFTES, HVIS VARENER IKKE LEVER OP TIL ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR EN VÆSENTLIG FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT UDEN OMKOSTNINGER I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UDFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI SKAL DU KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FORETAGE EN GARANTIKLAG SKAL DU BEHOLDE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT: DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHOLD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHOLDELSE, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE ANVISNINGER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTER. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG PÅ VARER SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE. BEMÆRK, AT VAREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT: NÅR PRODUKTET ER NÅET TIL SLUTNINGEN AF SIN LEVETID, SKAL DU IKKE BORTSKAFFE DET SOM ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. GENBRUG ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE PÅ, NÅR DE NÅR SLUTNINGEN AF DERES LEVETID. BORTSKAF DET I OVERENSSTEMMELSE MED DINE LOKALE FORSKRIFTER. DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE) I EUROPÆISKE LANDE FASTSÆTTER KORREKT GENBRUGSPRAKSIS. MÅ IKKE BORTSKAFFES I ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

CE-MÆRKNING: UK/EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER, AT STYLPRO™ MICROCURRENT OVERHOLDER DE ESSENTIELLE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN ER TILGÆNGELIG VED ANMODNING. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER SKA ALLTID GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BEAKTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA DESSA INSTRUKTIONER. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN VATTEN. DENNA PRODUKT ÄR INTE EN LEKSAK. TITTA INTE DIREKT IN I LJUSEN. ANVÄND ENDAST INOMHUS. ENDAST FÖR HEMMBRUK. FÖRSÖK INTE ÖPPNA BAKSIDAN AV ENHETEN. OM NÖDVÄNDIGT, KONTAKTA EN SAKKUNNIG. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN VÄRMEKÄLLOR OCH DIREKT SOLSKEN. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN BARN.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT, STÄNG ALLTID AV INNAN DU RENGÖR ELLER STÄLLER DEN I FÖRVARING.

WARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:

1. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.
2. DENNA PRODUKT BÖR INTE ANVÄNDAS AV BARN, GRAVIDA KVINNOR, PATIENTER MED EPILEPSI, TUMÖRER ELLER CANCER, PATIENTER MED HJÄRTSTIMULATOR ELLER LIKNANDE.
3. TA BORT GLASÖGEN, LÖSÖGONFRANSAR OCH KONTAKTLINSER INNAN ANVÄNDNING.
4. UPPSÖK LÄKARVÅRD OM DU UPPLEVER OREGELBUNDENHETER I DIN HUD UNDER ELLER EFTER ANVÄNDNING.
5. FÖR ATT SKYDDA MOT ELEKTRISKA FAROR, ANVÄND INTE MEDAN DU BADAR ELLER I DUSCHEN.
6. NÄRA TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIG VID ANVÄNDNING AV. ELLER I NÄRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ÄR SVAGA ELLER HAR FUNKTIONSHINDER PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SKADA.
7. ANVÄND INTE PÅ KÄNSLIG ELLER SKADAD HUD. ANVÄND INTE PÅ SVULLEN ELLER SOLBRÄND HUD ELLER OM DU HAR NÅGRA ANDRA HUDPROBLEM.
8. ANVÄND INTE DENNA APPARAT OM APPARATEN HAR FUNKTIONSSTÖRNINGAR ELLER HAR TAPPATS ELLER SKADATS PÅ NÅGOT SÄTT. RETURNERA APPARATEN TILL NÄRMASTE SERVICEANLÄGGNING FÖR UNDERSÖKNING, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. KONSUMENTEN BÖR INTE FÖRSÖKA UTFÖRA REPARATIONER.
9. ANVÄND APPARATEN ENDAST FÖR DEN AVSEDDA ANVÄNDNING SOM BESKRIVS I DENNA MANUAL. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE REKOMMENDERAS AV STYLPRO™ KAN UTGÖRA EN RISK.
10. ANVÄND INTE UTMOMHUS ELLER I NÄRHETEN AV SPRAYPRODUKTER (AEROSOLER) ELLER DÅR SYRE ADMINISTRERAS.
11. PLACERA INTE NÅGON DEL AV PRODUKTEN NÄRA VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, SPISAR OSV. OCH ANVÄND DEN INTE PÅ EN MJUK YTA SOM EN SÄNG DÅ ENHETEN KAN ÖVERHETTAS.
12. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN FRÅTANDE VÅTSKOR.
13. SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING.
14. ANVÄND INTE APPARATEN I BADRUMMET ELLER I NÄRHETEN AV VATTEN.
15. PLACERA ELLER FÖRVARA INTE APPARATEN DÅR DEN KAN FALLA NER I ETT BADKAR ELLER EN VASK.
16. PLACERA INTE I OCH SLÄPP INTE NER I VATTEN ELLER ANDRA VÅTSKOR.
17. OM APPARATEN FALLER NER I VATTEN, FÖRSÖK INTE NÅ DEN
18. KVÄVNINGSRISK PÅ GRUND AV SMÅ DELAR. INTE LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR.
19. DELA INTE DEN HÄR PRODUKTEN MED NÅGON ANNAN.
20. ANVÄND INTE UNDER LADDNING.
21. INSPEKTERA ENHETEN OCH KONTROLLENHETEN FÖR EVENTUELLA SKADOR INNAN VARJE ANVÄNDNING.
22. RÅDGÖR MED EN HUDLÄKARE ELLER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL OM DU HAR KÄNSLIG HUD, EN HISTORIK AV HUDPROBLEM ELLER OM DU ÄR OSÄKER PÅ OM DENNA PRODUKT ÄR LÄMPLIG FÖR DIN HUDTYP.

BATTERIER: DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET LITIUMIONBATTERI. RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING,

CE MARKING: UK/EU – DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO™ MICROCURRENT COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.

Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées Ce n'est pas un produit médical ou un dispositif médical.

SPECIFICATIONS

Nom : STYLPRO™ MINI MICROCURRENT

Modèle : MC01B

Dimensions de l'appareil: 57mm x 52mm x 24mm

Matériaux : Plastique ABS

Tension nominale : 3.7V

Capacité nominale de la batterie: 300mAh

Capacité énergétique de la batterie : 1.11Wh

Tension de charge : 4.2V

Alimentation électrique d'entrée : Prise USB 5V, 1A

Temps de charge : 2 heures


IDENTIFICATION DES PIÈCES :

1. Appareil à micro-courants
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Voyants de niveau d'intensité
4. Port USB-C
5. Câble de charge USB-C

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

INCLUS :

- 1 x Appareil Mini Micro-courant STYLPRO
- 1 x Câble USB-C



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ:

1. Nous déconseillons l'utilisation de cet appareil si vous êtes épileptique, si vous êtes enceinte, si vous avez eu un cancer de la peau au cours des 12 derniers mois, si vous avez subi une chirurgie plastique du visage, si vous avez un implant métallique ou si vous êtes actuellement en période de menstruation.
2. À utiliser par un adulte uniquement. Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
3. Essuyez délicatement avec un chiffon humide.
4. Évitez de stocker le STYLPRO™ MINI MICROCURRENT dans des endroits chauds ou humides.
5. Si le STYLPRO™ MINI MICROCURRENT fonctionne mal ou est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Contactez le SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™ (Voir section GARANTIE LIMITÉE

DE DEUX ANS pour les coordonnées).

6. Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou abîmée. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou brûlée par le soleil ou si vous avez d'autres problèmes de peau.

CHARGEMENT :
INSÉREZ LE CÂBLE USB-C (FOURNI) DANS LE PORT SITUÉ SUR LE DESSOUS DE L'APPAREIL. CONNECTEZ-LE À UNE SOURCE D'ALIMENTATION COMPATIBLE USB. LES LUMIÈRES ROUGES SUR LE CÔTÉ DE L'APPAREIL S'ALLUMERONT PENDANT LE CHARGEMENT.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
IL EST CONSEILLÉ DE RETIRER TOUT MAQUILLAGE AVANT UTILISATION

1. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE VISAGE ET VOTRE COU SONT PROPRES ET DÉMAQUILLÉS.
2. APPLIQUEZ VOTRE SÉRUM PRÉFÉRÉ SUR VOTRE VISAGE ET VOTRE COU. LES MICRO-COURANTS SONT MOINS EFFICACES SUR UNE PEAU SÈCHE. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SANS SÉRUM.
3. APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT POUR ALLUMER L'APPAREIL. VOTRE APPAREIL ÉMETTRA UN BIP, VOUS VERREZ UNE LUMIÈRE LED BLANCHE S'ALLUMER SUR LE CÔTÉ DE L'APPAREIL ET UNE LUEUR ROUGE ÉMANER DU CENTRE DE L'APPAREIL.
4. POUR AJUSTER L'INTENSITÉ DU MICRO-COURANT, APPUYEZ BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT. IL Y A 3 RÉGLAGES DE MICRO-COURANT. COMMENCEZ TOUJOURS PAR LE RÉGLAGE D'INTENSITÉ 1.
5. LES LUMIÈRES LED BLANCHES SUR LE CÔTÉ DE L'APPAREIL INDIQUERONT LE RÉGLAGE DE MICRO-COURANT ACTUELLEMENT UTILISÉ.
6. PRESSEZ LES DEUX SPHÈRES MÉTALLIQUES CONTRE VOTRE PEAU ET FAITES GLISSER LENTEMENT L'APPAREIL VERS LE HAUT. GLISSEZ SUR VOS POMMETTES, VOTRE FRONT, VOTRE MÂCHOIRE ET VOTRE COU. PLUS VOUS APPUYEZ FERMEMENT L'APPAREIL, PLUS LES MICRO-COURANTS SERONT PUISSANTS.
7. FAITES GLISSER DOUCEMENT SUR LES ZONES SOUHAITÉES POUR UN TRAITEMENT COMPLET DE 10 MINUTES.
8. APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL. ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

NETTOYAGE :
ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON HUMIDE ET LAISSEZ SÉCHER APRÈS CHAQUE UTILISATION.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :
Nos produits sont des produits de bien-être/de fitness à faible risque qui ne nécessitent pas d'autorisation médicale. Ils sont conçus comme des produits de « Bien-être général » pour un usage domestique uniquement. Après avoir utilisé l'appareil, vous pouvez appliquer une crème hydratante ou d'autres produits de soin de la peau dans le cadre de votre routine.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ :
L'utilisation de cet appareil d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel annule la garantie et peut entraîner des blessures graves. Le STYLPRO™ MINI MICROCURRENT est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques, veuillez respecter les considérations de sécurité suivantes :

- Ne mouillez pas votre appareil et ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne lavez pas les pièces électriques avec de l'eau ou des liquides.
- Ne touchez pas directement l'appareil ou les interrupteurs avec les mains mouillées.
- Ne tirez pas, ne portez pas et ne soulevez pas l'appareil par son cordon de charge. Si le cordon de charge est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il a été en contact avec de l'eau ou des

5. Sluta omedelbart använda STYLPRO™ MINI MICROCURRENT om den fungerar fel eller är skadad på något sätt. Kontakta STYLPRO™ KUNDTJÄNST (se avsnittet BEGRÄNSAD TVÅRIG GARANTI för kontaktuppgifter).
6. Använd inte på känslig, irriterad eller skadad hud. Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har några andra hudproblem.

LADDNING:
SÄTT I USB-C-KABELN (MEDFÖLJER) I PORTEN I BOTTEN AV ENHETEN. ANSLUT TILL EN USB-VÄNLIG STRÖMKÄLLA. DE RÖDA LAMPORNA PÅ SIDAN AV ENHETEN LYSER NÄR DEN LADDAS.

- ANVÄNDNING:**
DU BÖR TA BORT ALLT SMINK FÖRE ANVÄNDNING.
1. SE TILL ATT DITT ANSIKTE OCH HALS ÄR SMINKFRIA OCH RENGJORDA.
 2. APPLICERA DITT FAVORITSERUM PÅ ANSIKTE OCH HALS. MIKROSTRÖMMARNA ÄR MINDRE EFFEKTIVA PÅ TORR HUD. ANVÄND INTE ENHETEN UTAN SERUM.
 3. HÅLL IN PÅ/AV-KNAPPEN FÖR ATT SÄTTA PÅ ENHETEN. DIN ENHET PIPER OCH DU SER ETT VITT LED-LJUS TÄNDAS PÅ SIDAN AV ENHETEN OCH ETT RÖTT SKEN FRÅN MITTEN AV ENHETEN.
 4. FÖR ATT JUSTERA MIKROSTRÖMSTRYKAN TRYCKER DU KORT PÅ PÅ/AV-KNAPPEN. DET FINNS 3 MIKROSTRÖMSINSTÄLLNINGAR. BÖRJA ALLTID PÅ INTENSITETSINSTÄLLNING 1.
 5. DE VITA LED-LJUSEN PÅ SIDAN AV ENHETEN VISAR VILKEN MIKROSTRÖMSINSTÄLLNING SOM FÖR NÄRVARANDE ÄR AKTIV.
 6. TRYCK BÅDA METALLKULORNA MOT DIN HUD OCH LÅT ENHETEN LÅNGSAMT GLIDA UPPÅT. FÖR ÖVER KINDBEN, PANNA, KÄKLINJE OCH HALS. JU HÅRDARE DU TRYCKER ENHETEN, DESTO KRAFTFULLARE KOMMER MIKROSTRÖMMARNA ATT KÄNNAS.
 7. FÖR ENHETEN FÖRSIKTIGT ÖVER DE ÖNSKADE OMRÅDENA UNDER EN 10-MINUTERSBEHANDLING.
 8. HÅLL IN PÅ/AV-KNAPPEN FÖR ATT STÅNGA AV ENHETEN. TORKA AV MED EN FUKTIG TRASA.

RENGÖRING:
TORKA AV MED EN FUKTIG TRASA OCH LÅT TORKA EFTER VARJE ANVÄNDNING.

SÄKERHETSINFORMATION:
Produkter med rött ljus är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Våra produkter innebär låg risk och är allmänna hälso-/träningsprodukter som inte kräver medicinskt godkännande. De är endast avsedda som produkter för "allmänt välbefinnande" för hemmabruk. Efter att ha använt enheten kan du applicera en fuktighetskräm eller andra hudvårdsprodukter som en del av din rutin.

SÄKERHETSÅTGÄRDER:
Användning av denna enhet på annat sätt än de som beskrivs i denna manual gör garantin ogiltig och kan resultera i allvarliga skador. STYLPRO™ MINI MICROCURRENT är en elektrisk enhet. För att undvika elchock ska följande säkerhetsaspekter följas:

- Enheten får inte komma i kontakt med vatten eller sänkas ner i vatten.
- Tvätta inte elektriska delar med vatten eller vätskor.
- Rör inte direkt vid enheten eller strömbrytarna med våta händer.
- Enheten får inte dras, bäras eller lyftas i dess laddningskabel. Använd inte enheten om laddningskabeln är skadad.
- Använd inte enheten om den har tappats, lämnats utomhus eller har kommit i kontakt med vatten eller vätskor.
- Använd inte på eller nära uppvärmda ytor.
- Modifiera inte och försök inte att modifiera eller reparera denna utrustning. Den har inga reparerbara delar.
- Använd inte och förvara inte din enhet i höga temperaturer som är eller kan överstiga 54 °C (130 °F).

LEVETID, BORTSKAF DET I ÖVERENSSTEMMELSE MED DINE LOKALE FÖRSKRIFTER. DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE) I EUROPÆISKE LANDE FASTSÆTTER KORREKT GENBRUGSPRAKSIS. MÅ IKKE BORTSKAFFES I ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

CE-MÆRKNING: UK/EU - ÖVERENSSTEMMELSESESKLÄRING: STYLIDEAS LTD ERKLÄRER, AT STYLPRO™ MINI MICROCURRENT ÖVERHÖLDER DE ESSENTIELLE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF ÖVERENSSTEMMELSESESKLÄRINGEN ER TILGÄNGLIG VED ANMODNING. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRIANNIEN. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(SE) ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELRÅD
FÖR DIN SÄKERHET OCH FORTSÄTTA ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Denna produkt är avsedd endast för privat bruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Detta är inte en medicinsk produkt eller medicinteknisk utrustning.

SPECIFIKATIONER:

Namn: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Modell: MC01B
Enhetens storlek: 57mm x 52mm x 24mm
Material: ABS-plast
Nominell spänning: 3.7V
Batteriets nominella kapacitet: 300mAh
Batteriets energikapacitet: 1.11Wh
Laddningsspänning: 4.2V
Ingångseffekt: USB-uttag, 5V, 1A
Laddningstid: 2 timmar

DELAR:

1. Mikroströmsenhet
2. Av/På-knapp
3. Intensitetsnivå-indikatorer
4. USB-C-port
5. USB-C-laddningskabel

INKLUDERAR:

- 1 x STYLPRO Mini Microcurrent-enhet
- 1 USB-C Kabel

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

SÄKERHETSÅRÅD:

1. Vi rekommenderar inte att använda denna enhet om du har epilepsi, fotofobi eller är ljuskänslig, om du är gravid eller har haft hudcancer under de senaste 12 månaderna, har genomgått ansiktsplastikkirurgi, har ett metallimplantat eller om du för närvarande har menstruation.
2. Får endast användas av vuxna. Inte avsedd för användning av barn. Detta är inte en leksak.
3. Torka försiktigt med en fuktig trasa.
4. Undvik att förvara STYLPRO™ MINI MICROCURRENT på varma eller fuktiga platser.

liquides.

- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces chauffées ou à proximité de telles surfaces.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer cet appareil. Il ne comporte pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil à des températures de 54°C (130°F) ou plus.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, Y COMPRIS LES SUIVANTES : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. GARDEZ LOIN DE L'EAU. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES. UTILISEZ SEULEMENT À L'INTÉRIEUR. POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'ESSEYER PAS D'OUVRIRE LE DOS DE L'APPAREIL. SI NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL. GARDEZ LOIN DES SOURCES DIRECTES DE CHALEUR ET DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, TOUJOURS ÉTEINDRE AVANT DE NETTOYER OU DE RANGER.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
2. CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS, LES FEMMES ENCEINTES, LES PATIENTS ÉPILEPTIQUES, LES PATIENTS ATTEINTS DE TUMEURS ET DE CANCER, LES PATIENTS PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUES OU SIMILAIRES.
3. RETIREZ, LES LUNETTES, LES FAUX CILS ET LES LENTILLES DE CONTACT AVANT UTILISATION.
4. SI VOUS RESSENTEZ DES ANOMALIES SUR VOTRE PEAU PENDANT L'UTILISATION OU APRÈS L'UTILISATION, VEUILLER CONSULTER VOTRE MÉDECIN.
5. POUR ÉVITER LES RISQUES ÉLECTRIQUES, NE PAS UTILISER DANS LE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.
6. UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQU'UN APPAREIL EST UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU DES PERSONNES AFFAIBLIES OU HANDICAPÉES PAR UNE MALADIE OU DES BLESSURES.
7. N'UTILISEZ PAS SUR UNE PEAU SENSIBLE OU ABÎMÉE. N'UTILISEZ PAS SUR UNE PEAU ENFLÉE OU BRÛLÉE PAR LE SOLEIL OU SI VOUS AVEZ D'AUTRES PROBLÈMES DE PEAU.
8. NE FAITES PAS FONCTIONNER CET APPAREIL SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL, S'IL EST TOMBÉ OU S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. RENVOYER L'APPAREIL AU CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE POUR EXAMEN, AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE/MÉCANIQUE OU RÉPARATION. AUCUNE RÉPARATION NE DOIT ÊTRE TENTÉE PAR LE CONSOMMATEUR.
9. UTILISEZ L'APPAREIL SEULEMENT POUR L'USAGE PRÉVU COMME DÉCRIT DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR STYLPRO™ PEUT CAUSER DES DANGERS.
10. NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU FAIRE FONCTIONNER DANS DES ENDROITS OÙ DES PRODUITS AÉROSOLS (SPRAYS) SONT UTILISÉS OU OÙ DE L'OXYGÈNE EST ADMINISTRÉ.
11. NE PLACEZ AUCUNE PARTIE DU PRODUIT À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE DES RADIATEURS, DES CUISINIÈRES, ETC. NE POSEZ PAS SUR UNE SURFACE MOLLE COMME UN LIT CAR L'APPAREIL PEUT SURCHAUFFER.
12. GARDEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DES LIQUIDES CORROSIFS.
13. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE.
14. NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LA SALLE DE BAIN OU PRÈS DE L'EAU.
15. NE PAS PLACER OU STOCKER L'APPAREIL LÀ OÙ IL PEUT TOMBER OU ÊTRE TIRÉ DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.
16. NE PAS PLACER DANS L'EAU OU LAISSER TOMBER DANS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES.
17. SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, NE PAS TENTER DE LE RÉCUPÉRER.



- 18.** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT DÙ À DE PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.
- 19.** NE PARTAGEZ PAS CE PRODUIT AVEC D'AUTRES PERSONNES.
- 20.** VEUILLEZ NE PAS UTILISER PENDANT LA CHARGE.
- 21.** INSPECTEZ L'APPAREIL POUR DÉTECTER TOUT DOMMAGE AVANT CHAQUE UTILISATION
- 22.** CONSULTEZ UN DERMATOLOGUE OU UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ SI VOUS AVEZ LA PEAU SENSIBLE, DES ANTÉCÉDENTS DE PROBLÈMES DE PEAU, OU SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN(E) QUE CE PRODUIT CONVIENT À VOTRE TYPE DE PEAU.

BATTERIES : LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE LITHIUM-ION. RISQUE D'INCENDIE ET DE BRÛLURES, NE PAS OUVRIR, ÉCRASER, CHAUFFER AU-DESSUS DE 60°C/140 °F OU INCINÉRER. NE PAS COURT-CIRCUITER. SI LA BATTERIE LITHIUM-ION GONFLE SÉVÈREMENT, ARRÊTEZ L'UTILISATION. GARDEZ LES PETITES BATTERIES CONSIDÉRÉES COMME INGESTIBLES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'INGESTION PEUT ENTRAINER DES BRÛLURES, UNE PERFORATION DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DES BRÛLURES GRAVES PEUVENT SE PRODUIRE DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. EN CAS D'INGESTION D'UNE BATTERIE, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. NE RECHARGEZ JAMAIS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES. CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE QUI NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. LE RETRAIT OU LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU SON SERVICE CLIENTÈLE OU PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE DE MANIÈRE SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER LES DANGERS. LORS DE L'ÉLIMINATION DU PRODUIT, IL FAUT TENIR COMPTE DU FAIT QUE CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE.

STOCKAGE :

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. PLACEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE ENDOMMAGÉ.

ENTRETIEN :

VOTRE STYLPRO™ MINI MICROCURRENT NE DEMANDE PRATIQUEMENT AUCUN ENTRETIEN. POUR LE NETTOYER, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET ESSUYEZ L'EXTÉRIEUR AVEC UN CHIFFON HUMIDE. SI QUELQUE CHOSE D'ANORMAL SE PRODUIT, ÉTEIGNEZ ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ AU +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS :

NOS PRODUITS SONT GARANTIS PAR DES GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES SELON LA LOI EUROPÉENNE SUR LA CONSOMMATION. DIRECTIVE EU 1999/44/CE : CETTE DIRECTIVE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUTS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À CE QUE LES BIENS SOIENT RÉPARÉS OU REMPLACÉS SI LES BIENS NE SONT PAS D'UNE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À SA DISCRÉTION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT SI L'APPAREIL PRÉSENTE UN DÉFAUT DE FABRICATION OU DE MATÉRIAUX. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE PRÉVU PAR CETTE GARANTIE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, D'UTILISATION INADÉQUATE, DE MODIFICATIONS, D'ABUS, DE MANQUE DE SOIN ADÉQUAT, D'UTILISATION AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS OU DE LA RÉALISATION DE SERVICES OU DE RÉPARATIONS PAR UN

- 20.** BRUG IKKE PRODUKTET UNDER OPLADNING.
- 21.** KONTROLLÉR ENHEDEN OG FJERNBETJENINGEN FOR EVENTUELLE SKADER INDEN HVER BRUG.
- 22.** KONSULTER EN HUDLÆGE ELLER LÆGE, HVIS DU HAR FØLSOM HUD, EN HISTORIK MED HUDPROBLEMER ELLER ER USIKKER PÅ, OM DETTE PRODUKT ER EGNET TIL DIN HUDTYPE.

BATTERIER: DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET LITIMUMIONBATTERI. RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING, MÅ IKKE ÅBNES, KNUSES, OPVARMES OVER 60 °C/140 °F ELLER BRÆNDES. MÅ IKKE KORTSLUTTES. HVIS LITIMUMIONBATTERIET BØJES KRAFTIGT, SKAL BRUGEN STOPPES. OPBEVAR SMÅ CELLER, SOM ANSES FOR AT KUNNE SLUGES, UTILGÆNDELIGT FOR BØRN. INDTAGELSE KAN FØRE TIL FORBRÆNDINGER, PERFORATION AF BLØDT VÆV OG DØD. ALVORLIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE AF EN CELLE, SØGES ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP. GENOPLAD ALDRIG IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER. DETTE PRODUKT HAR ET INDBYGGET GENOPLADELIGT BATTERI, SOM BRUGEREN IKKE KAN UDSKIFTE. FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF DET GENOPLADELIGE BATTERI MÅ KUN UDFØRES AF PRODUCENTEN ELLER DERES KUNDESERVICE ELLER AF EN TILSVARENDE KVALIFICERET PERSON FOR AT UNDGÅ FARER. NÅR DU BORTSKAFFER PRODUKTET, SKAL DET BEMÆRKE, AT DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET GENOPLADELIGT BATTERI.

OPBEVARING:

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER 'SLUKKET', INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBLET FRA ENHVER STRØMFORSYNING. PLACER DEN ET KØLIGT, TØRT STED, UTILGÆNDELIGT FOR BØRN, HVOR DEN IKKE BLIVER BESKADIGET.

VEDLIGEHOLDELSE:

DIN STYLPRO™ MINI MICROCURRENT KRÆVER NÆSTEN INGEN VEDLIGEHOLDELSE. FOR AT RENGØRE SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG TØRRE DET UDVENDIGE AF MED EN FUGTIG KLUD. HVIS DER OPSTÅR UNORMALE FORHOLD, SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI:

VORES VÅRER LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOVGIVNING. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR, AT DER GÆLDER EN TOÅRIG GARANTI FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERPRODUKTER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL EN UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING VED EN VÆSENTLIG FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VÅRERNE REPARERES ELLER UDSKIFTES, HVIS VÅRERNE IKKE LEVER OP TIL ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR EN VÆSENTLIG FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT UDEN OMKOSTNINGER I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UDFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI SKAL DU KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FORETAGE EN GARANTIKLAG SKAL DU BEHOLDE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT: DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHOLDELSE, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE ANVISNINGER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTER. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG PÅ VÅRER SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE. BEMÆRK, AT VÅREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT: NÅR PRODUKTET ER NÅET TIL SLUTNINGEN AF SIN LEVETID, SKAL DU IKKE BORTSKAFFE DET SOM ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. GENBRUG ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE PÅ, NÅR DE NÅR SLUTNINGEN AF DERES

- Modificer ikke eller forsøg at modificere eller reparere dette udstyr. Der findes ingen dele, der kan serviceres af kunden.
- Brug ikke eller opbevar enheden ved høje temperaturer, der er på eller kan overstige 54 °C (130 °F).

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER: VED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SKAL DER ALLTID TRÆFFES GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE: LÆS ALLE ANVISNINGER, INDEN DU BRUGER APPARATET. GEM DISSE INSTRUKTIONER. HOLDES VÆK FRA VAND. DETTE PRODUKT ER IKKE ET LEGETØJ. UNDGÅ AT STIRRE DIREKTE IND I LYSENE. BRUGES KUN INDENDØRS. TIL HJEMMEBRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER. FORSØG IKKE AT ÅBNE BAGSIDEN AF ENHEDEN. HVIS DET ER NØDVENDIGT, SKAL DU SØGE PROFESSIONEL HJÆLP. HOLDES VÆK FRA KILDER TIL DIREKTE VARMETILFØRSEL OG SOLLYS. HOLDES VÆK FRA BØRN.

FARLIG: FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD: SLUK ALTID, FØR RENGØRING ELLER OPBEVARING.

ADVARSEL:

FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER APPARATET.
2. DETTE PRODUKT BØR IKKE BRUGES AF: BØRN, GRAVIDE KVINDER, PATIENTER MED EPILEPSI, TUMORER OG KRÆFTPATIENTER, PATIENTER MED HJERTEPACEMAKERE ELLER LIGNENDE.
3. FJERN BRILLER, FALSKE ØJENVIPPER OG KONTAKTLINSER INDEN BRUG.
4. HVIS DU FØLER UNORMALITETER I DIN HUD UNDER BRUG ELLER EFTER BRUG, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE.
5. FOR AT BESKYTTE MOD ELEKTRISKE FARER MÅ DU IKKE BRUGE DEN, MENS DU BADER ELLER ER I BRUSEBADET.
6. TÆT OVERVÅGNING ER NØDVENDIG, NÅR ETHVERT APPARAT BRUGES AF ELLER I NÆRHEDEN AF BØRN ELLER PERSONER, DER ER SVÆKKET ELLER HANDICAPPEDE PÅ GRUND AF SYGDOM ELLER SKADE.
7. BRUG IKKE PÅ FØLSOM ELLER ØDELAGT HUD. BRUG IKKE PÅ HÆVET ELLER SOLSKOLDT HUD, ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER.
8. MÅ IKKE BRUGES, HVIS APPARATET FUNGERER DÅRLIGT ELLER ER FALDET NED ELLER ER BLEVET BESKADIGET PÅ NOGEN MÅDE. RETURNER APPARATET TIL NÆRMESTE SERVICEFACILITET TIL UNDERSØGELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. DER MÅ IKKE FORETAGES REPARATIONER AF BRUGEREN.
9. BRUG APPARATET KUN TIL DET FORMÅL, DER ER BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, SOM IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN FORÅRSAGE FARER.
10. BRUG IKKE UDENDØRS ELLER TIL ANVENDELSER, HVOR DER BRUGES AEROSOLPRODUKTER (SPRAY), ELLER HVOR DER ADMINISTRERES ILT.
11. PLACER IKKE NOGET DEL AF PRODUKTET I NÆRHEDEN AF VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFURER OSV. – LÆG IKKE PÅ EN BLØD OVERFLADE SOM EN SENG, DA ENHEDEN KAN OVEROPHEDES.
12. HOLD ENHEDEN VÆK FRA ÆTSENDE VÆSKER.
13. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER "SLUKKET", INDEN DEN OPBEVARES.
14. BRUG IKKE APPARATET I BADEVÆRELSET ELLER I NÆRHEDEN AF VAND.
15. PLACER IKKE ELLER OPBEVAR APPARATET, HVOR DET KAN FALDE NED ELLER TRÆKKES IND I ET BADEKAR ELLER EN VASK.
16. LÆG IKKE I ELLER I VAND ELLER ANDRE VÆSKER.
17. HVIS APPARATET FALDER I VAND, SKAL DU IKKE RÆKKE IND I VANDET.
18. KVÆLNINGSFARE PÅ GRUND AF SMÅ DELE. IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR.
19. DEL IKKE DETTE PRODUKT MED ANDRE.

• SERVICE NON-AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISERES VENDUES PAR DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS. NOTEZ QUE L'ARTICLE DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT NETTOYÉ AVANT LE RETOUR.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT : LORSQUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, NE LE JETEZ PAS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES. LE RECYCLAGE EST LA MANIÈRE LA PLUS SÛRE ET LA PLUS RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DES ARTICLES ÉLECTRIQUES QUI ARRIVENT EN FIN DE CYCLE DE VIE. VEUILLEZ L'ÉLIMINER CONFORMÉMENT À VOS RÉGLEMENTATIONS LOCALES. LA DIRECTIVE SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) DANS LES PAYS EUROPÉENS STIPULE LES PRATIQUES DE RECYCLAGE CORRECTES. NE PAS JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.

MARQUAGE CE: UK/EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE LE STYLPRO™ MINI MICROCURRENT EST CONFORME AUX EXIGENCES DE BASE ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.

(DE) BENUTZUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

UM IHRE SICHERHEIT UND LANGANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT ZU GEWÄHRLEISTEN, LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE ES VERWENDEN. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches Produkt oder medizinisches Gerät handelt.

SPEZIFIKATIONEN:

Name: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Modell: MC01B
Gerätegröße: 57mm x 52mm x 24mm
Materialien: ABS Plastic
Nennspannung: 3.7V
Nennkapazität des Akkus: 300mAh
Energiekapazität des Akkus: 1.11Wh
Ladespannung: 4.2V
Eingangsspannung: USB-Buchse, 5V, 1A
Ladezeit: 2 Stunden

TEILEBEZEICHNUNG:

1. Mikrostromgerät
2. Ein-/Ausschalttaste
3. Intensitätsstufenanzeigen
4. USB-C-Anschluss
5. USB-C-Ladekabel


ENTHÄLT:

- 1 x Mikrostromgerät STYLPRO Mini Microcurrent
- 1 USB-C-Kabel

3.7 V  ,300mAh, 1.11Wh

SICHERHEITSRICHTLINIEN:

1. Wir raten von der Benutzung dieses Geräts ab, wenn Sie epileptisch, lichtempfindlich oder lichtscheu sind,



- wenn Sie schwanger sind oder in den letzten 12 Monaten Hautkrebs hatten, wenn Sie eine Gesicht-OP im Rahmen der plastischen Chirurgie hatten, ein Metallimplantat haben oder sich derzeit in Ihrer Menstruationsphase befinden.
2. Nur für Erwachsene. Nicht für Kinder gedacht. Dies ist kein Spielzeug.
3. Sanft mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Vermeiden Sie es, das STYLPRO™ MINI MICROCURRENT in heißen, feuchten oder nassen Bereichen aufzubewahren.
5. Wenn das STYLPRO™ MINI MICROCURRENT nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, hören Sie sofort auf, es zu benutzen. Wenden Sie sich an den STYLPRO™ KUNDENSERVICE (Siehe Abschnitt BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE für Kontaktinformationen).
6. Nicht auf empfindlicher, gereizter oder geschädigter Haut verwenden. Nicht bei geschwollener oder sonnenverbrannter Haut oder bei anderen Hautkrankheiten anwenden.

LADEN:
STECKEN SIE DAS MITGELIEFERT E USB-C-KABEL IN DEN ANSCHLUSS AN DER UNTERSEITE DES GERÄTS. VERBIN DEN SIE ES MIT EINER USB-KOMPATIBLEN STROMQUELLE. DIE ROTEN LICHTER AN DER SEITE DES GERÄTS LEUCHTEN BEIM LADEN.

ANWENDUNG:
ES WIRD EMPFOHLEN, VOR DER BENUTZUNG JEGLICHES MAKE-UP ZU ENTFERNEN

1. STELLEN SIE SICHER, DASS IHR GESICHT UND HALS VON MAKE-UP BEFREIT UND GEREINIGT SIND.

2. TRAGEN SIE IHR LIEBLINGSSERUM AUF GESICHT UND HALS AUF. AUF TROCKENER HAUT SIND DIE MIKROSTRÖME WENIGER WIRKSAM. BENUTZEN SIE DAS GERÄT DAHER BITTE NICHT OHNE SERUM.

3. DRÜCKEN SIE LANGE AUF DIE EIN-/AUSSCHALT TASTE, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN. EIN SIGNALTON (PIEP) WIRD ERTÖNEN UND SIE WERDEN EIN WEIßES LED-LICHT AUF DER SEITE DES GERÄTS SOWIE EIN ROTES LICHT IN DER MITTE DES GERÄTS AUFLUCHTEN SEHEN.

4. UM DIE INTENSITÄT DES MIKROSTROMS EINZUSTELLEN, DRÜCKEN SIE KURZ DIE EIN-/AUSSCHALT TASTE. ES GIBT DREI MIKROSTROM-EINSTELLUNGEN. BEGINNEN SIE IMMER MIT DER INTENSITÄTSSTUFE 1.

5. DIE WEIßEN LED-LEUCHTEN AN DER SEITE DES GERÄTS ZEIGEN AN, WELCHE MIKROSTROM-EINSTELLUNG SIE GERADE VERWENDEN.

6. DRÜCKEN SIE BEIDE METALLKUGELN VORSICHTIG AUF IHRE HAUT UND LASSEN SIE DAS GERÄT LANGSAM NACH OBEN GLEITEN – ÜBER IHRE WANGENKNOCHEN, STIRN, KIEFERPARTIE UND HALS. JE FESTER SIE DAS GERÄT AUF IHRE HAUT DRÜCKEN, DESTO STÄRKER WERDEN DIE MIKROSTRÖME SPÜRBAR SEIN.

7. FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE BEHANDLUNG FAHREN SIE MIT DIESEN SANFTEN GLEITBEWEGUNGEN ÜBER DIE GEWÜNSCHTEN BEREICHE ZEHN MINUTEN LANG FORT.

8. DRÜCKEN SIE LANGE AUF DIE EIN-/AUSSCHALT TASTE, UM DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN. WISCHEN SIE ES MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB.

REINIGUNG:
WISCHEN SIE DAS GERÄT NACH JEDEM GEBRAUCH MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB UND LASSEN SIE ES TROCKNEN.

SICHERHEITSINFORMATIONEN:
Rotlicht-Produkte dienen nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Unsere Produkte sind risikoarme, allgemeine Wellness-/Fitnessprodukte, die keine medizinische Zulassung erfordern. Sie sind ausschließlich als „Allgemeine Wellness“-Produkte für den Heimgebrauch konzipiert. Nach der Benutzung des Gerätes können Sie im Rahmen Ihrer Routine eine Feuchtigkeitscreme oder andere Hautpflegeprodukte auftragen.

2. Kun til brug for voksne. Ikke beregnet til brug for børn. Dette er ikke et legetøj.
3. Tør forsigtigt af med en fugtig klud.
4. Undgå opbevaring af STYLPRO™ MINI MICROCURRENT i varme, fugtige eller våde områder.
5. Hvis STYLPRO™ MINI MICROCURRENT fungerer dårligt eller beskadiges på nogen måde, skal du stoppe med at bruge den øjeblikkeligt. Kontakt STYLPRO™ KUNDENSERVICE (se afsnittet BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI for kontaktoplysninger).
6. Brug ikke på følsom, irriteret eller beskadiget hud. Brug ikke på hævet eller solskoldet hud, eller hvis du har andre hudproblemer. Kig ikke direkte ind i LED-lysene.

OPLADNING:
INDSÆT USB-C-KABLET (MEDFØLGER) I STIKKET I BUNDEN AF APPARATET. TILSLUT TIL EN USB-EGNET STRØMKILDE. DE RØDE LAMPER PÅ SIDEN AF APPARATET LYSER UNDER OPLADNING.

BRUGSANVISNING:
DET ANBEFALES AT FJERNE EVENTUEL MAKEUP FØR BRUG.

1. SØRG FOR, AT DIT ANSIGT OG DIN HALS ER RENSET OG UDEN MAKEUP.

2. PÅFØR DIT YNDLINGSSERUM PÅ ANSIGT OG HALS. MIKROSTRØMME ER MINDRE EFFEKTIVE PÅ TØR HUD. APPARATET MÅ IKKE ANVENDES UDEN SERUM.

3. TÆND APPARATET VED AT TRYKKE LANGVARIGT PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN. APPARATET VIL BIPPE, OG DU VIL SE EN HVID LED-LAMPE TÆNDE PÅ SIDEN AF APPARATET OG EN RØDLIG LAMPE MIDT PÅ APPARATET.

4. TRYK KORTVARIGT PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN FOR AT JUSTERE MIKROSTRØMMENS INTENSITET. DER ER 3 INDSTILLINGER FOR MIKROSTRØM. START ALTID PÅ INTENSITETSINDSTILLING 1.

5. DE HVIDE LED-LAMPER PÅ SIDEN AF APPARATET VISER DEN AKTUELLE INDSTILLING FOR MIKROSTRØM.

6. TRYK BEGGE METALKUGLER IND MOD HUDEN, OG FØR LANGSOMT APPARATET OPAD. FØR APPARATET OVER KINDBEN, PANDE, KÆBELINJE OG HALS. JO HÅRDERE DU TRYKKER PÅ APPARATET, JO KRAFTIGERE VIL MIKROSTRØMMENE FØLES.

7. FØR BLIDT APPARATET OVER DE ØNSKEDE OMRÅDER I EN FULD BEHANDLING PÅ 10 MINUTTER.

8. SLUK APPARATET VED AT TRYKKE LANGVARIGT PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN. AFTØR APPARATET MED EN FUGTIG KLUD.

RENGØRING:
AFTØR APPARATET MED EN FUGTIG KLUD, OG LAD DET TØRRE EFTER HVER BRUG.

SIKKERHEDSINFORMATION:
ødt lysprodukter er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Vores produkter er lavrisiko, generelle wellness-/fitnessprodukter, der ikke kræver medicinsk godkendelse. De er designet som "Generel Wellness" hjemmebrugsprodukter kun.

SIKKERHEDSHENSYN:
Enhver anden brug af dette apparat end den, der er beskrevet i denne vejledning, gør garantien ugyldig og kan resultere i alvorlig personskade. STYLPRO™ MINI MICROCURRENT er et elektrisk apparat. Overhold følgende sikkerhedshensyn for at undgå elektrisk stød.

- Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller nedsænkes i vand.
- Vask ikke elektriske dele med vand eller væsker.
- Berør ikke enheden eller knapperne med våde hænder.
- Træk, bær eller løft ikke enheden via dens opladningskabel. Hvis opladningskablet er beskadiget, må enheden ikke bruges.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt, efterladt udenfor eller har været i kontakt med vand eller væsker.
- Brug ikke på eller i nærheden af opvarmede overflader.

TUOTTEIDEN OSALTA, HUOMIOI, ETTÄ TUOTE TULEE PUHDISTAA HUOLELLISESTI ENNEN PALAUTUSTA.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN: KUN TUOTE ON TULLUT ELINKAARENSA PÄÄHÄN, ÄLÄ HÄVITÄ SITÄ KOTITALOUDEN SEKÄJÄTTEISSÄ. KIERRÄTYS ON TURVALLISIN JA VASTUULLISIN TAPA HÄVITTÄÄ KÄYTÖSTÄ POISTETUT SÄHKÖLAITTEET. HÄVITÄ SE PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. EUROOPAN UNIONIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU - SER, WEEE -DIREKTIIVI MÄÄRITTÄÄ OIKEAT KIERRÄTYSKÄYTÄNNÖT. ÄLÄ HÄVITÄ TAVALLISISSA KOTITALOUDEN SEKÄJÄTTEISSÄ.

CE-MERKINTÄ: UK/EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: STYLIDEAS LTD VAKUUTTAA, ETTÄ STYLPRO™ MINI MICROCURRENT TÄYTTÄÄ OLENNAISET VAATIMUKSET JA MUUT KESKEISET SÄÄNNÖKSET. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN KOPIO ON SAATAVILLA PYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(DA) BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING
FOR DIN SIKKERHED OG FORSATTE NYDELSE AF DETTE PRODUKT BEDES DU ALTID LÆSE BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT FØR BRUG.

Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller til brug i andre anvendelser. Dette er ikke et medicinsk produkt eller en medicinsk enhed.

SPECIFICATIONS

Navn: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Model: MC01B
Enhedsstørrelse: 57mm x 52mm x 24mm
Materialer: ABS-plast
Nominal spænding: 3.7V
Nominal kapacitet af batteriet: 300mAh
Energikapacitet af batteriet: 1.11Wh
Opladningsspænding: 4.2V
Indgangsspændingsforsyning: USB-stik, 5 V, 1 A
Opladningstid: 2 timer

IDENTIFIKATION AF DELE:

1. Microcurrent-apparat
2. Tænd-/slukknapp
3. Indikatorer for intensitetsniveau
4. USB-C-stik
5. USB-C-opladningskabel


INDEHOLDER:

- 1 x STYLPRO Mini Microcurrent-apparat
- 1 USB-C-kabel

3.7V  300mAh, 1.11Wh

SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

1. Vi anbefaler ikke at bruge denne enhed, hvis du har epilepsi, hvis du er gravid eller har haft hudkræft inden for de sidste 12 måneder, har gennemgået ansigtsplastikkirurgi, har et metalimplantat, eller hvis du har din menstruationscyklus.



SICHERHEDSBERØKSICHTIGUNGEN:

Die Benutzung dieses Gerätes auf eine andere als die in dieser Anleitung beschriebene Weise führt zum Erlöschen der Garantie und kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben. Das STYLPRO™ MINI MICROCURRENT ist ein elektrisches Gerät. Um einen Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Ihr Gerät nicht nass werden lassen oder in Wasser tauchen.
- Elektrische Teile nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten waschen.
- Das Gerät nicht auf nasser oder feuchter Haut anwenden oder berühren.
- Das Gerät nicht am Ladekabel ziehen, tragen oder heben. Bei Beschädigung des Ladekabels das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es heruntergefallen ist, draußen gelassen wurde oder mit Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Nicht auf oder in der Nähe von beheizten Oberflächen verwenden
- Keine Änderungen an diesem Gerät vornehmen oder versuchen Änderungen daran vorzunehmen oder es zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile
- Ihr Gerät nicht in heißen Temperaturen verwenden oder lagern, die 54°C (130°F) erreichen oder überschreiten können.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN: BEIM GEBRAUCH VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN EINGEHALTEN WERDEN, DAZU GEHÖREN FOLGENDE: ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS LESEN. DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN. VON WASSER FERNHALTEN. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. NICHT DIREKT IN DIE LICHTER STARREN. NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN. NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH. NICHT VERSUCHEN, DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS ZU ÖFFNEN. BEI BEDARF EINEN FACHMANN ZU RATE ZIEHEN. VON DIREKTEN WÄRMEQUELLEN UND SONNENLICHT FERNHALTEN. VON KINDERN FERNHALTEN.

GEFAHR: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, SCHALTEN SIE IMMER DAS GERÄT AUS, BEVOR SIE ES REINIGEN ODER LAGERN.

WARNHINWEIS:

UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS.
2. DIESES PRODUKT SOLLTE NICHT VERWENDET WERDEN VON: KINDERN, SCHWANGEREN FRAUEN, PATIENTEN MIT EPILEPSIE, TUMOREN UND KREBSPATIENTEN, PATIENTEN MIT HERZSCHRITTMACHERN ODER ÄHNLICHEM.
3. ENTFERNEN SIE VOR DER BENUTZUNG BRILLEN, KÜNSTLICHE WIMPERN UND KONTAKTLINSEN.
4. WENN SIE WÄHREND ODER NACH DER ANWENDUNG ABNORMITÄTEN AN IHRER HAUT FESTSTELLEN, KONSULTIEREN SIE BITTE EINEN FACHARZT.
5. ZUM SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN GEFAHREN, NICHT WÄHREND DES BADENS ODER UNTER DER DUSCHE VERWENDEN.
6. EINE GENAUE ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH, WENN EIN GERÄT VON ODER IN DER NÄHE VON KINDERN ODER VON KRANKHEIT ODER VERLETZUNG GESCHWÄCHTEN PERSONEN VERWENDET WIRD.
7. NICHT AUF SENSIBLER ODER GESCHÄDIGTER HAUT VERWENDEN. NICHT AUF GESCHWOLLENER ODER SONNENVERBRANNTER HAUT ODER BEI ANDEREN HAUTERKRANKUNGEN VERWENDEN.
8. BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT, WENN ES NICHT FUNKTIONIERT, FALLEN GELASSEN ODER IN IRGENDWEIER WEISE BESCHÄDIGT WURDE. SCHICKEN SIE DAS GERÄT ZUR ÜBERPRÜFUNG, ELEKTRISCHEN ODER MECHANISCHEN EINSTELLUNG ODER REPARATUR ZUM NÄCHSTEN SERVICECENTER. DER VERBRAUCHER SOLLTE KEINE REPARATUREN VORNEHMEN.

9. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK, WIE IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN. DIE VERWENDUNG VON AUFSÄTZEN, DIE NICHT VON STYLPRO™ EMPFOHLEN WERDEN, KANN GEFAHREN VERURSACHEN.
10. NICHT IM FREIEN VERWENDEN ODER DORT BETREIBEN, WO AEROSOLE (SPRAYS) VERWENDET WERDEN, ODER WO SAUERSTOFF VERABREICHT WIRD.
11. KEINEN TEIL DES PRODUKTS IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, HERDEN USW. PLATZIEREN, NICHT AUF EINER WEICHEN OBERFLÄCHE WIE EINEM BETT ABLEGEN, DA DAS GERÄT ÜBERHITZEN KANN.
12. HALTEN SIE DAS GERÄT VON ÄTZENDEN FLÜSSIGKEITEN FERN.
13. SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOR DER AUFBEWAHRUNG 'AUS' IST.
14. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM BADEZIMMER ODER IN DER NÄHE VON WASSER.
15. DAS GERÄT NICHT AN EINEM PLATZ AUFBEWAHREN ODER ABSTELLEN, WO ES IN EINE WANNE ODER IN EIN WASCHECKEN FALLEN ODER HINEINGEZOGEN WERDEN KÖNNTE.
16. NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN LEGEN ODER FALLEN LASSEN.
17. WENN DAS GERÄT INS WASSER FÄLLT, NICHT INS WASSER GREIFEN.
18. ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH KLEINE TEILE. NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
19. TEILEN SIE DIESES PRODUKT NICHT MIT ANDEREN.
20. BITTE NICHT WÄHREND DES LADENS VERWENDEN.
21. UNTERSUCHEN SIE DAS GERÄT UND DAS BEDIENELEMENT VOR JEDEM GEBRAUCH AUF SCHÄDEN.
22. KONSULTIEREN SIE EINEN DERMATOLOGEN ODER EINE MEDIZINISCHEN BETREUERFACHKRAFT, WENN SIE EMPFINDLICHE HAUT HABEN, ODER EINE VORGESCHICHTE VON HAUTERKRANKUNGEN HABEN ODER BZW. SICH ÜBER BEZÜGLICH DER DIE EIGNUNG DIESES PRODUKTS FÜR IHREN HAUTTYP UNSICHER SIND.

BATTERIEN: DAS PRODUKT ENTHÄLT EINE LITHIUM-IONEN-BATTERIE. BRAND- UND VERBRENNUNGSGEFAHR, NICHT ÖFFNEN, QUETSCHEN, ÜBER 60°C/140 °F ERHITZEN ODER VERBRENNEN. NICHT KURZSCHLIESSEN. WENN DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE STARK AUSBEULT, DIE BENUTZUNG EINSTELLEN. HALTEN SIE KLEINE ZELLEN, DIE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN, AUS DER REICHWEITE VON KINDERN. DAS VERSCHLUCKEN KANN ZU VERBRENNUNGEN, PERFORATIONEN DES WEICHGEWEBES UND ZUM TOD FÜHREN. SCHWERE VERBRENNUNGEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN NACH DEM VERSCHLUCKEN AUFTRETEN. BEI VERSCHLUCKEN EINER ZELLE SOFORT MEDIZINISCHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN. NIEMALS NICHT AUFLADBARE BATTERIEN AUFLADEN. DIESES PRODUKT HAT EINE EINGEBAUTE AUFLADBARE BATTERIE, DIE VOM BENUTZER NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN KANN. DAS ENTFERNEN ODER ERSETZEN DER AUFLADBAREN BATTERIE DARF NUR VOM HERSTELLER ODER SEINEM KUNDENDIENST ODER VON EINER GLEICHWERTIG QUALIFIZIERTEN PERSON DURCHFÜHRT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN. BEI DER ENTSORGUNG DES PRODUKTS SOLLTE BEACHTET WERDEN, DASS DIESER EINE AUFLADBARE BATTERIE ENTHÄLT.

LAGERUNG:
STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG AUSGESCHALTET IST. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST. LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT, WO ES NICHT BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

WARTUNG:
IHR STYLPRO™ MINI MICROCURRENT IST PRAKTISCH WARTUNGSFREI. SCHALTEN SIE DAS GERÄT ZUM REINIGEN AUS UND WISCHEN SIE ES MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB. SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER DER TELEFONNUMMER +44 (0) 20 3225 5559, WENN ETWAS DARAN AUFFÄLLIG IST.

LIMITIERTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE:
UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE VERSEHEN, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT

19. ÄLÄ JAA TÄTÄ TUOTETTA KENENKÄÄN MUUN KANSSA.
20. ÄLÄ KÄYTÄ LATAUKSEN AIKANA.
18. TUKEHTUMISVAARA PIENTEN OSIEN VUOKSI. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE.
19. ÄLÄ JAA TÄTÄ TUOTETTA KENENKÄÄN MUUN KANSSA.
20. ÄLÄ KÄYTÄ LATAUKSEN AIKANA.
21. TARKASTA LAITE JA KAUKOSÄÄDIN MAHDOLLISTEN VAURIOIDEN VARALTA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKER-TÄÄ.
22. KESKUSTELE IHOTAUTILÄÄKÄRIN TAI LÄÄKÄRIN KANSSA, JOS SINULLA ON HERKKÄ IHO, SINULLA ON AIEMMIN OLLUT IHOSAIRAUKSIA TAI JOS OLET EPÄVARMA TÄMÄN TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA IHOTYYPILLESII.

PARISTOT: TUOTE SISÄLTÄÄ LITIUM-IONIPARISTON. TULIPALON JA PALOVAMMOJEN VAARA, ÄLÄ AVAA, MURSKAA, KUUMENNA YLI 60 °C / 140 °F TAI POLTA. ÄLÄ ASETA TUOTETTA OIKOSULKUUN. JOS LITIUM-IONIPARISTO TURPOAA HUOMATTAVASTI, LOPETA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN. PIDÄ PIENET KENNOT, JOITA VOIDAAN PITÄÄ NIELTÄVINÄ, POIS LASTEN ULOTTUVILTA. NIELEMINEN VOI JOHTAA PALOVAMMOIHIN, PEHMYTKUDOKSEN LÄPISYÖPYMISEEN JA KUOLEMAAN. KAVAKAT PALOVAMMAT VOIVAT TAPAHTUA 2 TUNNIN SISÄLLÄ NIELEMISESTÄ. JOS KENNO NIELLÄÄN, HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIN HOITOO. ÄLÄ KOSKAAN LATAA UUELLEEN KERTAKÄYTTÖISIÄ PARISTOJA. TÄSSÄ TUOTTEESSA ON SISÄINEN UUELLEEN LADATTAVA AKKU, JOTA KULUTTAJA EI VOI VAIHTAA. AKUN POISTO TAI VAIHTO VOI TAPAHTUA VAIN VALMISTAJAN TAI HÄNEN ASIAKASPALVELUNSA TAI VASTAAVASTI PÄTEVÄN HENKILÖN TOIMEKSIANNOSTA, JOTA VAAROJA VOIDAAN VÄLTÄÄ. HÄVITTÄESSÄSI TUOTTEEN, HUOMIOI, ETTÄ TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ UUELLEEN LADATTAVAN AKUN.

SÄILYTYS:
VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN VARASTOINTIA. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON KYTKETTY IRTI KAIKISTA VIRTALÄHTEISTÄ. SÄILYTETÄÄN VIILEÄSSÄ, KUIVASSA PAIKASSA LASTEN ULOTTUMATTOMISSA, MISSÄ SE EI VOI VAURIOITUA.

YLLÄPITO:
STYLPRO™ MINI MICROCURRENT ON KÄYTÄNNÖSSÄ HUOLTOVAPAA. KUN PUHDISTAT LAITTEEN, SAMMUTA SE JA PYYHI ULKOPUOLI PUHTAAKSI KOSTEALLA LIINALLA. JOS MIKÄ TAHANSA POIKKEAMA TAPAHTUU, SAMMUTA LAITE JA OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™-ASIAKASPALVELUUN NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559.

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU
TUOTTEILLAMME ON TAKUU, JOTA EI VOI POISSULKEA EUROOPAN KULUTTAJALAIN MUKAAN. EU:N DIREKTIIVI 1999/44/EY MÄÄRITTÄÄ, ETTÄ KAHDEN VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYNTIÄ KAIKKIALLA EU:SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA UUSI TUOTE TAI HYVITYS VAKAVASTA VIALLSIUDESTA, JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUA TAI VAIHDETTUA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE RIITTÄVÄN LAADUKKAITA JA VIKA EI OLE VAKAVA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA LAITTEEN ILMAISEKSI KAHDEKYMMENTENNELJÄN KUUKAUDEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ, JOS LAITE ON VIALLINEN VALMISTUKSEN TAI VALMISTUSMATERIAALIN OSALTA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄETU EIKÄ VAARANNA OIKEUKSIASI. SAADAKSESI PALVELUN TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™-ASIAKASPALVELUUN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM TAI NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TEHDÄKSESI TAKUUKORVAUSVAATIMUKSEN SINUN TULEE SÄILYTTÄÄ TODISTE TEKEMÄSTÄSI OSTOKSESTA.

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ TAKUU EI KATA VAHINKOA, JOKA JOHTUU ONNETTOMUUKSISTA, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, MUUTOKSISTA, KALTOINKOHELUSTA, KOHTUULLISENA PIDETTÄVÄN HOIDON PUUTTEESTA TAI MUUSTA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE KUVAUSTEN MUKAISTA, TAI PALVELUSTA TAI KORJAUKISTA EI-VALTUUTETUSSA HUOLTOTOIMIPISTEESSÄ. TÄMÄ TAKUU ON VOIMASSA VAIN VALTUUTETTujen JÄLLEENMYYJIEN MYMIEN

- Älä kastele laitetta äläkä upota sitä veteen.
- Älä pese sähköosia vedellä tai nesteillä.
- Älä koske laitteeseen tai kytkimiin märillä käsillä.
- Älä vedä, kannna tai nosta laitetta sen latausjohdosta. Jos latausjohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jätetty ulos tai se on joutunut kosketuksiin veden tai nesteiden kanssa.
- Älä käytä kuumien pintojen lähellä.
- Älä muokkaa tai yritä muokata tai korjata tätä laitetta. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa lämpötiloissa, jotka voivat ylittää 54 °C (130 °F).

ITÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: KUN KÄYTETÄÄN SÄHKÖLAITTEITA, TULISI AINA NOUDATTAA PERUSVAROTOIMIA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. TALLENNA NÄMÄ OHJEET. PIDÄ POISSA VEDESTÄ. TÄMÄ TUOTE EI OLE LELU. ÄLÄ KATSO SUORAAN VALOIHIN. KÄYTÄ VAIN SISÄTILOISSA. VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. ÄLÄ YRITÄ AVATA LAITTEEN TAKAOSIA. TARVITTAESSA OLE YHTEYDESSÄ AMMATILAISEEN. PIDÄ ERILLÄÄN SUORISTA LÄMPÖLÄHTEISTÄ JA AURINGONVALOSTA. PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

VAARA: VÄLTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN: SAMMUTA AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI VARASTOINTIA.

VAROITUS:

- PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI:
1. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
 2. TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ: LAPSET, RASKAANA OLEVAT NAISET, EPILEPSIA-, KASVAIN- TAI SYÖPÄPOTILAAST, SYDÄMENTAHDISTIMEN TAI VASTAAVAN OMAAVAT POTILAAT.
 3. POISTA LASIT, TEKORIPSET JA PIILOLINSSIT ENNEN KÄYTTÖÄ.
 4. JOS TUNNET IHOSSASI POIKKEAVUUKSIA KÄYTÖN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN.
 5. SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KYLPYAMMEESSA TAI SUIHKUSSA.
 6. TIIVISTÄ VALVONTAA TARVITAAN, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN LASTEN TAI SAIRAUSTEIDEN VAMMASTAI HEIKENTYNEIDEN TAI VAMMAAUTUNEIDEN HENKILÖIDEN LÄHELLÄ.
 7. ÄLÄ KÄYTÄ HERKÄLLÄ TAI RIKKOONTUNEELLA IHOLLA. ÄLÄ KÄYTÄ TURVONNEELLA TAI AURINGONPOLTAMALLA IHOLLA TAI JOS SINULLA ON MUITA IHOSAIRAUKSIA.
 8. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA, JOS LAITE ON TOIMINUT VIRHEELLISESTI TAI SE ON PUDONNUT TAI SE ON VAHINGOITUNUT MILLÄ TAVALLA TAHANSA. PALAUTA LAITE LÄHIMPÄÄN HUOLTOON TARKASTETTAVAKSI TAI SÄHKÖISTÄ TAI MEKAANISTA SÄÄTÖÄ TAI KORJAUSTA VARTEN. KULUTTAJAIEN EI TULE YRITTÄÄ TEHDÄ KORJAUKSIA ITSE.
 9. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SILLE TARKOITETTUUN KÄYTTÖÖN TÄMÄN OHJEKIRJAN KUVAAMALLA TAVALLA. ÄLÄ KÄYTÄ LIITÄNTÖJÄ, JOITA STYLPRO™ EI OLE SUOSITELLUT, SILLÄ SE VOI AIHEUTTAA VAAROJA.
 10. ÄLÄ KÄYTÄ ULKONA TAI AEROSOLITUOTTEITA KÄYTETTÄESSÄ TAI TILASSA, JOSSA ANNETAAN LISÄHAPPEA.
 11. ÄLÄ LAITA MITÄÄN LAITTEEN OSAA LÄMMÖNLÄHTEIDEN, KUTEN LÄMPÖPATTERIEN TAI LIESIEN, LÄHEISYYTEEN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN ASETA LAITETTA PEHMEÄLLE ALUSTALLE, KUTEN SÄNGYLLE, KOSKA LAITE VOI YLIKUUMETA.
 12. PIDÄ LAITE EROSSA SYÖVYTTÄVISTÄ NESTEISTÄ.
 13. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN SÄILYTYSTÄ.
 14. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KYLPYHUONEESSA TAI VEDEN LÄHELLÄ.
 15. ÄLÄ ASETA TAI VARASTOI LAITETTA PAIKASSA, MISSÄ SE VOI PUDOTA TAI JOUTUA AMMEESEEN TAI LAVUAARIIN.
 16. ÄLÄ ASETA TAI PUDOTA LAITETTA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN.
 17. JOS LAITE PUTOAA VETEEN, ÄLÄ YRITÄ OTTAA SITÄ VEDESTÄ.
 18. TUKEHTUMISVAARA PIENTEN OSIEN VUOKSI. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE.

NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. IN DER EU-RICHTLINIE 1999/44/EG HEISST ES: „FÜR DEN VERKAUF ALLER VERBRAUCHSGÜTER IN DER GESAMTEN EU GILT EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEN DEFEKT. SIE HABEN AUCH DAS RECHT, DIE WAREN REPARIEREN ODER ERSETZEN ZU LASSEN, WENN DIE WAREN NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT SIND UND DER FEHLER NICHT SCHWERWIEGEND IST. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT VIERUNDZWANZIG MONATE LANG AB KAUFDATUM KOSTENLOS, WENN DAS GERÄT VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EIN ZUSÄTZLICHER VORTEIL UND HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE. UM DEN SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN STYLPRO-KUNDENDIENST™ UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MÜSSEN SIE IHREN KAUFBELEG AUFBEWAHREN

WICHTIG: DIESE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN AB, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, ÄNDERUNGEN, MISSBRAUCH, MANGELNDE SORGFALT, EINE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE VERWENDUNG ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DURCH EIN NICHT AUTORISIERTES KUNDENZENTRUM ENTSTEHEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR WAREN, DIE VON AUTORISIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WURDEN. BEACHTEN SIE, DASS DER ARTIKEL VOR DER RÜCKGABE GRÜNDLICH GEREINIGT WERDEN MUSS.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS: WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER NUTZUNGSDAUER ERREICHT HAT, ENTSORGEN SIE ES BITTE NICHT MIT DEM NORMALEN HAUMÜLL. RECYCLING IST DIE SICHERSTE UND VERANTWORTUNGSVOLLSTE ART DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN, DIE DAS ENDE IHRER LEBENSDAUER ERREICHT HABEN. BITTE ENTSORGEN SIE SIE ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN. DIE RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE (WEEE) SCHREIBT IN DEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN KORREKTE RECYCLINGPRAKTIKEN VOR. ENTSORGEN SIE DAS GERÄT NICHT IM NORMALEN HAUMÜLL.

CE-KENNZEICHNUNG: UK/EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: STYLIDEAS LTD. ERKLÄRT, DASS STYLPRO™ MINI MICROCURRENT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ENTSPRICHT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VEREINIGTES KÖNIGREICH. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRÜSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
VOOR UW VEILIGHEID EN BLIJVENDE PLEZIER VAN DIT PRODUCT, LEES ALTIJD DE INSTRUCTIEBROCHURE ZORGVULDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT. Dit product is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor gebruik in andere toepassingen. Dit is geen medisch product of medisch hulpmiddel.

SPECIFICATIONS

Naam: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
 Model: MC01B
 Apparaatgrootte: 57mm x 52mm x 24mm
 Materialen: ABS Plastic
 Nominale spanning: 3.7V
 Nominale capaciteit van de batterij: 300mAh
 Energiecapaciteit van de batterij: 1.11Wh
 Laadspanning: 4.2V
 Ingangsstroomvoorziening: USB-poort, 5V, 1A

Oplaadtijd: 2 uur

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

- 1. Microcurrent-apparaat
- 2. Aan-/uitknop
- 3. Indicatoren voor intensiteitsniveau
- 4. USB-C-poort
- 5. USB-C-oplaadkabel

INBEGREPEN:

- 1 x STYLPRO Mini Microcurrent-apparaat
- 1 USB-C-kabel

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN:

- 1. We raden het gebruik van dit apparaat af als u epileptisch, als u zwanger bent of in de afgelopen 12 maanden huidkanker hebt gehad, plastische chirurgie aan uw gezicht hebt ondergaan, een metaal implantaat hebt of als u momenteel ongesteld bent.
- 2. Alleen voor volwassenen. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Dit is geen speelgoed.
- 3. Voorzichtig afvegen met een vochtige doek.
- 4. Bewaar de STYLPRO™ MINI MICROCURRENT niet op hete, vochtige of natte plekken.
- 5. Indien de STYLPRO™ MINI MICROCURRENT niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Neem contact op met STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (zie hoofdstuk BEPERKTE TWEE JAAR GARANTIE voor contactgegevens).
- 6. Niet gebruiken op gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid. Niet gebruiken op gezwollen of zonneverbrande huid of als je een andere huidaandoening hebt.


OPLADEN:

STEEK DE MEEGELEVERDE USB-C-KABEL IN DE POORT AAN DE ONDERKANT VAN HET APPARAAT. SLUIT AAN OP EEN USB-C-COMPATIBELE STROOMBRON. DE RODE LAMPJES AAN DE ZIJKANT VAN HET APPARAAT GAAN BRANDEN TIJDENS HET OPLADEN

HOE TE GEBRUIKEN:

HET IS RAADZAAM OM VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK ALLE MAKE-UP TE VERWIJDEREN.

- 1. ZORG ERVOOR DAT ALLE MAKE-UP VAN UW GEZICHT EN HALS IS VERWIJDERD EN DAT UW GEZICHT EN HALS ZIJN GEREINIGD.
- 2. BRENG UW FAVORIETE SERUM AAN OP UW GEZICHT EN HALS. DE MICROSTROMEN ZIJN MINDER EFFECTIEF OP EEN DROGE HUID. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ZONDER SERUM.
- 3. HOUD DE AAN-/UITKNOP LANG INGEDRUKT OM HET APPARAAT IN TE SCHAKELLEN. UW APPARAAT MAAKT EEN PIEPGELUID, ÉÉN WIT LEDLAMPJE GAAT AAN DE ZIJKANT VAN HET APPARAAT BRANDEN EN U ZIET EEN



TURVALLISUUSOHJEET:

- 1. Emme suosittele tämän laitteen käyttöä, jos olet epileptikko, valoherkkä tai valolle herkkä, raskaana tai sinulla on ollut ihosyöpä viimeisten 12 kuukauden aikana, sinulle on tehty plastiikkakirurgian operaatio kasvojen alueelle, sinulla on metalli-implantti tai sinulla on kuukautiset.
- 2. Vain aikuisille. Ei tarkoitettu lasten käyttöön. Tämä ei ole lelu.
- 3. Pyyhi varovasti kostealla liinalla.
- 4. Vältä STYLPRO™ MINI MICROCURRENT -laitteen säilyttämistä kuumissa tai kosteissa paikoissa.
- 5. Jos STYLPRO™ MINI MICROCURRENT toimii virheellisesti tai se on vaurioitunut millään tavalla, lopeta sen käyttö välittömästi. Ota yhteyttä STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN (katso yhteystiedot kohdasta "RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU").
- 6. Älä käytä herkälle, ärsyntyneelle tai rikkoutuneelle iholle. Älä käytä turvonneelle tai auringonpolttamalle iholle tai jos sinulla on muita ihosairauksia.

LATAAMINEN:

LIITÄ USB-C-KAAPELI (SISÄLTYY PAKKAUKSEEN) LAITTEEN ALAOSASSA OLEVAAN PORTTIIN. LIITÄ LAITE USB-YHTEENSOPIVAAN VIRTALÄHTEESEEN. LAITTEEN SIVUSSA OLEVAT PUNAISET VALOT HEHKUVAT LATAUKSEN AIKANA.

KÄYTTÖOHJEET:

MEIKIN POISTAMINEN ON SUOSITELTAVAA ENNEN KÄYTTÖÄ.

- 1. VARMISTA, ETTÄ KASVOSI JA KAULASI OVAT MEIKITTÖMÄT JA PUHDISTETUT.
- 2. LEVITÄ SUOSIKKISEERUMIASI KASVOIHISI JA KAULAASI. MIKROVIRRAT EIVÄT TOIMI YHTÄ TEHOKKAASTI, JOS IHO ON KUIVA. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN SEERUMIA.
- 3. KYTKE LAITE PÄÄLLE PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA PITKÄÄN. LAITE PIIPPAA, YKSI LAITTEEN SIVUSSA OLEVISTA LED-VALOISTA ALKAA PALAA VALKOISENA, JA LAITTEEN KESKIOSA ALKAA HEHKUA PUNAISENA.
- 4. SÄÄDÄ MIKROVIRRAN VOIMAKKUUTTA PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA LYHYESTI. VALITTAVALISSA ON KOLME MIKROVIRTA-ASETUSTA. ALOITA AINA KÄYTTÄMÄLLÄ VOIMAKKUUSASETUSTA 1.
- 5. LAITTEEN SIVUSSA OLEVAT VALKOISET LED-VALOT OSOITTAVAT KÄYTTÖSSÄ OLEVAN MIKROVIRTA-ASETUKSEN.
- 6. PAINA MOLEMMAT METALLIKUULAT IHOASI VASTEN JA LIU'UTA LAITETTA HITAASTI YLÖSPÄIN. LIU'UTA LAITETTA POSKILUITASI, OTSAASI, LEUKALINJAASI JA KAULAASI PITKIN. MITÄ NAPAKAMMIN PAINAT LAITETTA, SITÄ VOIMAKKAAMMIN TUNNET MIKROVIRRAT.
- 7. LIU'UTA HELLÄVARAISESTI HALUAMIASI ALUEITA PITKIN KOKO 10 MINUUTIN HOIDON AJAN.
- 8. KYTKE LAITE POIS PÄÄLTÄ PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA PITKÄÄN. PYYHI LAITE PUHTAAKSI NIHKEÄLLÄ LIINALLA.

PUHDISTUS:

PYYHI NIHKEÄLLÄ LIINALLA JA ANNA KUIVUA JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.

TURVALLISUUSTIETOA:

Punavalotuohteilla ei ole tarkoitus diagnosoida, hoitaa, parantaa tai ehkäistä mitään sairautta. Tuotteemme ovat matalan riskin yleisiä hyvinvointi- ja kuntoliutuohteita, joiden käyttämiseen ei tarvita lääkärin lupaa. Tuotteemme on suunniteltu vain "yleisen hyvinvoinnin" kotikäyttöön.

HUOMAUTUKSET TURVALLISUUTEEN LIITTYEN:

Tämän laitteen käyttö millä tahansa muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla mitätöi takuun, ja se voi johtaa vakaviin vammoihin. STYLPRO™ MINI MICROCURRENT on sähkölaite. Sähköiskun välttämiseksi noudata seuraavia turvaohjeita:

ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS. A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) NOS PAÍSES EUROPEUS ESTIPULA PRÁTICAS CORRETAS DE RECICLAGEM. NÃO DESCARTE NO LIXO DOMÉSTICO HABITUAL.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO: QUANDO O PRODUTO CHEGAR AO FIM DA SUA VIDA ÚTIL, NÃO O DESCARTE COM O LIXO DOMÉSTICO HABITUAL. A RECICLAGEM É A MANEIRA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE DESCARTAR PRODUTOS ELÉTRICOS QUE CHEGAM AO FIM DA SUA VIDA ÚTIL. DESCARTE O PRODUTO DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS. A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) NOS PAÍSES EUROPEUS ESTIPULA PRÁTICAS CORRETAS DE RECICLAGEM. NÃO DESCARTE NO LIXO DOMÉSTICO HABITUAL.

MARCAÇÃO CE: REINO UNIDO/UE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O PRODUTO STYLPRO™ MINI MICROCURRENT ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES RELEVANTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL MEDIANTE PEDIDO. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELAS, BÉLGICA.


(FI) KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
TURVALLISUUTESI JA TUOTTEEN PITKÄAIKAISEN KÄYTETTÄVYYDEN VARMISTAMISEKSI, LUE AINA KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ei kaupalliseen käyttöön tai muihin tarkoituksiin. Tämä ei ole lääketieteellinen tuote tai lääkinnällinen laite.

TEKNISET TIEDOT:
Nimi: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Malli: MC01B
Laitteen koko: 57mm x 52mm x 24mm
Materiaalit: ABS-muovi
Nimellisjännite: 3.7V
Akun nimelliskapasiteetti: 300mAh
Akun energiakapasiteetti: 1.11Wh
Latausjännite: 4.2V
Syöttötäho: USB-liitäntä, 5 V, 1 A
Latausaika: 2 tuntia

OSIEN TUNNISTUS:
1. Microcurrent-laite **2.** Virtapainike
3. Voimakuustaston ilmaisimet
4. USB-C-portti **5.** USB-C-latauskaapeli

SISÄLTÖ:
• 1 x STYLPRO Mini Microcurrent -laite
• 1 USB-C-kaapeli

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh



- RODE GLOED VANUIT HET MIDDEN VAN HET APPARAAT.
4. OM DE INTENSITEIT VAN DE MICROSTROOM AAN TE PASSEN, DRUKT U KORT OP DE AAN/UITKNOP. ER ZIJN 3 MICROSTROOMINSTELLINGEN. BEGIN ALTIJD OP INTENSITEITSNIVEAU 1.
 5. DE WITTE LEDLAMPJES AAN DE ZIJKANT VAN HET APPARAAT GEVEN AAN OP WELKE MICROSTROOMINSTELLING U ZICH MOMENTEEL BEVINDT.
 6. DRUK BEIDE METALEN BOLLEN OP UW HUID EN BEWEEG HET APPARAAT LANGZAAM OMHOOG. BEWEEG HET APPARAAT OVER UW JUKBEENDEREN, VOORHOOFD, KAAKLIJN EN NEK. HOE STEVIGER U HET APPARAAT AANDRUKT, HOE KRACHTIGER DE MICROSTROMEN ZULLEN AANVOELEN.
 7. BEWEEG ZACHTJES OVER DE GEWENST GEBIEDEN VOOR EEN VOLLEDIGE BEHANDELING VAN 10 MINUTEN
 8. HOUD DE AAN-/UITKNOP LANG INGEDRUKT OM HET APPARAAT UIT TE SCHAKELEN. VEEG SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK.

REINIGING:
VEEG HET APPARAAT NA ELK GEBRUIK AF MET EEN VOCHTIGE DOEK EN LAAT HET DROGEN.

VEILIGHEIDSINFORMATIE :
Producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Onze producten zijn algemene wellness- en fitnessproducten met een laag risico waarvoor geen medische goedkeuring nodig is. Ze zijn uitsluitend ontworpen als "Algemeen welzijn" producten voor thuisgebruik. Na gebruik van het apparaat kunt u als onderdeel van uw routine een vochtinbrengende crème of andere huidverzorgingsproducten aanbrengen.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN:
Indien dit apparaat op een andere wijze wordt gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven, vervalt de garantie, en kan de gebruiker bovendien ernstig letsel worden toegebracht. De STYLPRO™ MINI MICROCURRENT is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsoverwegingen in acht te nemen:

- Maak uw apparaat niet nat en dompel uw apparaat niet onder in water.
- Was elektrische onderdelen niet met water of vloeistoffen.
- Raak het apparaat of de schakelaars niet rechtstreeks aan met natte handen.
- Trek, draag of til het apparaat niet aan het oplaadsnoer. Gebruik het apparaat niet als het oplaadsnoer beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, buiten is achtergelaten of in contact is geweest met water of vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Wijzig dit apparaat niet en probeer het ook niet te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in hete temperaturen die hoger zijn of kunnen zijn dan 54 °C (130 °F).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES: BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN WORDEN GENOMEN, WAARONDER DE VOLGENDE: LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. UIT DE BUURT VAN WATER HOUDEN. DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE LAMPEN. ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKEN. ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. PROBEER NIET OM DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT TE OPENEN. INDIEN NODIG, RAADPLEEG EEN VAKMAN. VERWIJDERD HOUDEN VAN DIRECTE WARMTEBRONNEN EN ZONLICHT. UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

GEVAAR: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN: ALTIJD UITSCHAKELEN VOORDAT U HET APPARAAT SCHOONMAAKT OF OPBERGT.

USEERINSTRUCTIES

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.
2. DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR; KINDEREN, ZWANGERE VROUWEN, PATIËNTEN MET EPILEPSIE, TUMOREN EN KANKERPATIËNTEN, PATIËNTEN MET PACEMAKERS OF IETS DERGELIJKS.
3. VERWIJDER, BRILLEN, VALSE WIMPEREN EN CONTACTLENZEN VOOR GEBRUIK.
4. ALS U TIJDENS OF NA GEBRUIK AFWIJKINGEN AAN UW HUID VOELT, RAADPLEEG DAN UW MEDISCH SPECIALIST.
5. GEBRUIK HET APPARAAT NIET TIJDENS HET BADEN OF ONDER DE DOUCHE OM HET TE BESCHERMEN TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN.
6. NAUWLETTEND TOEZICHT IS VEREIST WANNEER EEN APPARAAT WORDT GEBRUIKT DOOR OF IN DE BUURT VAN KINDEREN OF PERSONEN DIE VERZAKT OF GEHANDICAPT ZIJN DOOR ZIEKTE OF LETSEL.
7. NIET GEBRUIKEN OP GEVOELIGE OF BESCHADIGDE HUID. NIET GEBRUIKEN OP GEZWOLLEN OF DOOR DE ZONVERBRANDE HUID OF BIJ ANDERE HUIDAANDOENINGEN.
8. GEBRUIK DIT APPARAAT NIET ALS HET NIET GOED FUNCTIONEERT OF ALS HET GEVALLEN OF BESCHADIGD IS. BRENG HET APPARAAT NAAR HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICEPUNT VOOR ONDERZOEK, ELEKTRISCHE OF MECHANISCHE AANPASSING OF REPARATIE. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN.
9. GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEDOELDE GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAAR OPLEVEREN.
10. GEBRUIK HET APPARAAT NIET BUITENSHUIS EN GEBRUIK HET NIET OP PLAATSEN WAAR AÉROSOLEN (SPUITBUSSEN) WORDEN GEBRUIKT OF WAAR ZUURSTOF WORDT TOEGEDIEND.
11. PLAATS GEEN ENKEL DEEL VAN HET PRODUCT IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN ZOALS RADIATOREN, FORNUIZEN ENZ. EN LEG HET NIET OP EEN ZACHT OPPERVLAKE ZOALS EEN BED, AANGEZIEN HET APPARAAT OVERVERHIT KAN RAKEN.
12. HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN BITTENDE VLOEISTOFFEN.
13. ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OPBERGT.
14. GEBRUIK HET APPARAAT NIET IN DE BADKAMER OF IN DE BUURT VAN WATER.
15. PLAATS OF BEWAAR HET APPARAAT NIET OP EEN PLEK WAAR HET IN EEN BADKUIP OF GOOTSTEEN KAN VALLEN OF WORDEN GETROKKEN.
16. NIET IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN PLAATSEN OF LATEN VALLEN.
17. ALS HET APPARAAT IN HET WATER VALT, NIET IN HET WATER REIKEN.
18. VERSTIKKINGSGEVAAR DOOR KLEINE ONDERDELEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR.
19. DEEL DIT PRODUCT MET NIEMAND ANDERS.
20. NIET GEBRUIKEN TIJDENS HET OPLADEN.
21. INSPECTEER HET APPARAAT EN DE AFSTANDSBEDIENING OP SCHADE VOOR ELK GEBRUIK.
22. RAADPLEEG EEN DERMATOLOOG OF ZORGVERLENER ALS U EEN GEVOELIGE HUID HEEFT, EEN GESCHIEDENIS VAN HUIDAANDOENINGEN HEEFT, OF ALS U NIET ZEKER BENT OVER DE GESCHIKTHEID VAN DIT PRODUCT VOOR UW HUIDTYPE.

BATTERIJEN: HET PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM-ION BATTERIJ. RISICO OP BRAND EN BRANDWONDEN, NIET OPENEN, VERPLETTEREN, VERHITTEN BOVEN 60 °C/140 °F OF VERBRANDEN. NIET KORTSLUITEN. STOP MET HET GEBRUIK ALS DE LITHIUM-ION-BATTERIJ ERNSTIG UITPUILT. HOUD KLEINE CELLEN DIE GEACHT WORDEN TE KUNNEN WORDEN INGESLIKT BIJ HET BEREIK VAN KINDEREN. INSLIKKEN KAN LEIDEN TOT BRANDWONDEN, PERFORATIE VAN ZACHTE WEEFSELS EN OVERLIJDEN. ERNSTIGE BRANDWONDEN KUNNEN BINNEN 2 UUR NA INSLIKKEN ONTSTAAN. IN GEVAL VAN INSLIKKEN VAN EEN CEL, ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP INROEPEN. LAAD NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN OP. DIT PRODUCT HEEFT EEN INGEBOUWDE OPLAADBARE BATTERIJ DIE NIET DOOR DE GEBRUIKER KAN WORDEN VERVANGEN. HET VERWIJDEREN OF VERVANGEN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR

DESTE PRODUCTO AO SEU TIPO DE PELE, CONSULTE UM DERMATOLOGISTA OU PROFISSIONAL DE SAÚDE.

BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE ÍON DE LÍTIO. RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURAS, NÃO ABRA, PARTA, AQUEÇA ACIMA DE 60 °C/140 °F OU INCINERE. NÃO FAÇA CURTO-CIRCUITO. SE A BATERIA DE ÍON DE LÍTIO ESTIVER A INCHAR INTENSAMENTE, INTERROMPA A UTILIZAÇÃO. MANTENHA AS PEQUENAS CÉLULAS, CONSIDERADAS SUSCETÍVEIS DE INGESTÃO, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. A INGESTÃO PODE LEVAR A QUEIMADURAS, PERFURAÇÃO DE TECIDO MACIO E MORTE. PODEM OCORRER QUEIMADURAS ATÉ 2 HORAS APÓS A INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO DE UMA CÉLULA, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE. NUNCA CARREGUE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ESTE PRODUTO TEM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO UTILIZADOR. A REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL SÓ PODE SER REALIZADA PELO FABRICANTE OU O SEU SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE OU POR UMA PESSOA QUALIFICADA PARA EVITAR RISCOS. AO DESCARTAR O PRODUTO, DEVE TER-SE EM ATENÇÃO QUE ESTE CONTÉM UMA BATERIA RECARREGÁVEL.

ARMAZENAMENTO

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE O GUARDAR. ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO DE QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GUARDE-O NUM LOCAL FRESCO E SECO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ONDE NÃO SEJA DANIFICADO.

MANUTENÇÃO

O SEU STYLPRO™ MINI MICROCURRENT É VIRTUALMENTE LIVRE DE MANUTENÇÃO. PARA LIMPAR, DESLIGUE O DISPOSITIVO E LIMPE A PARTE EXTERIOR COM UM PANO HÚMIDO. SE OCORRER QUALQUER SITUAÇÃO ANORMAL, DESLIGUE E CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA STYLPRO™ PELO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

OS NOSSOS PRODUTOS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DO CONSUMIDOR EUROPEIA. A DIRETIVA DA UE 1999/44/EC ESTABELECE QUE "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS SE APLICA À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE". PORTANTO, TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA GRAVE, ASSIM COMO A QUE OS PRODUTOS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM A QUALIDADE ACEITÁVEL E SE A FALHA NÃO CONSTITUIR UMA FALHA GRAVE. A STYLPRO™ IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR (CONFORME A NOSSA OPÇÃO) O SEU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA, SE O DISPOSITIVO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICO OU MATERIAIS. ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER SERVIÇO AO ABRIGO DESTA GARANTIA, CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA STYLPRO™ ATRAVÉS DO E-MAIL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM E DO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, DEVE GUARDAR O SEU COMPROVATIVO DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS RESULTANTES DE ACIDENTES, UTILIZAÇÃO INDEVIDA, ALTERAÇÕES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZOÁVEL OU UTILIZAÇÃO DIFERENTE DA DESCRITA NESTAS INSTRUÇÕES, OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO OU REPARAÇÕES POR UM CENTRO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS PARA MERCADORIAS VENDIDAS POR REVENDEDORES AUTORIZADOS. TENHA EM ATENÇÃO QUE O PRODUTO DEVE SER CUIDADOSAMENTE LIMPO ANTES DE SER DEVOLVIDO.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO: QUANDO O PRODUTO CHEGAR AO FIM DA SUA VIDA ÚTIL, NÃO O DESCARTE COM O LIXO DOMÉSTICO HABITUAL. A RECICLAGEM É A MANEIRA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE DESCARTAR PRODUTOS ELÉTRICOS QUE CHEGAM AO FIM DA SUA VIDA ÚTIL. DESCARTE O PRODUTO DE

- Não modifique, ou tente modificar ou reparar, este equipamento. Não há peças que o utilizador possa consertar.
- Não utilize nem armazene o dispositivo a temperaturas elevadas que possam exceder 54 °C (130°F).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: AO UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS, DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS, INCLUINDO O SEGUINTE: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. MANTENHA AFASTADO DA ÁGUA. ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA AS LUZES. UTILIZE APENAS EM AMBIENTE INTERIOR. APENAS PARA USO DOMÉSTICO. NÃO TENHA ABRIR A PARTE DE TRÁS DO DISPOSITIVO. SE NECESSÁRIO, CONSULTE UM PROFISSIONAL. MANTENHA AFASTADO DE FONTES DE CALOR E LUZ SOLAR DIRETA. MANTENHA AFASTADO DAS CRIANÇAS.

PERIGO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: DESLIGUE SEMPRE ANTES DE LIMPAR OU GUARDAR.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU LESÕES NAS PESSOAS:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO.
2. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO POR CRIANÇAS, MULHERES GRÁVIDAS, PACIENTES COM EPILEPSIA, TUMORES E CANCRO, PACIENTES COM PACEMAKERS OU SEMELHANTES.
3. RETIRE OS ÓCULOS, PESTANAS POSTIÇAS E LENTES DE CONTACTO ANTES DE UTILIZAR.
4. SE SENTIR ANOMALIAS NA PELE DURANTE OU APÓS A UTILIZAÇÃO, CONSULTE O SEU MÉDICO.
5. PARA PROTEGER CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, NÃO UTILIZE DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO.
6. É NECESSÁRIA SUPERVISÃO ATENTA QUANDO QUALQUER DISPOSITIVO É UTILIZADO POR/PERTO DE CRIANÇAS OU PESSOAS DEBILITADAS OU INCAPACITADAS POR DOENÇA OU LESÃO.
7. NÃO UTILIZE NA PELE SENSÍVEL OU COM LESÕES. NÃO UTILIZE NA PELE INCHADA NEM QUEIMADA PELO SOL, NEM SE TIVER QUALQUER OUTROS PROBLEMAS DE PELE.
8. NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO SE ESTE APRESENTAR DEFEITOS, TIVER CAÍDO OU TIVER SIDO DANIFICADO DE ALGUMA FORMA. DEVOLVA O DISPOSITIVO ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS MAIS PRÓXIMAS PARA VERIFICAÇÃO, AJUSTE ELÉTRICO OU MECÂNICO OU REPARAÇÃO. NÃO TENHA REPARAR POR CONTA PRÓPRIA.
9. UTILIZE O DISPOSITIVO APENAS PARA A UTILIZAÇÃO PREVISTA DESCRITA NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.
10. NÃO UTILIZE AO AR LIVRE NEM EM LOCAIS ONDE PRODUTOS COM AEROSSOL (SPRAY) ESTEJAM A SER UTILIZADOS, NEM ONDE ESTEJA A SER ADMINISTRADO OXIGÉNIO.
11. NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO PRODUTO PERTO DE FONTES DE CALOR, COMO RADIADORES, FOGÕES, ETC. NÃO O COLOQUE NUMA SUPERFÍCIE MACIA, COMO UMA CAMA, POIS O DISPOSITIVO PODE AQUECER DEMASIADO.
12. MANTENHA O DISPOSITIVO AFASTADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
13. CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE DE O GUARDAR.
14. NÃO UTILIZE O DISPOSITIVO NA CASA DE BANHO NEM PERTO DA ÁGUA.
15. NÃO COLOQUE NEM ARMAZENE O DISPOSITIVO ONDE ESTE POSSA CAIR OU SER PUXADO PARA UMA BANHEIRA OU PIA.
16. NÃO COLOQUE NEM DEIXE O DISPOSITIVO CAIR NA ÁGUA OU NOUTROS LÍQUIDOS.
17. SE O DISPOSITIVO CAIR NA ÁGUA, NÃO TENHA RETIRÁ-LO.
18. RISCO DE ASFIXIA DEVIDO A PEÇAS PEQUENAS. NÃO ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS.
19. NÃO PARTILHE ESTE PRODUTO COM OUTRAS PESSOAS.
20. NÃO UTILIZE DURANTE O CARREGAMENTO.
21. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE SE O APARELHO E O CONTROLO REMOTO APRESENTAM DANOS.
22. CASO TENHA PELE SENSÍVEL, ANTECEDENTES DE DOENÇAS DE PELE OU DÚVIDAS SOBRE A ADEQUAÇÃO

FABRIKANT OF ZIJN KLANTENSERVICE OF DOOR EEN VERGELIJKBAAR GEKwalificeerd PERSOON OM GEVAREN TE VOORKOMEN. WANNEER U HET PRODUCT WEGGOOIT, MOET U ER REKENING MEE HOUDEN DAT DIT PRODUCT EEN HERLAADBARE BATTERIJ BEVAT.

OPSLAG:

ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OPBERGT. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS. PLAATS HET IN EEN KOELE, DROGE RUIMTE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN, WAAR HET NIET BESCHADIGD KAN RAKEN.

ONDERHOUD:

UW STYLPRO™ MINI MICROCURRENT IS ZO GOED ALS ONDERHOUDSVRIJ. SCHAKEL HET APPARAAT UIT EN VEEG DE BUITENKANT SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK. ALS ER ZICH EEN ABNORMALE SITUATIE VOORDOET, SCHAKEL HET APPARAAT DAN UIT EN NEEM CONTACT OP MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP +44 (0) 20 3225 5559.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR

ONZE GOEDEREN WORDEN GELEVERD MET GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE EUROPESE CONSUMENTENWETGEVING. EU RICHTLIJN 1999/44/EG, DEZE RICHTLIJN STELT 'EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR GELDT VOOR DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMPTIEGOEDEREN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING BIJ EEN ERNSTIG DEFECT U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN ALS DE GOEDEREN NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT GEEN ERNSTIG DEFECT IS. STYLPRO™ REPAREREET OF VERVANGT (NAAR ONZE KEUZE) UW APPARAAT GRATIS GEDURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM, INDIEN HET APPARAAT DEFECTEN VERTOONT IN VAKMANSCHAP OF MATERIALEN. DEZE GARANTIE IS EEN EXTRA VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. VOOR SERVICE ONDER DEZE GARANTIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. VOOR HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM MOET U UW AANKOOPBEWIJS BEWAREN.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGELUKKEN, VERKEERD GEBRUIK, WIJZIGINGEN, MISBRUIK, GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF GEBRUIK ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIES, OF HET UITVOEREN VAN SERVICE OF REPARATIES DOOR EEN NIET-GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG OP PRODUCTEN DIE ZIJN VERKOCHT DOOR ERKENDE WEDERVERKOPERS. HET ARTIKEL MOET GRONDIG WORDEN GEREINIGD VOORDAT HET WORDT GERETOURNEERD.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT: WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN GEBRUIKSDUUR HEEFT BEREIKT, GOOI HET DAN NIET WEG MET HET GEWONE HUISHOUDELIJKE AFVAL. RECYCLEN IS DE VEILIGSTE EN MEEST VERANTWOORDE MANIER OM ELEKTRISCHE ARTIKELLEN DIE HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS HEBBEN BEREIKT, WEG TE GOOIE. GOOI HET WEG VOLGENS DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN. DE RICHTLIJN VOOR AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (WEEE) IN EUROPESE LANDEN SCHRIJFT CORRECTE RECYCLING VOOR. GOOI HET NIET BIJ HET NORMALE HUISHOUDELIJKE AFVAL.

CE MARKERING:UK/EU - CONFORMITEITSVERKLARING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT STYLPRO™ MINI MICROCURRENT VOLDOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPIE VAN DE CONFORMITEITSVERKLARING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(IT) MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE
PER LA SICUREZZA E IL COMFORT D'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE ATTENTAMENTE IL
FOGLIO DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
Il prodotto è destinato esclusivamente a uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Questo non è un prodotto medico né un dispositivo medico.

SPECIFICHE:

Nome: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Modello: MC01B
Dimensioni del dispositivo: 57mm x 52mm x 24mm
Materiali: Plastica ABS
Tensione nominale: 3.7V
Capacità nominale della batteria: 300mAh
Capacità energetica della batteria: 1.11Wh
Tensione di carica: 4.2V
Alimentazione di ingresso: Presa USB, 5 V, 1 A
Tempo di ricarica: 2 ore

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Dispositivo a microcorrente 2. Pulsante di accensione/spengimento 3. Indicatori livello di intensità 4. Porta USB-C 5. Cavo di ricarica USB-C.

INCLUDE:

- 1 dispositivo STYLPRO MINI MICROCURRENT
- 1 cavo USB-C


3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

LINEE GUIDA DI SICUREZZA:

1. Non consigliamo l'uso di questo dispositivo se sei epilettico, se sei incinta o hai avuto il cancro della pelle negli ultimi 12 mesi, hai subito un intervento di chirurgia plastica facciale, hai una protesi metallica o durante il ciclo mestruale.
2. Solo per l'uso adulto. Non destinato all'uso da parte dei bambini. Questo non è un giocattolo.
3. Pulire delicatamente con un panno umido.
4. Evitare di conservare lo STYLPRO™ MINI MICROCURRENT in ambienti caldi, bagnati o umidi.
5. Se lo STYLPRO™ MINI MICROCURRENT non funziona correttamente o è danneggiato in qualsiasi modo, smettere immediatamente di usarlo. Contattare il SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ (vedere la sezione GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI per i dettagli di contatto).
6. Non utilizzare su pelle sensibile, irritata o lesionata. Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o se si hanno altre condizioni cutanee.

RICARICA:

INSERIRE IL CAVO USB-C NELLA PORTA ALLA BASE DEL DISPOSITIVO. COLLEGARE A UNA FONTE DI ENERGIA COMPATIBILE CON USB. LE LUCI ROSSE SUL LATO DEL DISPOSITIVO SI ILLUMINERANNO DURANTE LA



6. Não utilize em pele sensível, irritada ou com lesões. Não utilize em pele inchada nem queimada pelo sol, nem se tiver quaisquer outros problemas de pele.

CARREGAMENTO:

INSIRA O CABO USB-C (FORNECIDO) NA PORTA NA PARTE INFERIOR DO APARELHO. LIGUE A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM USB. AS LUZES VERMELHAS NA PARTE LATERAL DO APARELHO ACENDERÃO DURANTE O CARREGAMENTO.

COMO UTILIZAR:

É ACONSELHÁVEL REMOVER QUALQUER MAQUILHAGEM ANTES DA UTILIZAÇÃO.

1. CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU ROSTO E PESCOÇO ESTÃO LIMPOS E SEM MAQUILHAGEM.
2. APLIQUE O SEU SÉRUM PREFERIDO NO ROSTO E PESCOÇO. AS MICROCORRENTES SÃO MENOS EFICAZES NA PELE SECA. NÃO UTILIZE O APARELHO SEM SÉRUM.
3. PRESSIONE SEM SOLTAR O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR PARA LIGAR O APARELHO. O APARELHO EMITE UM SINAL SONORO, VÊ-SE UMA LUZ LED BRANCA ACENDER NA PARTE LATERAL DO APARELHO E UM BRILHO VERMELHO NO CENTRO DO APARELHO.
4. PARA AJUSTAR A INTENSIDADE DA MICROCORRENTE, PRESSIONE BREVEMENTE O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR. EXISTEM 3 REGULAÇÕES DE MICROCORRENTE. COMECE SEMPRE NO NÍVEL DE INTENSIDADE 1.
5. AS LUZES LED BRANCAS NA PARTE LATERAL DO APARELHO INDICAM A REGULAÇÃO DA MICROCORRENTE EM QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE.
6. PRESSIONE AS DUAS ESFERAS METÁLICAS SOBRE A PELE E DESLIZE LENTAMENTE O APARELHO PARA CIMA. DESLIZE PELAS MAÇAS DO ROSTO, TESTA, MAXILAR E PESCOÇO. QUANTO MAIS FIRME FOR A PRESSÃO SOBRE O APARELHO, MAIS INTENSAS SERÃO AS MICROCORRENTES.
7. DESLIZE SUAVEMENTE SOBRE AS ÁREAS DESEJADAS DURANTE UM TRATAMENTO COMPLETO DE 10 MINUTOS.
8. PRESSIONE SEM SOLTAR O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR PARA DESLIGAR O APARELHO. LIMPE COM UM PANO HÚMIDO.

LIMPEZA:

LIMPE COM UM PANO HÚMIDO E DEIXE SECAR APÓS CADA UTILIZAÇÃO.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Os produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar nem evitar qualquer doença. Os nossos produtos são produtos de bem-estar geral / fitness de baixo risco que não requerem autorização médica. São concebidos apenas para utilização doméstica de "Bem-estar geral". Após utilizar o aparelho, pode aplicar um hidratante ou outros produtos de cuidados da pele como parte da sua rotina.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA:

A utilização deste aparelho de forma diferente da descrita neste manual anula a garantia e pode resultar em lesões graves. O STYLPRO™ MINI MICROCURRENT é um aparelho elétrico. Para evitar choques elétricos, respeite as seguintes considerações de segurança:

- Não molhe o dispositivo nem o mergulhe em água.
- Não lave as peças elétricas com água ou líquidos.
- Não toque diretamente no dispositivo ou interruptores com as mãos molhadas.
- Não puxe, carregue ou levante o dispositivo pelo cabo de carregamento. Se o cabo de carregamento estiver danificado, não utilize o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo se este tiver caído, tiver ficado ao ar livre ou entrado em contacto com água ou líquidos.
- Não utilize em superfícies aquecidas ou próximo das mesmas.

CE-MERKING: UK/EU - ERKLÆRING OM SAMSVAR: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO™ MINI MICROCURRENT OVERHOLDER DE VESSENTIGE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPPI AV SAMSVARSERKLÆRINGEN ER TILGJENGELIG VED FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRIITANNIA. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIA.

(PT) GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS PARA A SUA SEGURANÇA E FRUIÇÃO PERMANENTE DESTE PRODUTO, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
O produto destina-se apenas a utilização privada e não a utilização comercial nem a utilização noutras aplicações. Este não é um produto médico nem um dispositivo médico.

CARACTERÍSTICAS:

Nome: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Modelo: MC01B
Tamanho do dispositivo: 57mm x 52mm x 24mm
Materiais: Plástico ABS
Tensão nominal: 3.7V
Capacidade nominal da bateria: 300mAh
Capacidade energética da bateria: 1.11Wh
Tensão de carga: 4.2V
Fonte de alimentação de entrada: conector USB, 5V, 1A
Tempo de carregamento: 2 horas

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

- 1. Aparelho de Microcorrente
- 2. Botão de Ligar/Desligar
- 3. Indicadores de Nível de Intensidade
- 4. Porta USB-C
- 5. Cabo de Carregamento USB-C.


INCLUI:

- 1 x Aparelho STYLPRO Mini Microcurrent
- 1 Cabo USB-C

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

DIRETRIZES DE SEGURANÇA:

- 1. Não aconselhamos a utilização deste dispositivo se for epilético, se estiver grávida ou tiver tido cancro de pele nos últimos 12 meses, se tiver feito uma cirurgia plástica facial, se tiver um implante de metal ou se estiver no seu ciclo menstrual.
- 2. Apenas para adultos. Não destinado à utilização por crianças. Não é um brinquedo.
- 3. Limpe suavemente com um pano húmido.
- 4. Evite armazenar o STYLPRO™ MINI MICROCURRENT em locais quentes, húmidos ou molhados.
- 5. Se o STYLPRO™ MINI MICROCURRENT apresentar mau funcionamento ou estiver danificado de alguma forma, interrompa imediatamente a sua utilização. Entre em contacto com o SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE STYLPRO™ (consulte a secção GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS para os detalhes de contacto).



RICARICA.

USO:

REMOVER O TRUCCO PRIMA DELL'USO

- 1. DETERGERE VISO E COLLO RIMUOVENDO IL TRUCCO.
- 2. APPLICARE UN SIERO A SCELTA SU VISO E COLLO. LE MICROCORRENTI SONO MENO EFFICACI SULLA PELLE SECCA. NON USARE IL DISPOSITIVO SENZA SIERO.
- 3. TENERE PREMUTO A LUNGO IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER ACCENDERE IL DISPOSITIVO. IL DISPOSITIVO EMETTE UN SUONO; SI ACCENDE UNA LUCE LED BIANCA SUL LATO DEL DISPOSITIVO E UNA LUCE ROSSA EMANA DAL CENTRO DEL DISPOSITIVO.
- 4. PER REGOLARE L'INTENSITÀ DELLA MICROCORRENTE, PREMERE BREVEMENTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. SONO DISPONIBILI 3 IMPOSTAZIONI DI MICROCORRENTE. INIZIARE SEMPRE DALL'INTENSITÀ 1.
- 5. LE LUCI LED BIANCHE SUL LATO DEL DISPOSITIVO INDICANO QUALE IMPOSTAZIONE DI MICROCORRENTE SI STA UTILIZZANDO.
- 6. PREMERE ENTRAMBE LE SFERE METALLICHE SULLA PELLE E MUOVERE LENTAMENTE IL DISPOSITIVO VERSO L'ALTO. FAR SCIVOLARE LUNGO GLI ZIGOMI, LA FRONTE, LA MANDIBOLA E IL COLLO. PIÙ FORTE SI PREME IL DISPOSITIVO, PIÙ SI AVVERTIRANNO LE MICROCORRENTI.
- 7. PASSARE DELICATAMENTE SULLE AREE DESIDERATE PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI 10 MINUTI.
- 8. TENERE PREMUTO A LUNGO IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER SPEGNERE IL DISPOSITIVO. PULIRE CON UN PANNINO UMIDO.

PULIZIA:

PULIRE CON UN PANNINO UMIDO E LASCIARE ASCIUGARE DOPO OGNI UTILIZZO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

I prodotti non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. I nostri prodotti sono prodotti per il benessere generale a basso rischio che non richiedono autorizzazioni mediche. Sono concepiti solo come prodotti di "Benessere Generale" per l'uso domestico. Dopo aver utilizzato il dispositivo, applicare una crema idratante o altri prodotti per la cura della pelle come da normale routine.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA:

- L'uso di un dispositivo di terapia della luce rossa in qualsiasi modo diverso da quanto descritto in questo manuale annulla la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni.
- Il dispositivo per il trattamento viso con luce rossa MINI MICROCURRENT è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche, attenersi alle seguenti considerazioni sulla sicurezza:
- Non bagnare il dispositivo né immergerlo in acqua.
- Non lavare le parti elettriche con acqua o liquidi.
- Non toccare direttamente il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate.
- Non tirare, trasportare o sollevare il dispositivo con il suo cavo di ricarica. Se il cavo di ricarica è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato cadere, lasciato all'aperto o è entrato in contatto con acqua o liquidi.
- Non utilizzare su o vicino a superfici calde.
- Non modificare o tentare di modificare o riparare questo apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate che superino i 54°C (130°F).

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA: QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, RISPETTARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, INCLUSI I SEGUENTI: LEGGERE TUTTE LE

ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. TENERE LONTANO DALL'ACQUA. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LE LUCI. USARE SOLO IN AMBIENTI INTERNI. PER USO DOMESTICO ESCLUSIVAMENTE. NON CERCARE DI APRIRE LA PARTE POSTERIORE DEL DISPOSITIVO. SE NECESSARIO, CONSULTARE UN PROFESSIONISTA. TENERSI LONTANO DA FONTI DI CALORE DIRETTO E LUCE SOLARE. TENERE LONTANO DAI BAMBINI.

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: SPEGNERE SEMPRE PRIMA DELLA PULIZIA O DELLA CONSERVAZIONE.

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO O LESIONI A PERSONE:

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DELL'APPARECCHIO.
2. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA: BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA, PAZIENTI EPILETTICI, PAZIENTI AFFETTI DA TUMORI E PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO, PAZIENTI CON PACEMAKER CARDIACI O SIMILI.
3. RIMUOVERE OCCHIALI, CIGLIA FINTE E LENTI A CONTATTO PRIMA DELL'USO.
4. SE SI AVVERTONO ANOMALIE SULLA PELLE DURANTE L'USO O DOPO L'USO, CONSULTARE UNO SPECIALISTA MEDICO.
5. PER PROTEGGERSI DAI RISCHI ELETTRICI, NON USARE MENTRE SI FA IL BAGNO O LA DOCCIA.
6. È NECESSARIA UNA SUPERVISIONE STRETTA QUANDO QUALSIASI APPARECCHIO È UTILIZZATO DA O VICINO AI BAMBINI O A SOGGETTI DEBOLI O DISABILI A CAUSA DI MALATTIE O LESIONI.
7. NON UTILIZZARE SU PELLE SENSIBILE O LESIONATA. NON UTILIZZARE SU PELLE GONFIA O SCOTTATA DAL SOLE O SE SI HANNO ALTRE CONDIZIONI CUTANEE.
8. NON AZIONARE IL DISPOSITIVO SE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, SE È CADUTO O SE SI È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO. RESTITUIRE L'APPARECCHIO AL CENTRO DI ASSISTENZA PIÙ VICINO PER UN CONTROLLO, UNA REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI O MECCANICI O PER LE NECESSARIE RIPARAZIONI. IL CONSUMATORE NON DEVE TENTARE ALCUN INTERVENTO DI RIPARAZIONE.
9. UTILIZZARE L'APPARECCHIO UNICAMENTE PER GLI SCOPI DESCRITTI NEL PRESENTE MANUALE DELLE ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.
10. NON UTILIZZARE ALL'APERTO O DOVE VENGONO USATI PRODOTTI SPRAY O DOVE VIENE SOMMINISTRATO OSSIGENO.
11. NON COLLOCARE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO VICINO A FONTI DI CALORE COME TERMOSIFONI, FORNELLI, ECC., E NON APPOGGIARLO SU SUPERFICI MORBIDE COME UN LETTO IN QUANTO IL DISPOSITIVO POTREBBE SURRISCALDARSI.
12. TENERE IL DISPOSITIVO LONTANO DA LIQUIDI CORROSIVI.
13. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DI RIPORLO.
14. NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO IN BAGNO O VICINO ALL'ACQUA.
15. NON POSIZIONARE O CONSERVARE IL DISPOSITIVO DOVE POSSA CADERE O ESSERE TRASCINATO IN UNA VASCA O UN LAVANDINO.
16. NON IMMERGERE O FAR CADERE IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI.
17. SE IL DISPOSITIVO CADE NELL'ACQUA, NON CERCARE DI RAGGIUNGERLO.
18. IL DISPOSITIVO CONTIENE PARTI PICCOLE, CHE POTREBBERO RAPPRESENTARE UN RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 3 ANNI.
19. NON CONDIVIDERE QUESTO PRODOTTO CON ALTRE PERSONE.
20. NON UTILIZZARE MENTRE È SOTTO CARICA.
21. ISPEZIONARE IL DISPOSITIVO E IL TELECOMANDO PER RILEVARE EVENTUALI DANNI PRIMA DI OGNI UTILIZZO.
22. CONSULTARE UN DERMATOLOGO O UN MEDICO PROFESSIONISTA SE SI HA LA PELLE SENSIBILE,

21. JEKK ENHETEN OG FJERNKONTROLLEN FOR EVENTUELLE SKADER FØR HVER BRUK.
22. KONSULTER EN HUDLEGE ELLER HELSEPERSONELL HVIS DU HAR SENSITIV HUD, TIDLIGERE HUDPROBLEMER, ELLER ER USIKKER PÅ OM DETTE PRODUKTET PASSER FOR HUDTYPEN DIN.

BATTERIER: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITIUMION-BATTERI. RISIKO FOR BRANN OG FORBRENNING: IKKE ÅPNE, KNUS, VARME OVER 60°C/140 °F ELLER BRENN APPARATET. IKKE KORTSLUTT BATTERIET. HVIS LITIUMION-BATTERIET BLIR STERKT OPPSVULMET, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE DET. HOLD SMÅ BATTERIER SOM ANSES SOM MULIG Å SVELGE, UTENFOR REKKEVIDDE FOR BARN. Å SVELGE BATTERIET KAN FØRE TIL BRANNSKADER, PERFORERING AV MYKT VEV OG DØD. ALVORLIGE BRANNSKADER KAN OPPSTÅ INNEN 2 TIMER ETTER INNTAK. HVIS ET BATTERI SVELGES, MÅ DU OPPSØKE LEGE UMIDDELBART. ALDRI LAD IKKE-OPPLADBARE BATTERIER. DETTE PRODUKTET HAR ET INNEBYGD OPPLADBART BATTERI SOM IKKE KAN BYTTES UT AV BRUKEREN. FJERNING ELLER BYTTING AV DET OPPLADBARE BATTERIET KAN BARE UTFØRES AV PRODUSENTEN ELLER KUNDESERVICE, ELLER AV EN KVALIFISERT PERSON FOR Å UNNGÅ FARER. NÅR DU KASTER PRODUKTET, MÅ DU TA HENSYN TIL AT DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET OPPLADBART BATTERI.

LAGRING:

FORSIKRE DEG OM AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING. SØRG FOR AT ENHETEN ER FRAKOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. MÅ OPPBEVARES PÅ ET KJØLIG, TØRT STED UTILGJENGELIG FOR BARN, DER DET IKKE VIL BLI UTSATT FOR SKADER.

VEDLIKEHOLD:

STYLPRO™ MINI MICROCURRENT ER NESTEN VEDLIKEHOLDSFRITT. APPARATET KAN RENGJØRES VED Å SLÅ DET AV OG TØRKE UTSIDEN MED EN FUKTIG KLUT. HVIS DET OPPSTÅR NOEN UNORMALE FORHOLD, MÅ DU SLÅ DET AV OG KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559

BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI:

VARENE VÅRE LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL EUROPEISK FORBRUKERLOV. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR AT «EN TOÅRIG GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKSVARER OVER HELE EU». DU HAR RETT TIL Å FÅ PRODUKTET ERSTATTET ELLER REFUNDERT VED ALVORLIG SVIKT, OG DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ REPARERT ELLER ERSTATTET VARER HVIS DE IKKE ER AV AKSEPTABEL KVALITET OG FEILEN IKKE UTGJØR EN ALVORLIG SVIKT. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER EGET SKJØNN) APPARATET DITT KOSTNADSFRITT I TJUEFIRE MÅNEDER FRA KJØPSDATO, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UTFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM ELLER +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE EN GARANTIKRAV MÅ DU BEHOLDE KJØPSBEVISET DITT.

VIKTIG: DENNE GARANTIE DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES ULYKKER, MISBRUK, ENDRINGER, FEIL BRUK, MANGEL PÅ FORNUFTIG VEDLIKEHOLD ELLER BRUK SOM IKKE BESKRIVES I DISSE INSTRUKSJONENE, ELLER UTFØRELSE AV SERVICE ELLER REPARASJONER AV ET IKKE-AUTORISERT SERVICESENTER. DENNE GARANTIE GJELDER KUN FOR VARER SOM SELGES AV AUTORISERTE FORHANDLERE. MERK: VAREN MÅ VÆRE GRUNDIG RENGJORT FØR RETUR.

RIKTIG AVHENDING AV DETTE PRODUKTET: NÅR PRODUKTET HAR NÅDD SLUTTEN AV LEVETIDEN, MÅ DU IKKE KASTE DET SAMMEN MED VANLIG HUSHOLDNINGSAVFALL. RESIRKULERING ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅTEN Å KVITTE SEG MED ELEKTRISKE PRODUKTER SOM NÅR SLUTTEN AV LEVETIDEN PÅ. AVHEND PRODUKTET I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER. DIREKTIVET OM AVFALL AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE) I EUROPEISKE LAND FASTSETTER RIKTIG RESIRKULERINGSPRAKSIS. IKKE KAST

- Ikke berør direkte enheten eller bryteren med våte hender.
- Ikke dra, bær eller løft enheten etter ladekabelen. Hvis ladekabelen er skadet, må du ikke bruke enheten.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt mistet, stått ute eller har kommet i kontakt med vann eller væsker.
- Ikke bruk enheten på eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Ikke endre, forsøk å endre eller reparere denne utstyret. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke bruk eller lagre enheten i høye temperaturer som er eller kan overstige 54 °C (130 °F).

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE APPARATER, BØR DU ALLTID TA RIMELIGE FORHOLDSREGLER, INKLUDERT FØLGENDE: LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. HOLD APPARATET UNNA VANN. DETTE PRODUKTET ER IKKE EN LEKE. IKKE SE DIREKTE INN I LYSET. SKAL KUN BRUKES INNENDØRS. KUN TIL HJEMMEBRUK. IKKE PRØV Å ÅPNE BAKSIDEN AV ENHETEN. HVIS DET ER NØDVENDIG, MÅ DU RÅDFØRE DEG MED EN FAGPERSON. HOLD APPARATET UNNA DIREKTE VARME OG SOLSKINN. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

FARE: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT: SLÅ ALLTID AV FØR RENGJØRING ELLER OPPBEVARING.

ADVARSEL:

FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANNSKADER, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.
2. DETTE PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES AV BARN, GRAVIDE KVINNER, PASIENTER MED EPILEPSI, SVULSTER OG KREFTPASIENTER, PASIENTER MED PACEMAKERE ELLER LIGNENDE.
3. FJERN BRILLER, FALSKE ØYEVIPPER OG KONTAKTLINSER FØR BRUK.
4. TA KONTAKT MED LEGE HVIS DU FØLER UNORMALITETER I HUDEN UNDER BRUK ELLER ETTER BRUK.
5. FOR Å BESKYTTE MOT ELEKTRISKE FARE, MÅ APPARATET IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN.
6. APPARATET MÅ HOLDES UNDER NØYE OPPSYN NÅR DET BRUKES AV ELLER I NÆRHETEN AV BARN ELLER PERSONER SOM ER SVEKKET PÅ GRUNN AV FUNKSJONSHEMNING, SYKDOM ELLER SKADE.
7. IKKE BRUK APPARATET PÅ SENSITIV ELLER SKADET HUD. IKKE BRUK APPARATET PÅ HOVEN ELLER SOLBRENT HUD ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDFORHOLD.
8. IKKE BRUK DETTE APPARATET HVIS DET FEILFUNGERER ELLER HAR FALT I BAKKEN ELLER BLITT SKADET PÅ NOEN MÅTE. RETURNER APPARATET TIL NERMESTE SERVICEANLEGG FOR UNDERSØKELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARASJON. INGEN REPARASJONER SKAL FØRSØKES AV FORBRUKEREN.
9. APPARATET SKAL BARE BRUKES SOM BESKREVET I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ER ANBEFALT AV STYLPRO™ KAN FORÅRSAKE FARE.
10. IKKE BRUK APPARATET UTE ELLER BRUK PÅ STEDER DER DET BRUKES AEROSOLPRODUKTER (SPRAY), ELLER OKSYGEN ADMINISTRERES.
11. IKKE LEGG NOEN DEL AV APPARATET I NÆRHETEN AV VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFYRER OSV. IKKE LEGG APPARATET PÅ EN MYK OVERFLATE, FOR EKSEMPEL EN SENG, DA ENHETEN KAN OVEROPPHETES.
12. HOLD ENHETEN UNNA ETSNDE VÆSKER.
13. SØRG FOR AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING.
14. IKKE BRUK APPARATET PÅ BADET ELLER I NÆRHETEN AV VANN.
15. IKKE PLAGGER ELLER OPPBEVAR APPARATET PÅ STEDER DER DET KAN FALLE ELLER BLI TRUKKET INN I ET BADEKAR ELLER EN VASK.
16. IKKE PLAGGER ELLER SLIPP APPARATET I VANN ELLER ANNEN VÆSKE.
17. HVIS APPARATET FALLER I VANN, MÅ DU IKKE RØRE VANNET.
18. KVELNINGSFARE PÅ GRUNN AV SMÅ DELER. IKKE EGNET FOR BARN UNDER 3 ÅR.
19. IKKE DEL DETTE PRODUKTET MED NOEN ANDRE.
20. SKAL IKKE BRUKES UNDER LADING.

PROBLEMATICHE CUTANEE PASSATE O IN CASO DI DUBBI SULL'IDONEITÀ DI QUESTO DISPOSITIVO PER IL PROPRIO TIPO DI PELLE.

BATTERIE: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO. RISCHIO DI INCENDIO E USTIONI, NON APRIRE, SCHIACCIARE, RISCALDARE SOPRA I 60°C O INCENERIRE. NON CREARE CORTOCIRCUITI. SE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO SI GONFIA, INTERRUPE L'USO. TENETE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI CELLE PICCOLE CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE. L'INGESTIONE PUÒ CAUSARE USTIONI, PERFORAZIONE DEI TESSUTI MOLLI E MORTE. ENTRO 2 ORE DALL'INGESTIONE POSSONO VERIFICARSI GRavi USTIONI. IN CASO DI INGESTIONE DI UNA CELLULA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. NON RICARICARE MAI BATTERIE CHE NON SIANO RICARICABILI. QUESTO PRODOTTO HA UNA BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA CHE NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL'UTENTE. LA RIMOZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DAL PRODUTTORE O DAL SUO SERVIZIO CLIENTI O DA UNA PERSONA UGUALMENTE QUALIFICATA PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO. NELLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, SI DEVE NOTARE CHE QUESTO CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE.

CONSERVAZIONE:

ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DELLA CONSERVAZIONE. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SCOLLEGATO DA QUALSIASI PRESA ELETTRICA. CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DOVE NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.

MANUTENZIONE:

IL TUO STYLPRO™ MINI MICROCURRENT È PRATICAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE. PER PULIRLO, SPENGI L'APPARECCHIO E PULISCI L'ESTERNO CON UN PANNINO UMIDO. SE SI VERIFICA QUALSIASI CONDIZIONE ANOMALA, SPEGNERE E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL +44 (0) 20 3225 5559.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI:

I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SUI CONSUMATORI. LA DIRETTIVA UE 1999/44/CE STABILISCE CHE "UNA GARANZIA DI DUE ANNI SI APPLICA ALLA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. HAI DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO IN CASO DI DIFETTI GRAVI. HAI ANCHE DIRITTO ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DEL BENE QUALORA ESSO NON SODDISFI IL CRITERIO DI ACCETTABILE QUALITÀ E QUALORA IL MALFUNZIONAMENTO NON POSSA ESSERE CONSIDERATO GRAVE. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL TUO DISPOSITIVO GRATUITAMENTE PER VENTITRATTI MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO NELLA LAVORAZIONE O NEI MATERIALI. QUESTA GARANZIA È OFFERTA COME VANTAGGIO SUPPLEMENTARE E NON INFLUISCE SUI TUOI DIRITTI LEGALI. PER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA, SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, SI PREGA DI CONSERVARE LA PROVA D'ACQUISTO.

NOTA BENE: LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ALTERAZIONI, ABUSI, MANCANZA DI CURA RAGIONEVOLE O USO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTE ISTRUZIONI, O DA INTERVENTI DI ASSISTENZA O RIPARAZIONE DA PARTE DI TERZI NON AUTORIZZATI. QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER LE MERCI VENDUTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. NOTA, L'OGGETTO DEVE ESSERE PULITO ASSICURATAMENTE PRIMA DEL RESO.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO: QUANDO IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO LA FINE DEL SUO CICLO DI VITA, TI PREGHIAMO DI NON SMALTIRLO COME RIFIUTO DOMESTICO. IL RICICLAGGIO È IL MODO PIÙ SICURO E RESPONSABILE PER SMALTIRE GLI OGGETTI ELETTRICI CHE HANNO RAGGIUNTO LA FINE DELLA LORO VITA UTILE. SMALTIRE IL DISPOSITIVO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE LOCALI. LA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) NEI PAESI EUROPEI STABILISCE PRATICHE CORRETTE DI RICICLAGGIO. NON SMALTIRLO COME RIFIUTO DOMESTICO.

MARCATURA DI CONFORMITÀ CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO/UE: STYLIDEAS LTD DICHIARA CHE STYLPRO™ MINI MICROCURRENT È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E AD ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIO.

(PL) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALĘ KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU, PRZED JEGO UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Należy pamiętać, że nie jest to produkt medyczny ani urządzenie medyczne.


SPECYFIKACJA:
Nazwa: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Model: MC01B
Rozmiar urządzenia: 57mm x 52mm x 24mm
Materiały: tworzywo ABS
Nominalne napięcie: 3.7V
Znamionowa pojemność baterii: 300mAh
Pojemność energetyczna baterii: 1.11Wh
Napięcie ładowania: 4.2V
Zasilanie wejściowe: Gniazdo USB, 5V, 1A
Czas ładowania: 2 godziny

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI:
1. Urządzenie mikroprądowe **2.** Przycisk włącz/wyłącz
3. Wskaźniki poziomu intensywności **4.** Port USB-C
5. Kabel ładowania USB-C

ZAWIERA:
· 1 x Urządzenie STYLPRO Mini Microcurrent
· 1 Kabel USB-C

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
1. Odradzamy korzystanie z tego urządzenia osobom cierpiącym na epilepsję, kobietom w ciąży lub osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy chorowały na raka skóry, przeszły operację plastyczną twarzy, mają metalowe implanty lub są w trakcie cyklu menstruacyjnego.
2. Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. To nie jest zabawka.
3. Delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką.
4. Należy unikać przechowywania STYLPRO™ MINI MICROCURRENT w gorących, wilgotnych lub mokrych miejscach.
5. Jeśli urządzenie STYLPRO™ MINI MICROCURRENT działa nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób



SIKKERHETSDIREKTIVET:
1. Vi anbefaler ikke å bruke denne enheten hvis du har epilepsi, hvis du er gravid eller har hatt hudkreft i løpet av de siste 12 månedene, har gjennomgått ansiktsplastikkirurgi, har et metallimplantat, eller hvis du for øyeblikket har menstruasjonsyklus.
2. Kun for voksne. Skal ikke brukes av barn. Dette er ikke en leke.
3. Tørk forsiktig med en fuktig klut.
4. Unngå å oppbevare STYLPRO™ MINI MICROCURRENT på varme eller fuktige områder.
5. Hvis STYLPRO™ MINI MICROCURRENT feilfungerer eller er skadet på noen måte, må du slutte å bruke den umiddelbart. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (Se avsnittet BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI for kontaktinformasjon).
6. Ikke bruk på sensitiv, irritert eller ødelagt hud. Ikke bruk på hoven eller solbrent hud, eller hvis du har andre hudproblemer.

LADING:
SETT USB-C-KABELE (MEDFØLGER) I PORTEN NEDERST PÅ ENHETEN. KOBLE DEN TIL EN STRØMKILDE SOM ER KOMPATIBEL MED USB. DE RØDE LYSENE PÅ SIDEN AV ENHETEN LYSER MENS DEN LADES.

SÅNN BRUKER DU ENHETEN:
DU BØR FJERNE EVENTUELL SMINKE FØR DU BRUKER ENHETEN.
1. SØRG FOR AT ANSIKTET OG HALSEN ER REN OG FRI FOR SMINKE.
2. PÅFØR SERUM PÅ ANSIKTET OG HALSEN. MIKROSTRØMMENE ER MINDRE EFFEKTIVE PÅ TØRR HUD. IKKE BRUK ENHETEN UTEN SERUM.
3. TRYKK OG HOLD INNE AV/PÅ-KNAPPEN FOR Å SLÅ PÅ ENHETEN. ENHETEN PIPER, ET HVITT LED-LYS SLÅR SEG PÅ PÅ SIDEN AV ENHETEN, OG ET RØDT LYS LYSER FRA MIDTEN AV ENHETEN.
4. TRYKK KORT PÅ AV/PÅ-KNAPPEN FOR Å ENDRE NIVÅET PÅ MIKROSTRØMMEN. ENHETEN HAR TRE MIKROSTRØMNIVÅER. START ALLTID PÅ NIVÅ 1.
5. DE HVITE LED-LYSENE PÅ SIDEN AV ENHETEN VISER HVLKET NIVÅ DEN ER PÅ.
6. PRESS BEGGE METALLKULENE MOT HUDEN OG FØR ENHETEN SAKTE OPPOVER. FØR DEN OVER KINNBEINA, PANNEN, KJEVEN OG HALSEN. JO HARDERE DU PRESSER ENHETEN MOT HUDEN, DESTO MER KJENNER DU MIKROSTRØMMEN.
7. FØR ENHETEN FORSIKTIG OVER OMRÅDENE DU VIL BEHANDLE, I TI MINUTTER.
8. TRYKK OG HOLD INNE AV/PÅ-KNAPPEN FOR Å SLÅ AV ENHETEN. TØRK AV ENHETEN MED EN FUKTIG KLUT.

RENGJØRING:
TØRK AV ENHETEN MED EN FUKTIG KLUT OG LA DEN TØRKE ETTER HVER BRUK.

SIKKERHETSFØRSLAG:
Produkter er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom. Produktene våre er generelle velvære-/treningsprodukter med lav risiko som ikke krever medisinsk godkjenning. De er utviklet som «Generell velvære»-produkter kun for hjemmebruk. Når du har brukt enheten, kan du smøre på fuktighetskrem eller andre hudpleieprodukter du vanligvis bruker.

SIKKERHETSKONSEPTER:
Hvis enheten brukes på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne manualen, blir garantien ugyldig. Slik bruk kan også medføre alvorlige skader. STYLPRO™ MINI MICROCURRENT er en elektrisk enhet. For å unngå elektrisk støt må du følge disse forholdsreglene:
· Ikke gjør enheten våt eller senk den ned i vann.
· Ikke vask elektriske deler med vann eller annen væske.

IMPORTANTE: ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES, NI LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO PARA LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. TENGA EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO DEBE LIMPIARSE A FONDO ANTES DE SU DEVOLUCIÓN.

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO: CUANDO EL PRODUCTO HAYA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, NO LO DESECHE CON LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL. EL RECICLAJE ES LA FORMA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE DE DESHACERSE DE LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS QUE LLEGAN AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, DESHÁGASE DE ELLOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL. LA DIRECTIVA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE) EN LOS PAÍSES EUROPEOS ESTIPULA PRÁCTICAS CORRECTAS DE RECICLAJE. NO LO TIRE A LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL.

MARCAS CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UK/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO™ MINI MICROCURRENT CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE A PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(NO) BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
AV HENSYN TIL EGEN SIKKERHET, OG FOR AT DU SKAL FÅ MEST MULIG UTBYTTE AV DETTE PRODUKTET, ANBEFALER VI AT DU ALLTID LESER BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK. Produktet er kun beregnet for privat bruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk innen andre bruksområder. Dette er ikke et medisinsk produkt eller en medisinsk enhet.

SPESIFIKASJONER:
Navn: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
Model: MC01B
Enhetens størrelse: 57mm x 52mm x 24mm
Materialer: ABS-plast
Nominell spenning: 3.7V
Vurdert batterikapasitet: 300mA
Batteriets energikapasitet: 1.11Wh
Ladespenning: 4.2V
Inngangsstrøm: USB-kontakt, 5 V, 1 A
Ladetid: 2 timer


IDENTIFISERING AV DELER:

- 1. Mikrostrømenhet
- 2. Av/på-knapp
- 3. Nivåindikatorer
- 4. USB-C-port
- 5. USB-C-ladekabel

INKLUDERER:

- 1 x STYLPRO Mini Microcurrent-enhet
- 1 USB-C-kabel

3.7 V  ,300mAh, 1.11Wh



uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Skontaktuj się z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ (dane kontaktowe znajdują się w sekcji OGRANICZONA DWULETNI GWARANCJA).

6. Nie używać na wrażliwej, podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Nie używać na opuchniętej lub spalonej skórze lub w przypadku innych chorób skóry.

ŁADOWANIE:

WŁÓŻ DOŁĄCZONY KABEL USB-C DO PORTU NA SPODZIE URZĄDZENIA. PODŁĄCZ DO ŹRÓDŁA ZASILANIA KOMPATYBILNEGO Z USB. PODCZAS ŁADOWANIA PO BOKU URZĄDZENIA BĘDĄ SIĘ ŚWIECIĆ CZERWONE ŚWIATŁA.

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZED UŻYCIEM ZALECA SIĘ USUNIĘCIE MAKIJAŻU.

- 1. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWARZ I SZYJA SĄ OCZYSZCZONE Z MAKIJAŻU.
- 2. NA TWARZ I SZYJĘ NAŁÓŻ ULUBIONE SERUM. MIKROPRĄDY SĄ MNIEJ EFEKTYWNE NA SUCHEJ SKÓRZE. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA BEZ SERUM.
- 3. PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK WŁĄCZ/WYŁĄCZ, ABY WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE. URZĄDZENIE WYDA SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, NA BOKU URZĄDZENIA POJAWI SIĘ BIAŁA DIODA LED, A ZE ŚRODKA URZĄDZENIA BĘDZIE WYDOBYWAĆ SIĘ CZERWONE ŚWIATŁO.
- 4. ABY DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ MIKROPRĄDÓW, KRÓTKO NACIŚNIJ PRZYCIŚK WŁĄCZ/WYŁĄCZ. ISTNIEJĄ 3 USTAWIENIA MIKROPRĄDÓW. ZAWSZE ZACZYNAJ OD USTAWIENIA INTENSYWNOŚCI 1.
- 5. BIAŁE DIODY LED PO BOKU URZĄDZENIA WSKAZA, KTÓRE USTAWIENIE MIKROPRĄDU JEST AKTUALNIE UŻYWANE.
- 6. PRZYŁÓŻ OBEJ METALOWE KULE DO SKÓRY I POWOLI PRZESUWAJ URZĄDZENIE DO GÓRY. PRZESUWAJ JE PO KOŚCIACH POLICZKOWYCH, CZOLE, LINII ŻUCHWY I SZYI. IM MOCNIEJ NACIŚNIESZ URZĄDZENIE, TYM MOCNIEJSZE BĘDĄ ODCZUWALNE MIKROPRĄDY.
- 7. DELIKATNIE PRZESUWAJ URZĄDZENIE PO WYBRANYCH OBSZARACH PRZEZ PEŁNE 10 MINUT TRWANIA ZABIEGU.
- 8. PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK WŁĄCZ/WYŁĄCZ, ABY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE. PRZETRZYJ DO CZYSTA WILGOTNĄ SZMATKĄ.

CZYSZCZENIE:

PO KAŻDYM UŻYCIU PRZETRZYJ WILGOTNĄ SZMATKĄ I POZWÓL WYSCHNĄĆ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkty MINI MICROCURRENT nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Nasze produkty to ogólne produkty wellness/fitness o niskim ryzyku, które nie wymagają zgody lekarza. Zostały one zaprojektowane wyłącznie jako produkty „General Wellness” do użytku domowego.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA:

Używanie urządzenia w sposób inny niż opisany w tej instrukcji unieważnia gwarancję i może spowodować poważne obrażenia. STYLPRO™ MINI MICROCURRENT to urządzenie elektryczne. Aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- Nie zamaczać urządzenia ani nie zanurzać go w wodzie.
- Nie myć części elektrycznych wodą ani płynami.
- Nie dotykać bezpośrednio urządzenia ani przełączników mokrymi rękami.
- Nie ciągnąć, nie przenosić ani nie podnosić urządzenia za przewód ładowania. Jeśli przewód ładowania jest uszkodzony, nie należy używać urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą lub płynami.

- Nie używać na rozgrzanych powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Nie modyfikować ani nie próbować modyfikować lub naprawiać tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wysokich temperaturach, które przekraczają lub mogą przekraczać 54°C (130°F).

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM PONIŻSZYCH: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE. TRZYMAĆ Z DALA OD WODY. TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE PRÓBOWAĆ OTWIERAĆ TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. W RAZIE POTRZEBY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ. TRZYMAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ BEZPOŚREDNIEGO CIEPŁA I ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: ZAWSZE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM LUB PRZECHOWYWIANIEM.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:

1. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
2. TEN PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI, KOBIETY W CIĄŻY, PACJENTÓW Z EPILEPSJĄ, NOWOTWORAMI I RAKIEM, PACJENTÓW Z ROZRUSZNIKAMI SERCA LUB PODOBNYMI.
3. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZDJAĆ OKULARY, SZTUCZNE RZĘSY I SOCZEWKI KONTAKTOWE.
4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA SKÓRZE W TRAKCIE LUB PO UŻYCIU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.
5. W CELU OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA PODCZAS KĄPIELI LUB POD PRYSZNICEM.
6. KONIECZNY JEST ŚCISŁY NADZÓR, GDY URZĄDZENIE JEST UŻYWANE PRZEZ DZIECI LUB OSOBY OSŁABIONE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE Z POWODU CHOROBY LUB URAZU.
7. NIE UŻYWAĆ NA WRAŻLIWEJ LUB USZKODZONEJ SKÓRZE. NIE UŻYWAĆ NA OPUCHNIĘTEJ LUB SPALONEJ SŁOŃCEM SKÓRZE LUB W PRZYPADKU INNYCH CHOROÓB SKÓRY.
8. NIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA, JEŚLI DZIAŁA ONO NIEPRAWIDŁOWO, ZOSTAŁO UPUSZCZONE LUB USZKODZONE W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB. ODDAĆ URZĄDZENIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU W CELU SPRAWDZENIA, REGULACJI ELEKTRYCZNEJ LUB MECHANICZNEJ ALBO NAPRAWY. KONSUMENT NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
9. URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. UŻYWANIE PRZYSTAWEK NIEZALECANYCH PRZEZ STYLPRO™ MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE.
10. NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ ANI W MIEJSCACH, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ PRODUKTY W AEROSZOLU LUB GDZIE PODAWANY JEST TLEN.
11. NIE UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA, TAKICH JAK GRZEJNIKI, KUCHENKI ITP. NIE KŁAŚĆ NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI, TAKIEJ JAK ŁÓŻKO, PONIEWAŻ URZĄDZENIE MOŻE SIĘ PRZEGRZAĆ.
12. TRZYMAĆ URZĄDZENIE Z DALA OD ŻRĄCYCH PŁYNÓW.
13. PRZED PRZECHOWYWIANIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.
14. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA W ŁAZIENCIE LUB W POBLIŻU WODY.
15. NIE UMIESZCZAĆ ANI NIE PRZECHOWYWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCACH, W KTÓRYCH MOŻE ONO SPAŚĆ

15. NO USE AL DISPOSITIVO EN EL CUARTO DE BAÑO O CERCA DE FUENTES DE AGUA.
16. NO COLOQUE NI GUARDE EL DISPOSITIVO DONDE PUDIERA CAERSE O SER TIRADO EN UNA TINA O LAVABO.
16. NO LO SUMERJA EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS NI PERMITA QUE SE CAIGA EN ELLOS.
17. SI EL DISPOSITIVO CAE AL AGUA, NO META LA MANO EN EL AGUA.
18. RIESGO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS. NO APTO PARA MENORES DE 3 AÑOS.
19. NO COMPARTA ESTE PRODUCTO CON NADIE MÁS.
20. NO UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE CARGA.
21. INSPECCIONE EL PRODUCTO Y EL CONTROL REMOTO POR SI PRESENTA CUALQUIER DAÑO ANTES DE CADA USO.
22. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, CONSULTE A UN DERMATÓLOGO O UN PROFESIONAL DE LA SALUD SI TIENE LA PIEL SENSIBLE, ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES DE LA PIEL O SI TIENE DUDAS SOBRE LA IDONEIDAD DE ESTE PRODUCTO PARA SU TIPO DE PIEL.

BATERÍAS: EL PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE IONES DE LITIO. RIESGO DE INCENDIO Y QUEMADURAS, NO ABRIR, APLASTAR, CALENTAR POR ENCIMA DE 60 °C/140 °F NI INCINERAR. NO PROVOQUE CORTOCIRCUITOS. SI LA PILA DE IONES DE LITIO SE ABULTA MUCHO, DEJE DE UTILIZARLA. MANTENGA LAS PILAS PEQUEÑAS CONSIDERADAS INGERIBLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y LA MUERTE. PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS GRAVES EN LAS 2 HORAS SIGUIENTES A LA INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA PILA, ACUDA RÁPIDAMENTE A UN MÉDICO. NUNCA RECARGUE PILAS NO RECARGABLES. ESTE PRODUCTO LLEVA INCORPORADA UNA PILA RECARGABLE QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDA POR EL USUARIO. LA EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PILA RECARGABLE SOLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE O SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE O POR UNA PERSONA CON CUALIFICACIÓN SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS. AL DESECHAR EL PRODUCTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA RECARGABLE.

ALMACENAMIENTO:

ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO. ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUÁRDELO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ.

MANTENIMIENTO:

SU STYLPRO™ MINI MICROCURRENT PRÁCTICAMENTE NO NECESITA MANTENIMIENTO. PARA LIMPIARLO, APAGUE EL DISPOSITIVO Y LIMPIE EL EXTERIOR CON UN PAÑO HÚMEDO. SI SE PRODUCE CUALQUIER ANOMALÍA, APAGUE EL DISPOSITIVO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ LLAMANDO AL +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS:

NUESTROS PRODUCTOS VIENEN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEY EUROPEA DEL CONSUMIDOR. LA DIRECTIVA 1999/44/CE DE LA UE ESTABLECE QUE «SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN CUALQUIER LUGAR DE LA UE». USTED TIENE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN O AL REEMBOLSO EN CASO DE AVERÍA GRAVE. USTED TAMBIÉN TIENE DERECHO A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SI ESTOS NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y LA AVERÍA NO CONSTITUYE UNA AVERÍA GRAVE. STYLPRO™ REPARARÁ O SUSTITUIRÁ (A NUESTRA ELECCIÓN) SU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE DURANTE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO PRESENTA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA RECLAMAR LA GARANTÍA DEBE CONSERVAR EL

provocar lesiones graves. El STYLPRO™ MINI MICROCURRENT es un dispositivo eléctrico. Para evitar descargas eléctricas, siga las siguientes medidas de seguridad:

- No moje ni sumerja el dispositivo en agua.
- No lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
- No toque directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.
- No tire, transporte ni levante el dispositivo por su cable de carga. Si el cable de carga está dañado, no use el dispositivo.
- No use el dispositivo si se ha caído, ha estado al aire libre, o ha entrado en contacto con agua u otros líquidos.
- No use el dispositivo en o cerca de superficies calientes.
- No modifique, ni intente modificar o reparar, este dispositivo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
- No use ni almacene su dispositivo en sitios con temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54 °C (130 °F).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN SIEMPRE TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DEL AGUA. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES. ÚSELO SOLO EN INTERIORES. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO INTENTE ABRIR LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO. SI ES NECESARIO, CONSULTE A UN PROFESIONAL. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR DIRECTO Y DE LA LUZ SOLAR. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: APÁGUELO SIEMPRE ANTES DE LIMPIARLO O GUARDARLO.

ADVERTENCIA:

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A USAR EL DISPOSITIVO.
 2. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS, EMBARAZADAS, PACIENTES CON EPILEPSIA, PACIENTES CON TUMORES O CÁNCER, NI PACIENTES CON MARCAPASOS O DISPOSITIVOS SIMILARES.
 3. QUITÉSE LAS GAFAS, PESTAÑAS POSTIZAS O LENTES DE CONTACTO ANTES DE USARLO.
 4. SI SIENTE ANOMALÍAS EN SU PIEL DURANTE O DESPUÉS DEL USO, CONSULTE A SU MÉDICO ESPECIALISTA.
 5. PARA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS, NO USAR MIENTRAS SE BAÑA O DUCHA.
 6. ES NECESARIA UNA ESTRECHA SUPERVISIÓN CUANDO CUALQUIER DISPOSITIVO SEA UTILIZADO POR O CERCA DE NIÑOS O PERSONAS DEBILITADAS O INCAPACITADAS POR ENFERMEDAD O LESIÓN.
 7. NO USAR EN PIEL SENSIBLE O AGRIETADA. NO USAR EN PIEL INFLAMADA O QUEMADA POR EL SOL O SI TIENE ALGUNA OTRA CONDICIÓN CUTÁNEA.
 8. NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO SI FUNCIONA MAL O SE HA CAÍDO O DAÑADO DE ALGÚN MODO. DEVUELVA EL APARATO AL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCAANO PARA SU EXAMEN, AJUSTE ELÉCTRICO O MECÁNICO, O REPARACIÓN. EL CONSUMIDOR NO DEBE INTENTAR NINGUNA REPARACIÓN.
 9. USE EL DISPOSITIVO SOLO PARA EL USO PREVISTO COMO SE DESCRIBE EN ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS.
 10. NO USE EL DISPOSITIVO AL AIRE LIBRE, DONDE SE ESTÉN UTILIZANDO PRODUCTOS EN AEROSOL, O DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
 11. NO COLOQUE NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, COCINAS, ETC., NI TAMPOCO SOBRE UNA SUPERFICIE BLANDA COMO UNA CAMA, YA QUE EL DISPOSITIVO PODRÍA SOBRECALENTARSE.
 12. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
 13. ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO.

LUB ZOSTAĆ WCIĄGNIĘTE DO WANNY LUB ZLEWU.

16. NIE WKŁADAĆ ANI NIE UPUSZCZAĆ URZĄDZENIA DO WODY LUB INNYCH PŁYNÓW.

17. JEŚLI URZĄDZENIE WPADNIE DO WODY, NIE NALEŻY DO NIEJ SIĘGAĆ.

18. RYZYKO ZADŁAWIENIA Z POWODU MAŁYCH CZĘŚCI. NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT.

19. NIE NALEŻY UDOSTĘPNIAC TEGO PRODUKTU INNYM OSOBOM.

20. NIE UŻYWAĆ PODCZAS ŁADOWANIA.

21. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRAWDŹ URZĄDZENIE I PILOTA POD KĄTEM USZKODZEŃ

22. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DERMATOLOGIEM LUB DOSTAWCĄ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAZIE POSIADANIA WRAŻLIWEJ SKÓRY, HISTORII SCHORZEŃ SKÓRNYCH LUB BRAKU PEWNOŚCI, CZY TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DLA TWOJEGO TYPU SKÓRY.

BATERIE: PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ. RYZYKO POŻARU I POPARZEŃ, NIE OTWIERAĆ, NIE ZGNIATAĆ, NIE PODGRZEWAC POWYŻEJ 60°C ANI NIE SPALAĆ. NIE POWODOWAĆ ZWARCIA. JEŚLI BATERIA LITOWO-JONOWA ULEGNIE ZNACZNEMU WYBRZUSZENIU, NALEŻY ZAPRZESTAĆ JEJ UŻYWANIA. MAŁE OGNIWA, KTÓRE SĄ UWAŻANE ZA NADAJĄCE SIĘ DO POŁKNIECIA, NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. POŁKNIECIE MOŻE PROWADZIĆ DO OPARZEŃ, PERFORACJI TKANEK MIĘKKICH I ŚMIERCI. POWAŻNE OPARZENIA MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU 2 GODZIN OD POŁKNIECIA. W PRZYPADKU POŁKNIECIA OGNIWA NALEŻY NIEZWŁOŻNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. TEN PRODUKT MA WBUDOWANY AKUMULATOR, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU UNIKNIĘCIA ZAGROŻEŃ, DEMONTAŻ LUB WYMIANA AKUMULATORA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA ALBO PRZEZ OSOBĘ O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH. PODCZAS UTYLIZACJI PRODUKTU NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWIERA ON AKUMULATOR.

PRZECHOWYWANIE:

RZED PRZECHOWYWANIEM UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA. UMIEŚCIĆ W CHŁODNYM, SUCHYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI MIEJSCU, W KTÓRYM URZĄDZENIE NIE ULEGNIE USZKODZENIU.

KONSERWACJA:

URZĄDZENIE STYLPRO™ MINI MICROCURRENT JEST PRAKTYCZNIE BEZOPSŁUGOWE. ABY WYCZYŚCIĆ URZĄDZENIE, NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ I PRZETRZEĆ Z ZEWNĄTRZ WILGOTNĄ SZMATKĄ. JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK NIETYPOWE WARUNKI, NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO™ POD NUMEREM +44 (0) 20 3225 5559.

OGRANICZONA DWULETANIA GWARANCJA:

NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTYWA UE 1999/44/WE STANOWI, ŻE „DWULETANIA GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY. W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARU. JEŚLI TOWAR NIE JEST AKCEPTOWALNEJ JAKOŚCI, A USTERKA NIE STANOWI POWAŻNEJ AWARII, STYLPRO™ NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UZNANIA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE PRZEZ DWADZIEŚCIA CZTERY MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU. JEŚLI URZĄDZENIE JEST WADLIWE POD WZGLĘDEM WYKONANIA LUB MATERIAŁÓW. NINIEJSZA GWARANCJA JEST DODATKOWĄ KORZYŚCIĄ I NIE WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ABY OZYSKAĆ SERWIS W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE GWARANCYJNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKÓW,

NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZMIAN, NADUŻYĆ, BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA
 INNEGO NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH LUB
 NAPRAW PRZEZ NIEAUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE
 TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. NALEŻY
 PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ZWROTEM PRODUKT MUSI ZOSTAĆ DOKŁADNIE WYCZYSZCZONY.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE NALEŻY
 WYRZUCAĆ GO WRAZ ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI. RECYKLING JEST NAJBIEZPIECZNIEJSZYM I
 NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNYM SPOSOBEM UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH CYKL ŻYCIA
 DOBIEGŁ KOŃCA. NALEŻY JE UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI. DYREKTYWA W SPRAWIE
 25ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) W KRAJACH EUROPEJSKICH OKREŚLA
 PRAWIDŁOWE PRAKTYKI RECYKLINGU. NIE WYRZUCAĆ DO ZWYKŁYCH ODPADÓW DOMOWYCH.

OZNACZENIE CE: WIELKA BRYTANIA/UE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI: FIRMA STYLIDEAS LTD OŚWIADCZA, ŻE
 STYLPRO™ MINI MICROCURRENT SPEŁNIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA.
 KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻĄDANIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS
 HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIA.

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO
PARA SU SEGURIDAD Y DISFRUTE CONTINUADO DE ESTE PRODUCTO, LEA SIEMPRE EL FOLLETO DE
INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZARLO.
 El producto está destinado exclusivamente al uso privado y no está pensado para uso comercial ni para su uso
 en otras aplicaciones. No se trata de un producto médico ni de un dispositivo médico.


ESPECIFICACIONES:
 Nombre: STYLPRO™ MINI MICROCURRENT
 Modelo: MC01B
 Tamaño del dispositivo: 57mm x 52mm x 24mm
 Materiales: ABS Plastic
 Voltaje nominal: 3.7V
 Capacidad nominal de la batería: 300mAh
 Capacidad energética de la batería: 1.11Wh
 Voltaje de carga: 4.2V
 Fuente de alimentación de entrada: Toma USB, 5 V, 1 A
 Tiempo de carga: 2 horas

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:
1. Dispositivo de microcorrientes **2.** Botón de
 encendido/apagado **3.** Indicadores de nivel de
 intensidad **4.** Puerto USB-C **5.** Cable de carga USB-C

INCLUYE:
 • 1 dispositivo STYLPRO Mini Microcurrent
 • 1 cable USB-C

3.7 V , 300mAh, 1.11Wh

DIRECTRICES DE SEGURIDAD:
1. No recomendamos el uso de este dispositivo si es usted epiléptico, fotofóbico o sensible a la luz, si está
 26.



embarazada o ha tenido cáncer de piel en los últimos 12 meses, ha pasado por una cirugía plástica facial, tiene un
 implante metálico, o si tiene actualmente la menstruación.
2. Solo para uso adulto. No está destinado a uso infantil. Este no es un juguete.
3. Limpie suavemente con un paño húmedo.
4. Evite guardar el STYLPRO™ MINI MICROCURRENT en áreas calientes, húmedas o mojadas.
5. Si el STYLPRO™ MINI MICROCURRENT falla o está dañado de algún modo, deje de usarlo inmediatamente.
 Contacte con el SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (Ver datos de contacto en la sección GARANTÍA LIMITADA
 DE DOS AÑOS).
6. No usar en piel sensible, irritada o agrietada. No usar en piel inflamada o quemada por el sol o si tiene alguna
 otra condición cutánea.

CARGA:
 INSERTE EL CABLE USB-C (PROVISTO) EN EL PUERTO QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO.
 CONÉCTELO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLE CON USB. LAS LUCES ROJAS UBICADAS EN EL
 LADO DEL DISPOSITIVO SE ILUMINARÁN CUANDO ESTÉ CARGANDO

CÓMO USARLO:
SE ACONSEJA RETIRAR TODO EL MAQUILLAJE ANTES DE USARLO.
1. ASEGÚRESE DE QUE SU ROSTRO Y CUELLO ESTÉN LIMPIOS Y SIN RESTOS DE MAQUILLAJE.
2. APLÍQUESE SU SÉRUM FAVORITO EN EL ROSTRO Y EL CUELLO. LAS MICROCORRIENTES SON MENOS
 EFECTIVAS EN LA PIEL SECA. NO USE EL DISPOSITIVO SIN SÉRUM.
3. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO. SU
 DISPOSITIVO EMITIRÁ UN PITIDO, Y VERÁ UNA LUZ LED BLANCA ENCENDERSE EN EL LADO DEL DISPOSITIVO Y
 UN BRILLO ROJO EN EL CENTRO.
4. PARA AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LAS MICROCORRIENTES, PRESIONE BREVEMENTE EL BOTÓN DE
 ENCENDIDO/APAGADO. HAY 3 AJUSTES DE MICROCORRIENTES. SIEMPRE COMIENCE EN EL AJUSTE DE
 INTENSIDAD 1.
5. LAS LUCES LED BLANCAS UBICADAS EN EL LADO DEL DISPOSITIVO INDICARÁN EN QUÉ AJUSTE DE
 MICROCORRIENTES SE ENCUENTRA.
6. PRESIONE AMBAS ESFERAS METÁLICAS CONTRA LA PIEL Y DESLICE LENTAMENTE EL DISPOSITIVO HACIA
 ARRIBA. DESLÍCELO POR LOS PÓMULOS, FRENTE, LÍNEA DE LA MANDÍBULA Y CUELLO. CUANTO MÁS FIRME
 PRESIONE EL DISPOSITIVO, CON MÁS POTENCIA SENTIRÁ LAS MICROCORRIENTES.
7. DESLÍCELO SUAVEMENTE SOBRE LAS ZONAS DESEADAS DURANTE 10 MINUTOS PARA UN TRATAMIENTO
 COMPLETO.
8. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA APAGAR EL DISPOSITIVO. LÍMPIELO
 CON UN PAÑO HÚMEDO.

LIMPIEZA:
 LÍMPIELO CON UN PAÑO HÚMEDO Y DÉJELO SECAR DESPUÉS DE CADA USO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
 Los productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Nuestros
 productos son de bajo riesgo, productos de bienestar general o fitness que no requieren autorización médica.
 Están diseñados solo como productos de «Bienestar General» para uso en el hogar. Después de usar el dispositivo,
 puede aplicarse crema hidratante u otros productos de cuidado de la piel como parte de su rutina.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:
 El uso de este dispositivo de cualquier manera que no sea la descrita en este manual anula la garantía y podrá