



RISK GROUP 1: NOTICE IR EMITTED FROM THIS PRODUCT.
USE APPROPRIATE SHIELDING OR EYE PROTECTION.

©2026 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved.
STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design
registrations and protection of the copyright of its products. www.stylideas.com/ip.
Distributed by STYLIDEAS Ltd.
UK: Amshold House, IG10 2RW, UK. +44(0)20 3225 5559 teamtom@stylideas.com.
EU RP: OBELIS S.A. Bd. Général Wahnis 53, B-1030 Brussels, Belgium


RBP01A
Made in China.



STYLPRO™

Red Light Full Body Panel

Panneau de lumière rouge pour tout le corps
Rötlicht-Panel für den ganzen Körper
Rood licht-plaat voor het hele lichaam
Pannello corpo con luce rossa
Panel do nasświetlania całego ciała światłem czerwonym
Alfombrilla de terapia de luz roja para todo el cuerpo
Rödljuspanel för hela kroppen
Pannello corpo con luce rossa
Panel do nasświetlania całego ciała światłem czerwonym
Alfombrilla de terapia de luz roja para todo el cuerpo
Rödljuspanel för hela kroppen
Pannello corpo con luce rossa
Panel do nasświetlania całego ciała światłem czerwonym
Alfombrilla de terapia de luz roja para todo el cuerpo
Rödljuspanel för hela kroppen




Quick Guide


How To Use



***FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.**



1. Plug in the device.



2. Always wear the provided eye protection glasses.



3. Position or wrap the panel around the desired area.




4. Long press the power on/ off button to start the session.



5. Relax. Panel will auto off after 20 minutes.

Using the Panel


Hold the On/Off button to turn on the panel. Four display lights will appear near the On/Off button, each representing 5 minutes. After every 5 minutes of use a light will turn off. The panel will automatically turn off after 20 minutes.



Warning



Do not fold or sit on the panel. Always wear eye protection. Closing your eyes will not protect them from invisible NIR light.



- 11. FÅR INTE BÖJAS, SKRYNKLAS ELLER VIKAS HÅRT UNDER ANVÄNDNING, SITT INTE/STÅ INTE PÅ KNÅ PÅ DEN ELLER PLACERA TUNGA/SKARPA FÖREMÅL PÅ DEN.**
12. FÖRVARAS ÅTSKILT FRÅN AEROSOLER/LÖSNINGSMEDEL, SYRGAS, SÄNGKLÄDER, GARDINER ELLER ANDRA LÄTTANTÄNDLIGA MATERIAL.
13. ANVÄND ALLTID MEDFÖLJANDE SKYDDSGLASÖGON.

ELEKTRISK SÄKERHETSINFORMATION:

- Se till att apparaten är ansluten till en korrekt dimensionerad strömförsörjning som motsvarar den spänning som anges på produktetiketten.
- Kunder i Storbritannien, EU och utanför EU/Storbritannien: ANVÄND ENDAST MED 230V (UK)/220-240-240V (EU utom Storbritannien) AC-UTTAG. Användning av enheten i andra länder med elektriska transformatorer från tredje part sker på egen risk.
- Använd inte med förlängningssladd. Använd inte med generatorer, strömmomvandlare eller inverterare. Användning av enheten i andra länder med elektriska transformatorer från tredje part sker på egen risk.
- Använd inte om ledningarna eller nätsladden är fransiga eller om styrenheten, sladden eller kontakterna verkar vara mekaniskt eller elektriskt skadade. Om fel uppstår ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta STYLPRO™ kundtjänst.
- Stickproppen måste vara försedd med en säkring av samma märke (ASTA-godkänd enligt BS 1362). Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.
- Håll nätsladden borta från uppvärmda ytor, och dra eller bär aldrig enheten i sladden.
- Inspektera kontakt, sladd och styrenhet regelbundet. Använd inte filten om den är skadad, överhettad, tappad eller inte fungerar som den ska. Filten innehåller inga delar som kan servas av användaren - får inte öppnas eller modifieras.

FÖRVARING:

SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING. SE TILL ATT ENHETEN ÄR FRÄNKOPPLAD FRÅN ALLA STRÖMKÄLLOR. PLACERA DEN PÅ EN SVAL, TORR PLATS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, DÄR DEN INTE KOMMER ATT SKADAS. FÖRVARA ALLTID ENHETEN I SIN NATURLIGA BÖJDA POSITION. LÅT ENHETEN SVALNA INNAN FÖRVARING.

UNDERHÅLL:

DIN RED LIGHT BODY PANEL ÄR PRAKTISKT TAGET UNDERHÅLLNINGSFRI. FÖR ATT RENGÖRA, STÅNG AV ENHETEN OCH TORKA AV UTSIDAN MED EN FUKTIG TRASA. OM NÅGOT ONORMALT TILLSTÅND INTRÄFFAR, STÅNG AV OCH KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI:

VÅRA VAROR KOMMER MED GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ENLIGT EUROPEISK KONSUMENTLAG. EU-DIREKTIV 1999/44/EG: DETTA DIREKTIV FÖRESKRIVER ATT EN TVÅÅRIG GARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV ALLA KONSUMENTVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL EN ERSÄTTNINGSPRODUKT ELLER ÅTERBETALNING VID VÄSENTLIGA FEL, DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT LÅTA VARORNA REPARERAS ELLER ERSÄTAS OM DE INTE UPPFYLLER GODTAGBAR KVALITET OCH FELET INTE UTGÖR ETT VÄSENTLIGT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA (EFTER EGET VAL) DIN ENHET GRATIS I TJUGOFYRA MÅNADER FRÅN KÖPSTILLFÄLLET OM ENHETEN ÄR FELAKTIG I UTFÖRANDE ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÄR EN YTTRELLIGARE FÖRMÅN OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGSTIFTADE RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT STÄLLA ANSPRÅK PÅ GARANTIN MÅSTE DU BEVARA DITT KÖPBEVIS.

VIKTIGT: DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM OLYCKOR, FELAKTIG ANVÄNDNING, ÄNDRINGAR, MISSBRUK, BRIST PÅ RIMLIGT UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING SOM INTE BESKRIVS I DESSA INSTRUKTIONER, ELLER UTFÖRANDE AV SERVICE ELLER REPARATIONER AV ETT ICKE AUKTORISERAT SERVICECENTRUM. DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR VAROR SOM SALJS AV BEHÖRIGA ÅTERFÖRSÄLJARE. OBSERVERA ATT PRODUKTEN MÅSTE VARA FULLSTÄNDIGT RENGJORD INNAN DEN SKICKAS TILLBAKA.

KORREKT AVFALLSHANTERING:

WEEE-symbolen på STYLIDEAS, originaltillbehören eller förpackningen anger att denna enhet inte får behandlas som osorterat kommunalt avfall utan måste samlas in separat! Kassera STYLIDEAS-produkten och dess originaltillbehör via en återvinningscentral för avfall som består av elektriska eller elektroniska produkter om du bor i EU eller annat europeiskt land med separata insamlingsystem för avfall. Genom att kassera STYLIDEAS-produkten och dess originaltillbehör på rätt sätt hjälper du till att undvika eventuella faror för miljön och folkhälsan som annars skulle kunna orsakas av felaktig hantering av avfall. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurserna. Släng därför inte din gamla elektriska och elektroniska utrustning i det osorterade kommunala avfallet.



Bortskaffande av förpackningsavfall:

Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan återvinnas genom lokala återvinningsanläggningar. Genom att kassera förpackningen på rätt sätt hjälper du till att undvika eventuella faror för miljön och folkhälsan. Symbolen på kartongförpackningen anger att förpackningen är tillverkad av PAP=

CE-MÄRKNING: UK/EU – FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE: STYLIDEAS LTD FÖRKLARAR ATT RED LIGHT BODY PANEL UPPFYLLER DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER. EN KOPIA AV FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE ÄR TILLGÄNGLIG VID BEGÄRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRYSEL, BELGIEN.

Strap Guide

How To Wear

*THE STRAP GUIDE BELOW OUTLINES THE RECOMMENDED USES AND APPROPRIATE STRAPS TO USE FOR EACH WEARABLE POSITION.

Area	How to Position the Straps		Straps to use
Torso (around waist)			
Torso (over shoulder)			
Hands & feet			
Arms & legs			
Face & exercise			

Hold, Hang or Lean
(no hanger provided)

(EN) Use & Care Guide

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.

The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. This is not a medical product or a medical device.

SPECIFICATIONS:

Name: STYLPRO™ Red light Full Body panel

Model: RBP01A

Device Size: 400x 285 x 12.4 mm

Materials: Silicone

Input Voltage: 110V -240V

Output: 12v --- 2A

Weight: 565g

INCLUDES:

1 X STYLPRO™ Red Light Full Body Panel

2 X Adjustable body straps


1 X UK power supply

1 X EU plug adapter

1 X Protective eye glasses

1 X Glasses pouch

1 X Travel storage bag



12V  3A

BEFORE USE – IMPORTANT

LIGHT SENSITIVITY TEST (REQUIRED BEFORE FIRST USE)

BEFORE USING THIS DEVICE ON YOUR FACE OR BODY, PERFORM A LIGHT SENSITIVITY TEST:

1. PRESS THE ON/OFF BUTTON TO TURN THE DEVICE ON.
2. PLACE THE PANEL ON YOUR ARM AND RUN A 5-MINUTE SESSION.
3. AFTER THE SESSION, TURN THE DEVICE OFF AND CHECK THE AREA.

NOTE:

MILD REDNESS MAY APPEAR IMMEDIATELY AFTER USE DUE TO WARMTH FROM THE DEVICE AND SHOULD FADE QUICKLY.

IF REDNESS LASTS LONGER THAN 2 HOURS, DISCONTINUE USE. YOU MAY HAVE SENSITIVITY TO LIGHT - SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE CONTINUING USE.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR INDOOR HOME USE ONLY.

2. CONSULT A DOCTOR BEFORE USE, IF YOU HAVE ANY OF THE CONDITIONS BELOW, USE OF THE BODY & FACE SMOOTHER IS NOT RECOMMENDED WITHOUT YOUR DOCTOR'S APPROVAL: METAL IMPLANTS, RECENT SURGERY, OR HAVE A MEDICAL IMPLANT SUCH AS A PACEMAKER, CURRENTLY PREGNANT OR BREASTFEEDING, NAUSEA, HEADACHE, FEVER, SKIN DISEASES, BURNS OR REDDENING, BROKEN BONES, CANCER OR OTHER MALIGNANT CONDITIONS, OSTEOPOROSIS AND MENTAL ILLNESS.

3. FOR ADULT USE ONLY. DO NOT USE THE RED LIGHT BODY PANEL WITH AN INFANT, CHILD, PET, INCAPACITATED OR IMMOBILE PERSON, OR PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL OR MENTAL CAPABILITIES WITHOUT SUPERVISION. THIS IS NOT A TOY.

4. IF THE RED LIGHT BODY PANEL MALFUNCTIONS OR IS DAMAGED IN ANY WAY, STOP USING IT IMMEDIATELY. CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (SEE SECTION LIMITED TWO-YEAR WARRANTY FOR CONTACT DETAILS).

5. USE LED LIGHTS WITH CARE. EXTENDED USE AND PROLONGED EXPOSURE OF LED LIGHTS INTO THE EYES MAY CAUSE DAMAGE. LEDS ARE NOT REPLACEABLE.

6. DO NOT USE ON BROKEN, IRRITATED, SWOLLEN, SUNBURNT, OR NUMB/SENSITIVE SKIN, AREAS OF SWELLING, BRUISING, INFLAMMATION, OR SKIN CONDITIONS.

7. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LED LIGHTS.

8. AVOID USING WITH SERUMS CONTAINING LIGHT SENSITIVE INGREDIENTS OR POTENTIAL PHOTOSENSITIZERS SUCH AS VITAMIN C, AHAS, BHAS, ESSENTIAL OILS, BENZOYL PEROXIDE, AND RETINOLIDS.

TEST YOURSELF FOR LIGHT SENSITIVITY ON YOUR ARM PRIOR TO USING THE RED LIGHT BODY PANEL

HOW TO USE:

1. CONNECT THE DEVICE TO THE POWER CABLE, THEN PLUG THE POWER ADAPTER INTO A WALL SOCKET.
2. ENSURE THE AREA IS CLEAN, DRY AND FREE FROM PRODUCTS.

4.

6. HA EN SKÖN STUND.

VI REKOMMENDERAR DAGLIG ANVÄNDNING I 10-20 MINUTER PER KROPPSOMRÅDE SOM EN DEL AV DIN DAGLIGA RUTIN.

PLACERING:

INSTÄLLNING AV REMMAR (FÖRE PLACERING)

FAST DE LÄNGRE OCH KORTARE REMMARNÄ PÅ VARDERA SIDA AV PANELEN OCH SE TILL ATT DET MJUKA (FLUFFIGA) KARBORREBANDET VÄNDS UTÄT.

ÖVERKROPP (RUNT MIDJAN)

HÄLL PANELEN I REMMARNÄ OCH PLACERA DEN RUNT MIDJAN.

TRÄ DEN LÄNGRE REMMEN GENOM DEN KORTARE REMMENS PLÄSTÖGLÄ. FAST REMMEN SÄ ATT PANELEN SITTER LÖST OCH BEKVÄMT RUNT KROPPEN.

ÖVERKROPP (ÖVER AXELN)

HÄLL PANELEN I DEN KORTARE REMMEN OCH LYFT DEN ÖVER AXELN.

TRÄ DEN LÄNGRE REMMEN GENOM DEN KORTARE REMMENS PLÄSTÖGLÄ. FAST SÄ ATT PANELEN VILÄR BEKVÄMT ÖVER KROPPEN.

HÄNDER OCH FÖTTER

TRÄ DEN LÄNGRE REMMEN GENOM PLÄSTÖGLÄN PÄ DEN KORTARE REMMEN OCH DRÄ ÄT ORDENTLIGT. DETTÄ BILDÄR EN TUNNEL SÄ ÄT HÄNDER ELLER FÖTTER KÄN SITTÄ BEKVÄMT UNDER PANELEN.

ARMAR OCH BEN

TÄ BORT DEN KORTARE REMMEN.

TRÄ DEN LÄNGRE REMMEN GENOM MOTSÄTT SIDA ÄV PANELEN OCH DRÄ ÄT.

DEN ÄTERSTÄNDE REMMEN KÄN LINDÄS RUNT PANELEN SÄ ÄT DEN SITTÄ PÄ PLÄTS.

ANVÄNDNING VID TRÄNING ELLER MOT ÄNSIKTET

TÄ BORT BÄDÄ REMMARNÄ.

HÄLL PANELEN I HÄNDERNÄ, LUTÄ DEN MOT EN STÄBIL YTÄ ELLER HÄNG DEN MED EN HÄNGÄRE (MEDFÖLJER EJ).

ÄNVÄND ÄLLTID SKYDDSGLÄSÖGÖN OM PANELEN ÄR VÄND MOT ÄNSIKTET.

RENGÖRING:

1.ÄNVÄND EN DESINFEKTIONSSERVETT FÖR ÄTT TORKÄ ÄV LED-ÄNHETEN. VI REKOMMENDERÄ ÄTT DU RENGÖR ÄNHETEN EFTER VÄRJE ÄNVÄNDNING.

SÄKERHETSÄTGÄRDER:

Änvändning äv en enhet för behandling med rött ljus på något annat sätt än de som beskrivs i den här manualen ogiltigförklarar garantin och kan resultera i allvarliga skador.

RED LIGHT BODY PANEL är en elektrisk apparat. Följ följande säkerhetsåtgärder för att undvika elstöt.

- Enheten får inte komma i kontakt med vatten eller sänkas ner i vatten.
- Tvätta inte elektriska delar med vatten eller vätskor.
- Rör inte direkt vid enheten eller strömbrytarna med våta händer.
- Applicera eller rör inte enheten på våt eller fuktig hud.
- Änvänd inte enheten om den har tappats, lämnats utomhus eller har kommit i kontakt med vatten eller vätskor.
- Modifiera inte och försök inte att modifiera eller reparera denna utrustning. Den har inga reparerbara delar.
- Änvänd inte och förvara inte din enhet i höga temperaturer som är eller kan överstiga 54 °C (130 °F).

VARNING:

FÖR ÄTT MINSKÄ RISKEN FÖR BRÄNNSKÄDOR, ELSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKÄDOR:

1. LÄS ÄLLÄ INSTRUKTIONER INNÄ DU ÄNVÄNDER ÄPPÄRÄTEN.
2. FÖR ÄTT SKYDDÄ MOT ELEKTRISKA FÄRÖR, ÄNVÄND ÄNTE MEDÄN DU BÄDÄR ELLER I DUSCHEN.
3. NÄRÄ TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIG VID ÄNVÄNDNING ÄV ELLER I NÄRHETEN ÄV BÄRN ELLER PERSONER SOM ÄR SVÄGÄ ELLER HÄR FUNKTIONSHINDER PÄ GRUND ÄV SJUKDOM ELLER SKÄDÄ.
4. RETURNÄRÄ ÄPPÄRÄTEN TILL NÄRMÄSTE SERVICEÄNLÄGGNING FÖR UNDERSÖKNING, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. KONSUMENTEN BÖR ÄTT FÖRSÖKÄ UT FÖRÄ REPARATIONER.
5. ÄNVÄND ÄPPÄRÄTEN ÄNDÄST FÖR DEN ÄVSEDDÄ ÄNVÄNDNING SOM BESKRIVS I DENNÄ MANUAL. ÄNVÄNDNING ÄV TILLBEHÖR SOM ÄNTE REKOMMENDERÄS ÄV STYLPRO™ KÄN UTGÖRÄ EN RISK.
6. PLÄCÄRÄ ÄNTE NÄGÖN DEL ÄV PRODUKTEN NÄRÄ VÄRMEKÄLLÖR SOM ELEMENT, SPISÄR ÖSV. OCH ÄNVÄND DEN ÄNTE PÄ EN MJUK YTA SOM EN SÄNG DÄ ÄNHETEN KÄN ÖVERHETTÄS.
7. HÄLL ÄNHETEN BORTÄ FRÄN FRÄTÄNDE VÄTSKÖR.
8. DELÄ ÄNTE DEN HÄR PRODUKTEN MED NÄGÖN ÄNNÄN.
9. ÄNHETEN FÄR ÄNTE PLÄCÄRÄS ELLER FÖRVARÄS SÄ ÄTT DEN KÄN FALLÄ ELLER DRÄS NER I BÄDKÄR ELLER HÄNDFÄT. OM DEN HÄMNÄR I VÄTTEN SKÄ DU ÖMEDELBÄRT DRÄ UR KONTAKTEN - FÖR ÄNTE NER HÄNDEN I VÄTTNET.
10. RÖR ÄNTE KONTAKTEN/STYRENHETEN MED VÄTÄ HÄNDER OCH ÄNVÄND DEN ÄNTE PÄ FUKTIG/BLÖT HUD ELLER KLÄDER.

Material: Silikon
Ingångsspänning: 110V -240V
Effekt: 12V --- 2A
Vikt: 565 g

MEDFÖLJER:

- 1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2x Justerbara kroppsremmar
- 1x Brittisk strömförsörjning
- 1x EU-adapter
- 1x Skyddsglasögon
- 1x Glasögonpåse
- 1x Förvaringsväska

12V  3A

FÖRE ANVÄNDNING – VIKTIGT

LJUSKÄNSLIGHETSTEST (KRÄVS FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN)
INNAN DU ANVÄNDER DENNA ENHET PÅ ANSIKTET ELLER KROPPEN SKA DU UTFÖRA ETT LJUSKÄNSLIGHETSTEST:

1. TRYCK PÅ PÅ/AV-KNAPPEN FÖR ATT SLÅ PÅ ENHETEN.
2. PLACERA PANELEN PÅ ARMEN OCH GENOMFÖR EN FEMMINUTERSSESSION.
3. EFTER SESSIONEN STÅNGER DU AV ENHETEN OCH KONTROLLERAR OMRÅDET.

OBS!

MILD RODNAD KAN UPPSTÅ OMEDELBART EFTER ANVÄNDNING PÅ GRUND AV VÄRMEN OCH BÖR FÖRSVINNA SNABBT.
OM RODNADEN KVARSTÅR I MER ÄN TVÅ TIMMAR SKA DU AVBRYTA ANVÄNDNINGEN. DU KAN VARA LJUSKÄNSLIG – SÖK LÄKARRÅD
INNAN DU FORTSÄTTER ANVÄNDNINGEN.


SÄKERHETSANVISNINGAR:

1. DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUSANVÄNDNING I HEMMET
2. RÄDFRÅGA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING.
OM DU HAR NÅGOT AV FÖLJANDE REKOMMENDAS INTE ANVÄNDNING AV UTAN DIN LÄKARES GODKÄNNANDE:
METALLIMPLANTAT, NYLIGEN UTFÖRD KIRURGI, MEDICINSKT IMPLANTAT T.EX. PACEMAKER, ÄR GRAVID ELLER AMMAR, ILLAMÄENDE, HUVUDVÄRK, FEBER, HUDÅKOMMA, BRÄNNSKADOR ELLER RODNAD, BENBROTT, CANCER ELLER ANDRA MALIGNA TILLSTÄND, OSTEOPOROS OCH PSYKISK Sjukdom.
3. ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV VUXNA. ANVÄND INTE FILTEN TILLSAMMANS MED SPÅDBARN, BARN, HUSDJUR, PERSONER SOM ÄR HANDIKAPPADE ELLER ORÖRLIGA ELLER PERSONER MED NEDSATT FYSISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA UTAN TILLSYN. DETTA ÄR INTE EN LEKSAK.
4. SLUTA OMEDELBART ANVÄNDA RED LIGHT BODY PANEL OM DEN FUNGERAR FEL ELLER ÄR SKADAD PÅ NÅGOT SÄTT. KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST (SE AVSNITTET BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI FÖR KONTAKTUPPGIFTER).
5. ANVÄND LED-LAMPOR MED FÖRSIKTIGHET. LÅNGVARIG ANVÄNDNING OCH EXPONERING AV LED-LAMPOR I ÖGONEN KAN ORSAKA SKADA. LED-LAMPOR ÄR INTE UTBYTBARA.
6. ANVÄND LED-LAMPOR MED FÖRSIKTIGHET. LÅNGVARIG ANVÄNDNING OCH EXPONERING AV LED-LAMPOR I ÖGONEN KAN ORSAKA SKADA. LED-LAMPOR ÄR INTE UTBYTBARA.
7. TITTA INTE DIREKT IN I LED-LAMPORNA
8. UNDVIK ATT ANVÄNDA MED SERUM SOM INNEHÅLLER LJUSKÄNSLIGA INGREDIENSER ELLER POTENTIELLA FOTOSENSIBLISERANDE ÄMNER SOM VITAMIN C, AHAS, BHAS, ESSENTIELLA OLIJOR, BENZOYLPEROXID OCH RETINOIDER.

TESTA DIN LJUSKÄNSLIGHET PÅ ARMEN INNAN DU ANVÄNDER RED LIGHT BODY PANEL

ANVÄNDNING:

1. ANSLUT ENHETEN TILL STRÖMKABELN OCH ANSLUT SEDAN STRÖMADAPTERN TILL ETT VÄGGUTTAG.
2. SE TILL ATT OMRÅDET ÄR RENT, TORRT OCH FRITT FRÅN PRODUKTER.
3. ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE SKYDDSGLASÖGON NÄR PANELEN ÄR VÄND MOT ELLER ANVÄNDS NÄRA ANSIKTET.
4. FÖRBEDR PANELEN FÖR ÖNSKAD PLACERING:
 - PANELEN KAN HÄLLAS, LUTAS MOT EN STABIL YTA ELLER MONTERAS FÖR ATT RIKTA LJUSET MOT ANSIKTET ELLER KROPPEN.
 - PANELEN KAN OCKSÅ LINDAS RUNT KROPPEN MED HJÄLP AV EN ELLER TVÅ REMMAR, BEROENDE PÅ VILKET OMRÅDE SOM BEHANDLAS.
5. HÅLL IN PÅ/AV-KNAPPEN FÖR ATT PÅBÖRJA ANVÄNDNINGEN.
6. FYRA INDIKATORLAMPOR TÄNDS, VARJE LAMPA MOTSVARAR FEM MINUTER.
 - VAR FEMTE MINUT SLOCKNAR EN LAMPA.
 - ENHETEN STÅNGS AV AUTOMATISKT EFTER 20 MINUTER.



3. ALWAYS WEAR THE SUPPLIED EYE PROTECTION WHEN THE PANEL IS FACING OR POSITIONED NEAR THE FACE.
4. PREPARE THE PANEL FOR YOUR DESIRED SESSION POSITION:
 - THE PANEL CAN BE HELD, LEANED AGAINST A STABLE SURFACE, OR MOUNTED TO DIRECT LIGHT TOWARDS THE FACE OR BODY.
 - THE PANEL CAN ALSO BE WRAPPED AROUND THE BODY USING ONE OR TWO STRAPS, DEPENDING ON THE AREA BEING TREATED.
5. LONG PRESS THE ON/OFF BUTTON TO START THE SESSION.
 - FOUR INDICATOR LIGHTS WILL ILLUMINATE, EACH REPRESENTING 5 MINUTES.
 - ONE LIGHT WILL TURN OFF EVERY 5 MINUTES.
 - THE DEVICE WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER 20 MINUTES.
6. ENJOY YOUR SESSION.
WE RECOMMEND DAILY USE FOR 10-20 MINUTES PER BODY AREA AS PART OF YOUR REGULAR ROUTINE.

HOW TO WEAR:

STRAP SETUP (BEFORE POSITIONING)
ATTACH THE LONGER AND SHORTER STRAPS TO EACH SIDE OF THE PANEL, ENSURING THE SOFT (FLUFFY) VELCRO FACES OUTWARD.

TORSO (AROUND WAIST)

HOLD THE PANEL BY EACH STRAP AND POSITION IT AROUND YOUR WAIST.
FEED THE LONGER STRAP THROUGH THE PLASTIC LOOP OF THE SHORTER STRAP.
SECURE THE STRAP SO THE PANEL SITS COMFORTABLY AND LOOSELY AROUND THE BODY.

TORSO (OVER SHOULDER)

HOLD THE PANEL BY THE SHORTER STRAP AND LIFT IT OVER YOUR SHOULDER.
FEED THE LONGER STRAP THROUGH THE PLASTIC LOOP OF THE SHORTER STRAP.
SECURE SO THE PANEL RESTS COMFORTABLY ACROSS THE BODY.

HANDS & FEET

FEED THE LONGER STRAP THROUGH THE PLASTIC LOOP OF THE SHORTER STRAP AND TIGHTEN FULLY.
THIS FORMS A TUNNEL SHAPE, ALLOWING HANDS OR FEET TO SIT COMFORTABLY BENEATH THE PANEL.

ARMS & LEGS

REMOVE THE SHORTER STRAP.
LOOP THE LONGER STRAP THROUGH THE OPPOSITE SIDE OF THE PANEL AND TIGHTEN.
THE REMAINING STRAP LENGTH CAN BE WRAPPED AROUND THE PANEL TO SECURE IT IN PLACE.

EXERCISE OR FACE USE

REMOVE BOTH STRAPS.
HOLD THE PANEL IN YOUR HANDS, LEAN IT AGAINST A STABLE SURFACE, OR HANG IT USING A HANGER (NOT INCLUDED).
ALWAYS WEAR EYE PROTECTION IF THE PANEL IS FACING THE FACE.

HOW TO CLEAN:

1. USE A DISINFECTANT WIPE TO WIPE DOWN THE LED DEVICE. WE RECOMMEND TO CLEAN AFTER EVERY USE.

SAFETY CONSIDERATIONS:

Use of a Red Light skincare device in any way other than those described in this manual voids the warranty and could result in serious injury.

The STYLPRO™ THE RED LIGHT BODY PANEL is an electrical device. To avoid electric shock, adhere to the following safety considerations:

- Do not get your device wet or submerge your device in water.
- Do not wash electrical parts with water or liquids.
- Do not directly touch the device or switches with wet hands.
- Do not apply or touch the device to wet or damp skin.
- Do not use the device if it has been dropped, left outside, or has encountered water or liquids.
- Do not modify, or attempt to modify or repair, this equipment. There are no user serviceable parts.
- Do not use or store your device in hot temperatures that are or can exceed 54°C (130°F).

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
2. IF YOU FEEL ABNORMALITIES IN YOUR SKIN DURING USE OR AFTER USE, PLEASE CONSULT YOUR MEDICAL SPECIALIST.
3. TO PROTECT AGAINST ELECTRICAL HAZARDS, DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
4. DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE IF THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED IN ANY MANNER. RETURN APPLIANCE TO NEAREST SERVICE FACILITY FOR EXAMINATION, ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT, OR REPAIR. NO REPAIRS SHOULD BE ATTEMPTED BY THE CONSUMER.
5. USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.
6. DO NOT PLACE ANY PART OF THE PRODUCT NEAR HEAT SOURCES SUCH AS RADIATORS, COOKERS, ETC DO NOT LAY ON A SOFT

- SURFACE SUCH AS A BED AS DEVICE MAY OVERHEAT.
- 7. KEEP THE DEVICE AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS.**
- 8. DO NOT SHARE THIS PRODUCT WITH ANYONE ELSE.**
- 9. DO NOT PLACE OR STORE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK. IF IT FALLS INTO WATER, UNPLUG IMMEDIATELY—DO NOT REACH INTO WATER.**
- 10. DO NOT TOUCH PLUG/CONTROLLER WITH WET HANDS OR USE ON WET/DAMP SKIN OR CLOTHING.**
- 11. DO NOT BUNCH, CREASE, OR TIGHTLY FOLD DURING OPERATION; DO NOT SIT/KNEEL ON IT OR PLACE HEAVY/SHARP OBJECTS ON IT.**
- 12. KEEP AWAY FROM AEROSOLS/SOLVENTS, OXYGEN USE, BEDDING, CURTAINS, OR OTHER FLAMMABLE MATERIALS.**
- 13. ALWAYS WEAR SUPPLIED EYE PROTECTION.**

ELECTRICAL SAFETY INFORMATION:

- 1.** Ensure the appliance is connected to a correctly rated power supply matching the voltage indicated on the product label.
- 2.** UK/EU-non UK customers: USE ONLY WITH A 230V(UK)/220-240-240V (EU-non UK) AC OUTLET. Use of the blanket in other countries with third party electrical transformers is at your own risk.
- 3.** Do not use with an extension cord. Do not use with generators, power converters or inverters. Use of the blanket in other countries with third party electrical transformers is at your own risk.
- 4.** Do not use if there is fraying of the wires, the AC cord or if the controller, cord or connectors appear mechanically or electrically compromised/damaged. If malfunction occurs, discontinue use immediately and contact STYLPRO™ Customer Service.
- 5.** The plug must be fitted with a fuse of the same rating (ASTA approved to BS 1362). If in doubt, consult a qualified electrician.
- 6.** Keep power cord away from heated surfaces; never pull or carry the device by its cord.
- 7.** Inspect plug, cord, and controller regularly. Do not use if damaged, overheated, dropped, or malfunctioning. No user-serviceable parts—do not open or modify.

STORAGE:

ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE. ENSURE THE DEVICE IS UNPLUGGED FROM ANY POWER SUPPLY. PLACE IN COOL, DRY AREA OUT OF REACH OF CHILDREN, WHERE IT WILL NOT BE DAMAGED.

ALWAYS STORE THE DEVICE IN ITS NATURAL CURVED POSITION. ALLOW THE DEVICE TO COOL BEFORE STORING.

MAINTENANCE:

YOUR RED LIGHT BODY PANEL IS VIRTUALLY MAINTENANCE FREE. TO CLEAN TURN THE APPLIANCE OFF, LET THE DEVICE COOL TO ROOM TEMPERATURE, AND WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH. IF ANY ABNORMAL CONDITION OCCURS, TURN OFF & CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICES ON +44 (0) 20 3225 5559.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY:

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES 'A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENTS, MISUSE, ALTERATIONS, ABUSE, LACK OF REASONABLE CARE OR USE OTHER THAN DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, OR PERFORMANCE OF SERVICE OR REPAIRS BY AN UNAUTHORISED SERVICE CENTRE. THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON MERCHANDISE SOLD BY AUTHORISED RETAILERS. NOTE, THE ITEM MUST BE THOROUGHLY CLEANED PRIOR TO RETURN.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT:

Disposal of Product: The WEEE symbol on the STYLIDEAS, the Original Accessories or packaging indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately! Dispose of the STYLIDEAS Product and its Original Accessories via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment if you live within the EU and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the STYLIDEAS Product and its Original Accessories in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore, do not dispose of your old electrical and electronic equipment with the unsorted municipal waste.

Disposal of Packaging Waste:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed through your local recycling facilities. By disposing of the packaging in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health. The symbol on the carton packaging indicates that the packaging is made of PAP.



- andre lande med elektriske tredjedpartstransformere er på eget ansvar.
- 3.** Må ikke bruges med en forlængerledning. Må ikke bruges sammen med generatorer, strømomformere eller invertere. Brug af panelet i andre lande med elektriske tredjedpartstransformere er på eget ansvar.
- 4.** Brug ikke panelet, hvis ledningerne eller netledningen er slide, eller hvis regulatoren, ledningen eller stikkene ser ud til at være mekanisk eller elektrisk beskadigede. Hvis der opstår fejl, skal du straks afbryde brugen og kontakte STYLPRO™ kundeservice.
- 5.** Stikket skal være udstyret med en sikring med samme mærkestørrelse (ASTA-godkendt i henhold til BS 1362). Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker.
- 6.** Hold elledningen væk fra varme overflader. Træk aldrig i ledningen, og bær aldrig panelet i ledningen.
- 7.** Kontrollør regelmæssigt stik, ledning og regulator. Hvis disse er beskadigede, overophedede, tabt eller fungerer dårligt, må de ikke bruges. Der er ingen dele, der kan repareres af brugeren – må ikke åbnes eller modificeres.

OPBEVARING:

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER 'SLUKKET', INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBLET FRA ENHVER STRØMFORSYNING. PLACER DEN ET KØLIGT, TØRT STED, UTILÆNGELIGT FOR BØRN, HVOR DEN IKKE BLIVER BESKADIGET. OPBEVAR ALTID PANELET I SIN NATURLIGE BUEDE POSITION. LAD PANELET AFKØLE, FØR DET SÆTTES TIL OPBEVARING

VEDLIGEHOLDELSE:

DIN RED LIGHT BODY PANEL KRÆVER NÆSTEN INGEN VEDLIGEHOLDELSE. FOR AT RENGØRE SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG TØRRE DET UDVENDIGE AF MED EN FUGTIG KLUD. HVIS DER OPSTÅR UNORMALE FORHOLD, SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI:

VORES VARER LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOVGIVNING. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR, AT DER GÆLDER EN TOÅRIG GARANTI FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERPRODUKTER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL EN UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING VED EN VÆSENTLIG FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENERE REPARERES ELLER UDSKIFTES, HVIS VARENERE IKKE LEVER OP TIL ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR EN VÆSENTLIG FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT UDEN OMKOSTNINGER I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFEKT I UDFØRELSE ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI SKAL DU KONTAKTE STYLPRO™-KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FORTÆLLE EN GARANTIKLAGE SKAL DU BEHOLDE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT: DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHOLDELSE, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE ANVISNINGER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTER. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG PÅ VARER SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE. BEMÆRK, AT VAREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE TÆPPE:

WEEE-symbolet på STYLIDEAS, det originale tilbehør eller emballagen angiver, at dette udstyr ikke må behandles som usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat! Bortskaf STYLIDEAS-tæppet og dets originale tilbehør via et indsamlingssted for genbrug af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr, hvis du bor i EU eller i andre europæiske lande, der har separate indsamlingssystemer for elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe STYLIDEAS-tæppet og dets originale tilbehør på korrekt vis bidrager du til at undgå mulige farer for miljøet og folkesundheden, som ellers kunne opstå ved forkert håndtering af udtjent udstyr. Genanvendelse af materialer bidrager til bevarelsen af naturressourcerne. Bortskaf derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr sammen med det usorterede kommunale affald.

Bortskaffelse af emballageaffald:

Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes via dine lokale genbrugsfaciliteter. Ved at bortskaffe emballagen på korrekt vis bidrager du til at undgå mulige farer for miljøet og folkesundheden. Symbolet på kartonemballagen angiver, at emballagen er fremstillet af PAP.

CE-MÆRKNING: UK/UE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER, AT RED LIGHT BODY PANEL OVERHOLDER DE ESSENTIELLE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN ER TILGÆNGELIG VED ANMODNING. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS SA, BD, GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(SE) ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELRÅD

FOR DIN SÄKERHET OCH FORTSÄTTA ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Denna produkt är avsedd endast för privat bruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Detta är inte en medicinsk produkt eller medicinteknisk utrustning.

SPECIFIKATIONER:

Namn: STYLPRO™ Red Light Full Body panel
Modell: RBP01A
Mått: 400x 285 x 12,4 mm



OVERKROP (OMKRING TALJEN)

HOLD PANELET I HVER REM, OG PLACÉR DET OMKRING DIN TALJE.
FØR DEN LANGE REM GENNEM PLASTIKLØKKEN PÅ DEN KORTE REM.
FASTGØR REMMEN, SÅ PANELET SIDDER BEHAGELIGT OG LØST OMKRING KROPPEN.

OVERKROP (OVER SKULDEREN)

HOLD PANELET I DEN KORTE REM, OG LØFT DET OVER SKULDEREN.
FØR DEN LANGE REM GENNEM PLASTIKLØKKEN PÅ DEN KORTE REM.
FASTGØR PANELET, SÅ DET SIDDER BEHAGELIGT PÅ KROPPEN.

HÆNDER OG FØDDER

FØR DEN LANGE REM GENNEM PLASTIKLØKKEN PÅ DEN KORTE REM, OG STRAM TIL.
DETTE DANNER EN TUNNELFORM, SÅ HÆNDER ELLER FØDDER KAN SIDDE BEHAGELIGT UNDER PANELET.

ARME OG BEN

FJERN DEN KORTE REM.
TRÆK DEN LANGE REM GENNEM DEN MODSATTE SIDE AF PANELET, OG STRAM TIL.
DEN RESTERENDE REMLÆNGDE KAN VIKLES PÅ PLADS RUNDT OM PANELET.

BRUG UNDER MOTION ELLER PÅ ANSIGT

FJERN BEGGE REMME.
HOLD PANELET I HÆNDERNE, LÆN DET MOD EN STABIL OVERFLADE ELLER HÆNG DET OP PÅ EN BØJLE (MEDFØLGER IKKE).
BRUG ALTID ØJENBESKYTTELSE, HVIS PANELET VENDER MOD ANSIGTET.

RENGØRING:

1. BRUG EN DESINFEKTIONSSERVET TIL AT TØRRE LED-APPARATET AF. VI ANBEFALER AT RENGØRE DET EFTER HVER BRUG.

SIKKERHEDSHENSYN:

Brug af en Red Light-terapienhed på nogen måde ud over det, der beskrives i denne manual, ugyldiggør garantien og kan resultere i alvorlige skader. **RED LIGHT BODY PANEL** er en elektrisk enhed. For at undgå elektrisk stød skal følgende sikkerhedshensyn overholdes:

- Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller nedsænkes i vand.
- Vask ikke elektriske dele med vand eller væsker.
- Berør ikke enheden eller knapperne med våde hænder.
- Anvend eller bær ikke enheden med våd eller fugtig hud.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt, efterladt udenfor eller har været i kontakt med vand eller væsker.
- Modifier ikke eller forsøg at modificere eller reparere dette udstyr. Der findes ingen dele, der kan serviceres af kunden.
- Brug ikke eller opbevar enheden ved høje temperaturer, der er på eller kan overstige 54 °C (130 °F).

ADVARSEL:

FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER APPARATET.
2. HVIS DU FØLER UNORMALITETER I DIN HUD UNDER BRUG ELLER EFTER BRUG, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE.
3. FOR AT BESKYTTE MOD ELEKTRISKE FARER MÅ DU IKKE BRUGE DEN, MENS DU BADER ELLER ER I BRUSEBADET.
4. MÅ IKKE BRUGES, HVIS APPARATET FUNGERER DÅRLIGT ELLER ER FALDET NED ELLER ER BLEVET BESKADIGET PÅ NOGEN MÅDE. RETURNER APPARATET TIL NÆRMESTE SERVICEFACILITET TIL UNDERSØGELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARATION. DER MÅ IKKE FORETAGES REPARATIONER AF BRUGEREN.
5. BRUG APPARATET KUN TIL DET FORMÅL, DER ER BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, SOM IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN FORÅRSAGE FARER.
6. PLACER IKKE NOGET DEL AF PRODUKTET I NÆRHEDEN AF VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFURER OSV. – LÆG IKKE PÅ EN BLØD OVERFLADE SOM EN SENG, DA ENHEDEN KAN OVEROPHEDES.
7. HOLD ENHEDEN VÆK FRA ÆTSENDE VÆSKER.
8. DEL IKKE DETTE PRODUKT MED ANDRE.
9. PLACER ELLER OPBEVAR IKKE APPARATET, HVOR DET KAN FALDE ELLER BLIVE TRUKKET NED I ET BADEKAR ELLER EN VASK: HVIS DET FALDER I VAND, SKAL DU ØJEBLIKKELT TRÆKKE STIKKET UD – RÆK IKKE HÅNDEN NED I VANDET.
10. BERØR IKKE STIKKET/REGULATOREN MED VÅDE HÆNDER, OG LAD DET/DEN IKKE BERØRE VÅD/FUGTIG HUD ELLER TØJ.
11. UNDGA AT KRØLLE ELLER FOLDE PANELET UNDER BRUG. UNDLAD AT SÆTTE DIG PÅ DET, KNÆLE PÅ DET ELLER PLACERE TUNGE ELLER SKARPE GENSTANDE PÅ DET.
12. HOLD PANELET VÆK FRA AEROSOLER/OPLØSNINGSMIDLER, ILTBRUG, SENGETØJ, GARDINER ELLER ANDRE BRANDFARLIGE MATERIALER.
13. BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE ØJENBESKYTTELSE

OPLYSNINGER OM ELEKTRISK SIKKERHED:

1. Sørg for, at panelet er tilsluttet en strømforsyning med den korrekte effekt, der svarer til den spænding, der er angivet på produktmærkaten.

2. Kunder i Storbritannien/EU: MÅ KUN BRUGES MED EN 230 V (STORBRITANNIEN) / 220-240 V (EU) STIKKONTAKT. Brug af panelet i

CE MARKING: UK/EU – DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THERED LIGHT BODY PANEL COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.

Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées Ce n'est pas un produit médical ou un dispositif médical.

SPÉCIFICATIONS:

Nom : STYLPRO™ Red Light Full Body panel
Modèle : RBP01A
Dimensions de l'appareil: 400x 285 x 12,4 mm
Matériaux : Silicone
Tension d'entrée : 110 V - 240 V
Sortie : 12 V --- 2A
Poids : 565 g

CONTIENT :

1× appareil STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
2 × sangles réglables pour le corps
1 × prise électrique (R-U)
1 × adaptateur électrique (UE)
1× lunettes de protection
1 × pochette de rangement pour les lunettes
1 × sac de rangement

12V  3A

AVANT UTILISATION - IMPORTANT

TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE (OBLIGATOIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION)
AVANT D'UTILISER CET APPAREIL SUR VOTRE VISAGE OU VOTRE CORPS, VEUILLEZ EFFECTUER UN TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE EN SUIVANT LES ÉTAPES SUIVANTES :


1. APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE/ARRÊT POUR ALLUMER L'APPAREIL.
2. PLACEZ LE PANNEAU SUR VOTRE BRAS ET FAITES UNE SÉANCE DE 5 MINUTES.
3. APRÈS LA SÉANCE, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET EXAMINEZ LA ZONE TRAITÉE.

REMARQUE :

UNE LÈGÈRE ROUGEUR PEUT APPARAÎTRE IMMÉDIATEMENT APRÈS L'UTILISATION EN RAISON DE LA CHALEUR DÉGAGÉE PAR L'APPAREIL, MAIS ELLE DEVRAIT DISPARAÎTRE RAPIDEMENT.
SI LA ROUGEUR PERSISTE PENDANT PLUS DE 2 HEURES, CESSEZ L'UTILISATION. CELA SIGNIFIE QUE VOUS POUVEZ PRÉSENTER UNE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE. CONSULTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™ (VOIR SECTION GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS POUR LES COORDONNÉES).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

1. CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT
2. **CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT UTILISATION.** SI VOUS PRÉSENTEZ L'UNE DES AFFECTIONS CI-DESSOUS, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT : IMPLANTS MÉTALLIQUES, CHIRURGIE RÉCENTE OU IMPLANT MÉDICAL TEL QU'UN STIMULATEUR CARDIAQUE, GROSSESSE OU ALLAITEMENT, NAUSÉES, MAUX DE TÊTE, FIÈVRE, MALADIES DE LA PEAU, BRÛLURES OU ROUGEURS, FRACTURES, CANCER OU AUTRES AFFECTIONS MALIGNES, OSTÉOPOROSE ET MALADIE MENTALE.
3. USAGE RÉSERVÉ AUX ADULTES. L'UTILISATION DE LA **RED LIGHT BODY PANEL** EST INTERDITE AVEC UN NOURRISSON, UN ENFANT, UN ANIMAL DOMESTIQUE, UNE PERSONNE HANDICAPÉE OU IMMOBILE, OU UNE PERSONNE DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES OU MENTALES SONT RÉDUITES SANS SURVEILLANCE. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.
4. SI LE **RED LIGHT BODY PANEL** FONCTIONNE MAL OU EST ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™ (VOIR SECTION GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS POUR LES COORDONNÉES).
5. UNE UTILISATION PROLONGÉE ET UNE EXPOSITION PROLONGÉE DES YEUX AUX LUMIÈRES LED PEUT CAUSER DES DOMMAGES. LES LUMIÈRES LED NE SONT PAS REMPLACABLES.
6. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU SENSIBLE, IRRITÉE OU ABÎMÉE. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU ENFLÉE OU BRÛLÉE PAR LE SOLEIL OU SI VOUS AVEZ D'AUTRES PROBLÈMES DE PEAU.
7. **NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES LED.**
8. ÉVITEZ D'UTILISER CE PRODUIT AVEC DES SÉRUMS CONTENANT DES INGRÉDIENTS SENSIBLES À LA LUMIÈRE OU DES PHOTOSENSIBILISANTS POTENTIELS TELS QUE LA VITAMINE C, LES AHA, LES BHA, LES HUILES ESSENTIELLES, LE PEROXYDE DE BENZOYLE ET LES RÉTINOÏDES.



EFFECTUEZ UN TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE SUR VOTRE BRAS AVANT D'UTILISER THE RED LIGHT BODY PANEL

CONSEILS D'UTILISATION:

- 1. CONNECTEZ L'APPAREIL AU CÂBLE D'ALIMENTATION, PUIS BRANCHEZ L'ADAPTATEUR SECTEUR DANS UNE PRISE MURALE.
 - 2. ASSUREZ-VOUS QUE LA ZONE À TRAITER EST PROPRE, SÈCHE ET SANS PRODUIT.
 - 3. PORTEZ TOUJOURS LES LUNETTES DE PROTECTION FOURNIES LORSQUE LE PANNEAU EST ORIENTÉ VERS OU À PROXIMITÉ DE VOTRE VISAGE.
 - 4. PLACEZ LE PANNEAU DANS LA POSITION SOUHAITÉE :
 - LE PANNEAU PEUT ÊTRE TENU, APPUYÉ CONTRE UNE SURFACE STABLE OU FIXÉ À UN MUR POUR DIRIGER LA LUMIÈRE VERS LE VISAGE OU LE CORPS.
 - LE PANNEAU PEUT ÉGALEMENT ÊTRE ENROULÉ AUTOUR DU CORPS À L'AIDE D'UNE OU DEUX SANGLES, SELON LA ZONE À TRAITER.
 - 5. APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE BOUTON MARCHE/ARRÊT POUR DÉMARRER.
 - QUATRE VOYANTS LUMINEUX S'ALLUMERONT, CHACUN REPRÉSENTANT UNE DURÉE DE 5 MINUTES.
 - UNE LUMIÈRE S'ÉTEINDRA TOUTES LES 5 MINUTES.
 - L'APPAREIL S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 20 MINUTES.
 - 6. DÉTENDEZ-VOUS ET PROFITEZ !
- NOUS VOUS CONSEILLONS DE FAIRE UNE SÉANCE DE 10-20 MINUTES PAR ZONE DANS LE CADRE DE VOTRE ROUTINE QUOTIDIENNE.

CONSEILS D'UTILISATION:

RÉGLAGE DES SANGLES (AVANT LE POSITIONNEMENT)
FIXEZ LES SANGLES LONGUES ET COURTES DE CHAQUE CÔTÉ DU PANNEAU, EN VEILLANT À CE QUE LA PARTIE DOUCE (DUVETEUSE) DU VELCRO SOIT TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR.

TORSE (TOUR DE TAILLE)

TENEZ LE PANNEAU PAR LES SANGLES ET ENROULEZ-LE AUTOUR DE VOTRE TAILLE.
PASSEZ LA SANGLE LA PLUS LONGUE DANS LA BOUCLE EN PLASTIQUE DE LA SANGLE LA PLUS COURTE.
FIXEZ LA SANGLE DE MANIÈRE À CE QUE LE PANNEAU TIENNE BIEN MAIS SANS TROP SERRER.

TORSE (PAR-DESSUS L'ÉPAULE)

TENEZ LE PANNEAU PAR LA SANGLE LA PLUS COURTE ET PASSEZ-LE PAR-DESSUS VOTRE ÉPAULE.
PASSEZ LA SANGLE LA PLUS LONGUE DANS LA BOUCLE EN PLASTIQUE DE LA SANGLE LA PLUS COURTE.
FIXEZ-LE DE MANIÈRE À CE QUE LE PANNEAU TIENNE BIEN ET SOIT CONFORTABLE.

MAINS ET PIEDS

PASSEZ LA SANGLE LA PLUS LONGUE DANS LA BOUCLE EN PLASTIQUE DE LA SANGLE LA PLUS COURTE ET SERREZ À FOND.
GLISSEZ LES MAINS OU LES PIEDS SOUS LE TUNNEL AINSI FORMÉ PAR LE PANNEAU.

BRAS ET JAMBES

RETIREZ LA SANGLE LA PLUS COURTE.
PASSEZ LA SANGLE LA PLUS LONGUE DANS LE CÔTÉ OPPOSÉ DU PANNEAU ET SERREZ.
LA LONGUEUR RESTANTE DE LA SANGLE PEUT ÊTRE ENROULÉE AUTOUR DU PANNEAU POUR LE MAINTENIR EN PLACE.

DURANT UN ENTRAÎNEMENT OU LORS D'UNE UTILISATION SUR LE VISAGE

RETIREZ LES DEUX SANGLES.
TENEZ LE PANNEAU DANS VOS MAINS, APPUYEZ-LE CONTRE UNE SURFACE STABLE OU BIEN ACCROCHEZ-LE À L'AIDE D'UN CROCHET (NON FOURNI).
PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION SI LE PANNEAU EST ORIENTÉ VERS VOTRE VISAGE.

COMMENT NETTOYER :

- 1. ESSUYEZ L'APPAREIL LED AVEC UNE LINGETTE DÉSINFECTANTE. NETTOYEZ VOTRE APPAREIL APRÈS CHAQUE UTILISATION.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ :

L'utilisation d'un appareil de thérapie à lumière rouge d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel annule la garantie et pourrait entraîner des blessures graves. Le **THE RED LIGHT BODY PANEL** est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne mouillez pas votre appareil et ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne lavez pas les pièces électriques avec de l'eau ou des liquides.
- Ne touchez pas directement l'appareil ou les interrupteurs avec les mains mouillées.
- N'appliquez pas l'appareil sur une peau humide ou mouillée.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il a été en contact avec de l'eau ou des liquides.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer cet appareil. Il ne comporte pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil à des températures de 54°C (130°F) ou plus.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

- 1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- 2* justerbare kropsremme
- 1* britisk strømforsyning
- 1* EU-stikadapter
- 1* beskyttelsesbriller
- 1* brillepose
- 1* rejseopbevaringspose



12V 3A

FØR BRUG - VIGTIGT

LYSFØLSOMHEDSTEST (PÅKRÆVET FØR FØRSTE BRUG)
FØR DU BRUGER DETTE PANEL PÅ DIT ANSIGT ELLER DIN KROP, SKAL DU UDFØRE EN LYSFØLSOMHEDSTEST:

- 1. TRYK PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN FOR AT TÆNDE FOR PANELET.
- 2. PLACER PANELET PÅ ARMEN, OG KØR EN SESSION PÅ 5 MINUTTER.
- 3. SLUK FØR PANELET, OG KONTROLLER OMRÅDET EFTER SESSIONEN.

BEMÆRK:

DER KAN OPSTÅ MILD RØDMME UMIDDELbart EFTER BRUG PÅ GRUND AF VARMEN FRA PANELET, MEN DEN BURDE HURTIGT FORSVINDE.
STOP MED AT BRUGE PANELET, HVIS RØDMEN VARER I MERE END TO TIMER. DU KAN VÆRE OVERFØLSOM OVER FOR LYS – SØG LÆGEHJÆLP, FØR DU FORTSÆTTER MED AT BRUGE PANELET.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

- 1. DETTE TÆPPE ER KUN BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET.
- 2. **KONSULTER EN LÆGE FØR BRUG.**
HVIS DU HAR NOGEN AF NEDENSTÅENDE TILSTANDE, FRARÅDES DET AT BRUGE UDEN LÆGENS GODKENDELSE: METALIMPLANTATER, ER NYLIGT OPERERET ELLER HAR ET MEDICINSK IMPLANTAT SÅSOM EN PACEMAKER, ER GRAVID ELLER AMMER, HAR KVALME, HØVEDPIN, FEBER, HUDSYGDOMME, FORBRÆNDINGER ELLER RØDMME, KNOGLEBRUD, KRÆFT ELLER ANDRE MALIGNE TILSTANDE, OSTEOPOROSE OG PSYKISK SYGDOM.
- 3. KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. BRUG IKKE UDEN OPSYN TIL SPÆDBØRN, BØRN, KÆLEDYR, HANDICAPPEDE ELLER IMMOBILE PERSONER ELLER PERSONER, ELLER PERSONER MED NEDSAT FYSISK ELLER MENTAL FUNKTIONSEVNE. DETTE ER IKKE ET LÆGETØJ.
- 4. HVIS **RED LIGHT BODY PANEL** FUNGERER DÆRLIGT ELLER BESKADIGES PÅ NOGEN MÅDE, SKAL DU STOPPE MED AT BRUGE DEN ØJEBLIKKELT. KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE (SE AFSNITTET BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI FOR KONTAKTOPLYSNINGER).
- 5. BRUG LED-LYS MED FØRSIGTIGHED. LANGVARIG BRUG OG UDSÆTTELSE FOR LED-LYS I ØJNENE KAN FORÅRSAGE SKADE. LED-LYS KAN IKKE UDSKIFTES.
- 6. BRUG IKKE PÅ FØLSOM, IRRITERET ELLER BESKADIGET HUD. BRUG IKKE PÅ HÆVET ELLER SOLSKOLDET HUD, ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER. KIG IKKE DIREKTE IND I LED-LYSENE.
- 7. **BRUG IKKE, HVIS HOVEDET ER BRÆKKET, SKADET ELLER BESKADIGET.**
- 8. UNDGÅ BRUG SAMMEN MED SERUM, DER INDEHOLDER LYSFØLSOMME INDHOLDSSTOFFER ELLER POTENTIELLE FOTOSENSIBILISATORER SÅSOM C-VITAMIN, AHA, BHA, ÆTERISKE OLIER, BENZOYLPEROXID, SALICYLSYRE OG RETINOIDER.

TEST DIN LYSØMFØLELIGHED PÅ DIN ARM, INDEN DU BRUGER RED LIGHT BODY PANEL

BRUGSANVISNING:

- 1. SLUT PANELET TIL ELLEDNINGEN, OG SÆT DEREFTER STRØMADAPTEREN I EN STIKKONTAKT.
 - 2. SØRG FOR, AT OMRÅDET ER RENT, TØRT OG FRI FOR PRODUKTER.
 - 3. BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE ØJENBESKYTTELSE, NÅR PANELET VENDER MOD ELLER ER PLACERET TÆT PÅ ANSIGTET.
 - 4. FORBERED PANELET TIL SESSIONENS ØNDSKEDE POSITION:
 - PANELET KAN HOLDES, LÆNES MOD EN STABIL OVERFLADE ELLER MONTERES FOR AT RETTE LYSET MOD ANSIGTET ELLER KROPPEN.
 - PANELET KAN OGSÅ VIKLES RUNDT OM KROPPEN VED HJÆLP AF EN ELLER TO REMME, AFHÆNGT AF DET OMRÅDE, DER BEHANDLES.
 - 5. START SESSIONEN VED AT TRYKKE LANGVARIGT PÅ TÆND-/SLUKKNAPPEN.
 - FIRE INDIKATORLAMPER LYSER, HVOR HVER LAMPE REPRÆSENTERER 5 MINUTTER.
 - HVERT 5. MINUT SLUKKES EN LAMPE.
 - PANELET SLUKKER AUTOMATISK EFTER 20 MINUTTER.
 - 6. NVD DIN SESSION.
- VI ANBEFALER DAGLIG BRUG I 10-20 MINUTTER PR. KROPSOMRÅDE SOM EN DEL AF DIN NORMALE ROUTINE.

SÅDAN PÅFØRES PANELET:

PÅSÆTNING AF REMME (FØR PLACERING)
FASTGØR DEN LANGE OG KORTE REM TIL HVER SIDE AF PANELET, OG SØRG FOR, AT DEN BLØDE (DUNEDE) VELCRO VENDER UDAD.

toimi oikein. Ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia – älä avaa tai muuta.

SÄILYTYK:

VARMISTA, ETTÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN VARASTOINTIA. VARMISTA, ETTÄ LAITE ON KYTKETTY IRTI KAIKISTA VIRTALÄHTEISTÄ. SÄILYTTÄÄN VIILEÄSSÄ, KUIVASSA PAIKASSA LASTEN ULOTTUMATTOMISSA, MISSÄ SE EI VOI VAURIOITUA. VARASTOI AINA LAITE SEN LUONNOLLISSA TAIPUNEESSA ASENNOSSA. ANNA LAITTEEN JÄÄHTYÄ ENNEN VARASTOIMISTA

YLLÄPITO:

RED LIGHT BODY PANEL. ON KÄYTÄNNÖSSÄ HUOLTOVAPAA. KUN PUHDISTAT LAITTEEN, SAMMUTA SE JA PYYHI ULKOPUOLI PUHTAAKSI KOSTEALLA LINALLA. JOS MIKÄ TAHANSA POIKKEAMA TAPAHTUU, SAMMUTA LAITE JA OTA YHTYTYTTÄ STYLPRO™ -ASIAKASPALVELUUN NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559.

RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU:

TUOTOITELAMME ON TAKUU, JOTA EI VOI POISSULKEA EUROOPAN KULUTTAJALAIN MUKAAN. EU:N DIREKTIIVI 1999/44/EY MÄÄRITTÄÄ, ETTÄ KAHDEN VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYNTIÄ KAIKKIALLE EU:SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA UUSI TUOTE TAI HUVITYS VAKAVASTA VIALLISSUUDESTA, JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTETTU KORJATTUA TAI VAIHDETTUA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE RIITTÄVÄN LAADUKKAITA JA VIKA EI OLE VAKAVA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA LAITTEEN ILMAISEKSI KAHDENKYMMENTÄN KUUKAUDEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ, JOS LAITE ON VIALLIINEN VALMISTUKSEN TAI VALMISTUSMATERIAALIN OSALTA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄETU EIKÄ VAARANNA OIKEUKSIASI. SAADAKSESI PALVELUN TÄMÄN TAKUUN MUKAISESTI OTA YHTYTYTTÄ STYLPRO™ -ASIAKASPALVELUUN SÄHKÖPOSTISOITTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM TAI NUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TEHDÄKSESI TAKUUKORVAUSVAATIMUKSEN SINUN TULEE SÄILYTTÄÄ TODISTE TEKEMÄSTÄSI OSTOKSESTA.

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ TAKUU EI KATA VAHINKOA, JOKA JOHTUU ONNETTOMUUKSISTA, VÄÄRINKÄYTYSTÄ, MUUTOKSISTA, KALTOINKOHELTUSTA, KOHTUULLISENA PIDETTÄVÄN HOIDON PUUTTEESTA TAI MUUSTA KÄYTYSTÄ, JOKA EI OLE KUVAUTEN MUKAISTA, TAI PALVELUSTA TAI KORJAUKSISTA EI-VALTUUTETUSSA HUOLTOTOIMIPISTEESSÄ. TÄMÄ TAKUU ON VOIMASSA VAIN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENMYYJIEN MYMIEN TUOTTEIDEN OSALTA. HUOMIOI, ETTÄ TUOTE TULEE PUHDISTAA HUOLELLISESTI ENNEN PALAUTUSTA.

TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN:

STYLIDEAS-tuotteessa tai sen alkuperäisissä lisävarusteissa tai pakkaussessa oleva WEEE-symboli osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan se tulee kerätäerikseen! Hävitä STYLIDEAS-tuote ja sen alkuperäiset lisävarusteet toimittamalla ne sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle tarkoitettuun keräyspisteeseen, jos asut EU:n alueella tai muussa Euroopan maassa, jossa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle tarkoitettu erillinen keräysjärjestelmä. Hävittämällä STYLIDEAS-tuotteen ja sen alkuperäiset lisävarusteet asianmukaisesti autat ehkäisemään laiteromun virheellisestä käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia ympäristö- ja terveysvaaroja. Materiaalien kierrättäminen edistää luonnonvarojen säästämistä. Älä siksi hävitä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.

Pakkausjätteen hävittäminen:

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää toimittamalla ne paikalliseen kierrätyspisteeseen. Hävittämällä pakkauksen asianmukaisesti autat ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveysvaaroja. Kartonkipakkaussessa oleva symboli osoittaa, että pakkaus on valmistettu PAP-materiaalista.

CE-MERKINTÄ: UK/EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: STYLIDEAS LTD VAKUUTTAA, ETTÄ RED LIGHT BODY PANEL TÄYTTÄÄ OLENNAISET VAATIMUKSET JA MUUT KESKEISET SÄÄNNÖKSET. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN KOPIO ON SAATAVILLA PYYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(DA) DRUGSANSVINING OG VEDLIGEHOELDELSESVEDLIGNING

FOR DIN SIKKERHED OG FORSÅTTE NIDELSE AF DETTE PRODUKT BEDES DU ALTID LÆSE BRUGSANSVININGEN OMHYGGEELIGT FØR BRUG.

Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller til brug i andre anvendelser. Dette er ikke et medicinsk produkt eller en medicinsk enhed.

SPECIFICATIONS

Navn: STYLPRO™ Red light Full Body panel

Model: RBP01A

Enhedsstørrelse: 400x 285 x 12.4 mm

Materialer: Silikone


Indgangsspænding: 110-240 V

Udgangseffekt: 12 W – 2 A

Vægt: 565 g

INDEHOLDER:

1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel



2. SI VOUS RESSENTEZ DES ANOMALIES SUR VOTRE PEAU PENDANT L'UTILISATION OU APRÈS L'UTILISATION, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN.
3. POUR ÉVITER LES RISQUES ÉLECTRIQUES, NE PAS UTILISER DANS LE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.
4. NE FAITES PAS FONCTIONNER CET APPAREIL SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL, S'IL EST TOMBÉ OU S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. RENVOYEZ L'APPAREIL AU CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE POUR EXAMEN, AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE/MÉCANIQUE OU RÉPARATION. AUCUNE RÉPARATION NE DOIT ÊTRE TENTÉE PAR LE CONSOMMATEUR.
5. UTILISEZ L'APPAREIL SEULEMENT POUR L'USAGE PRÉVU COMME DÉCRIT DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR STYLPRO™ PEUT CAUSER DES DANGERS.
6. NE PLACEZ AUCUNE PARTIE DU PRODUIT À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR TELLES QUE DES RADIATEURS, DES CUISINIÈRES, ETC. NE POSEZ PAS SUR UNE SURFACE MOLLE COMME UN LIT CAR L'APPAREIL PEUT SURCHAUFFER.
7. GARDEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DES LIQUIDES CORROSIFS.
8. NE PARTAGEZ PAS CE PRODUIT AVEC D'AUTRES PERSONNES.
9. NE PLACEZ PAS OU NE RANGÉZ PAS L'APPAREIL À UN ENDROIT OÙ IL POURRAIT TOMBER DANS UNE BAIGNOIRE OU UN LAVABO. SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT — NE LE RETIREZ PAS À LA MAIN.
10. NE PAS TOUCHER LA PRISE/LE BOUTON D'ALIMENTATION AVEC DES MAINS MOUILLÉES. NE PAS UTILISER SUR UNE PEAU OU DES VÊTEMENTS MOUILLÉS OU HUMIDES.
11. NE PAS PLIER L'APPAREIL LORSQU'IL EST ALLUMÉ. NE PAS S'ASSEOIR/S'AGENOUILLER DESSUS NI Y PLACER D'OBJETS LOURDS/TRANCHANTS.
12. TENIR À L'ÉCART DES AÉROSOLS/SOLVANTS, DES BOUTEILLES D'OXYGÈNE, DE LA LITERIE, DES RIDEAUX OU DE TOUT AUTRE MATÉRIAU INFLAMMABLE.
13. TOUJOURS PORTER LES LUNETTES DE PROTECTION FOURNIES.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :

1. Assurez-vous que l'appareil est branché à une source d'alimentation électrique dont la tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette du produit.
2. Pour les clients du Royaume-Uni/de l'UE hors Royaume-Uni : À UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE PRISE DE COURANT ALTERNATIF DE 230 V (ROYAUME-UNI) / 220-240 V (UE, hors Royaume-Uni). L'utilisation de l'appareil dans d'autres pays avec des transformateurs électriques tiers se fait à vos propres risques.
3. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique. Ne pas utiliser avec des générateurs, des convertisseurs de puissance ou des onduleurs. L'utilisation de l'appareil dans d'autres pays avec des transformateurs électriques tiers se fait à vos propres risques.
4. Ne pas utiliser si les fils ou le câble d'alimentation sont effilochés, ou bien si le bouton d'alimentation, le cordon ou les points de connexion semblent endommagés ou défectueux sur le plan mécanique ou électrique. En cas de défaillance, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service client de STYLPRO™.
5. La prise doit avoir un fusible de même calibre (homologué ASTA selon la norme BS 1362). En cas de doute, consultez un électricien.
6. Garder le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Ne jamais tirer sur le cordon et ne jamais transporter l'appareil par le cordon.
7. Inspecter régulièrement la prise, le cordon et le bouton d'alimentation. Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé, trop chaud, tombé ou défectueux. Aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil.

STOCKAGE:

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. PLACEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, OU IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE ENDOMMAGÉ. RANGER TOUJOURS L'APPAREIL DANS SA POSITION COURBÉE NATURELLE. LAISSER REFROIDIR L'APPAREIL AVANT DE LE RANGER.

ENTRETIEN:

VOTRE RED LIGHT BODY PANEL NE NÉCESSITE PRATIQUEMENT AUCUN ENTRETIEN. POUR NETTOYER L'APPAREIL, ÉTEIGNEZ-LE, LAISSEZ-LE REFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE, PUIS ESSUYEZ-LE AVEC UN CHIFFON HUMIDE. EN CAS D'ANOMALIE, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT DE STYLPRO™ AU +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS:

NOTES PRODUITS SONT GARANTIS PAR DES GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES SELON LA LOI EUROPÉENNE SUR LA CONSOMMATION. DIRECTIVE UE 1999/44/CE : CETTE DIRECTIVE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUTS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE, VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À CE QUE LES BIENS SOIENT RÉPARÉS OU REMPLACÉS SI LES BIENS NE SONT PAS D'UNE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À SA DISCRÉTION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT SI L'APPAREIL PRÉSENTE UN DÉFAUT DE FABRICATION OU DE MATÉRIAU. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE PRÉVU PAR CETTE GARANTIE, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

IMPORTANT: CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, D'UTILISATION INADÉQUATE, DE MODIFICATIONS, D'ABUS, DE MANQUE DE SOIN ADÉQUAT, D'UTILISATION AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS OU DE LA RÉALISATION DE SERVICES OU DE RÉPARATIONS PAR UN CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISES VENDUES PAR DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS. NOTEZ QUE L'ARTICLE DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT NETTOYÉ AVANT LE RETOUR.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT:

Le symbole DEEE figurant sur les produits STYLIDEAS, les accessoires d'origine ou l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager non trié, mais doit être collecté séparément ! Si vous résidez dans l'Union européenne ou dans un autre pays européen disposant d'un système de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez éliminer le produit STYLIDEAS et ses accessoires d'origine dans un point de collecte dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant le produit STYLIDEAS et ses accessoires d'origine de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inadéquat des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas vos anciens équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Élimination des déchets d'emballages:

L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, qui peuvent être éliminés via vos installations de recyclage locales. En éliminant les emballages de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques pour l'environnement et la santé publique. Le symbole « PAP » figurant sur l'emballage en carton indique que celui-ci est fabriqué à partir de papier.

MARQUAGE CE: UK/EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE LE RED LIGHT BODY PANEL EST CONFORME AUX EXIGENCES DE BASE ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.

(DE) BENUTZUNGS- UND PFL EGEANLEITUNG

UM IHRE SICHERHEIT UND LANGANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT ZU GEWÄHRLEISTEN, LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE ES VERWENDEN. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches Produkt oder medizinisches Gerät handelt.

SPEZIFIKATIONEN:

Name: STYLPRO™ Red light Full Body panel
Modell: RBP01A
Gerätegröße: 400x 285 x 12,4 mm
Materialien: Silikon
Eingangsspannung: 110 V --- 240 V
Ausgangsspannung: 12 V --- 2 A
Gewicht: 565 g

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2x Verstellbare Körper-Halteriemen
- 1x Britisches Netzteil
- 1x EU-Steckeradapter
- 1x Schutzbrille
- 1x Brillen-Schutzhülle
- 1x Aufbewahrungsbeutel für unterwegs

12V  3A

VOR DER ANWENDUNG - WICHTIGE HINWEISE

LICHTEMPFINDLICHKEITSTEST (VOR DER ERSTEN ANWENDUNG DURCHFÜHREN)
BEVOR SIE DIESES GERÄT IM GESICHT ODER AM KÖRPER ANWENDEN, MUSS EIN LICHTEMPFINDLICHKEITSTEST DURCHFÜHRT WERDEN:

1. DRÜCKEN SIE DIE EIN-/AUS-TASTE, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN.
2. LEGEN SIE DAS PANEL AUF IHREN ARM UND FÜHREN SIE EINE FÜNFMINÜTIGE SITZUNG DURCH.
3. SCHALTEN SIE DAS GERÄT ZUR BEENDIGUNG DER SITZUNG AUS UND ÜBERPRÜFEN SIE DEN HAUTBEREICH.

HINWEIS:

AUFGUND DER WÄRMEENTWICKLUNG DES GERÄTS KANN UNMITTELBAR NACH DER ANWENDUNG EINE LEICHTE RÖTUNG AUFTRETEN, DIE JEDOCH SCHNELL WIEDER ABKLINGEN SOLLTE.
STELLEN SIE DIE ANWENDUNG EIN, WENN DIE RÖTUNG LÄNGER ALS ZWEI STUNDEN ANHÄLT. DIES KÖNNTE DARAUF HINDEUTEN, DASS SIE EMPFINDLICH AUF LICHT REAGIEREN. HOLEN SIE DAHER ARZTLICHEN RAT EIN, BEVOR SIE DIE ANWENDUNG FORTSETZEN.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HEIMGEBRAUCH IN INNENRÄUMEN BESTIMMT.
2. **KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG EINEN ARZT.** SOLLTE EINE DER FOLGENDEN MEDIZINISCHEN GEGEBENHEITEN AUF SIE ZUTREFFEN, WIRD VON DER VERWENDUNG DES OHNE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES ABGERATEN: METALLIMPLANTATE,

10.



TÄMÄ MUODOSTAA TUNNELIA MUISTUTTAVAN MUODON, JOSKA KÄDET TAI JALKATERÄT OVAT MIELLYTTÄVÄSTI PANEELIN ALLA.

KÄSIVARRET JA JALAT

POISTA LYHYESTI HIHNA.
PUJOTA PIDEMPI HIHNA PANEELIN VASTAKKAISELTA PUOLELTA JA KIRISTÄ SE.
HIHNA JÄLJELE JÄÄVÄ OSUUS VOIDAAN KIINNITTÄÄ PAIKALLEN KIERTÄMÄLLÄ SE PANEELIN YMPÄRI.

LIIKUNTA TAI KÄYTTÖ KASVOILLE

POISTA MOLEMMAT HINNAT.
PITELE PANEELIN KÄSIN, ASETA SE NOJALLEEN VAKAATA PINTAA VASTEN TAI RIPUSTA SE RIPUSTIMESTA (EI SISÄLLY PAKKAUKSEEN).
KÄYTÄ SUOJALASEJA AINA, JOS PANEELI OSOITTAA KASVOJA KOHTI.

PUHDISTUS:

1. PYHYI LED-LAITE DESINFIOINTIPYHKKEELLÄ. SUOSITTELEMME, ETTÄ LAITE PUHDISTETAAN JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN

HUOMAUTUKSET TURVALLISUUTEEN LIITTYEN:

Punavälöterapialaitteen käyttäminen muulla tavalla kuin tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vakavan vamman.
RED LIGHT BODY PANEL punavälökasvolaite on sähkölaite. Sähköiskun välttämiseksi noudata seuraavia huomautuksia turvallisuuteen liittyen:

- Älä kastele laitetta äläkä upota sitä veteen.
- Älä pese sähköisiä vedellä tai nesteillä.
- Älä koske laitteeseen tai kytkimiin märillä käsillä.
- Älä käytä laitetta ja vältä sen kontaktia märälle tai kostealle iholle.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jätetty ulos tai se on joutunut kosketuksiin veden tai nesteiden kanssa.
- Älä muokkaa tai yritä muokata tai korjata tätä laitetta. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa lämpötiloissa, jotka voivat ylittää 54 °C (130 °F).

VAARA: VÄLTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN: SAMMUTA AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI VARASTOINTIA.

VAROITUS:

1. PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI:
1. LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
2. JOS TUNNET IHOSSASI POIKKEAVUUKSIA KÄYTÖN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN.
3. SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KYLPYAMMEESSA TAI SUIHKUSSA.
4. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA, JOS LAITE ON TOIMINUT VIRHEELLISESTI TAI SE ON PUDONNUT TAI SE ON VAHINGOITUNUT MILLÄ TAVALLA TAHANSA. PALAUTA LAITE LÄHIMPÄÄN HUOLTOON TARKASTETTAVAKSI TAI SÄHKÖISTÄ TAI MEKAANISTA SÄÄTÖÄ TAI KORJAUSTA VARTEN. KULUTTAJAIN EI TULE YRITTÄÄ TEHDÄ KORJAUKSIA ITSE.
5. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SILLE TARKOITETTUUN KÄYTTÖÖN TÄMÄN OHJEKIRJAN KUVAAMALLA TAVALLA. ÄLÄ KÄYTÄ LIITÄNTÖJÄ, JOITA STYLPRO™ EI OLE SUOSITELLUT, SILLÄ SE VOI AIHEUTTAA VAAROJA.
6. ÄLÄ LAITA MITÄÄN LAITTEEN OSAA LÄMMÖNLÄHTEIDEN, KUTEN LÄMPÖPATTERIEN TAI LIESIEN, LÄHEISYYTEEN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN ASETA LAITETTA PEHMEÄLLE ALUSTALLE, KUTEN SÄNGYLLE, KOSKA LAITE VOI YLIKUUMETA.
7. PIDÄ LAITE EROSSA SYÖVYTTÄVISTÄ NESTEISTÄ.
8. ÄLÄ JAA TÄTÄ TUOTETTA KENENKÄÄN MUUN KANSSA.
9. ÄLÄ ASETA LAITETTA MIHINKÄÄN SELLAISEEN PAIKKAAN, JOSSA SE VOISI PUDOTA TAI JOUTUA VEDETYKSI AMMEESEEN TAI ALTAASEEN, ÄLÄKÄ VARASTOI SITÄ TÄLLAISISSA PAIKASSA. JOS LAITE PUTOAA VETEEN, IRROTA SE VÄLITTÖMÄSTI VIRTALÄHTEESTÄ – ÄLÄ KOSKETA VETÄ.
10. ÄLÄ KOSKETA PISTOKETTA/OHJAINTA MÄRILLÄ KÄSILLÄ ÄLÄKÄ KÄYTÄ, JOS IHOSI TAI VAATTEESII OVAT MÄRÄT/KOSTEAT.
11. ÄLÄ KÄÄRI, RYPISTÄ TAI TAITTELE TIIVIISTI PANEELIA, KUN SE ON TOIMINNASSA; ÄLÄ ISTU/KONITTA PANEELIN PÄÄLLÄ TAI ASETA PAINAVIA/TERÄVIÄ ESINEITÄ SEN PÄälle.
12. PIDÄ POISSA AEROSOLIN/LIUOTTIMIEN, HAPEN, SÄNKYVAATTEIDEN, VERHOJEN TAI MUIDEN PALAVIEN MATERIAALIEN LÄHEISYYDESTÄ.
13. KÄYTÄ AINA MUKANA TOIMITETTUJA SUOJALASEJA.

SÄHKÖTURVALLISUUTTA KOSKEVIA TIETOJA:

1. Varmista, että laite liitetään virtalähteeseen, jonka nimellijännite vastaa tuotteen merkinnöissä ilmoitettua jännitettä.
2. Asiakkaat Ison-Britanniassa ja EU:ssa / muualla Ison-Britannian ulkopuolella: LIITÄ AINOASTAAN 230 V:N (ISOSSA-BRITANNIASSA) / 220-240 V:N (EU:SSA) / MUUALLA ISON-BRITANNIAN ULKOPUOLELLA) PISTORASIAAN. Laitteen käyttö muissa maissa kolmansien osapuolten muuntajien avulla tapahtuu omalla riskilläsi.
3. Älä käytä jatkojohtoa. Älä liitä generaattoreihin, muuntajain tai inverttereihin. Laitteen käyttö muissa maissa kolmansien osapuolten muuntajien avulla tapahtuu omalla riskilläsi.
4. Älä käytä, jos johdot ovat ripaantuneet tai jos virtajohtimissa, ohjaimessa tai sen johdossa tai liittimissä näyttäviä olevan mekaanisia vaurioita tai ne eivät toimi oikein. Jos ilmenee jokin toimintahäiriö, keskeytä käyttö välittömästi ja ota yhteyttä STYLPRO™-yhtiön asiakaspalveluun.
5. Pistokkeeseen saa asentaa vain sulakkeen, jonka nimellisjännite vastaa siihen valmiiksi asennettua sulaketta (BS 1362 -standardin mukainen ASTA-hyväksytty sulake). Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
6. Pidä virtajohto poissa kuumien pintojen läheisyydestä; älä koskaan vedä tai kanna laitetta sen johdosta.
7. Tarkasta pistoke, johto ja ohjain säännöllisesti. Älä käytä, jos mikä tahansa osa on vaurioitunut, ylikuumentunut tai pudonnut tai se ei

35.

3. KUN HOITOJAKSO ON PÄÄTTYNYT, KYTKE LAITE POIS PÄÄLTÄ JA TARKISTA ALUE.

HUOMAUTUS:

VÄLITTÖMÄSTI KÄYTÖN JÄLKEEN SAATTAÄ ESIINTYÄ LIEVÄÄ PUNOITUSTA. SE JOHTUU LAITTEEN LÄMMÖSTÄ, JA SEN TULISI HÄVITÄ NOPEASTI. KESKEYTÄ KÄYTTÖ, JOS PUNOITUS JATKUU PIDEMPÄÄN KUIN 2 TUNTIA. SINULLA SAATTAÄ OLLA VALOHERKKYYS – KESKUSTELE LÄÄKÄRIN KANSSA ENNEN KUIN JATKAT KÄYTTÖÄ.

TURVALLISUUSOHJEET:

1. TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU AINOASTAAN KOTIKÄYTTÖÖN SISÄILOISSA.

2. KESKUSTELE LÄÄKÄRIN KANSSA ENNEN KÄYTTÖÄ.

JOS SINULLA ON MITÄ TAHANSA SEURAAVISTA SAIRAUSKISTA, LAITTEISTA TAI TILOISTA, KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA ILMAN LÄÄKÄRIN HYVÄKSYNTÄÄ: METALLI-IMPLANTIT, HILJÄITÄIN TEHTY LEIKKAUS, SYDÄMENTÄHDISTIN TAI MUU LÄÄKINNÄLLINEN IMPLANTTI, RASKAUS TAI IMETY, PAHOINVOINTI, PÄÄNSÄRKY, KUUME, IHOSAIRAUDET, IHON PALOVAMMAT TAI PUNOITUS, LUUNMURTUMAT, SYÖPÄ TAI MUUT PAHANLAATUISET SAIRAUDET, OSTEOPOROOSI TAI PSYKKINEN SAIRAU.

3. VAIN AIKUISTEN KÄYTTÖÖN. ÄLÄ KÄYTÄ PEITTOA VAUVOILLE, LAPSILLE, LEMMIKKILÄIMILLE, TAJUTTOMILLE TAI LIIKUNTAKYVYTTÖMILLE HENKILÖILLE TAI SELLAISILLE HENKILÖILLE, HENKILÖT, JOIDEN FYSISET TAI HENKISET KYYVY OVAT ALENTUNEET, EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ PEITTOA ILMAN VALVONTAA. TÄMÄ EI OLE LELU.

4. JOS RED LIGHT BODY PANEL TOIMII VIRHEELLISESTI TAI SE ON VAURIOITUNUT MILLÄÄN TAVALLA, LOPETA SEN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI.

OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN (KATSO YHTEYSTIEDOT KOHDASTA "RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU").

5. KÄYTÄ LED-VALOJA VAROEN. LED-VALOJEN PITKÄAIKAINEN KÄYTTÖ JA PITKÄÄN JATKUVAA ALTISTUMINEN LED-VALOILLE VOIX VAURIOITTAÄ SILMIÄ. LED-VALOJA EI VOI VAIHATA.

6. ÄLÄ KÄYTÄ HERKÄLLE, ÄRSYNTYNEELLE TAI RIKKOUTUNEELLE IHOLLE. ÄLÄ KÄYTÄ TURVONNEELLE TAI AURINGONPOLTAMALLE IHOLLE TAI JOS SINULLA ON MUITA IHOSAIRAUKSIA.

7.ÄLÄ KÄYTÄ SUORAAN LED-VALOIHIN

8. VÄLTÄ KÄYTTÖÄ VALOHERKKIÄ AINESOSIA SISÄLTÄVIEN SEERUMIEN TAI MAHDOLLISESTI VALOLLE HERKISTÄVIEN AINEIDEN, KUTEN C-VITAMIINIIN, AHA- JA BHA-HAPPOJEN, ETEERISTEN ÖLJYJEN, BENTSOYLLIPEROKSIDIN JA RETINOIDIEN, KANSSA.

TESTAA VALOHERKKYYS KÄSIVARRESSA ENNEN KÄYTTÖÄ RED LIGHT BODY PANEL

KÄYTTÖ:

1. LIITÄ LAITE VIRTASÄÄTÖÖN JA LIITÄ SITTEN PISTOKEADAPTERI PISTORASIAAN.

2. VARMISTA, ETTÄ ALUE ON PUHDAS JA KUIVA EIKÄ SILLÄ OLE MITÄÄN TUOTTEITA.

3. KÄYTÄ MUKANA TOIMITETTUA SUOJALASEJA AINA, KUN PANEELI OSOITTAÄ KASVOJA KOHTI TAI KUN SE ASETETAAN NIIDEN LÄHELLE.

4. VALMISTELE PANEELI HALUTUN HOITOJAKSON ALUETTA VARTEN:

– VALO VOIDAAN SUUNNATA KASVOJA TAI KEHOA KOHTI PITELEMÄLLÄ PANEELIA KÄSIN, ASETTAMALLA SE NOJALLEEN VAKAATA PINTAA VASTEN TAI RIPUSTAMALLA SE.

– PANEELI VOIDAAN MYÖS ASETTAA KEHON YMPÄRILLE KÄYTTÄMÄLLÄ YHTÄ TAI KAHTA HIHNAA HOIDETTAVASTA ALUEESTA RIIPPUEEN.

5. ALOITA HOITOJAKSO PAINAMALLA VIRTAPAINIKETTA PITKÄÄN.

– NELJÄ MERKKIVALOA SYTTYVÄT, JA KUKIN VALO VASTAA 5 MINUUTTIA.

– VALOT SAMMUVAT YKSI KERRALLAAN 5 MINUUTIN VÄLEIN.

– LAITE KYTKEUTYÄ AUTOMAATTISESTI POIS PÄÄLTÄ 20 MINUUTIN JÄLKEEN.

6. NAUTI HOITOJAKSOSTASI.

SUOSITTELEMME, ETTÄ KÄYTÄT LAITETTA 10–20 MINUUTTIA KEHON ALUETTA KOHTI OSANA SÄÄNNÖLLISTÄ RUTINIASI.

KIINNITTÄMINEN:

HIHNOJEN VALMISTELEMINEN (ENNEN ASETTAMISTA)

KIINNITÄ PIDEMPI JA LYHYEMPI HIHNA PANEELIN KUMMALLEKIN PUOLELLE. VARMISTA, ETTÄ PEHMEÄ (NUKKAINEN) TARRANAUHA OSOITTAÄ ULOSPÄIN.

YLÄVARTALO (VYÖTÄRÖN YMPÄRI)

PITELE PANEELIA KUMMASTAKIN HIHNASTA JA ASETA SE VYÖTÄRÖN YMPÄRILLE.

PUJOTA PIDEMPI HIHNA LYHYEMMÄN HIHNAN MUOVISILMUKAN LÄPI.

KIINNITÄ HIHNA SITEN, ETTÄ PANEELI ISTUU KEHON YMPÄRILLÄ MIELLYTTÄVÄSTI JA VALJÄSTI.

YLÄVARTALO (OLKAPÄÄN PÄÄLTÄ)

PITELE PANEELIA LYHYEMMÄSTÄ HIHNASTA JA NOSTA SE OLKAPÄÄN PÄÄLLE.

PUJOTA PIDEMPI HIHNA LYHYEMMÄN HIHNAN MUOVISILMUKAN LÄPI.

KIINNITÄ PANEELI SITEN, ETTÄ SE ISTUU MIELLYTTÄVÄSTI KEHON PÄÄLLÄ.

KÄDET JA JALKATERÄT

PUJOTA PIDEMPI HIHNA LYHYEMMÄN HIHNAN MUOVISILMUKAN LÄPI JA KIRISTÄ SE TÄYSIN.

KÜRZLICHE OPERATIONEN ODER MEDIZINISCHE IMPLANTATE WIE HERZSCHRITTMACHER, AKTUELLE SCHWANGERSCHAFT ODER STILLZEIT, ÜBELKEIT, KOPFSCHMERZEN, FIEBER, HAUTKRANKHEITEN, VERBRENNUNGEN ODER HAUTRÖTUNGEN, KNOCHENBRÜCHE, KREBS ODER ANDERE BÖSARTIGE ERKRANKUNGEN, OSTEOPOROSE SOWIE PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN.

3. NUR FÜR ERWACHSENE GEEIGNET. VERWENDEN SIE DIE LED NICHT FÜR SÄUGLINGE, KINDER, HAUSTIERE ODER PERSONEN MIT BEHINDERUNG ODER EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT. BEI PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER KÖRPERLICHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN NUR UNTER AUFSICHT VERWENDEN. DIES IST KEIN SPIELZEUG.

4. WENN DAS RED LIGHT BODY PANEL NICHT FUNKTIONIERT ODER IN IRGENDWEISE BESCHÄDIGT IST, HÖREN SIE SOFORT AUF, ES ZU BENUTZEN. WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™ KUNDENSERVICE (SIEHE ABSCHNITT BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE FÜR KONTAKTINFORMATIONEN).

5. EINE VERLÄNGERTE BENUTZUNG UND EIN LANGANHALTENDER KONTAKT DER AUGEN MIT LED-LEUCHTEN KÖNNEN SCHÄDEN VERURSACHEN. LEDS SIND NICHT AUSTAUSCHBAR.

6. NICHT AUF EMPFINDLICHER, GEREIZTER ODER GESCHÄDIGTER HAUT VERWENDEN. NICHT BEI GESCHWOLLENER ODER SONNENVERBRANNTER HAUT ODER BEI ANDEREN HAUTKRANKHEITEN ANWENDEN.

7. BLICKEN SIE NICHT DIREKT IN DIE LED-LEUCHTEN.

8. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT ZUSAMMEN MIT HAUTSEREN, DIE LICHTEMPFLINDLICHE INHALTSSTOFFE ODER POTENZIELLE PHOTOSENSIBILISATOREN WIE VITAMIN C, AHA, BHA, ÄTHERISCHE ÖLE, BENZOYLPEROXID UND RETINOIDE ENTHALTEN.

TESTEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES RED LIGHT BODY PANEL IHRE LICHTEMPFLINDLICHKEIT AN IHREM ARM.

ANWENDUNGSHINWEIS:

1. VERBINDEN SIE DAS GERÄT MIT DEM NETZKABEL UND STECKEN SIE DANN DEN NETZADAPTER IN EINE STECKDOSE.

2. STELLEN SIE SICHER, DASS DER HAUTBEREICH SAUBER, TROCKEN UND FREI VON PRODUKTEN IST.

3. TRAGEN SIE IMMER DIE MITGELIEFERT EUGENSCHUTZBRILLE, WENN DAS PANEL AUF DAS GESICHT GERICHTET IST ODER SICH IN DESSEN NÄHE BEFINDET.

4. BEREITEN SIE DAS PANEL FÜR DIE GEWÜNSCHTE POSITION VOR:

- UM DAS LICHT AUF DAS GESICHT ODER DEN KÖRPER ZU RICHTEN, KANN DAS PANEL GEHALTEN, AN EINE STABILE OBERFLÄCHE ANGELEHNT ODER ENTSPRECHEND BEFESTIGT WERDEN.

- JE NACH ZU BEHANDELNDER KÖRPERSTELLE KANN DAS PANEL AUCH MIT EINEM ODER ZWEI HALTERIEMEN UM DAFÜR GEEIGNETE KÖRPERBEREICHE GEWICKELT WERDEN.

5. DRÜCKEN SIE LANGE AUF DIE EIN-/AUS-TASTE, UM MIT DER SITZUNG ZU BEGINNEN.

- ES LEUCHTEN VIER KONTROLLLICHTER AUF, DIE JEWEILS EINE LÄNGE VON FÜNF MINUTEN ANZEIGEN.

- ALLE FÜNF MINUTEN ERLISCHT EINE LEUCHE.

- NACH 20 MINUTEN SCHALTET SICH DAS GERÄT AUTOMATISCH AUS.

6. GENIEßEN SIE IHRE SITZUNG.

ALS TEIL IHRER REGELMÄßIGEN ROUTINE EMPFEHLEN WIR EINE TÄGLICHE ANWENDUNG VON 10 BIS 20 MINUTEN PRO KÖRPERBEREICH.

TRAGEHINWEIS:

VORBEREITUNG DER HALTERIEMEN (VOR DER POSITIONIERUNG)

BEFESTIGEN SIE DEN LÄNGEREN UND DEN KÜRZEREN RIEMEN JEWEILS AN BEIDEN SEITEN DES PANELS. BEACHTEN SIE DABEI, DASS DIE WEICHE (FLAUSCHIGE) SEITE DES KLETTVERSCHLUSSES NACH AUßEN ZEIGT

OBERKÖRPER (UM DIE TAILLE)

GREIFEN SIE DAS PANEL AN BEIDEN HALTERIEMEN UND LEGEN SIE ES UM IHRE TAILLE.

FÜHREN SIE DEN LÄNGEREN RIEMEN DURCH DIE KUNSTSTOFFSCHLAUFE DES KÜRZEREN RIEMENS.

BEFESTIGEN SIE DEN RIEMEN SO, DASS DAS PANEL BEQUEM UND LOCKER AM KÖRPER ANLIEGT.

OBERKÖRPER (ÜBER DER SCHULTER)

GREIFEN SIE DAS PANEL AM KÜRZEREN RIEMEN UND HEBEN SIE ES ÜBER IHRE SCHULTER.

FÜHREN SIE DEN LÄNGEREN RIEMEN DURCH DIE KUNSTSTOFFSCHLAUFE DES KÜRZEREN RIEMENS.

BEFESTIGEN SIE DAS PANEL SO, DASS ES BEQUEM AM KÖRPER ANLIEGT.

HÄNDE UND FÜßE

FÜHREN SIE DEN LÄNGEREN RIEMEN DURCH DIE KUNSTSTOFFSCHLAUFE DES KÜRZEREN RIEMENS UND ZIEHEN SIE IHN FEST AN. DIE DADURCH ENTSTEHENDE TUNNELFORM BIETET DEN HÄNDEN ODER FÜßEN AUSREICHEND PLATZ UNTER DEM PANEL.

ARME UND BEINE

NEHMEN SIE DEN KÜRZEREN RIEMEN AB.

FÜHREN SIE DEN LÄNGEREN RIEMEN DURCH DEN BEFESTIGUNGSPUNKT AN DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE DES PANELS UND ZIEHEN SIE IHN FEST.

DIE VERBLEIBENDE RIEMENLÄNGE KANN UM DAS PANEL GEWICKELT WERDEN, UM EIN VERRUTSCHEN ZU VERHINDERN.

ZUR VERWENDUNG BEI ÜBUNGEN ODER IM GESICHT

NEHMEN SIE BEIDE RIEMEN AB.

HALTEN SIE DAS PANEL IN DEN HÄNDEN, LEHNEN SIE ES GEGEN EINE STABILE OBERFLÄCHE ODER HÄNGEN SIE ES MIT HILFE EINER AUFHÄNGEVORRICHTUNG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) AUF.

33.

- Não toque diretamente no dispositivo ou interruptores com as mãos molhadas.
- Não aplique ou toque com o dispositivo na pele molhada ou húmida.
- Não utilize o dispositivo se este tiver caído, tiver ficado ao ar livre ou entrado em contacto com água ou líquidos.
- Não modifique, ou tente modificar ou reparar, este equipamento. Não há peças que o utilizador possa consertar.
- Não utilize nem armazene o dispositivo a temperaturas elevadas que possam exceder 54 °C (130°F).

AVISO:
PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU LESÕES NAS PESSOAS:

1. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO.
2. SE SENTIR ANOMALIAS NA PELE DURANTE OU APÓS A UTILIZAÇÃO, CONSULTE O SEU MÉDICO.
3. PARA PROTEGER CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, NÃO UTILIZE DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO.
4. NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO SE ESTE APRESENTAR DEFEITOS, TIVER CAÍDO OU TIVER SIDO DANIFICADO DE ALGUMA FORMA. DEVOLVA O DISPOSITIVO ÀS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS MAIS PRÓXIMAS PARA VERIFICAÇÃO, AJUSTE ELÉTRICO OU MECÂNICO OU REPARAÇÃO. NÃO TENTE REPARAR POR CONTA PRÓPRIA.
5. UTILIZE O DISPOSITIVO APENAS PARA A UTILIZAÇÃO PREVISTA DESCRITA NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.
6. NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO PRODUTO PERTO DE FONTES DE CALOR, COMO RADIADORES, FOGÕES, ETC. NÃO O COLOQUE NUMA SUPERFÍCIE MACIA, COMO UMA CAMA, POIS O DISPOSITIVO PODE AQUECER DEMASIADO.
7. MANTENHA O DISPOSITIVO AFASTADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
8. NÃO PARTILHE ESTE PRODUTO COM OUTRAS PESSOAS.
9. NÃO COLOQUE OU GUARDE EM LOCAIS ONDE POSSA CAIR OU SER PUXADO PARA DENTRO DE UMA BANHEIRA OU LAVATÓRIO. SE CAIR NA ÁGUA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE — NÃO COLOQUE AS MÃOS NA ÁGUA.
10. NÃO TOCAR NA FICHA/CONTROLADOR COM AS MÃOS MOLHADAS NEM UTILIZAR EM PELE OU ROUPAS MOLHADAS/HÚMIDAS.
11. NÃO AMASSAR, ENROLAR OU DOBRAR COM FORÇA DURANTE O FUNCIONAMENTO; NÃO SE SENTAR/AJOELHAR SOBRE O PAINEL NEM COLOCAR OBJETOS PESADOS/CORTANTES SOBRE O MESMO.
12. MANTER LONGE DE AEROSSÓIS/SOLVENTES, UTILIZAÇÃO DE OXIGÉNIO, ROUPAS DE CAMA, CORTINAS OU OUTROS MATERIAIS INFLAMÁVEIS.
13. UTILIZAR SEMPRE A PROTEÇÃO OCULAR FORNECIDA

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA ELÉTRICA:

1. Certifique-se de que o aparelho está ligado a uma fonte de alimentação com a classificação correta, correspondente à tensão indicada na etiqueta do produto.
2. Clientes do Reino Unido/UE-fora do Reino Unido: UTILIZE APENAS COM UMA TOMADA CA DE 230 V (Reino Unido)/220-240 V (UE-fora do Reino Unido). A utilização do aparelho noutros países com transformadores elétricos de terceiros é por sua conta e risco.
3. Não utilize com uma extensão. Não utilize com geradores, conversores de energia ou inversores. A utilização do aparelho noutros países com transformadores elétricos de terceiros é por sua conta e risco.
4. Não utilize se houver desgaste nos fios, no cabo CA ou se o controlador, o cabo ou os conectores parecerem comprometidos/danificados mecânica ou eletricamente. Se ocorrer um mau funcionamento, interrompa imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da STYLPRO™.
5. A ficha deve estar equipada com um fusível da mesma classificação (aprovado pela ASTA de acordo com a norma BS 1362). Em caso de dúvida, consulte um eletricitista qualificado.
6. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas; nunca puxe ou transporte o aparelho pelo cabo.
7. Inspeccione regularmente a ficha, o cabo e o controlador. Não utilize se estiver danificado, sobreaquecido, tiver caído ou não funcionar corretamente. As peças não podem ser reparadas pelo utilizador — não abra nem modifique.

ARMAZENAMENTO:

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE O GUARDAR. ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO DE QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GUARDE-O NUM LOCAL FRESCO E SECO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ONDE NÃO SEJA DANIFICADO. GUARDE SEMPRE O APARELHO NA SUA POSIÇÃO CURVA NATURAL. DEIXE O APARELHO ARREFECER ANTES DE O GUARDAR.

MANUTENÇÃO:

O SEU RED LIGHT BODY PANEL É VIRTUALMENTE LIVRE DE MANUTENÇÃO. PARA LIMPAR, DESLIGUE O DISPOSITIVO E LIMPE A PARTE EXTERIOR COM UM PANO HÚMIDO. SE OCORRER QUALQUER SITUAÇÃO ANORMAL, DESLIGUE E CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA STYLPRO™ PELO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS:

OS NOSSOS PRODUTOS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DO CONSUMIDOR EUROPEIA. A DIRETIVA DA UE 1999/44/EC ESTABELECE QUE "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS SE APLICA À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE". PORTANTO, TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA GRAVE, ASSIM COMO A QUE OS PRODUTOS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM A QUALIDADE ACEITÁVEL E SE A FALHA NÃO

LAGERUNG:
VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG AUSGESCHALTET UND AUF RAUMTEMPERATUR ABGEKÜHLT IST. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST. LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT, WO ES NICHT BESCHÄDIGT WERDEN KANN. BEWAHREN SIE DAS GERÄT IMMER IN SEINER NATÜRLICHEN GEBEGENEN POSITION AUF. LASSEN SIE DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG ABKÜHLEN.

WARTUNG:
IHRE RED LIGHT BODY PANEL IST PRAKTISCH WARTUNGSFREI. VOR DER REINIGUNG MUSS DAS GERÄT AUSGESCHALTET UND AUF RAUMTEMPERATUR ABGEKÜHLT SEIN. WISCHEN SIE ES DANN MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB. BEIM AUFTRETEN VON UNREGELMÄSSIGKEITEN DAS GERÄT AUSSCHALTEN UND DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER +44 (0) 20 3225 5559 KONTAKTIEREN.

LIMITIERTE ZWEI-JAHRES-GARANTIE:
IHRE WAREN SIND MIT GARANTIE VERSEHEN, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. IN DER EU-RICHTLINIE 1999/44/EG HEISST ES: „FÜR DEN VERKAUF ALLER VERBRAUCHSGÜTER IN DER GESAMTEN EU GILT EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEM DEFEKT. SIE HABEN AUCH DAS RECHT, DIE WAREN REPARIEREN ODER ERSETZEN ZU LASSEN, WENN DIE WAREN NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT SIND UND DER FEHLER NICHT SCHWERWIEGEND IST. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT VIERUNDSCHWANZIG MONATE LANG AB KAUFDAUMT KOSTENLOS, WENN DAS GERÄT VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EIN ZUSÄTZLICHER VORTEIL UND HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE. UM DEN SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN STYLPRO-KUNDENDIENST™ UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MÜSSEN SIE IHREN KAUFBELEG AUFBEWAHREN

WICHTIG: DIESE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN AB, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, ÄNDERUNGEN, MISSBRAUCH, MANGELNDE SORGFALT, EINE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE VERWENDUNG ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DURCH EIN NICHT AUTORISIERTES KUNDENZENTRUM ENTSTEHEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR WAREN, DIE VON AUTORISIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WURDEN. BEACHTEN SIE, DASS DER ARTIKEL VOR DER RÜCKGABE GRÜNDLICH GEREINIGT WERDEN MUSS.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTE:
Das WEEE-Symbol auf dem STYLIDEAS-Produkt, dem Originalzubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall behandelt werden darf, sondern separat gesammelt werden muss! Entsorgen Sie das STYLIDEAS-Produkt und sein Originalzubehör über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten, wenn Sie in der EU oder in anderen europäischen Ländern leben, die separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikgeräte betreiben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des STYLIDEAS-Produkts und seines Originalzubehörs leisten Sie einen Beitrag zur Verhütung von möglichen Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit, die sonst durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zum Erhalt natürlicher Ressourcen bei – ein guter Grund, Ihre Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen.

Entsorgung von Verpackungsabfällen:
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die über Ihre örtlichen Recycling-Stellen entsorgt werden können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit abzuwenden. Das Symbol auf der Kartonverpackung weist darauf hin, dass die Verpackung aus PAP besteht.

CE-KENNZEICHNUNG: UK/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: STYLIDEAS LTD. ERKLÄRT, DASS RED LIGHT BODY PANEL DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ENTSPRICHT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VEREINIGTES KÖNIGREICH. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
VOOR UW VEILIGHEID EN BLIJVENDE PLEZIER VAN DIT PRODUCT, LEES ALTIJD DE INSTRUCTIEBROCHURE ZORGVULDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT. Dit product is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor gebruik in andere toepassingen. Dit is geen medisch product of medisch hulpmiddel.

SPECIFICATIONS

Naam: STYLPRO™ Red light Full Body panel

Model: RBPO1A

Apparaatgrootte: 400x 285 x 12.4 mm

Materialen: Silicone

Ingangsspanning: 110 V -240 V

Uitvoerspanning: 12 V - 2A

Gewicht: 565 g

INBEGREPEN:
1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel



- 2x Verstelbare lichaamsbanden
- 1x Britse stroomvoorziening
- 1x Europese stekkeradapter
- 1x Beschermende bril
- 1x Zak voor bril
- 1x Reistas



12V  3A

VOÓR GEBRUIK - BELANGRIJK

LICHTGEVOELIGHEIDSTEST (VEREIST VOORAFGAAND AAN EERSTE GEBRUIK)
VOORDAT DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP LICHAAM OF GEZICHT WORDT GEPLAATST, DIENT ER EERST EEN LICHTGEVOELIGHEIDSTEST TE WORDEN UITGEVOERD:

1. HOUD DE AAN-/UITKNOP INGEDRUKT OM HET APPARAAT IN TE SCHAKELLEN.
2. PLAATS DE PLAAT OP EEN ARM EN DOE EEN SESSIE VAN VIJF MINUTEN.
3. SCHAKEL HET APPARAAT NA DE SESSIE UIT EN CONTROLEER HET GEBIED WAAROP DE PLAAT IS TOEGEPAST.

OPMERKING:

ER KAN DIRECT NA GEBRUIK ENIGE ROODHEID ZICHTBAAR ZIJN. DIT KOMT DOOR DE WARMTE VANUIT HET APPARAAT EN ZOU SNEL MOETEN WEGTREKKEN.
ALS DE ROODHEID LANGER DAN TWEE UUR AANHOUDT, DIENT HET APPARAAT NIET MEER TE WORDEN GEBRUIKT. MOCHT ER SPRAKE ZIJN VAN GEVOELIGHEID VOOR LICHT, RAADPLEEG DAN EEN ARTS VOORDAT HET GEBRUIK WORDT HERVAT.

VEILIGHEIDSISTRUCTIES:

1. DIT PRODUCT IS UITSLUITEND GEMAAKT VOOR THUISGEBRUIK BINNENSHUIS.
2. **RAADPLEEG EEN ARTS VOÓR GEBRUIK.** ALS EEN VAN DE ONDERSTAANDE AANDOENINGEN OF SITUATIES VAN TOEPASSING IS, WORDT HET AFGERADEN OM DE TE GEBRUIKEN ZONDER GOEDKEURING VAN EEN ARTS: METALEN IMPLANTATEN, RECENTE OPERATIE, OF EEN MEDISCHE IMPLAANTAAT ZOALES EEN PACEMAKER, ACTUELE ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING GEVEND, MISSELIJKHEID, HOOFDPJIN, KOORTS, HUIDAANDOENINGEN, BRANDWONDEN OF RODE HUID, BOTBREUKEN, KANKER OF ANDERE KWAADAARDIGE AANDOENINGEN, OSTEOPOROSE EN MENTALE AANDOENINGEN.
3. ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. DE LED MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR BABY'S, (JONGE) KINDEREN, HUIDSDIEREN, HULPBEHOEVENDE OF IMMOBIELE PERSONEN, OF PERSONEN MET VERMINDERDE FYSIEKE OF MENTALE CAPACITEITEN. DIT IS GEEN SPEELGOED.
4. INDIEN DE RED LIGHT BODY PANEL NIET GOED WERKT OF OP EEN OF ANDERE MANIER BESCHADIGD IS, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK ERVAN. NEEM CONTACT OP MET STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (ZIE HOOFDSTUK BEPERKTE TWEE JAAR GARANTIE VOOR CONTACTGEGEVENS).
5. LANGDURIG GEBRUIK EN LANGDURIGE BLOOTSTELLING VAN LED-LAMPJES IN DE OGEN KAN SCHADE VEROOZAKEN. LED'S KUNNEN NIET WORDEN VERVANGEN.
6. NIET GEBRUIKEN OP GEVOELIGE, GEÏRRITEERDE OF BESCHADIGDE HUID. NIET GEBRUIKEN OP GEZWOLLEN OF ZONVERBRANDE HUID OF ALS JE EEN ANDERE HUIDAANDOENING HEBT.
7. KIK NIET RECHTSTREEKS IN DE LED-LAMPJES.
8. **VERMID GEBRUIK IN COMBINATIE MET SERUMS DIE LICHTGEVOELIGE INGREDIËNTEN ZOALES VITAMINE C OF POTENTIËLE FOTOSENSIBILATOREN ZOALES AHA'S EN BHA'S, ETHERISCHE OLIËN, BENZOYLPEROXIDE EN RETINOIDEN BEVATTEN**

TEST UW GEVOELIGHEID VOOR LICHT OP UW ARM VOORDAT U DE RED LIGHT BODY PANEL GEBRUIKT.

HOE TE GEBRUIKEN:

1. SLUIT HET APPARAAT AAN OP DE VOEDINGSKABEL EN STEEK DE STEKKER IN EEN STOPCONTACT.
2. ZORG DAT HET GEBIED SCHOON EN DROOG IS, EN ER GEEN RESTEN VAN COSMETICA MEER AANWEZIG ZIJN.
3. DRAAG ALTIJD DE MEEGELEVERDE OOGBESCHERMING WANNEER DE PLAAT IN DE RICHTING VAN OF IN DE BUURT VAN HET GEZICHT IS GEPLAATST.
4. BEREID DE PLAAT VOOR OP DE GEWENSTE GEBRUIKSPOSITIE:
 - DE PLAAT KAN WORDEN VASTGEHOUDEN, KAN LEUNEN TEGEN EEN STABIELE ONDERGROND OF KAN WORDEN OPGEHANGEN OM HET LICHT DIRECT OP HET GEZICHT OF LICHAAM TE LATEN SCHIJNEN.
 - DE PLAAT KAN TEVENS OM HET LICHAAM WORDEN GEWIKKELD EN WORDEN VASTGEZET MET ÉÉN OF TWEE BANDEN, AFHANKELIJK VAN HET GEBIED DAT WORDT BEHANDELD.
5. HOUD DE AAN-/UITKNOP INGEDRUKT OM DE SESSIE TE STARTEN.
 - VIER INDICATORLAMPJES GAAN BRANDEN. ELK VAN DE LAMPJES VERTEGENWOORDIGT VIJF MINUTEN.
 - ELKE VIJF MINUTEN GAAT ER ÉÉN LAMPJE UIT.
 - HET APPARAAT SCHAKELT NA TWINTIG MINUTEN AUTOMATISCH UIT.
6. GENIET VAN DE SESSIE.
WE RADEN DAGELIJKS GEBRUIK GEDURENDE TIEN TOT TWINTIG MINUTEN PER LICHAAMSDEEL AAN ALS ONDERDEEL VAN DE REGULIERE ROUTINE.

DANOS. OS LED NÂO SÃO SUBSTITUÍVEIS.

6. NÂO UTILIZE EM PELE SENSÍVEL, IRRITADA OU COM LESÕES. NÂO UTILIZE EM PELE INCHADA NEM QUEIMADA PELO SOL, NEM SE TIVER QUAISQUER OUTROS PROBLEMAS DE PELE.

7. NÂO OLHE DIRETAMENTE PARA AS LUZES LED.

8. EVITE A UTILIZAÇÃO COM SÉRUMS QUE CONTÊM INGREDIENTES SENSÍVEIS À LUZ OU POTENCIAIS FOTOSENSIBILIZANTES, TAIS COMO VITAMINA C, AHAS, BHAS, ÓLEOS ESSENCIAIS, PEROXÍDO DE BENZOÍLO E RETINÓIDES.

TESTE A SUA SENSIBILIDADE À LUZ NO BRAÇO ANTES DE UTILIZAR O RED LIGHT BODY PANEL

MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. LIGUE O APARELHO AO CABO DE ALIMENTAÇÃO E, EM SEGUIDA, LIGUE O ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO A UMA TOMADA DE PAREDE.
2. CERTIFIQUE-SE DE QUE A ÁREA ESTÁ LIMPA, SECA E SEM PRODUTOS.
3. UTILIZE SEMPRE A PROTEÇÃO OCULAR FORNECIDA QUANDO O PAINEL ESTIVER VOLTADO OU POSICIONADO PERTO DO ROSTO.
4. PREPARE O PAINEL PARA A POSIÇÃO DESEJADA DA SESSÃO:
 - O PAINEL PODE SER SEGURADO, ENCOSTADO A UMA SUPERFÍCIE ESTÁVEL OU MONTADO PARA DIRECIONAR A LUZ PARA O ROSTO OU CORPO.
 - O PAINEL TAMBÉM PODE SER ENROLADO À VOLTA DO CORPO UTILIZANDO UMA OU DUAS CORREIAS, DEPENDENDO DA ÁREA A SER TRATADA.
5. PRESSIONE CONTINUAMENTE O BOTÃO ON/OFF PARA INICIAR A SESSÃO.
 - QUATRO LUZES INDICADORAS ACENDERÃO, CADA UMA REPRESENTANDO CINCO MINUTOS.
 - UMA LUZ APAGARÁ A CADA CINCO MINUTOS.
 - O APARELHO DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE APÓS 20 MINUTOS.
6. DESFRUTE DA SUA SESSÃO.
RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DIÁRIA DURANTE 10 A 20 MINUTOS POR ÁREA DO CORPO, COMO PARTE DA SUA ROTINA HABITUAL.

COMO UTILIZAR:

CONFIGURAÇÃO DAS CORREIAS (ANTES DO POSICIONAMENTO)
PRENDA AS CORREIAS MAIS LONGAS E MAIS CURTAS EM CADA LADO DO PAINEL, CERTIFICANDO-SE DE QUE O VELCRO MACIO (FOFO) FICA VOLTADO PARA FORA.

TRONCO (À VOLTA DA CINTURA)

SEGURE O PAINEL POR CADA CORREIA E POSICIONE-O À VOLTA DA SUA CINTURA.
PASSE A CORREIA MAIS LONGA PELO ARO DE PLÁSTICO DA CORREIA MAIS CURTA.
PRENDA A CORREIA PARA QUE O PAINEL FIQUE CONFORTÁVEL E SOLTO À VOLTA DO CORPO.

TRONCO (SOBRE O OMBRO)

SEGURE O PAINEL PELA CORREIA MAIS CURTA E LEVANTE-O SOBRE O OMBRO.
PASSE A CORREIA MAIS LONGA PELO ARO DE PLÁSTICO DA CORREIA MAIS CURTA.
PRENDA DE FORMA QUE O PAINEL FIQUE CONFORTÁVEL SOBRE O CORPO.

MÃOS E PÉS

PASSE A CORREIA MAIS LONGA PELO ARO DE PLÁSTICO DA CORREIA MAIS CURTA E APERTE COMPLETAMENTE.
ISTO CRIA UMA FORMA DE TÚNEL, PERMITINDO QUE AS MÃOS OU OS PÉS FIQUEM CONFORTÁVEIS SOB O PAINEL.

BRAÇOS E PERNAS

RETIRE A CORREIA MAIS CURTA.
PASSE A CORREIA MAIS LONGA PELO LADO OPOSTO DO PAINEL E APERTE.
O COMPRIMENTO RESTANTE DA CORREIA PODE SER ENROLADO À VOLTA DO PAINEL PARA O FIXAR NO LUGAR.

EXERCÍCIO OU UTILIZAÇÃO FACIAL

RETIRE AMBAS AS CORREIAS.
SEGURE O PAINEL COM AS MÃOS, ENCOSTE-O A UMA SUPERFÍCIE ESTÁVEL OU PENDURE-O UTILIZANDO UM CABIDE (NÃO INCLUIDO).
UTILIZE SEMPRE PROTEÇÃO OCULAR SE O PAINEL ESTIVER VIRADO PARA O ROSTO.

LIMPEZA:

1. UTILIZE UM TOALHETE DESINFETANTE PARA LIMPAR O APARELHO LED. RECOMENDAMOS A LIMPEZA APÓS CADA UTILIZAÇÃO

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA:

A utilização de um dispositivo de terapia com luz vermelha de outra forma que não a descrita neste manual anula a garantia e pode causar lesões graves. O dispositivo facial de luz vermelha **RED LIGHT BODY PANEL** é um dispositivo elétrico. Para evitar choque elétrico, siga as seguintes considerações de segurança:

- Não molhe o dispositivo nem o mergulhe em água.
- Não lave as peças elétricas com água ou líquidos.

Avfallsbehandling av emballasje:

Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan sorteres og resirkuleres på vanlig måte. Når emballasjen avfallsbehandles på korrekt måte, bidrar du til å unngå mulig miljø- og helseisiklo. Symbolet på kartongen viser at emballasjen er laget av resirkulerbart materiale (PAP).

CE-MERKING: UK/EU - ERKLÆRING OM SAMSVAR: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT RED LIGHT BODY PANEL OVERHOLDER DE VESSENTLIGE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AV SAMSVARSEKLÆRINGEN ER TILGJENGELIG VED FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIA.

(PT) GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

PARA A SUA SEGURANÇA E FRUIÇÃO PERMANENTE DESTA PRODUTO, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. O produto destina-se apenas a utilização privada e não a utilização comercial nem a utilização noutras aplicações. Este não é um produto médico nem um dispositivo médico.

CARACTERÍSTICAS:

Nome: STYLPRO™ Red light Full Body panel
Modelo: RBP01A
Tamanho do dispositivo: 400x 285 x 12.4 mm
Materiais: Silicóne
Tensão de entrada: 110 V - 240 V
Saída: 12 V --- 2 A
Peso: 565 g

INCLUI:

- 1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2x Correias ajustáveis para o corpo
- 1x Fonte de alimentação do Reino Unido
- 1x Adaptador de ficha da UE
- 1x Óculos de proteção
- 1x Bolsa para óculos
- 1x Saco de transporte para viagem

12V  3A

ANTES DE UTILIZAR - IMPORTANTE

TESTE DE SENSIBILIDADE À LUZ (NECESSÁRIO ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO)
ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO NO ROSTO OU CORPO, REALIZE UM TESTE DE SENSIBILIDADE À LUZ:

1. PRESSIONE O BOTÃO ON/OFF PARA LIGAR O APARELHO.
2. COLOQUE O PAINEL NO BRAÇO E EXECUTE UMA SESSÃO DE CINCO MINUTOS.
3. APÓS A SESSÃO, DESLIGUE O APARELHO E VERIFIQUE A ÁREA.

NOTA:

PODE OCORRER UMA LIGEIRA VERMELHIDÃO IMEDIATAMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO DEVIDO AO CALOR GERADO PELO APARELHO, MAS ESTA DEVE DESAPARECER RAPIDAMENTE. SE A VERMELHIDÃO PERSISTIR POR MAIS DE DUAS HORAS, INTERROMPA A UTILIZAÇÃO. PODE TER SENSIBILIDADE À LUZ - CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE CONTINUAR A UTILIZAR O APARELHO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

1. ESTE APARELHO FOI CONCEBIDO APENAS PARA USO DOMÉSTICO EM AMBIENTES INTERNOS.
2. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR. SE TIVER ALGUMA DAS CONDIÇÕES ABAIXO, NÃO É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DO SEM A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO: IMPLANTES METÁLICOS, CIRURGIA RECENTE OU IMPLANTE MÉDICO, COMO PACEMAKER, GRAVIDEZ OU AMAMENTAÇÃO, NÁUSEAS, DOR DE CABEÇA, FEBRE, DOENÇAS DE PELE, QUEIMADURAS OU VERMELHIDÃO, OSSOS PARTIDOS, CANCRO OU OUTRAS DOENÇAS MALIGNAS, OSTEOPOROSE E DOENÇAS MENTAIS.
3. APENAS PARA UTILIZAÇÃO POR ADULTOS. NÃO UTILIZE EM BEBÊS, CRIANÇAS, ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, PESSOAS INCAPACITADAS OU IMOBILIZADAS, OU PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS OU MENTAIS REDUZIDAS SEM SUPERVISÃO. ESTE APARELHO NÃO É UM BRINQUEDO.
4. SE O RED LIGHT BODY PANEL APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO OU ESTIVER DANIFICADO DE ALGUMA FORMA, INTERROMPA IMEDIATAMENTE A SUA UTILIZAÇÃO. ENTRE EM CONTACTO COM O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE STYLPRO™ (CONSULTE A SECÇÃO GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS PARA OS DETALHES DE CONTACTO).
5. UTILIZE AS LUZES LED COM CUIDADO. A UTILIZAÇÃO E A EXPOSIÇÃO PROLONGADAS DAS LUZES LED NOS OLHOS PODEM CAUSAR

GEBUIKSINSTRUCTIE:

PLAATSING VAN DE BANDEN (VOORAFGAAND AAN POSITIONERING)
BEVESTIG DE LANGERE EN KORTERE BANDEN AAN ELKE KANT VAN DE PLAAT EN ZORG DAT DE ZACHT (PLUIZIGE) KANT VAN HET KLITTENBAND NAAR BUITEN WIJST.

TORSO (AROUND WAIST)

TORSO (ROND TAILLE)
HOUD DE PLAAT BIJ ALLE BANDEN VAST EN PLAATS HEM ROND DE TAILLE.
VOER DE LANGERE BAND DOOR DE PLASTIC LUS VAN DE KORTERE BAND.
ZET DE BAND ZODANIG VAST DAT DE PLAAT COMFORTABEL EN LOSJES ROND HET LICHAAM ZIT.

TORSO (OVER DE SCHOUDE)

HOUD DE PLAAT BIJ DE KORTERE BAND VAST EN TIL HEM OVER DE SCHOUDE.
VOER DE LANGERE BAND DOOR DE PLASTIC LUS VAN DE KORTERE BAND.
ZET DE PLAAT ZODANIG VAST DAT HIJ COMFORTABEL OVER HET LICHAAM RUST.

HANDEN EN VOETEN

VOER DE LANGERE BAND DOOR DE PLASTIC LUS VAN DE KORTERE BAND EN TREK HEM HELEMAAL AAN.
DIT CREEËRT EEN TUNNELVORM WAARDOOR HANDEN OF VOETEN COMFORTABEL ONDER DE PLAAT KUNNEN ZITTEN.

ARMEN EN BENEN

VERWIJDER DE KORTERE BAND.
VOER DE LANGERE BAND DOOR DE ANDERE KANT VAN DE PLAAT EN TREK HEM HELEMAAL AAN.
HET RESTEREDE DEEL VAN DE BAND KAN ROND DE PLAAT WORDEN GEWIKKELD OM HEM OP ZIJN PLEK TE HOUDEN.

OEENING OF GEBUIK OP GEZICHT

VERWIJDER BEIDE BANDEN.
HOUD DE PLAAT VAST, LEUN HEM TEGEN EEN STABIEL OPPERVAK OF HANG HEM AAN EEN HANGER (NIET MEEGELEVERD).
DRAAG DE OOGBESCHERMING WANNEER DE PLAAT IN DE RICHTING VAN HET GEZICHT IS GEDRAAD.

REINIGEN:

1. GEBUIK EEN DESINFECTEREND DOEKJE OM HET LEDAPPARAAT AF TE VEGEN. WE RADEN AAN HET APPARAAT NA IEDER GEBUIK TE REINIGEN.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN:

Gebruik van een roodlichttherapieapparaat op een andere manier dan beschreven in deze handleiding maakt de garantie ongeldig en kan leiden tot ernstig letsel.

Het RED LIGHT BODY PANEL is een elektrisch apparaat. Neem de volgende veiligheidsoverwegingen in acht om elektrische schokken te voorkomen:

- Maak uw apparaat niet nat en dompel uw apparaat niet onder in water.
- Was elektrische onderdelen niet met water of vloeistoffen.
- Raak het apparaat of de schakelaars niet rechtstreeks aan met natte handen.
- Raak het apparaat niet aan op natte of vochtige huid.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, buiten is achtergelaten of in contact is geweest met water of vloeistoffen.
- Wijzig dit apparaat niet en probeer het ook niet te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in hete temperaturen die hoger zijn of kunnen zijn dan 54 °C (130 °F).

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBUIKT.
2. ALS U TUDENS OF NA GEBUIK AFWIJKINGEN AAN UW HUID VOELT, RAADPLEEG DAN UW MEDISCH SPECIALIST.
3. GEBUIK HET APPARAAT NIET TUDENS HET BADEN OF ONDER DE DOUCHE OM HET TE BESCHERMEN TEGEN ELEKTRISCHE GEVAREN.
4. GEBUIK DIT APPARAAT NIET ALS HET NIET GOED FUNCTIONEERT OF ALS HET GEVALLEN OF BESCHADIGD IS. BRENG HET APPARAAT NAAR HET DICHTSTBIJZIJNDE SERVICEPUNT VOOR ONDERZOEK, ELEKTRISCHE OF MECHANISCHE AANPASSING OF REPARATIE. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN.
5. GEBUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEDOELDE GEBUIK ZOAIS BESCHREVEN IN DEZE GEBUIKSAANWIJZING. HET GEBUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAAR OPLEVEREN.
6. PLAATS GEEN ENKEL DEEL VAN HET PRODUCT IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN ZOAIS RADIATOREN, FORNUIZEN ENZ. EN LEG HET NIET OP EEN ZACHT OPPERVAK ZOAIS EEN BED, AANGEZIEN HET APPARAAT OVERVERHIT KAN RAKEN.
7. HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN BIJTENDE VLOEISTOFFEN.
8. DEEL DIT PRODUCT MET NIEMAND ANDERS.
9. PLAATS/BEWAAR HET PRODUCT NIET OP EEN PLEK WAAR HET KAN VALLEN OF WAAR HET IN EEN BADKUIP OF WASTAFEL KAN WORDEN GETROKKEN. ALS HET IN WATER VALT, DIENT DE STEKKER ONMIDDELIJK UIT HET STOPCONTACT TE WORDEN GETROKKEN. RAAK HET WATER NIET AAN.
10. RAAK DE STEKKER/CONTROLLER NIET AAN MET NATTE HANDEN EN GEBUIK DE PLAAT NIET ALS DE HUID OF KLEDING NAT OF VOCHTIG IS.

11. ALS DE PLAAT IS INGESCHAKELD, MAG DEZE NIET WORDEN OPGEFROMMELD, GEKREUKT OF STRAK WORDEN OPGEVOUWEN. ZIT OF KNIJL NIET OP DE PLAAT EN PLAATS ER GEEN ZWARE OF SCHERPE VOORWERPEN OP.

12. HOUD DE PLAAT UIT DE BUURT VAN DRIJFGASSEN, OPLOSMIDDELEN, ZUURSTOFAPPARATEN, BEDDENGOD, GORDIJNEN OF ANDERE ONTVLAMBARE MATERIALEN.

13. DRAAG ALTIJD DE MEEGELEVERDE OOGBESCHERMING.

VEILIGHEIDSINFORMATIE M.B.T. ELEKTRONICA:

- 1. Zorg dat het apparaat wordt aangesloten op een stroomvoorziening met het juiste nominale vermogen dat overeenkomt met het voltage dat wordt aangegeven op het productlabel.
- 2. Klanten in het VK en klanten in de EU en buiten het VK: GEBRUIK ALLEEN MET EEN 230V- (VK)/220-240-240V-STROOMVOORZIENING (EU/NIET-VK). Gebruik van het apparaat in andere landen met elektrische omvormers van andere partijen is voor eigen risico.
- 3. Niet gebruiken met een verlengsnoer. Niet gebruiken met generatoren, stroomomvormers of omvormers. Gebruik van het apparaat in andere landen met elektrische omvormers van andere partijen is voor eigen risico.
- 4. Niet gebruiken als de snoeren, het stroomsnoer of het snoer van de controller rafelt/rafelen of als het lijkt alsof er mechanische of elektronische schade is. Bij storing/defect van het product dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt en moet er contact worden opgenomen met de klantenservice van STYLPRO™.
- 5. De stekker moet zijn voorzien van een zekering van dezelfde klasse (overeenkomstig de BS 1362-norm en goedgekeurd volgens ASTA). Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien bij twijfel hierover.
- 6. Houd het stroomsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken, trek niet aan het snoer en draag het product nooit aan het snoer.
- 7. Inspecteer stekker, het snoer en de controller regelmatig. Niet gebruiken als deze beschadigd of oververhit is, of hij is gevallen of defect is. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. Open en pas het product niet aan.

OPSLAG:
ZORG DAT HET PRODUCT IN DE 'UIT'-STAND STAAT EN IS AFGEKOELD TOT KAMERTEMPERATUUR VOORDAT U HET OPBERGT. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS. PLAATS HET IN EEN KOELE, DROGE RUIMTE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN, WAAR HET NIET BESCHADIGD KAN RAKEN. BEWAAR HET APPARAAT IN ZIJN NATUURLIJK GEBOGEN POSITIE. LAAT DE APPARAAT AFKOELEN VOORDAT HET WORDT OPGEBOGEN.

ONDERHOUD
UW RED LIGHT BODY PANEL IS VRIJWEL ONDERHOUDSVRIJ. OM HET PRODUCT TE REINIGEN, SCHAKELT U HET UIT, LAAT U HET AFKOELEN TOT KAMERTEMPERATUUR EN VEGT U HET SCHOON MET EEN LICHT VOCHTIGE DOEK. ALS ER EEN ABNORMALE SITUATIE ONTSTAAT, DIENT U DE DEKEN UIT TE SCHAKELEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP +44 (0) 20 3225 5559

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR:
ONZE GOEDEREN WORDEN GELEVERD MET GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE EUROPESE CONSUMENTENWETGEVING. EU RICHTLIJN 1999/44/EG, DEZE RICHTLIJN STELT EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR GELDT VOOR DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMPTIEGOEDEREN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING BIJ EEN ERNSTIG DEFECT U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN ALS DE GOEDEREN NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT GEEN ERNSTIG DEFECT IS. STYLPRO™ REPARERE OF VERVANGT (NAAR EEN KEUZE) UW APPARAAT GRATIS GEDURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM, INDIEN HET APPARAAT DEFECTEN VERTOONT IN VAKMANSCHAP OF MATERIALEN. DEZE GARANTIE IS EEN EXTRA VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. VOOR SERVICE ONDER DEZE GARANTIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. VOOR HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM MOET U UW AANKOOPBEWIJS BEWAREN.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGELUKKEN, VERKEERD GEBRUIK, WIJZIGINGEN, MISBRUIK, GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF GEBRUIK ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIES, OF HET UITVOEREN VAN SERVICE OF REPARATIES DOOR EEN NIET-GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG OP PRODUCTEN DIE ZIJN VERKOCHT DOOR ERKENDE WEDERVERKOPERS. HET ARTIKEL MOET GRONDIG WORDEN GEREINIGD VOORDAT HET WORDT GERETOURNEERD.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT:
Het WEEE-symbool op het STYLIDEAS-product, de bijbehorende originele accessoires of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als normaal huishoudafval, maar dat het apart moet worden ingezameld! Het STYLIDEAS-product en de bijbehorende originele accessoires dienen te worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur in uw woonplaats in de EU en in andere Europese landen waar dergelijke afzonderlijke inzamelpunten voor afval van elektrische en elektronische apparatuur bestaan (zoals milieustraten). Het STYLIDEAS-product en de daarbij horende originele accessoires op de juiste wijze te verwijderen, helpt u mogelijk gevaar door onjuist verwijderen van het apparaat voor het milieu en de gezondheid van anderen te vermijden. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke grondstoffen. Het is daarom belangrijk om oude elektrische en elektronische apparatuur niet bij gewoon huishoudafval te plaatsen.

Verpakkingsafval verwerken:
De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw lokale recyclingfaciliteiten kunnen worden gebracht. Door de verpakkingsmaterialen op de juiste wijze te verwerken, helpt u mogelijk gevaar voor het milieu en de gezondheid van anderen te

- STYLPRO™ KAN FORÅRSÅKE FARER.
- 6. KKE LEGG NOEN DEL AV APPARATET I NÆRHETEN AV VARMEKILDER SOM RADIATORER, KOMFYRER OSV. IKKE LEGG APPARATET PÅ EN MYK OVERFLATE, FOR EKSEMPEL EN SENG, DA ENHETEN KAN OVEROPPHETES.
 - 7. HOLD ENHETEN UNNA ETSNDE VÆSKER.
 - 8. IKKE DEL DETTE PRODUKTET MED NOEN ANDRE.
 - 9. MÅ IKKE LEGGES ELLER OPPBEVARES PÅ STEDER DER DET KAN FALLE ELLER DRAS NED I ET BADEKAR ELLER EN HÅNDVASK. HVIS DET FALLER NED I VANN, MÅ DU UMIDDELBART KOBLE DET FRA STRØMMEN – IKKE GRIP ETTER PRODUKTET I VANNET.
 - 10. IKKE BERØR CONTACTEN ELLER KONTROLLKNAPPER MED VÅTE HENDER, OG IKKE BRUK APPARATET PÅ VÅT/FUKTIG HUD, ELLER MED VÅTE/FUKTIGE KLÆR.
 - 11. APPARATET MÅ IKKE KRØLLES, BRETTES ELLER FOLDES TETT UNDER BRUK. IKKE SITTE, STÅ PÅ KNE ELLER SETT TUNGE GJENSTANDER PÅ APPARATET.
 - 12. HOLD APPARATET BORTE FRA AEROSOLER/LØSEMIDLER, OKSYGENAPPARATER ELLER OKSYGEN PÅ FLASKE, SENGETØY, GARDINER ELLER ANDRE BRENNBARE MATERIALER.
 - 13. DE VEDLAGTE VERNEBRILLENE MÅ ALLTID BRUKES

ELEKTRISK SIKKERHETSINFORMASJON:

- 1. Sørg for at apparatet er koblet til en strømforsyning med samme spenning som den som er oppgitt på produktetiketten.
- 2. Kunder i Storbritannia og EU/ikke-UK: MÅ BARE BRUKES MED STRØMUTTAK SOM TILFØRER 230 V(UK)/220-240-240 V (EU/ikke-UK) VEKSELSTRØM. Bruk i andre land med tredjegrads adaptore/transformatorer skjer på egen risiko.
- 3. Må ikke brukes med skjøteledning. Må heller ikke brukes med generatore, strømtrettere eller vekselrettere. Bruk i andre land med tredjegrads adaptore/transformatorer skjer på egen risiko.
- 4. Må ikke brukes hvis det er synlig slitasje på ledninger/kabler, eller det er mekaniske eller elektriske skader på strømkabelen, kontrollknappene eller noen av kontaktene. Hvis det oppstår feil, må bruken av apparatet avsluttes omgående. Kontakt STYLPRO™ kundenservice.
- 5. Kontaktene er utstyrt med en sikring. Hvis den må skiftes ut, må den nye sikringen ha samme ampereverdi som den gamle, være ASTA-godkjent og overholde BS 1362. Sørg råd hos en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
- 6. Sørg for at strømkabelen ikke kommer i kontakt med varme overflater, og ikke dra eller løft apparatet etter kabelen.
- 7. Inspiser støpsel/kontakter, kabler og kontrollknapper med jevne mellomrom. Apparatet må ikke brukes hvis noen av disse er skadet, overopphetet, har vært utsatt for støt- eller fallskade eller har funksjonsfeil. Apparatet har ingen deler som skal vedlikeholdes av brukeren. Må ikke åpnes eller endres.

LAGRING:
FORSIKRE DEG OM AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING. SØRG FOR AT ENHETEN ER FRAKOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN. MÅ OPPBEVARES PÅ ET KJØLG, TØRT STED UTLIENGELIG FOR BARN, DER DET IKKE VIL BLI UTSATT FOR SKADER. APPARATET MÅ ALLTID OPPBEVARES I DEN NATURLIGE, BUDEDE FORMEN. VENT TIL APPARATET ER HELT AVKJØLT FØR DU PAKKER DET NED.

VEDLIKEHOLD:
RED LIGHT BODY PANEL ER NESTEN VEDLIKEHOLDSFRITT. APPARATET KAN RENGJØRES VED Å SLÅ DET AV OG TØRKE UTSIDEN MED EN FUKTIG KLUT. HVIS DET OPPSTÅR NOEN UNORMALE FORHOLD, MÅ DU SLÅ DET AV OG KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559

BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI:
VARENE VIL VERES LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN UTELUKKES I ENHOLD TIL EUROPEISK FORBRUKERLOV. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSLÅR AT «EN TOÅRIG GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKSVARER OVER HELE EU». DU HAR RETT TIL Å FÅ PRODUKTET ERSTATTET ELLER REFUNDERT VED ALVORLIG SVIKT, OG DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ REPARERT ELLER ERSTATTET VARER HVIS DE IKKE ER AV AKSEPTABEL KVALITET OG FEILEN IKKE UTGJØR EN ALVORLIG SVIKT. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER EGET SKJØNN) APPARATET DITT KOSTNADSFRITT I TJUEFIRE MÅNEDER FRA KJØPSDATO, HVIS APPARATET ER DEFECT I UTFØRELSE ELLER MATERIALE. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM ELLER +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE EN GARANTIKRAV MÅ DU BEHOLDE KJØPSBEVISTET DITT.

VIKTIG: DENNE GARANTIE DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES ULYKKER, MISBRUK, ENDRINGER, FEIL BRUK, MANGEL PÅ FORNUFTIG VEDLIKEHOLD ELLER BRUK SOM IKKE BESKRIVES I DISSE INSTRUKSJONENE, ELLER UTFØRELSE AV SERVICE ELLER REPARASJONER AV ET IKKE-AUTORISERT SERVICESENTER. DENNE GARANTIE GJELDER KUN FOR VARER SOM SELGES AV AUTORISERTEFORHANDLERE. MERK: VAREN MÅ VÆRE GRUNDIG RENGJORT FØR RETUR.

KORREKT AVFALLSBEHANDLING AV PRODUKTET:
WEEE-symbolet på STYLIDEAS-produktet, det originale tilbehør eller emballasjen viser at apparatet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall, men må leveres til resirkulering. STYLIDEAS-produktet og tilhørende, originalt tilbehør må leveres til resirkulering på innsamlingssteder for elektrisk og elektronisk avfall hvis du bor i EU eller andre europeiske land som har et eget innsamlingsssystem for elektrisk og elektronisk avfall. Når STYLIDEAS-produktet og tilhørende, originalt tilbehør avfallsbehandles på korrekt måte, bidrar du til å unngå miljø- og helseproblemer som følge av feil avfallsbehandling. Resirkulering av materialer bidrar til bevaring av naturressurser. Det er derfor viktig at elektrisk og elektronisk utstyr ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.



- 4. GJØR PANELET KLART FOR OMRÅDET DU SKAL BEHANDLE:**
– DU KAN HOLDE PANELET, LENE DET MOT EN STABIL OVERFLATE ELLER FESTE DET MED LYSKILDENE VENDT MOT ANSIKTET ELLER KROPPEN.
– DU KAN OGSÅ FESTE PANELET RUNDT KROPPEN MED ÉN ELLER BEGGE STROPPER, AVHENGIG AV HVILKET OMRÅDE DU SKAL BEHANDLE.
5. TRYKK OG HOLD INNE STRØMKNAPPEN FOR Å SLÅ PÅ APPARATET.
– FIRE INDIKATORLAMPER LYSER. HVER LAMPE REPRÉSENTERER FEM MINUTTER.
– FOR HVERT FEMTE MEDGÅTTE MINUTT, SLÅS EN LAMPE AV.
– APPARATET SLÅR SEG AUTOMATISK AV ETTER 20 MINUTTER.
6. SLAPP AV OG NYT OPPLÉVELSEN.
VI ANBEFALER DAGLIG BRUK I 10–20 MINUTTER PER OMRÅDE SOM EN DEL AV EN REGELMESSIG RUTINE.

BRUK:
ARRANGER STOPPENE (FØR Plassering på kroppen)
FEST DEN LANGE OG DEN KORTE STROPPEPÅ PÅ HVER SIN SIDE AV PANELET. SØRG FOR AT DEN MYKE SIDEN AV BORRELÅSEN VENDER UTOVER.

OVERKROPPEN (RUNDT MIDJEN)
HOLD PANELET ETTER STROPPEPENE OG PlassER DET RUNDT MIDJEN.
FØR DEN LANGE STROPPEPÅ GJENNOM PLASTLØKKEN PÅ DEN KORTE STROPPEPÅ.
FEST STROPPEPÅ SLIK AT PANELET SITTER BEHAGELIG OG LØST RUNDT KROPPEN,

OVERKROPPEN (OVER SKULDEREN)
HOLD PANELET ETTER STROPPEPENE OG LØFT DET OVER SKULDEREN.
FØR DEN LANGE STROPPEPÅ GJENNOM PLASTLØKKEN PÅ DEN KORTE STROPPEPÅ.
FEST STROPPEPÅ SLIK AT PANELET SITTER KOMFORTABELT MOT KROPPEN.

HENDER OG FØTTER
FØR DEN LANGE STROPPEPÅ GJENNOM PLASTLØKKEN PÅ DEN KORTE STROPPEPÅ OG STRAM HELT TIL.
DETTE FORMER PANELET TIL EN TUNNEL SOM SITTER KOMFORTABELT OVER HENDENE ELLER FØTTEPÅ.

ARMER OG BEIN
FJERN DEN KORTESTE STROPPEPÅ.
TRE DEN LENGSTE STROPPEPÅ GJENNOM DEN MOTSATTE SIDEN AV PANELET OG STRAM TIL.
RESTEN AV STROPPEPÅ KAN SNURRES RUNDT PANELET FOR BEDRE FESTE.

VED BRUK UNDER TRENING ELLER PÅ ANSIKTET
FJERN BEGGE STROPPEPÅ.
HOLD PANELET I HENDENE, LEN DET MOT EN STABIL OVERFLATE ELLER HENG DET VED HJELP AV EN HENGER (IKKE INKLUDERT).
DU MÅ ALLTID BRUKE VERNEBRILLENE NÅR LYSKILDENE PÅ PANELET ER VENDT MOT ANSIKTET.

RENGJØRING:
1. TØRK AV LED- APPARATET MED EN DESINFEKSJONSSERVIETT. VI ANBEFALER AT DU RENGJØR APPARATET ETTER HVER BRUK

SIKKERHETSKONSEPTER:
Bruk av en enhet for behandling med rødt lys på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken, ugyldiggjør garantien og kan resultere i alvorlige skader. **RED LIGHT BODY PANEL** er en elektrisk enhet. Unngå elektrisk støt ved å følge disse sikkerhetsforholdsreglene:

- Ikke gjør enheten våt eller senk den ned i vann.
- Ikke vask elektriske deler med vann eller annen væske.
- Ikke berør direkte enheten eller bryterne med våte hender.
- Ikke påfør enheten på eller berør enheten med våt eller fuktig hud.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt mistet, stått ute eller har kommet i kontakt med vann eller væsker.
- Ikke endre, forsøk å endre eller reparere denne utstyret. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke bruk eller lagre enheten i høye temperaturer som er eller kan overstige 54 °C (130 °F).

ADVARSEL:
FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANNSKADER, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.
2. TA KONTAKT MED LEGE HVIS DU FØLER UNORMALITETER I HUDEN UNDER BRUK ELLER ETTER BRUK.
3. FOR Å BESKYTTE MOT ELEKTRISKE FAREPÅ, MÅ APPARATET IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN.
4. IKKE BRUK DETTE APPARATET HVIS DET FEILFUNGERER ELLER HAR FALT I BAKKEN ELLER BLITT SKADET PÅ NOEN MÅTE. RETURNER APPARATET TIL NERMESTE SERVICEANLEGG FOR UNDERSØKELSE, ELEKTRISK ELLER MEKANISK JUSTERING ELLER REPARASJON. INGEN REPARASJONER SKAL FØRSØKES AV FORBRUKEREN.
5. APPARATET SKAL BARE BRUKES SOM BESKREVET I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ER ANBEFALT AV

vermijden. Het PAP-symbool op de verpakking geeft aan dat de verpakking is gemaakt van PAP.

CE MARKERING:UK/EU - CONFORMITEITSVERKLARING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT **RED LIGHT BODY PANEL** VOLDTOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPIE VAN DE CONFORMITEITSVERKLARING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(IT) MANUALE PER L'USO E LA MANUTENZIONE
PER LA SICUREZZA E IL COMFORT D'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE ATTENTAMENTE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Il prodotto è destinato esclusivamente a uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Questo non è un prodotto medico né un dispositivo medico.

SPECIFICATIONS:

Nome: STYLPRO™ Red light Full Body panel

Modello: RBP01A

Dimensioni del dispositivo: 400x 285 x 12,4 mm

Materiale: Silicone

Tensione di ingresso: 110V-240V

Uscita: 12V-2A

Peso: 565 gr

CONTENUTO:

- 1 STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2 fasce regolabili per il corpo
- 1 alimentatore UK
- 1 adattatore presa UE
- 1 occhiali protettivi
- 1 custodia per occhiali
- 1 custodia da viaggio

12V  3A

PRIMA DELL'USO - IMPORTANTE

TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE (NECESSARIO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO)
PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SU VISO O CORPO, ESEGUIRE UN TEST DI SENSIBILITÀ:


1. PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER ACCENDERE IL DISPOSITIVO.
2. POSIZIONARE IL PANNELLO SUL BRACCIO ED EFFETTUARE UNA SESSIONE DI 5 MINUTI.
3. AL TERMINE, SPEGNERE IL DISPOSITIVO E OSSERVARE LA ZONA TRATTATA.

NOTA:

UN LIEVE ARROSSAMENTO IMMEDIATO PUÒ COMPARIRE A CAUSA DEL CALORE EMESSO DAL DISPOSITIVO E DOVREBBE SCOMPARIRE RAPIDAMENTE.
SE L'ARROSSAMENTO PERSISTE PER OLTRE 2 ORE, INTERROMPERE L'USO. POTREBBE TRATTARSI DI UNA SENSIBILITÀ ALLA LUCE: CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DI CONTINUARE.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

1. QUESTO DISPOSITIVO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO IN AMBIENTI INTERNI.
2. CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DELL'USO. IN PRESENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI SOTTO ELENCAATE, L'USO NON È RACCOMANDATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI UN MEDICO: IMPIANTI METALLICI, INTERVENTI CHIRURGICI RECENTI, PRESENZA DI DISPOSITIVI MEDICI COME PACEMAKER, GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO, NAUSEA, MAL DI TESTA, FEBBRE, MALATTIA DELLA PELLE, USTIONI O ARROSSAMENTI, FRATTURE, TUMORI O ALTRE PATOLOGIE TUMORALI, OSTEOPOROSI E DISORDINI MENTALI.
3. L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO È DESTINATO SOLO AGLI ADULTI. NON UTILIZZARE CON NEONATI, BAMBINI, ANIMALI DOMESTICI, PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O CON MOBILITÀ RIDOTTA, NÉ CON PERSONE CON CAPACITÀ FISICHE O MENTALI RIDOTTE SENZA SUPERVISIONE. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.
4. SE LO **RED LIGHT BODY PANEL** NON FUNZIONA CORRETTAMENTE O È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO, SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI USARLO. CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ (VEDERE LA SEZIONE GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI PER I DETTAGLI DI CONTATTO).
5. USARE LE LUCI A LED CON ATTENZIONE. L'USO E L'ESPOSIZIONE PROLUNGATI DEGLI OCCHI ALLE LUCI A LED POSSONO CAUSARE DANNI. LE LUCI LED NON SONO SOSTITUIBILI.
6. NON UTILIZZARE SU PELLE SENSIBILE, IRRITATA O LESIONATA. NON UTILIZZARE SU PELLE GONFIA O SCOTTATA DAL SOLE O SE SI HANNO ALTRE CONDIZIONI CUTANEE.
7. **NON GUARDARE DIRETTAMENTE LE LUCI LED.**
8. EVITARE L'USO CON SIERO CONTENENTE INGREDIENTI FOTOSENSIBILI O POTENZIALI FOTOSENSIBILIZZANTI COME



VITAMINA C, AHA, BHA, OLI ESSENZIALI, PEROSSIDO DI BENZOILE E RETINOIDI.
PROVA LA TUA SENSIBILITÀ ALLA LUCE SUL BRACCIO PRIMA DI UTILIZZARE RED LIGHT BODY PANEL.

UTILIZZO:

- 1. COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL CAVO DI ALIMENTAZIONE E INSERIRE L'ALIMENTATORE IN UNA PRESA DI CORRENTE.
 - 2. ASSICURARSI CHE LA ZONA DA TRATTARE SIA PULITA, ASCIUTTA E PRIVA DI PRODOTTI.
 - 3. INDOSSARE SEMPRE GLI OCCHIALI PROTETTIVI IN DOTAZIONE QUANDO IL PANNELLO È RIVOLTO VERSO IL VISO O POSIZIONATO NELLE SUE VICINANZE.
 - 4. PREPARARE IL PANNELLO NELLA POSIZIONE DESIDERATA:
 - PUÒ ESSERE TENUTO IN MANO, APPOGGIATO A UNA SUPERFICIE STABILE O FISSATO PER PROIETTARE LA LUCE VERSO VISO O CORPO.
 - PUÒ ANCHE ESSERE AVVOLTO INTORNO AL CORPO UTILIZZANDO UNA O DUE FASCE, A SECONDA DELL'AREA DA TRATTARE.
 - 5. TENERE PREMUTO IL PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER AVVIARE LA SESSIONE.
 - SI ACCENDERANNO QUATTRO SPIE LUMINOSE, OGNUNA CORRISPONDENTE A 5 MINUTI.
 - UNA SPIA SI SPEGNERÀ OGNI 5 MINUTI.
 - IL DISPOSITIVO SI SPEGNERÀ AUTOMATICAMENTE DOPO 20 MINUTI.
 - 6. RILASSARSI E GODERSI LA SESSIONE.
- CONSIGLIAMO UN UTILIZZO QUOTIDIANO DI 10-20 MINUTI PER AREA, COME PARTE DELLA ROUTINE ABITUALE.

COME INDOSSARLO

PREPARAZIONE DELLE FASCE (PRIMA DEL POSIZIONAMENTO)
FISSARE LA FASCIA LUNGA E QUELLA CORTA AI LATI DEL PANNELLO, ASSICURANDOSI CHE IL LATO MORBIDO (IN VELCRO) SIA RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.

TORSO (INTORNO ALLA VITA)

TENERE IL PANNELLO AFFERRANDO ENTRAMBE LE FASCE E POSIZIONARLO INTORNO ALLA VITA.
FAR PASSARE LA FASCIA LUNGA ATTRAVERSO L'ANELLO IN PLASTICA DELLA FASCIA CORTA.
REGOLARE E FISSARE IN MODO CHE IL PANNELLO ADERISCA COMODAMENTE, SENZA STRINGERE.

TORSO (A TRACOLLA)

TENERE IL PANNELLO DALLA FASCIA CORTA E SOLLEVARLO SOPRA LA SPALLA.
FAR PASSARE LA FASCIA LUNGA ATTRAVERSO L'ANELLO IN PLASTICA DELLA FASCIA CORTA.
REGOLARE FINO A QUANDO IL PANNELLO POGGIA COMODAMENTE SUL CORPO (A TRACOLLA).

MANI E PIEDI

FAR PASSARE LA FASCIA LUNGA ATTRAVERSO L'ANELLO IN PLASTICA DELLA FASCIA CORTA E STRINGERE COMPLETAMENTE.
SI CREERÀ UNA FORMA A "TUNNEL" CHE CONSENTE DI INSERIRE COMODAMENTE MANI O PIEDI SOTTO IL PANNELLO.

BRACCIA E GAMBE

RIMUOVERE LA FASCIA CORTA.
FAR PASSARE LA FASCIA LUNGA ATTRAVERSO IL LATO OPPOSTO DEL PANNELLO E STRINGERE.
LA PARTE RESTANTE DELLA FASCIA PUÒ ESSERE AVVOLTA INTORNO AL PANNELLO PER FISSARLO.

UTILIZZO DURANTE L'ESERCIZIO O SUL VISO

RIMUOVERE ENTRAMBE LE FASCE.
TENERE IL PANNELLO IN MANO, APPOGGIARLO A UNA SUPERFICIE STABILE O APPENDERLO CON UNA GRUCCE (NON INCLUSA).
INDOSSARE SEMPRE GLI OCCHIALI PROTETTIVI SE IL PANNELLO È RIVOLTO VERSO IL VISO.

PULIZIA:

1.PULIRE IL DISPOSITIVO LED CON UNA SALVIETTA DISINFETTANTE. SI CONSIGLIA LA PULIZIA DOPO OGNI UTILIZZO.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA:

- L'uso di un dispositivo di terapia della luce rossa in qualsiasi modo diverso da quanto descritto in questo manuale annulla la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni.
Il dispositivo per il trattamento viso con luce rossa RED LIGHT BODY PANEL è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche, attenersi alle seguenti considerazioni sulla sicurezza:
- Non bagnare il dispositivo né immergerlo in acqua.
 - Non lavare le parti elettriche con acqua o liquidi.
 - Non toccare direttamente il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate.
 - Non applicare o toccare il dispositivo sulla pelle bagnata o umida.
 - Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato cadere, lasciato all'aperto o è entrato in contatto con acqua o liquidi.
 - Non modificare o tentare di modificare o riparare questo apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
 - Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate che superino i 54°C (130°F).

(NO) BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

AV HENSYN TIL EGEN SIKKERHET, OG FOR AT DU SKAL FÅ MEST MULIG UTBYTTE AV DETTE PRODUKTET, ANBEFALER VI AT DU ALLTID LESER BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK. Produktet er kun beregnet for privat bruk. Det er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk innen andre bruksområder. Dette er ikke et medisinsk produkt eller en medisinsk enhet.

SPESIFIKASJONER:

Navn: STYLPRO™ Red light Full Body panel
Modell: RBP01A
Enhetsens størrelse: 400x 285 x 12,4 mm
Materials: Silikon
Inngangsspenning: 110 V–240 V
Utgangseffekt: 12 v --- 2A
Vekt: 565 g

INKLUDERER:

- 1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2+ justerbare stropper
- 1x UK-strømforsyning
- 1 x EU-adapter
- 1 x vernebriller
- 1 x brillpose
- 1 x oppbevaringsveske

12V  3A

FØR BRUK – VIKTIG

LYSFØLSOMHETSTEST (MÅ UTFØRES FØR FØRSTE BRUK)
FØR DU BRUKER DETTE APPARATET PÅ ANSIKTET ELLER KROPPEN, MÅ DU UTFØRE EN LYSFØLSOMHETSTEST:

- 1. TRYKK PÅ STRØMKNAPPEN FOR Å SLÅ PÅ APPARATET.
- 2. Plasser panelet på armen, og la det sitte på i fem minutter.
- 3. Slå av apparatet etter økten, og sjekk hudområdet.

MERK:

DET ER NATURLIG AT HUDEN BLIR LITT RØD RETT ETTER BRUK PÅ GRUNN AV VARMEN FRA APPARATET. DETTE BØR IMIDLERTID BLEKNE RASKT.
HVIS RØDHETEN VARER I MER ENN TO TIMER, BØR DU AVSLUTTE BRUKEN AV APPARATET. HUDEN DIN KAN VÆRE OVERFØLSOM OVERFOR LYS – SØK RÅD FRA LEGE FØR DU FORTSETTER Å BRUKE APPARATET.


SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

- 1. DETTE APPARATET ER LAGET KUN FOR INNENDØRS HJEMMEBRUK.
- 2.SØK RÅD HOS LEGE FØR BRUK. HVIS NOEN AV TILSTANDENE OPPFØRT UNDER GJELDER FOR DEG, ANBEFALER VI AT DU IKKE BRUKER GODKJENNING FRA LEGE, METALLIMPLANTATER, NYLIGE KIRURGISKE INNGREP, MEDISINSKE IMPLANTATER SOM PACEMAKER, ER GRAVID ELLER AMMER, KVALME, HODEPINE, FEBER, HUDSYKDOMMER, FORBRENNINGER ELLER RØDE HUDOMRÅDER, BEINBRUDD, KREFT ELLER ANDRE ONDARTEDE TILSTANDER, OSTEOPOROSE ELLER PSYKISK SYKDOM.
- 3. SKAL KUN BRUKES AV VOKSNE. MÅ IKKE BRUKES AV SPEDBARN, BARN, KJØLEDYR, PERSONER SOM ER UFØRE ELLER SOM IKKE KAN BEVEGE SEG, ELLER PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE ELLER PSYKISKE EVNER, UTEN TILSYN. DETTE ER IKKE EN LEKE.
- 4. HVIS RED LIGHT BODY PANEL FEILFUNGERER ELLER ER SKADET PÅ NOEN MÅTE, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE DEN UMIDDELBART. KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE (SE AVSNITTET BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI FOR KONTAKTINFORMASJON).
- 5. BRUK LED-LYS MED FORSIKTIGHET. LANGVARIG BRUK OG LANGVARIG EKSPONERING FOR LED-LYS I ØYNE KAN FORÅRSAKE SKADE. LED-ENE KAN IKKE BYTTES UT.
- 6. IKKE BRUK PÅ SENSITIV, IRRITERT ELLER ØDELAGT HUD. IKKE BRUK PÅ HOVEN ELLER SOLBRENT HUD, ELLER HVIS DU HAR ANDRE HUDPROBLEMER.
- 7. IKKE SE DIREKTE INN I LED-LYSENE.
- 8. UNNGÅ Å BRUKE APPARATET MED SERUMER SOM INNEHOLDER LYSSENSITIV INGREDIENSER ELLER INGREDIENSER SOM MEDFØRER RISIKO FOR FOTOTOKSISITET, FOR EKSEMPEL VITAMIN C, AHA, BHA, ETERISKE OLJER, BENZOYLPEROKSID OG RETINOID.

TEST DEG SELV FOR LYSSENSITIVITET PÅ ARMEN FØR DU BRUKER RED LIGHT BODY PANEL

BRUK:

- 1. Koble apparatet til strømkablen, og sett støpselet med adapter i en stikkontakt.
- 2. Sørg for at området som skal behandles, er rent, tørt og fritt for produkter.
- 3. Du må alltid bruke de vedlagte vernebrillene når lyskildene på panelet er vendt mot ansiktet, eller panelet er nær ansiktet.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:

- 1. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación con una potencia nominal adecuada que coincida con la tensión indicada en la etiqueta del producto.
- 2. Clientes residentes en el Reino Unido/la UE y el resto del mundo: UTILICE EL DISPOSITIVO EXCLUSIVAMENTE CON UNA TOMA DE CORRIENTE DE 230 V (Reino Unido)/220-240 V (UE y resto del mundo). El uso del dispositivo en otros países con transformadores eléctricos de terceros se realiza bajo la responsabilidad del usuario.
- 3. No utilice el dispositivo con alargadores ni con generadores, convertidores de potencia o inversores. El uso del dispositivo en otros países con transformadores eléctricos de terceros se realiza bajo la responsabilidad del usuario.
- 4. No utilice el dispositivo si los cables o el cable de CA están desgastados, o si el mando, el cable o los conectores parecen haber sufrido daños mecánicos o eléctricos. Si se produce una avería, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de STYLPRO™.
- 5. El enchufe debe estar provisto de un fusible del mismo amperaje (homologado por la ASTA de acuerdo con la norma BS 1362). En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.
- 6. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes; nunca tire del dispositivo desde el cable ni lo transporte sujetándolo desde este.
- 7. Inspeccione regularmente el enchufe, el cable y el mando. No utilice el dispositivo si está dañado, se sobrecalienta, ha sufrido un impacto o funciona incorrectamente. Ninguna de las piezas del dispositivo es reparable por el usuario: no lo abra ni lo modifique.

ALMACENAMIENTO:

ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO, ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUÁRDELO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ. ALMACENE EL DISPOSITIVO EN SU POSICIÓN CURVADA NATURAL. DEJE QUE EL DISPOSITIVO SE ENFRÍE ANTES DE GUARDARLO.

MANTENIMIENTO:

SU RED LIGHT BODY PANEL PRÁCTICAMENTE NO NECESITA MANTENIMIENTO. PARA LIMPIARLO, APAGUE EL DISPOSITIVO Y LIMPIE EL EXTERIOR CON UN PAÑO HÚMEDO. SI SE PRODUCE CUALQUIER ANOMALÍA, APAGUE EL DISPOSITIVO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ LLAMANDO AL +44 (0) 20 3225 5559.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS:

NUESTROS PRODUCTOS VIENEN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEY EUROPEA DEL CONSUMIDOR. LA DIRECTIVA 1999/44/CE DE LA UE ESTABLECE QUE «SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN CUALQUIER LUGAR DE LA UE». USTED TIENE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN O AL REEMBOLSO EN CASO DE AVERÍA GRAVE. USTED TAMBIÉN TIENE DERECHO A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SI ESTOS NO SON DE CALIDAD ACCEPTABLE Y LA AVERÍA NO CONSTITUYE UNA AVERÍA GRAVE. STYLPRO™ REPARARÁ O SUSTITUIRÁ (A NUESTRA ELECCIÓN) SU DISPOSITIVO GRATUITAMENTE DURANTE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO PRESENTA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA RECLAMAR LA GARANTÍA DEBE CONSERVAR EL COMPROBANTE DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES, NI LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO PARA LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. TENGA EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO DEBE LIMPIARSE A FONDO ANTES DE SU DEVOLUCIÓN.

PROCEDIMIENTO PARA UNA ELIMINACIÓN ADECUADA DE ESTE PRODUCTO:

El símbolo WEEE que aparece en este producto de STYLIDEAS, sus accesorios originales o su embalaje indica que el dispositivo no debe eliminarse como residuo municipal sin clasificar, sino que debe desecharse por separado. Deseche este producto de STYLIDEAS y sus accesorios originales en un punto limpio apto para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos si vive en la UE o en otro país europeo que cuente con un sistema de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos. Al desechar correctamente este producto STYLIDEAS y sus accesorios originales, contribuye a evitar los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública que podría plantear una eliminación inadecuada. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus aparatos eléctricos y electrónicos antiguos junto con los residuos municipales sin clasificar.

Eliminación del embalaje:

El embalaje de este producto está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse a través de las instalaciones de reciclaje locales. Al eliminar correctamente el embalaje, contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública. El símbolo que se muestra en el embalaje de cartón indica que ha sido fabricado con PAP.

MARCAS CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UK/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE RED LIGHT BODY PANEL CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES RELEVANTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE A PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

AVVERTENZA:

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO O LESIONI A PERSONE:
- 1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DELL'APPARECCHIO.
- 2. SE SI AVVERTONO ANOMALIE SULLA PELLE DURANTE L'USO O DOPO L'USO, CONSULTARE UNO SPECIALISTA MEDICO.
- 3. PER PROTEGGERSI DAI RISCHI ELETTRICI, NON USARE MENTRE SI FA IL BAGNO O LA DOCCIA.
- 4. NON AZIONARE IL DISPOSITIVO SE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE. SE È CADUTO O SE SI È DANNEGGIATO IN QUALSIASI MODO. RITRIBUIRE L'APPARECCHIO AL CENTRO DI ASSISTENZA PIÙ VICINO PER UN CONTROLLO, UNA REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI O MECCANICI O PER LE NECESSARIE RIPARAZIONI. IL CONSUMATORE NON DEVE TENTARE ALCUN INTERVENTO DI RIPARAZIONE.
- 5. UTILIZZARE L'APPARECCHIO UNICAMENTE PER GLI SCOPI DESCRITTI NEL PRESENTE MANUALE DELLE ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.
- 6. NON COLLOCARE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO VICINO A FONTI DI CALORE COME TERMOSIFONI, FORNELLI, ECC., E NON APPOGGIARLO SU SUPERFICI MORBIDE COME UN LETTO IN QUANTO IL DISPOSITIVO POTREBBE SURRISCALDARSI.
- 7. TENERE IL DISPOSITIVO LONTANO DA LIQUIDI CORROSIVI.
- 8. NON CONDIVIDERE QUESTO PRODOTTO CON ALTRE PERSONE.
- 9. NON POSIZIONARE O RIPORRE IL DISPOSITIVO IN LUOGHI DOVE POTREBBE CADERE O ESSERE TIRATO IN UNA VASCA O LAVANDINO. SE CADE IN ACQUA, SCOLLEGARE SUBITO. NON IMMERGERE LE MANI NELL'ACQUA.
- 10. NON TOCCARE LA SPINA O IL CONTROLLER CON MANI BAGNATE NÉ UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SU PELLE O INDUMENTI UMIDI.
- 11. NON ACCARTOCCIARE, PIEGARE O RIEPIEGARE FERMAMENTE IL PANNELLO DURANTE L'USO; NON SEDERSI, INGINOCCHIANDOSI SOPRA DI ESSO NÉ APPOGGIARVI OGGETTI PESANTI O APPUNTITI.
- 12. TENERE LONTANO DA AEROSOL, SOLVENTI, OSSIGENO, BIANCHERIA DA LETTO, TENDE O ALTRI MATERIALI INFIAMMABILI.
- 13. INDOSSARE SEMPRE GLI OCCHIALI PROTETTIVI FORNITI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ELETTRICA:

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione adeguata, conforme alla tensione indicata sull'etichetta del prodotto.
- 2. Clienti UK/UE e non UK: UTILIZZARE SOLO CON PRESE AC DA 230V (UK)/220-240V (UE/non UK). L'uso in altri Paesi con trasformatori di tze parti è a proprio rischio.
- 3. Non utilizzare prolunghe, generatori, convertitori o inverter di corrente. L'uso in altri Paesi con trasformatori di terze parti è a proprio rischio.
- 4. Non utilizzare se i cavi, il controller o i connettori risultano danneggiati o compromessi meccanicamente o elettricamente. In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Servizio Clienti STYLPRO™.
- 5. La spina deve essere dotata di un fusibile della stessa portata (approvato ASTA secondo lo standard BS 1362). In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.
- 6. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde; non tirare né trasportare il dispositivo afferrandolo dal cavo.
- 7. Controllare regolarmente spina, cavo e controller. Non utilizzare se danneggiati, surriscaldati, caduti o malfunzionanti. Non ci sono parti riparabili dall'utente: non aprire né modificare il dispositivo.

CONSERVAZIONE:

ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DELLA CONSERVAZIONE. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SCOLLEGATO DA QUALSIASI PRESA ELETTRICA. CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DOVE NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO. CONSERVARE SEMPRE IL DISPOSITIVO MANTENENDO LA SUA NATURALE FORMA CURVA. LASCIARE RAFFREDDARE COMPLETAMENTE IL DISPOSITIVO PRIMA DI CONSERVARLO.

MANUTENZIONE:

IL TUO RED LIGHT BODY PANEL È PRATICAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE. PER PULIRLO, SPENGI L'APPARECCHIO E PULISCI L'ESTERNO CON UN PANNO UMIDO. SE SI VERIFICA QUALSIASI CONDIZIONE ANOMALA, SPEGNERE E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL +44 (0) 20 3225 5559.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI:

I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SUI CONSUMATORI. LA DIRETTIVA UE 1999/44/CE STABILISCE CHE "UNA GARANZIA DI DUE ANNI SI APLICA ALLA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. HAI DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO IN CASO DI DIFETTI GRAVI, HAI ANCHE DIRITTO ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DEL BENE QUALORA ESSO NON SODDISFI IL CRITERIO DI ACCETTABILE QUALITÀ E QUALORA IL MALFUNZIONAMENTO NON POSSA ESSERE CONSIDERATO GRAVE, STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL TUO DISPOSITIVO GRATUITAMENTE PER VENTICATTRO MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO NELLA LAVORAZIONE O NEI MATERIALI. QUESTA GARANZIA È OFFERTA COME VANTAGGIO SUPPLEMENTARE E NON INFLUISCE SU TUOI DIRITTI LEGALI. PER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA, SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ AL TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, SI PREGA DI CONSERVARE LA PROVA D'ACQUISTO.

NOTA BENE: LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ALTERAZIONI, ABUSI, MANCANZA DI CURA RAGIONEVOLE O USO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTE ISTRUZIONI, O DA INTERVENTI DI ASSISTENZA O RIPARAZIONE DA PARTE DI TERZI NON AUTORIZZATI. QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER LE MERCI VENDUTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. NOTA, L'OGGETTO DEVE ESSERE PULITO ASSCURATAMENTE PRIMA DEL RESO.

SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO:

Il simbolo WEEE sull'apparecchio STYLIDEAS, sugli accessori originali o sull'imballaggio indica che il dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato, ma smaltito separatamente. Smaltire il prodotto e i relativi accessori presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se si risiede nell'UE o in Paesi che adottano sistemi di raccolta differenziata per tali rifiuti. Lo smaltimento corretto del dispositivo STYLIDEAS e dei relativi accessori originali contribuisce a evitare possibili pericoli per l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero altrimenti causare un trattamento inadeguato delle apparecchiature di scarto. Il corretto smaltimento favorisce il recupero delle risorse naturali. Pertanto, non smaltire le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti urbani indifferenziati.



Smaltimento dei rifiuti di imballaggio:

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili, riciclabili presso le strutture locali. Smaltire l'imballaggio in modo corretto contribuisce a evitare possibili pericoli per l'ambiente e la salute pubblica. Il simbolo sulla confezione indica che l'imballaggio è realizzato in materiale PAP.

MARCATURA DI CONFORMITÀ CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO/UE: STYLIDEAS LTD DICHIARA CHE RED LIGHT BODY PANEL È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E AD ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIO.

(PO) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALE KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU, PRZED JEGO UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Należy pamiętać, że nie jest to produkt medyczny ani urządzenie medyczne.

SPECYFIKACJA:

Nazwa: STYLPRO™ Red light Full Body panel
Model: RBP01A
Rozmiar urządzenia: 400x 285 x 12,4 mm
Materiał: Silikon
Napięcie wejściowe: 110 - 240 V
Napięcie wyjściowe: 12 V, natężenie: 2 A
Waga: 565 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2 x regulowane paski do mocowania na ciele
- 1 x zasilacz z wtyczką brytyjską
- 1 x adapter wtyczki UE
- 1 x okulary ochronne
- 1 x woreczek na okulary
- 1 x worek do przechowywania

12V 3A

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM – WAŻNE

TEST WRAŻLIWOŚCI NA ŚWIATŁO (OBOWIĄZKOWY PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM)
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA NA TWARZY LUB CIELE NALEŻY WYKONAĆ TEST WRAŻLIWOŚCI NA ŚWIATŁO:

1. NACIŚNIJ PRZYSKŁ WŁĄCZ/WYŁĄCZ, ABY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE.
2. UMIEŚĆ PANEL NA RAMIENIU I PRZEPROWADŹ 5-MINUTOWĄ SESJĘ.
3. PO ZAKOŃCZENIU WYŁĄCZ URZĄDZENIE I SPRAWDŹ OBSZAR SKÓRY.

UWAGA:

BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU MOŻE WYSTĄPIĆ LEKKIE ZACZERWIENIE SPOWODOWANE CIEPŁEM EMITOWANYM PRZED URZĄDZENIE. POWINNO ONO USTĄPIĆ W KRÓTKIM CZASIE.
JEŻELI ZACZERWIENIE UTRZYMUJE SIĘ DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZINY, NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE. MOŻE TO WSKAZYWAĆ NA NADWRAŻLIWOŚĆ NA ŚWIATŁO — PRZED DALSZYM UŻYTKOWANIEM ZALECA SIĘ KONSULTACJĘ Z LEKARZEM

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

1. URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
2. KONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PRZED UŻYCIEM. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KTÓREJKOLWIEK Z NIŻEJ WYMIENIONYCH SYTUACJI STOSOWANIE NIE JEST ZALECANE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY LEKARZA: METALOWE IMPLANTY, NIEDAWNO PRZEPROWADZONY ZABIEG CHIRURGICZNY, IMPLANTY MEDYCZNE (NP. ROZRUSZNIK SERCA), CIĄŻA LUB KARMIEŃIE PIERŚMI, 20.

DE HOLGURA.

TORSO (SOBRE EL HOMBRO)

SUJETE LA ALFOMBRILLA POR LA CORREA CORTA Y COLÓQUELA SOBRE EL HOMBRO.
PASE LA CORREA LARGA POR LA ANILLA DE PLÁSTICO DE LA CORREA CORTA.
A CONTINUACIÓN, APRIÉTELA DE MODO QUE QUEDE COLOCADA CÓMODAMENTE SOBRE EL CUERPO.

PIES Y MANOS

PASE LA CORREA LARGA POR LA ANILLA DE PLÁSTICO DE LA CORREA CORTA, TIRE Y APRIÉTELA FIRMEMENTE.
ESTA MANIOBRA FORMARÁ UN TÚNEL QUE PERMITIRÁ INSERTAR CÓMODAMENTE LAS MANOS O LOS PIES EN EL INTERIOR DE LA ALFOMBRILLA.

BRAZOS Y PIERNAS

RETIRE LA CORREA CORTA.
PASE LA CORREA LARGA POR EL LADO OPUESTO DE LA ALFOMBRILLA Y APRIÉTELA.
PUEDE ENROLLAR EL TRAMO DE CORREA SOBRANTE ALREDEDOR DE LA ALFOMBRILLA.

EJERCICIO O USO EN LA CARA

RETIRE AMBAS CORREAS.
SUJETE LA ALFOMBRILLA CON LAS MANOS, APÓYELA CONTRA UNA SUPERFICIE ESTABLE O CUÉLGUELA CON UN COLGADOR (NO INCLUIDO).
USE SIEMPRE LAS GAFAS DE PROTECCIÓN PARA OJOS SI LA LUZ DE LA ALFOMBRILLA SE DIRIGE HACIA LA CARA.

LIMPIEZA:

1. UTILICE UNA TOALLITA DESINFECTANTE PARA LIMPIAR EL DISPOSITIVO LED. LE RECOMENDAMOS LIMPIARLO DESPUÉS DE CADA USO.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

El uso de un dispositivo de terapia de Luz Roja de cualquier manera distinta a las descritas en este manual anula su garantía y podría además provocar lesiones graves. El RED LIGHT BODY PANEL. es un dispositivo eléctrico. Para evitar una descarga eléctrica, respete las siguientes consideraciones de seguridad:

- No moje ni sumerja el dispositivo en agua.
- No lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
- No toque directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.
- No acerque ni aplique el dispositivo en piel húmeda o mojada.
- No use el dispositivo si se ha caído, ha estado al aire libre, o ha entrado en contacto con agua u otros líquidos.
- No modifique, ni intente modificar o reparar, este dispositivo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
- No use ni almacene su dispositivo en sitios con temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54 °C (130 °F).

ADVERTENCIA:

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:
1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A USAR EL DISPOSITIVO.
 2. SI SIENTE ANOMALÍAS EN SU PIEL DURANTE O DESPUÉS DEL USO, CONSULTE A SU MÉDICO ESPECIALISTA.
 3. PARA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS, NO USAR MIENTRAS SE BAÑA O DUCHA.
 4. NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO SI FUNCIONA MAL O SE HA CAÍDO O DAÑADO DE ALGÚN MODO. DEVUELVA EL APARATO AL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCA PARA SU EXAMEN, AJUSTE ELÉCTRICO O MECÁNICO, O REPARACIÓN. EL CONSUMIDOR NO DEBE INTENTAR NINGUNA REPARACIÓN.
 5. USE EL DISPOSITIVO SOLO PARA EL USO PREVISTO COMO SE DESCRIBE EN ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS.
 6. NO COLOQUE NINGUNA PARTE DEL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, COCINAS, ETC., NI TAMPOCO SOBRE UNA SUPERFICIE BLANDA COMO UNA CAMA, YA QUE EL DISPOSITIVO PODRÍA SOBRECALENTARSE.
 7. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS.
 8. NO COMPARTA ESTE PRODUCTO CON NADIE MÁS.
 9. NO COLOQUE NI GUARDE EL DISPOSITIVO EN LUGARES DONDE PUEDA CAERSE O SER ARRASTRADO HASTA UNA BAÑERA, LAVABO O FREGADERO. SI CAEYSE EN EL AGUA, DESCONÉCTELO INMEDIATAMENTE Y EVITE INTRODUCIR LAS MANOS EN EL AGUA.
 10. NO TOQUE EL ENCHUFE NI EL MANDO CON LAS MANOS MOJADAS NI UTILICE EL DISPOSITIVO SOBRE PIEL O ROPA MOJADA O HÚMEDA.
 11. NO ARRUGUE, PLIEGUE NI DOBLE EL DISPOSITIVO EJERCENDO FUERZA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO; NO SE SIENTE NI SE ARRODILLE SOBRE EL, NI COLOQUE OBJETOS PESADOS O AFILADOS ENCIMA DE ÉL.
 12. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE AEROSOL/DESOLVENTES, OXÍGENO, ROPA DE CAMA, CORTINAS U OTROS MATERIALES INFLAMABLES.
 13. UTILICE SIEMPRE LAS GAFAS PROTECTORAS SUMINISTRADAS.

ANTES DEL USO - IMPORTANTE

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ (OBLIGATORIA ANTES DEL PRIMER USO)
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO EN LA CARA O EL CUERPO, REALICE UNA PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ.

- 1. PULSE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA ENCENDER EL DISPOSITIVO.
- 2. COLOQUE LA ALFOMBRILLA EN EL BRAZO Y REALICE UNA SESIÓN DE 5 MINUTOS.
- 3. TRAS ESTA SESIÓN, APAGUE EL DISPOSITIVO Y COMPRUEBE LA ZONA.

NOTA:

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO, PUEDE QUE SE OBSERVE UN LIGERO ENROJECIMIENTO, DEBIDO AL CALOR QUE DESPRENDE EL DISPOSITIVO, QUE DEBERÍA DESAPARECER RÁPIDAMENTE.
SI EL ENROJECIMIENTO PERSISTE TRANSCURRIDAS 2 HORAS, DEJE DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO. PODRÍA SER SENSIBLE A LA LUZ Y DEBE CONSULTAR A UN MÉDICO ANTES DE CONTINUAR USÁNDOLO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- 1. ESTÁ HA SIDO DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA UN USO DOMÉSTICO EN INTERIORES.
- 2. CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE UTILIZAR.
- SI PADECE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS, SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE LOS ESTADOS O UTILIZA CUALQUIERA DE LOS APARATOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, NO USE SIN LA APROBACIÓN DE SU MÉDICO: IMPLANTES METÁLICOS; CIRUGÍA RECIENTE O IMPLANTES MÉDICOS COMO MARCAPASOS; EMBARAZO O LACTANCIA; NAÚSEAS; DOLOR DE CABEZA; FIEBRE; ENFERMEDADES DE LA PIEL; QUEMADURAS O ENROJECIMIENTO DE LA PIEL; FRACTURAS ÓSEAS; CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES MALIGNAS; OSTEOPOROSIS; O ENFERMEDADES MENTALES.
- 3. ESTE PRODUCTO SOLO ESTÁ INDICADO PARA PERSONAS ADULTAS. NO UTILICE LA MANTA SIN SUPERVISIÓN CON BEBÉS, NIÑOS, MASCOTAS, PERSONAS INCAPACITADAS O INMÓVILES, O PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS O MENTALES REDUCIDAS. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.
- 4. SI EL RED LIGHT BODY PANEL FALLA O ESTÁ DAÑADO DE ALGÚN MODO, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE. CONTACTE CON EL SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (VER DATOS DE CONTACTO EN LA SECCIÓN GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS).
- 5. USE LAS LUCES LED CON CUIDADO. EL USO PROLONGADO Y LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DE LOS OJOS A LUCES LED PUEDE CAUSAR DAÑOS. LOS LED NO SON REEMPLAZABLES.
- 6. NO USAR EN PIEL SENSIBLE, IRRITADA O AGRIETADA. NO USAR EN PIEL INFLAMADA O QUEMADA POR EL SOL O SI TIENE ALGUNA OTRA CONDICIÓN CUTÁNEA.
- 7. NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED.
- 8. EVITE UTILIZAR EL DISPOSITIVO CON SÉRUMS QUE CONTENGAN INGREDIENTES SENSIBLES A LA LUZ O AGENTES POTENCIALMENTE FOTOSENSIBILIZANTES, COMO VITAMINA C, AHA, BHA, ACEITES ESENCIALES, PEROXÍDO DE BENZOILO Y RETINOÍDES.

PRUEBE SU SENSIBILIDAD A LA LUZ EN EL BRAZO ANTES DE UTILIZAR EL RED LIGHT BODY PANEL.

MODO DE UTILIZACIÓN

- 1. CONECTE EL DISPOSITIVO AL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y, A CONTINUACIÓN, ENCHUFE EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EN LA TOMA DE CORRIENTE.
 - 2. ASEGÚRESE DE QUE LA ZONA DONDE VA A APLICARLO ESTÉ LIMPIA, SECA Y SIN PRODUCTOS.
 - 3. USE SIEMPRE LAS GAFAS PROTECTORAS SUMINISTRADAS AL COLOCAR LA ALFOMBRILLA CERCA DE LA CARA.
 - 4. PREPARE LA ALFOMBRILLA EN LA POSICIÓN DESEADA PARA LA SESIÓN:
 - PUEDE SOSTENER LA ALFOMBRILLA, APOYARLA CONTRA UNA SUPERFICIE ESTABLE O INSTALARLA DE MODO QUE LA LUZ SE DIRIJA HACIA LA CARA O EL CUERPO.
 - TAMBIÉN PUEDE COLOCAR LA ALFOMBRILLA ALREDEDOR DEL CUERPO USANDO UNA O DOS CORREAS, EN FUNCIÓN DE LA ZONA QUE SE VAYA A TRATAR.
 - 5. MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA INICIAR LA SESIÓN.
 - SE ILUMINARÁN CUATRO LUCES TEMPORIZADORAS, CADA UNA DE LAS CUALES REPRESENTA 5 MINUTOS.
 - CADA 5 MINUTOS SE APAGARÁ UNA DE LAS LUCES.
 - TRANSCURRIDOS 20 MINUTOS, EL DISPOSITIVO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE.
 - 6. DISFRUTE DE LA SESIÓN.
- RECOMENDAMOS USAR EL DISPOSITIVO DIARIAMENTE DURANTE 10-20 MINUTOS EN CADA ZONA DEL CUERPO COMO PARTE DE LA RUTINA DE CUIDADO DIARIA.

MODO DE COLOCACIÓN:

AJUSTE DE LAS CORREAS (ANTES DE LA COLOCACIÓN)
FIJE LAS CORREAS LARGA Y CORTA A AMBOS LADOS DE LA ALFOMBRILLA ASEGURÁNDOSE DE QUE LA PARTE DE VELCRO SUAVE QUEDE MIRANDO HACIA FUERA.

TORSO (ALREDEDOR DE LA CINTURA)

SUJETE LA ALFOMBRILLA POR LAS CORREAS Y COLÓQUELA ALREDEDOR DE LA CINTURA.
PASE LA CORREA MÁS LARGA POR LA ANILLA DE PLÁSTICO DE LA CORREA MÁS CORTA.
APIRIETE LA CORREA DE MODO QUE LA ALFOMBRILLA QUEDE COLOCADA ALREDEDOR DEL CUERPO CÓMODAMENTE Y CON ALGO

NUDOSIDAD, BÓLE CLOWY, GORÁČKA, CHOROBY SKÓRY, OPARZENIA LUB ZACZERWIENIENIA, ZŁAMANIA, NOWOTWORY LUB INNE CHOROBY NOWOTWOROWE, OSTEOPOROZA ORAZ CHOROBY PSYCHICZNE.

3.URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH. NIE UŻYWAJ GO Z NIEMOWLĘTAMI, DZIEĆMI, ZWIERZĘTAMI ANI OSOBAМИ LUB OSOBAMI Z OGRANICZONĄ ŚPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ LUB POZNAWCZĄ BEZ NADZORU. TO NIE JEST ZABAWKA.

4. JEŚLI URZĄDZENIE RED LIGHT BODY PANEL DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO LUB JEST W JAKIKOLWIEK SPOŚOB USZKODZONE, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTĄĆ JEGO UŻYWANIA. SKONTAKTUJ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ (DANE KONTAKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKCJI OGRANICZONA DWULETNIĄ GWARANCJĄ).

5. LAMPY LED NALEŻY UŻYWAĆ OSTROŻNIE. DŁUGOTRWALE UŻYTKOWANIE I DŁUGOTRWALA EKSPOZYCJA ŚWIATEŁ LED NA OCZY MOŻE SPÓWODOWAĆ ICH USZKODZENIE. DIODY LED NIE SĄ WYMIENNE.

6. NIE UŻYWAĆ NA WRAŻLIWEJ, PODRAŻNIONEJ LUB USZKODZONEJ SKÓRZE. NIE UŻYWAĆ NA OPUCHNIĘTEJ LUB SPALONEJ SKÓRZE LUB W PRZYPADKU INNYCH CHOROŚ SKÓRY.

7. NIE PATRZĘĆ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO LED.

8. PODCZAS STOSOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UNIKAĆ ŁĄCZENIA GO Z SÉRUM ZAWIERAJĄCYMI SKŁADNIKI ŚWIATŁOCZULĘ LUB POTENCJALNE FOTOSENSIBILIZATORY, TAKIE JAK WITAMINA C, AHA, BHA, OLEJKI ETERYCZNE, NADTLENEK BENZOILU ORAZ RETINOIDY.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA RED LIGHT BODY PANEL PRZEPROWADŹ TEST WRAŻLIWOŚCI NA ŚWIATŁO NA RAMIENIU.

SPOSÓB UŻYCIA:

- 1. PODŁĄCZ URZĄDZENIE DO PRZEWODU ZASILAJĄCEGO, A NASTĘPNIE PODŁĄCZ ZASILACZ DO GNIAZDKA.
 - 2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE SKÓRA JEST CZYSTA, SUCHA I WOLNA OD KOSMETYKÓW.
 - 3. ZAWSZE UŻYWAJ POŁĄCZONYCH OKULARÓW OCHRONNYCH, JEŚLI PANEL JEST SKIEROWANY W STRONĘ TWARZY LUB ZNAJDUJE SIĘ W JEJ POBLIŻU.
 - 4. PRZYGOTUJ PANEL DO WYBRANEJ POZYCJI:
 - PANEL MOŻNA TRZYMAĆ W DŁONIACH, OPRZEC O STABILNĄ POWIERZCHNIĘ LUB ZAMOCOWAĆ W TAKI SPOŚOB, ABY ŚWIATŁO BYŁO SKIEROWANE NA TWARZ LUB CIAŁO.
 - PANEL MOŻNO RÓWNIEŻ OWIĄNĄ WOKÓŁ CIAŁA PRZY UŻYCIU JEDNEGO LUB DWÓCH PASKÓW, W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU PODDAWANEGO ZABIEGOWI.
 - 5. NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ, ABY ROZPOCZĄĆ SESJĘ.
 - ZAPALĄ SIĘ CZTERY KONTROLKI, Z KÓTRYCH KAŻDA ODPOWIAŁA 5 MINUTOM.
 - CO 5 MINUT JEDNA KONTROLKA ZGAŚNIE.
 - PO 20 MINUTACH URZĄDZENIE WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE.
 - 6. ZRELAKSUJ SIĘ PODCZAS SESJI.
- ZALECA SIĘ CODZIENNE STOSOWANIE PRZEEZ 10-20 MINUT NA KAŻDY OBSZAR CIAŁA JAKO ELEMENT REGULARNEJ PIELĘGNACJI.

ZAKŁADANIE URZĄDZENIA:

PRZYGOTOWANIE PASEKÓW (PRZED ZAŁOŻENIEM)
PRZYMOCUJ DŁUGI I KRÓTKI PASEK PO OBU STRONACH PANELU, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE MIĘKKA (PUSZYSTA) STRONA ZAPIĘCIA NA RZEP TYPU VELCRO SKIEROWANA JEST NA ZEWNĄTRZ.

TULÓW (WOKÓŁ TALII)

CHWYĆ PANEL ZA OBA PASKI I UMIEŚĆ GO WOKÓŁ TALII.
PRZECIĄGNIJ DŁUGI PASEK PRZEEZ PLASTIKOWĄ PĘTLĘ KRÓTKIEGO PASKA.
ZABEZPIECZ PASEK TAK, ABY PANEL PRZYLEGAŁ WYGODNIE I LUŻNO DO CIAŁA.

TULÓW (PRZEEZ RAMIĘ)

CHWYĆ PANEL ZA KRÓTKI PASEK I PRZELÓŻ GO PRZEEZ RAMIĘ.
PRZECIĄGNIJ DŁUGI PASEK PRZEEZ PLASTIKOWĄ PĘTLĘ KRÓTKIEGO PASKA.
ZABEZPIECZ PASEK TAK, ABY PANEL SPOCZYWAŁ WYGODNIE NA CIELE.

DŁONIE I STOPY

PRZECIĄGNIJ DŁUGI PASEK PRZEEZ PLASTIKOWĄ PĘTLĘ KRÓTKIEGO PASKA I MOCNO ZACIŚNIJ.
POWSTAJE WTYDEJ TUNEL, W KÓTRYM DŁONIE LUB STOPY MOGĄ WYGODNIE SPOCZYWAĆ POD PANELEM.

RĘCE I NOGI

ZDEJMIJ KRÓTKI PASEK.
PRZELÓŻ DŁUGI PASEK PRZEEZ PRZECIWIŁEGLĄ STRONĘ PANELU I ZACIŚNIJ.
POZOSTAŁĄ DŁUGOŚĆ PASKA MOŻNA OWIĄNĄ WOKÓŁ PANELU, ABY USTABILIZOWAĆ JEGO POZYCJĘ.

PODCZAS ĆWICZEŃ LUB STOSOWANIA NA TWARZ

ZDEJMIJ OBA PASKI.
PANEL MOŻNA TRZYMAĆ W DŁONIACH, OPRZEC O STABILNĄ POWIERZCHNIĘ LUB ZAWIESIĆ NA WIESZAKU (BRAK W ZESTAWIE).
JEŚLI PANEL JEST SKIEROWANY W STRONĘ TWARZY, NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH.

CZYSZCZENIE:

1. URZĄDZENIE LED NALEŻY PRZETRZEĆ CHUSTECZKĄ DEZYNFEKUJĄCĄ. ZALECA SIĘ CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA:

Korzystanie z urządzenia do terapii światłem czerwonym w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji i może skutkować poważnymi obrażeniami.

Urządzenie do terapii światłem czerwonym RED LIGHT BODY PANEL jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

- Nie zamaczać urządzenia ani nie zanurzać go w wodzie.
- Nie myć części elektrycznych wodą ani płynami.
- Nie dotykać bezpośrednio urządzenia ani przełączników mokrymi rękami.
- Nie przykładać ani nie dotykać urządzenia do mokrej lub wilgotnej skóry.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą lub płynami.
- Nie modyfikować ani nie próbować modyfikować lub naprawiać tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wysokich temperaturach, które przekraczają lub mogą przekraczać 54°C (130°F).

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMINIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORAŻENIA PRADEM, POŻARU LUB OBRAŹENIA CIAŁA:

1. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA SKÓRZE W TRAKCIE LUB PO UŻYCIU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.
3. W CELU OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA PODCZAS KĄPIELI LUB POD PRYSZNICEM.
4. NIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA, JEŚLI DZIAŁA ONO NIEPRAWIDŁOWO, ZOSTAŁO UPUSZCZONE LUB USZKODZONE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. ODDAĆ URZĄDZENIE DO NAJBLIŻSZEGO SERWISU W CELU SPRAWDZENIA, REGULACJI ELEKTRYCZNEJ LUB MECHANICZNEJ ALBO NAPRAWY. KONSUMENT NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
5. URZĄDZENIE NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. UŻYWANIE PRZYSTAWEK NIEZALEZNYCH PRZEZ STYLPRO™ MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE.
6. NIE UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA, TAKICH JAK GRZEJNIKI, KUCHENKI ITP. NIE KŁAŚ NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI, TAKIEJ JAK ŁÓŻKO, PONIEWAŻ URZĄDZENIE MOŻE SIĘ PRZEGRZAĆ.
7. TRZYMAJ URZĄDZENIE Z DAŁA OD ŻRĄCYCH PŁYNÓW.
8. NIE NALEŻY USTĘPIAĆ TEGO PRODUKTU INNYM OSOBOM.
9. URZĄDZENIE NIE NALEŻY USTAWIAĆ ANI PRZECZYNIAĆ W MIEJSCACH, Z KTÓRYCH MOŻE SPAŚĆ DO WANNY LUB UMYWALKI ALBO ZOSTAĆ DO NICH WCIĄGNIĘTE. JEŚLI URZĄDZENIE WPADNIE DO WODY, NALEŻY NATYCHMIAST ODŁĄCZYĆ JE OD ZASILANIA. NIE WOLNO SIĘGAĆ PO URZĄDZENIE ZANURZONE W WODZIE.
10. NIE DOTYKAJ WTYCZKI ANI PANELU STERUJĄCEGO MOKRYMI DŁOŹMI ANI NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA NA MOKREJ LUB WILGOTNEJ SKÓRZE BĄDŹ ODZIEŻY.
11. NIE ZWIJAJ, NIE ZGINAJ ANI NIE SKŁADAJ PANELU PODCZAS PRACY. NIE SIADAJ ANI NIE KŁĘKAJ NA URZĄDZENIU ORAZ NIE UMIESZCZAJ NA NIM CIĘŻKICH ANI OSTRYCH PRZEDMIOTÓW.
12. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W POBLIŻU AEROSOLI, ROZPUSZCZALNIKÓW, TLENU MEDYCZNEGO, POŚCIELI, ZASŁON ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.
13. ZAWSZE UŻYWAJ DOŁĄCZONYCH OKULARÓW OCHRONNYCH.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania o parametrach zgodnych z napięciem podanym na etykiecie produktu.
2. Klienci z Wielkiej Brytanii oraz z UE: NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE Z GNIADZIAMI AC 230 V (WIELKA BRYTANIA) LUB 220-240 V (UE). Korzystanie z urządzenia w innych krajach z użyciem zewnętrznych transformatorów odbywa się na własne ryzyko.
3. Nie używaj przedłużaczy, generatorów, przetwornic ani inwerterów. Korzystanie z urządzenia w innych krajach z użyciem zewnętrznych transformatorów odbywa się na własne ryzyko.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli przewody są przetarte, uszkodzone lub jeśli panel sterujący, przewód albo złącza noszą ślady uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych. W przypadku nieprawidłowego działania natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta STYLPRO™.
5. Wtyczka powinna być wyposażona w bezpiecznik o odpowiedniej wartości, zatwierdzony przez ASTA zgodnie z normą BS 1362. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
6. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami. Nie przenoś ani nie ciągnij urządzenia, trzymając je za przewód.
7. Regularnie sprawdzaj stan wtyczki, przewodu i panelu sterującego. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, przegrzane, upuszczone lub działa nieprawidłowo. Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy — nie otwieraj go ani nie modyfikuj.

PRZECZYSZCZANIE:

PRZED PRZECZYSZCZANIEM UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA. UMIEŚCIĆ W CHŁODNYM, SUCHYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI MIEJSCU, W KTÓRYM URZĄDZENIE NIE ULEGNIE USZKODZENIU. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECZYSZCZĄC W JEGO NATURALNIE ZAKRZYWIONEJ POZYCJI. PRZED SCHOWANIEM NALEŻY POCEKAĆ, AŻ URZĄDZENIE CAŁKOWICIE OSTYGNIE.

KONSERWACJA:

OWOJA RED LIGHT BODY PANEL JEST PRAKTYCZNIE BEZOBŚLUGOWA. ABY WYCZYŚCIĆ URZĄDZENIE, WYŁĄCZ JE I PRZETRZYJ ZWERNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ WILGOTNĄ ŚCIECZKĄ. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKIKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYŁĄCZ URZĄDZENIE I SKONTAKTJ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO™ POD NUMEREM +44 (0) 20 3225 5559.

OGRANICZONA DWULETNI GWARANCJA:

NASZE TOWARY SĄ OBIEKTAMI GWARANCJI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTYWA UE 1999/44/WE STANOWI, ŻE „DWULETNI GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIEDZY. W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARU, JEŚLI TOWAR NIE JEST AKCEPTOWALNEJ JAKOŚCI, A USTERKA NIE STANOWI POWAŻNEJ AWARII. STYLPRO™ NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UZNANIJA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE PRZED DWADZIEŚCIĄ CZTERY MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU, JEŚLI URZĄDZENIE JEST WADLIWE POD WZGLĘDEM WYKONANIA LUB MATERIAŁÓW. NINIEJSZA GWARANCJA JEST DODATKOWĄ KORZYŚCIĄ I NIE WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. ABY OZYSKAĆ SERWIS W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE GWARANCYJNE, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKÓW, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZMIAN, NADUŻYĆ, BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA INNEGO NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH LUB NAPRAW PRZEZ NIEAUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ZWROTEM PRODUKT MUSI ZOSTAĆ DOKŁADNIE WYCZYSZCZONY.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU:

Symbol WEEE umieszczony na produktach STYLIDEAS, oryginalnych akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi i trzeba je wywozić oddzielnie. Jeśli mieszkasz w kraju Unii Europejskiej lub innym kraju europejskim, w którym obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, oddaj produkt STYLIDEAS oraz jego oryginalne akcesoria do odpowiedniego punktu zbiórki. Prawidłowa utylizacja urządzenia i akcesoriów pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami elektrycznymi. Recykling materiałów przyczynia się również do ochrony zasobów naturalnych. Nie wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Utylizacja opakowania:

Opakowanie wykonano z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do lokalnych punktów recyklingu. Prawidłowa utylizacja opakowania pomaga zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia publicznego. Symbol umieszczony na kartonie oznacza, że opakowanie wykonano z materiału PAP.

OGNACZENIE CE: WIELKA BRYTANIA/UE — DEKLARACJA ZGODNOŚCI: FIRMA STYLIDEAS LTD OŚWIADCZA, ŻE RED LIGHT BODY PANEL SPŁNIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻĄDANIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIA.

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO PARA SU SEGURIDAD Y DISFRUTE CONTINUADO DE ESTE PRODUCTO, LEA SIEMPRE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZARLO.
El producto está destinado exclusivamente al uso privado y no está pensado para uso comercial ni para su uso en otras aplicaciones. No se trata de un producto médico ni de un dispositivo médico.

ESPECIFICACIONES:

Nombre: STYLPRO™ Red light Full Body panel

Modelo: RBP01A

Tamaño del dispositivo: 400x 285 x 12.4 mm

Materiales: Silicona

Tensión de entrada: 110 V-240 V

Potencia: 12 V --- 2 A

Peso: 565 g

12V  3A

INCLUDE:

- 1x STYLPRO™ Red Light Full Body Panel
- 2x Correas de ajuste al cuerpo
- 1x Toma de corriente para el Reino Unido
- 1x Adaptador de toma de corriente para la UE
- 1x Gafas protectoras
- 1x Funda para las gafas
- 1x Bolsa de transporte

