



LUSTRE

BEDIENUNGSANLEITUNG
Elektrischer Hornhautentferner

INSTRUCTION MANUAL
Electric callus remover

MANUEL D'UTILISATION
Appareil électrique anti-callosités

ISTRUZIONI PER L'USO
Dispositivo elettrico di rimozione della cornea

BEDIENUNGSANLEITUNG

LUSTRE Elektrischer Hornhautentferner (USB)

Bestandteile

Hornhautentferner

2 Aufsätze: 1x sanfter Schleif-Aufsatz & 1x grober Schleif-Aufsatz

1 Akku 400 mAh Li-ION

USB-Ladekabel

USB-Ladeadapter 1A

Schutzkappe

Reinigungsbürste

Produktinformation

On-/Off-Schalter mit Licht-Indikator (Ladeindikator)

360° Rotation

2 Schnelligkeitsstufen

Integrierte Saugfunktion: alle Hautpartikel werden automatisch eingesaugt

Angenehme sanfte Oberfläche im Diamond Cut Design

Ladezeit: 1,5 Stunden

Akku-Laufzeit (voll aufgeladen): ca. 30 Minuten

Aufladen

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einer USB-Schnittstelle (z.B. Notebook, PC) oder mit dem mitgelieferten USB-Ladeadapter und schließen Sie diesen an eine Stromquelle an.

Sobald der Hornhautentferner vollständig aufgeladen ist, schaltet die Ladeanzeige von Rot auf Grün. Trennen Sie den Hornhautentferner LUSTRE dann von der Stromquelle, da ein Überladen die Le-

bensdauer des Akkus beeinträchtigen kann.

Anwendung

Setzen Sie den gewünschten Schleif-Aufsatz – grobe Körnung für starke Hornhaut, feine Körnung für ein sanftes Finish – an der Oberseite des Geräts ein. Platzieren Sie ihn hierzu und drücken Sie, bis er einrastet.

Schalten Sie den aufgeladenen elektrischen Hornhautentferner ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Produkt verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen: Halten Sie den An-/Aus-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt für eine sanfte Rotation. Durch erneutes Drücken des An-/Aus-Schalters wird die stärkere Geschwindigkeitsstufe aktiviert.

Legen Sie LUSTRE an den gewünschten und zuvor gereinigten Hautpartien an und entfernen Sie die Hornhaut. Halten Sie den Hornhautentferner nicht länger als 10 Sekunden an der gleichen Stelle. Üben Sie keinen starken Druck aus – dank der fortschrittlichen Technologie genügt ein sanftes Ansetzen des Gerätes an die Haut.

Sobald Sie das gewünschte Resultat erreicht haben, schalten Sie den Hornhautentferner mit der An-/Aus-Taste auf der Unterseite des Geräts aus, indem Sie diese erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wechseln des Hornhaut-Pads

Ziehen Sie den Schleifkopf vorsichtig mit zwei Fingern an den Einkerbungen nach oben und entfernen Sie ihn.

Platzieren Sie den gewünschten Schleifkopf mittig und drücken Sie diesen nach unten, bis er einrastet.

Reinigung

Entfernen Sie den Schleif-Aufsatz vorsichtig vom Gerät. Reinigen Sie diesen unter warmem Wasser. Entleeren Sie den Behälter. Der Hornhautentferner darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Dank der sanften Oberfläche kann LUSTRE einfach mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Hornhautentferner nach dem Gebrauch an einem trockenen und sauberen Ort auf und schützen Sie ihn vor Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Modell: LUSTRE
Material: ABS
Maße: 6,6 x 6,6 x 9,8 cm
Gewicht: 134,8 g
Akku: 400 mAh Li-ION
Spannung: 3.7 V

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch des Produkts folgende Warnhinweise. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Bitte halten Sie das Produkt fern von Kindern.

Der Hornhautentferner ist nicht wasserdicht und sollte nicht in irgendeiner Situation (z.B. Dusche) benutzt werden, in der er mit Wasser in Berührung kommen kann. Sollte Wasser in das Gerät gelangen, so schalten Sie es bitte sofort aus und beenden Sie die Anwendung.

Der Hornhautentferner ist ausschließlich für die Hornhautentfernung geeignet. Wenden Sie das Gerät nicht auf glatter, nicht verhornter Haut an, um Verletzungen zu vermeiden.

Wenden Sie das Produkt nicht auf gereizter, entzündeter oder infizierter Haut oder offenen Wunden an, da dies zu Irritationen oder Schnittwunden führen kann.

Falls Sie Diabetiker sind oder unter Durchblutungsproblemen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung des Produktes bitte einen Arzt.

Der Hornhautentferner darf nicht unmittelbar nach einer Operation oder auf Narben verwendet werden.

Sollten Sie während der Anwendung des Produkts Schmerzen verspüren, so stellen Sie die Anwendung sofort ein.

Führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein, um Beschädigungen zu vermeiden.

Dieses Produkt darf auf keinen Fall zerlegt werden.

Entsorgung

Dieses Produkt darf gemäß EU-Richtlinie nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer

und elektronischer Geräte und befolgen Sie diese. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Hersteller

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 München
Deutschland

www.vehnsgroup.com
service@vehnsgroup.com
www.ailoria.de

MADE IN CHINA



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte, unsachgemäße oder unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen.

© VEHNS GROUP GmbH
Version 1.0 – 10/2020



www.ailoria.de

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstrasse 40-42
80333 München
Deutschland