

TIEFENREINIGUNGS- UND **DESODORIE- RUNGSMITTEL**

ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Geben Sie einen halben Flaschenverschluss mit der Lösung in den FWB*.
2. Füllen Sie den FWB* bis zur MAX-Linie mit Leitungswasser auf.

*FWB: Frischwasserbehälter

INHALTSSTOFFE

Mehr als 30 %: Wasser. Weniger als 5 %:
Nichtionisches Tenside (Poloxamer 338),
Tetranatriummethyldiamintetraacetat, Disodium
EDTA, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, zinc salt
(2:1), Siloxane und Silikone, Dimethyl,
3-Hydroxypropyl methyl, ethoxyliert, Duftstoffe,
Konservierungsstoffe (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on).

AUFBEWAHRUNG

In geschlossenen Räumen an einem trockenen
Ort aufbewahren, nicht einfrieren.

WARNHINWEISE

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on(2634-33-5).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist
ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in
die Hände von Kindern gelangen.

Mindestens haltbar bis: Siehe Unterseite der Flasche.
Tineco Intelligent Europe GmbH
Europadam 4, 41460 Neuss
support.de@tineco.com
+00800-7262-2622



Hergestellt in China
www.tineco.com